



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y  
NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

CONVOCATORIA: LA-012NCG001-1819-2015  
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL  
SUSTANCIAS QUÍMICAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CONVOCATORIA DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANTICIPADA  
NÚM. LA-012NCG001-1819-2015



PARA LA ADQUISICIÓN DE:  
SUSTANCIAS QUÍMICAS

# Í N D I C E

## GLOSARIO

## INFORMACIÓN GENERAL

1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y CANTIDADES REQUERIDAS
2. VISITA A INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y ACTO DE FALLO
  - 2.1 Visita a instalaciones del Instituto
  - 2.2 Acto de Junta de aclaraciones
  - 2.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones
  - 2.4 Acto de fallo
3. REGISTRO PREVIO
4. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES
  - 4.1.- Generales
  - 4.2- Requisitos legales y administrativos
    - a) Formato para acreditar la personalidad jurídica del licitante
    - b) Carta poder simple e identificación
    - c) Currícula de la empresa
    - d) Relación de clientes y RFC
    - e) Declaración de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP
    - f) Declaración de integridad
    - g) Declaración de personas físicas y morales no inhabilitadas
    - h) Declaración de Caducidad y Garantía
    - i) Declaración del Grado de Contenido Nacional (**aplica para bienes de origen nacional**)
    - j) Manifiesto de MIPyMES ó copia del documento expedido por autoridad competente
    - k) Convenio para presentar propuestas conjuntas (en su caso)
  - 4.3- Requisitos Técnicos y Económicos.
    - a) Resumen de la Proposición Técnica y Económica
    - b) Recibo de muestras físicas
    - c) Carta de capacidad de distribución e identificación de representante legal que otorga en apoyo solidario
    - d) Oferta técnica en hoja por partida
5. ASPECTOS ADICIONALES A CONSIDERAR PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA
  - a) Tipo de moneda
  - b) Precio Unitario Neto
  - c) Importe por partida
  - d) Condiciones de precio
  - e) Periodo de validez de la proposición
6. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS
7. PLAZO, CONDICIONES DE ENTREGA, LUGAR Y CANJE
  - 7.1.- Plazo de entrega



- 7.2.- Lugar de entrega
- 7.3.- Aceptación de los bienes
- 7.4.- Empaques y transportes
- 7.5.- Caducidad
- 7.6.- Devoluciones
- 7.7.- Seguros

## 8. MUESTRAS FÍSICAS

- 8.1.- Lugar de entrega de muestras físicas
- 8.2.- Fecha de entrega de las muestras físicas
- 8.3.- Devolución de muestras físicas

## 9. ASPECTOS ECONÓMICOS

- a) Condiciones de pago que se aplicarán
- b) Exigibilidad de pago
- c) Anticipos
- d) Pago adelantado
- e) Derechos y Obligaciones

## 10. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y CALIDAD DE LOS BIENES

- 10.1.- Para la evaluación de las proposiciones en general
- 10.2.- Para evaluación de la documentación legal
- 10.3.- Para la evaluación de las proposiciones técnicas (HOJA POR PARTIDA)
- 10.4.- Para evaluación de las proposiciones económicas
- 10.5.- Visita a instalaciones del Licitante

## 11. ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS

### 12. FIRMA DEL PEDIDO

- 12.1.- Requisitos para la formalización de los contratos y/o pedidos
- 12.2.- Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales
- 12.3.- Modificaciones al contrato vigente

### 13. GARANTÍAS (SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR)

## 14. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LAS ENTREGAS Y PRÓRROGAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA

- 14.1.- Penas convencionales
- 14.2.- Prórrogas en los plazos de entrega

## 15. DECLARAR DESIERTA LICITACIÓN O PARTE DE ELLA

## 16. SUSPENDER TEMPORALMENTE O CANCELAR LA LICITACIÓN

## 17. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- 17.1.- No Negociación de la convocatoria y proposiciones
- 17.2.- Derechos inherentes a la Propiedad Industrial
- 17.3.- Rescisión de contratos
- 17.4.- Terminación anticipada
- 17.5.- Cesión de derechos y obligaciones
- 17.6.- De las infracciones y sanciones
- 17.7.- Inconformidades
- 17.8.- Controversias
- 17.9.- Demás disposiciones administrativas

## 18. INFORMACIÓN ADICIONAL

## RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1	FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS LICITANTES
ANEXO 2	CARTA PODER SIMPLE
ANEXO 3	ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SOLICITAR ACLARACIÓN DE DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
ANEXO 4	FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES
ANEXO 5	RELACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE
ANEXO 6	RELACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE
ANEXO 7	RESUMEN DE PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
ANEXO 8	PROPOSICIÓN TÉCNICA (HOJA POR PARTIDA)
ANEXO 9	DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP
ANEXO 10	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
ANEXO 11	FORMATO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES NO INHABILITADAS
ANEXO 12	DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL (APLICA PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL)
ANEXO 13	MANIFIESTO DE MIPYMES Ó COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE
ANEXO 14	FORMATO DE RECIBO DE MUESTRAS FÍSICAS
ANEXO 14 BIS	FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS
ANEXO 15	TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ANEXO 16	MODELO DE PEDIDO
ANEXO 17	LISTADO DE BIENES, CANTIDADES REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, en cumplimiento de las disposiciones que establece el Artículo 134 Constitucional, Artículos 26 Fracción I, 26 Bis fracción I, **28 fracción III** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y demás normatividad aplicable en la materia, a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D.F., Tel. 5487-0900, extensión 2932 y 2933 convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Número **LA-012NCG001-1819-2015** con base en la Requisición emitida por el **Departamento de Almacén General Número 262**, a fin de adquirir los bienes objeto de este procedimiento, de conformidad con la siguiente:

### CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

#### LA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1.- La contratación comprenderá: **El ejercicio fiscal 2016**.
- 2.- De conformidad al artículo 26 Bis Fracción I de la LAASSP, la licitación se desarrollará de manera: **Presencial**.
- 3.- La adjudicación del pedido será: **Por partida**.
- 4.- No se aceptarán proposiciones enviadas por servicio postal o mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica.
- 5.- La adjudicación se formalizará a través de Pedido y/o Contrato.

#### GLOSARIO:

Para efectos de esta Convocatorias se entenderá por:

1. **Convocatoria:** Documento que contiene las bases, condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados para ésta licitación.
2. **Bienes:** Los productos objeto de esta licitación.
3. **INCMNSZ:** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
4. **Área Contratante:** El INCMNSZ a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, facultada para llevar a cabo los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicaciones Directas.
5. **Áreas Solicitantes:** Áreas del INCMNSZ que solicitan los bienes objeto de esta licitación.
6. **COMPRANET:** Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.
7. **SFP:** Secretaría de la Función Pública.
8. **OIC:** Órgano Interno de Control en el INCMNSZ.
9. **Convocante:** **INCMNSZ** a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
10. **Identificación:** Identificación Oficial Vigente original con Fotografía (Credencial del IFE, Cartilla Militar, Pasaporte y/o cédula profesional).
11. **IVA:** Impuesto al Valor Agregado.
12. **LAASSP:** Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
13. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
14. **Licitante:** La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de Invitación a cuando menos tres personas.
15. **Proveedor:** La persona física o moral que celebra contrato (s) y/o pedido (s) de bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la adjudicación de la presente licitación.
16. **Contrato:** Instrumento legal que suscribe la convocante con el licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes.
17. **NAFIN:** Nacional Financiera, S.N.C.

## INFORMACIÓN GENERAL

### 1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1.1. La descripción de los bienes, cantidad, especificaciones técnicas, términos de referencia y demás que se consideren necesarios, que permitan determinar el objeto y alcance de la adquisición, se encuentra detallada en el **ANEXO 17** de esta convocatoria.
- 1.2. Los bienes propuestos deberán apegarse, exacta y cabalmente a la descripción y presentación que se indican en el **ANEXO 17** de la presente convocatoria.
- 1.3. La convocante podrá acordar con el proveedor, el incremento en la cantidad de los bienes amparados en el contrato sin rebasar el veinte por ciento, en los términos establecidos en el artículo 52 de la LAASSP. En este supuesto las modificaciones deberán formalizarse por escrito por parte de la convocante y el proveedor.

### 2. VISITA A INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y ACTO DE FALLO

#### 2.1 VISITA A INSTALACIONES DEL INSTITUTO

No habrá visita a instalaciones del Instituto.

#### 2.2 ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

Para aclarar dudas que los licitantes tengan respecto a la convocatoria de la licitación, se celebrará Junta de Aclaraciones presencial, la cual se llevará a cabo el día **20 de noviembre de 2015**, a las **11:00 horas**, en el Aula de usos múltiples de la UPA ubicada en el sotano 1 a un costado del banco HSBC en el INCMNSZ.

Podrán formular solicitud de aclaraciones aquellas personas que presenten un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, requisitando el formato del **ANEXO 3** de la presente convocatoria. En caso de no presentar el escrito señalado, y por ser un evento público, se les permitirá su asistencia sin derecho a formular preguntas ó solicitudes de aclaración.

Las solicitudes de aclaración preferentemente cumplirán las siguientes formalidades:

- **El ANEXO 4 se deberá presentar firmado en formato Word (NO PDF, NO ARCHIVO DE IMAGEN O SIMILAR)**
- **El ANEXO 3 se deberá presentar firmado en formato Word ó PDF**
- Letra Arial Narrow 10

Las solicitudes de aclaración deberán ser elaboradas en idioma español, mediante el formato que se presenta en el **ANEXO 4** de la presente convocatoria y ser enviadas junto con el **ANEXO 3** a través del correo electrónico: **susqui.nutri@gmail.com** corroborando su recepción al Teléfono 5487-0900 ext. 2932 y 2933, o bien acudir a entregar sus solicitudes de aclaración escritas o mediante un dispositivo de Almacenamiento (USB), en la Coordinación de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones a más tardar 24 horas antes de dar inicio al evento de junta de aclaración de dudas a la convocatoria de esta licitación.

Es responsabilidad del licitante el recabar la evidencia documental de la recepción de las preguntas al Departamento de Adquisiciones, ya sea mediante acuse de recibo electrónico, o en el documento mediante el cual se hace entrega de las preguntas respectivas.



Con fundamento en el artículo 46 fracción VI del Reglamento de la LAASSP las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo establecido en el párrafo anterior no serán contestadas y se marcarán como **EXTEMPORANEAS** pasando a formar parte del expediente de esta licitación. Si algún licitante presenta preguntas al inicio de la junta éstas se recibirán pero de igual manera no se dará respuesta a ellas.

***El número de inscripción (licitante) quedará registrado en la propia acta de Junta de Aclaraciones; en el caso de los licitantes que no asistan a dicho evento, el número lo proporcionará el coordinador de adquisiciones que aparecerá en la hoja de firmas del acta mencionada, en el teléfono 54-87-09-00 ext. 2932 y 2933.***

La asistencia de los participantes a la Junta de Aclaraciones es optativa, y al finalizar el acto público, se fijará una copia del acta del evento en un lugar visible al que tenga acceso el público en la recepción del Departamento de Adquisiciones por un término no menor de cinco días naturales, se les podrá proporcionar dicho documento en archivo magnético ó por medio electrónico, para lo cual los licitantes deberán proporcionar un dispositivo de Almacenamiento (USB), o bien su correo electrónico. En caso de no asistir, podrán acudir por ella a la Coordinación de Licitaciones, ubicada en el Departamento de Adquisiciones de la Unidad Administrativa planta baja del INCMNSZ, en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D.F. Así mismo se difundirá un ejemplar en COMPRANET para efectos de su notificación a licitantes que no hayan asistido al acto, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 BIS de la LAASSP, procedimiento que sustituye a la notificación personal.

### 2.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

**El acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo el día 27 de noviembre de 2015, a las 11:00 horas, en el aula de usos múltiples de la UPA ubicada en el sotano 1, a un costado del banco HSBC en el INCMNSZ.**

A partir de la hora señalada no se recibirán más sobres y no se permitirá el acceso a ningún participante ni observador, y deberán registrarse todos los asistentes. Todos los participantes deberán entregar el sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica al servidor público presida el acto. Concluido lo anterior se dará inicio a la apertura de las proposiciones presentadas.

**NOTA: se recomienda la presencia de los licitantes 30 minutos antes de la hora señalada para el inicio del evento.**

En este acto, el servidor público que preside el evento verificará la documentación legal, administrativa, técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada y emitiendo el acuse de recibo correspondiente de los documentos entregados por el licitante, sin que ello implique la evaluación de su contenido, la cual quedará en custodia de la convocante y se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas. En esta etapa no se desecharán proposiciones que presenten falta de documentos ó documentos incompletos.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que designe el INCMNSZ, rubricarán el resumen de proposición técnica y económica **ANEXO 7**.

Una vez recibidas las proposiciones por parte del INCMNSZ, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitación Pública hasta su conclusión. Los Licitantes solo podrán presentar una proposición por Licitación Pública.

En ningún caso la convocante o los participantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

## 2.4 ACTO DE FALLO

El fallo de esta licitación se dará a conocer a los participantes en Junta Pública que se llevará a cabo el día **18 de diciembre de 2015**, a las **12:30 horas**, en el aula de usos múltiples de la UPA ubicada en el sotano 1 a un costado del banco HSBC en el INCMNSZ.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Contra el fallo, no procederá recurso alguno, sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la LAASSP.

Las actas que se deriven de los eventos indicados anteriormente, serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas. De dichas actas se entregará copia y estarán a disposición de los licitantes que no hubieran asistido a las mismas, a partir de la fecha de su celebración y hasta cinco días naturales posteriores, para efecto de su notificación, en el pizarrón de anuncios colocado para tal efecto en la recepción del Departamento de Adquisiciones.

Adicionalmente, las actas serán difundidas a través de Compranet para efectos de notificación a los licitantes que no hayan asistido.

Será necesario que los licitantes proporcionen una dirección de correo electrónico para que la convocante, en caso de no asistir al acto público de comunicación de fallo, les envíe un aviso informándoles que el acta se encuentra disponible en Compranet.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrá asistir cualquier persona en calidad de observador debiendo registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

## 3. REGISTRO PREVIO

*No habrá registro previo, por lo tanto, el número de inscripción (licitante) quedará registrado en la propia acta de Junta de Aclaraciones; en el caso de los licitantes que no asistan a dicho evento, el número lo proporcionará el coordinador de adquisiciones que aparecerá en la hoja de firmas del acta mencionada, en el teléfono 54-87-09-00 ext. 2932 y 2933.*

## 4. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES

### 4.1. GENERALES

Las proposiciones deberán presentarse en el acto de presentación y apertura de proposiciones en original, en el orden solicitado, en idioma español, mecanografiado, de forma impresa, en forma legible, en papel membretado del Licitante o del fabricante cuando así se solicite, sin tachaduras ni enmendaduras y en un sobre cerrado de manera inviolable e identificado.

El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

Además, sin tener carácter de obligatorio, se sugiere presentar en medio electrónico en formato PDF a través de dispositivos USB (PREFERENTEMENTE) O CD, las proposiciones señaladas en el primer párrafo del presente numeral, el cual constará de: propuesta técnica y económica (incluyendo la documentación legal y administrativa).



Las proposiciones deberán ser firmadas en la última hoja del documento que las contenga de forma autógrafa por la persona que tenga facultades suficientes, conforme a lo indicado en esta convocatoria de licitación. Así mismo, podrán rubricarse cada una de las páginas que integren las proposiciones, sin que la falta de rúbrica sea motivo de desechamiento.

Para una mejor conducción del evento, cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, **deberán estar foliados** en todas y cada una de sus hojas que los integran. **la falta de foliado en el total de la documentación que conforma su propuesta será motivo para desechar la proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la LAASSP.**

El licitante podrá presentar como último inciso dentro de su proposición legal y administrativa, un escrito libre si así lo considera, respecto de los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial y si otorga al INCMNSZ su consentimiento para proporcionarla en caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial **siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables**, y de conformidad a los artículos 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. **El no presentar este documento no es motivo de desechamiento de su propuesta.**

#### 4.2. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Con relación a los **ANEXOS 1, 9, 10, 11 Y 12**, se da cumplimiento con solo requisitar y entregar dichos anexos dentro de su proposición (no se requiere entregar ningún documento adjunto).

Los licitantes **presentarán como primer documento** de los requisitos legales y administrativos, el **ANEXO 5** en hoja membretada, los cuales se presentarán en el siguiente orden:

- a) **Formato para acreditar la personalidad jurídica del licitante, ANEXO 1:** Con fundamento en el artículo 48 Fracción V del Reglamento de la LAASSP, los Licitantes deberán entregar un escrito donde el firmante acredite su existencia legal y personalidad jurídica, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los siguientes datos:
1. **Del Licitante:** Clave del Registro Federal de Contribuyentes; el nombre y domicilio (Avenida y número, colonia, código postal, delegación o municipio, entidad federativa, teléfono y correo electrónico), así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en la que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas.
  2. **Del Representante Legal del Licitante:** Número y fecha de las escrituras públicas en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.
- b) **Carta poder simple e identificación, ANEXO 2:** Los licitantes podrán hacerse representar por la persona que consideren mediante carta poder simple donde se le faculte para entregar proposiciones y participar en los actos de apertura de proposiciones y fallo. Además, presentarán original y copia fotostática legible por ambos lados de una identificación vigente expedida por una autoridad oficial de la persona que firme la propuesta y de la persona que entregue la propuesta. No será motivo de descalificación la falta de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente, bajo la condición de registrar su asistencia y de abstenerse de intervenir en cualquier forma en este acto, lo que se anotará en el acta correspondiente.

**Los Licitantes podrán presentar los requisitos señalados en el párrafo anterior, solo si la persona que firma las proposiciones no es que la asistirá a los actos públicos relativos a esta Licitación; sin embargo, se aclara que el no presentar dichos requisitos, no es motivo de desechamiento de la proposición.**

- c) **Currícula de la empresa:** Escrito en papel membretado en el cual deberá incluir domicilio fiscal, número telefónico, correo electrónico, nombre de las personas con quien se puede tener contacto además del representante legal.
- d) **Relación de clientes y RFC:** Escrito en papel membretado de principales clientes sobre los bienes objeto de esta licitación; dicha relación contendrá dirección, teléfono y persona encargada con la cual se pueda pedir referencias sobre la empresa licitante, dicha información podrá ser verificada telefónicamente o bien mediante una visita por parte del personal del Instituto. **(No currícula)**

Además, deberá presentar copia fotostática legible de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes.

- e) **Declaración de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP, ANEXO 9:** Presentar una declaración en papel membretado de la empresa en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad "no encontrarse en ninguno de los supuestos, de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP. El participante que declare con falsedad será desechada su propuesta.
- f) **Declaración de integridad, ANEXO 10:** Los licitantes deberán presentar una declaración de integridad, en la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que los Servidores Públicos del Instituto induzcan ó alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
- g) **Declaración de personas físicas o morales no inhabilitadas, ANEXO 11:** Presentar una declaración bajo protesta de decir verdad en la cual los participantes (persona física o moral) manifiesten no encontrarse inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en términos de la LAASSP. De igual forma deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la LAASSP, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación.

En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que las personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, el Instituto se abstendrá de firmar los pedidos correspondientes.

- h) **Declaración de Caducidad y Garantía:** El licitante deberá comprometerse por escrito que el período de garantía de los bienes será de **18 meses** a partir de la fecha de entrega. De igual manera garanticen la calidad de los bienes que oferten y respondan por vicios ocultos, defectos de fabricación del bien en la manufactura, y en la cual señalen las condiciones y plazos para componer o sustituir los bienes defectuosos.
- i) **Declaración de Nacionalidad del Licitante y Grado de Contenido Nacional (aplica para bienes de origen nacional), ANEXO 12**
- 1) **Nacionalidad del licitante.-** El licitante deberá entregar escrito original en papel membretado en el cual manifieste "bajo protesta de decir verdad" que es una persona física o moral de nacionalidad mexicana, en dicho escrito el licitante deberá manifestar que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la información que le permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido.
  - 2) **Integración de los Bienes.-** Así mismo, de conformidad con lo estipulado en las "Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los

procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2010, y en las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de Octubre de 2010, ambas emitidas por la Secretaría de Economía; el licitante nacional deberá presentar escrito en papel membretado, en el cual manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que la totalidad de los bienes que ofertan y entregarán, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional mínimo requerido para los bienes conforme a las reglas 5 y 8 o sus excepciones por las reglas 11 y 12.

Ambos numerales se cumplen requisitando el **ANEXO 12** de la presente convocatoria.

Los licitantes o proveedores estarán obligados a conservar la información incluyendo, en su caso, la proporcionada por los fabricantes, que les permita sustentar en todo momento el contenido de la manifestación bajo protesta de decir verdad.

- j) **Manifiesto de MIPyMES ó copia del documento expedido por autoridad competente.**- El participante podrá presentar documento original, **donde manifieste a que tipo de empresa pertenece**, si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, ó copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa.

En caso de que el licitante pertenezca a la Micro, Pequeña o Mediana empresa, dicha manifestación será considerada para la adjudicación del contrato en caso de empate en el precio más bajo.

Para cumplir lo anterior, se presenta la estratificación de conformidad a lo establecido en el artículo 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2012 y su última reforma el día 21 de enero de 2015:

Estratificación por Número de Trabajadores			
Sector/Tamaño	Industria	Comercio	Servicios
Micro	0-10	0-10	0-10
Pequeña	11-50	11-30	11-50
Mediana	51-250	31-100	51-100

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales;

**El no presentar dicho documento no es motivo de desechamiento de su propuesta.**

- k) **En su caso, convenio para presentar propuestas conjuntas:** Se deberá presentar cumpliendo con las formalidades descritas en el numeral 6 de la presente convocatoria, y lo firmarán cada una de las personas que integren la proposición conjunta; además, se deberán establecer con precisión las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. Lo anterior, de conformidad con el artículo 44, fracción II del Reglamento.

#### 4.3. REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

Con relación al **ANEXO 7**, se da cumplimiento con solo requisitar y entregar dicho anexo dentro de su proposición (no se requiere entregar ningún documento adjunto).

Los licitantes **presentarán como primer documento** de los requisitos Técnicos y Económicos, el **ANEXO 6** en hoja membretada, los cuales se presentarán en el siguiente orden:

- a) **Resumen de proposición técnica y económica, ANEXO 7:** Deberá contener los siguientes **datos generales**.- Razón social del licitante, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio fiscal, número de licitante, número de Licitación Pública, número de la partida a ofertar de acuerdo al **ANEXO 17**, clave del Instituto, descripción corta, marca, fabricante, cantidad por partida, unidad de medida, precio unitario de acuerdo a la unidad de medida solicitada por el INCMNSZ, monto total, especificar si grava o no el IVA.  
**La falta de este documento es motivo de desechamiento de la propuesta.**
- b) **Recibo de muestras físicas, ANEXO 14:** Los licitantes deberán presentar copia del recibo de muestras físicas debidamente sellado por el **Departamento de Almacén General** del Instituto.  
**La falta de estos documentos es motivo de desechamiento de la partida.**
- c) **Carta de capacidad de distribución e identificación de representante legal que otorga en apoyo solidario:** Presentar un escrito en papel membretado de la empresa en la cual declaren su capacidad real de distribución técnica y financiera para la distribución de los bienes objeto de esta licitación; así mismo deberán adjuntar copia simple de la identificación del representante legal que les otorga el apoyo solidario (una copia por cada carta presentada).  
**La falta de estos documentos es motivo de desechamiento de la propuesta.**
- d) **Oferta técnica en hoja por partida, ANEXO 8:** El Licitante deberá presentar en original, la descripción completa y detallada del bien ofertado con sus características completas, incluyendo marca y en su caso número de serie y tipo, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas que a cada partida le correspondan según el **ANEXO 17**.

En el **ANEXO 8** requisitado los licitantes deberán **engrapar por cada partida** ofertada la siguiente documentación:

1. **Catálogo, ficha técnica o inserto (solo en las partidas que no indiquen entrega de muestra física):** Deberá incluir las especificaciones técnicas del bien ofertado debidamente resaltadas mediante un plumón marca textos.

Sin perjuicio de lo anterior, si el licitante lo considera conveniente podrá entregar la copia del catálogo, ficha técnica o inserto, aún cuando haya entregado muestra física del bien ofertado, esto es, con la finalidad de contar con más elementos para una mejor evaluación técnica por parte del área requiriente y/o área técnica.

2. **Carta(s) de apoyo solidario:** Presentar escrito(s) original(es) en papel membretado y firma autógrafa, de apoyo solidario proporcionado por los fabricantes (en el caso de los distribuidores), en el que éste manifieste(n) respaldar la propuesta técnica que se presente, mismo que debe incluir número de partida y clave interna del INCMNSZ de los bienes en los que participa, así como la marca que está ofertando (VIGENTE). Los Licitantes podrán entregar una carta de apoyo solidario por cada fabricante o distribuidor mayorista, siempre y cuando se resalten mediante un plumón marca textos el número de partida y clave interna del INCMNSZ.

Los Licitantes que oferten bienes de procedencia extranjera deberán presentar además el escrito (VIGENTE) mediante el cual se les otorga la distribución exclusiva de los bienes objeto de esta Licitación Pública, debe incluir número de partida y clave interna del INCMNSZ de los bienes en los que participa así como la marca que está ofertando y deberá venir acompañado por una copia simple del apostillado correspondiente. **El requisito señalado en el presente párrafo, solo aplica para Licitantes que oferten bienes de procedencia extranjera y tengan distribución exclusiva en México.**

Para el caso de los escritos originales, se deberán engrapar a la primera partida ofertada, y para el resto de las partidas se deberá entregar en copia simple legible.

Dichos escritos deberán contener dirección, teléfono, correo electrónico y contacto para estar en posibilidad de verificar la autenticidad del documento.

La documentación presentada podrá ser verificada por la convocante por cualquier medio (teléfono, internet, visitas, etc.) para corroborar la autenticidad de los documentos. En caso de que se corrobore que no cuentan con el apoyo solidario, el Instituto se abstendrá de firmar los pedidos y/o contratos correspondientes y se asignarán al segundo mejor precio conforme al fallo.

**La falta de estos documentos es motivo de desechamiento de la partida**

**3. Registros sanitarios para fabricantes y distribuidores.**

**3.1.** En observancia a lo establecido en los artículos 204, 368 y 376 de la Ley General de Salud, los participantes deberán entregar **copia simple legible del Registro Sanitario vigente** expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), debidamente identificado por el número de partida ofertada y clave interna del Instituto, así como por su correspondiente marbete.

**3.2.** Si el Registro Sanitario no estuviera vigente, y con la finalidad de verificar la situación que guarda, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud y 190 bis 6 del Reglamento de Insumos para la salud, los participantes deberán presentar **en copia simple legible:**

- a) El Registro Sanitario vencido.
- b) El acuse de recibo del trámite de solicitud de prórroga sometido ante la COFEPRIS.
- c) Carta original en hoja membretada firmada por el representante legal del titular del Registro Sanitario, en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de la autorización sanitaria (indicando folio y fecha de ingreso), del cual entrega copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo exhibido corresponde a la partida ofertada.

**3.3.** De acuerdo al documento "*RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS*" de fecha 20 de febrero de 2015, disponible en el portal de internet de la COFEPRIS, se encuentra en proceso la renovación de diversos registros sanitarios a raíz de la reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud del 24 de febrero de 2005, por ello, y con la finalidad de verificar que hayan sido renovados o estos se encuentren en este proceso, el participante deberá presentar el **acuse de recibo del escrito mediante el cual fue solicitado dicho trámite en copia simple legible.**

**3.4** En caso de que el participante manifieste que los bienes ofertados no requieren Registro Sanitario, deberá presentar:

- Documento legible expedido por la autoridad competente que lo exima del mismo, o bien;
- Observar lo señalado en los acuerdos de la Secretaría de Salud de fecha 31 de diciembre de 2011 y 22 de diciembre de 2014, publicados en el Diario Oficial de la Federación. De ser aplicable a la partida ofertada, deberá manifestarlo en los términos del(los) acuerdo(s), en carta bajo protesta de decir verdad original en hoja membretada firmada por el representante legal del Licitante.

**3.5** El licitante deberá presentar los siguientes documentos según la naturaleza del producto de la partida ofertada:

- a) Copia simple de la Licencia Sanitaria
- b) Copia simple de aviso de funcionamiento
- c) Aviso de responsable sanitario

**3.6** Además de lo anterior, el participante, bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada original y firmada por representante legal, deberá presentar una carta donde manifieste que la importación de los bienes se realiza en apego estricto a la legislación aduanera; y cumple con lo establecido en la Ley General de Salud.

#### NOTAS PARA EL REQUISITO DEL REGISTRO SANITARIO:

- En el numeral **3.4 inciso b)** se deberá entregar solo copia simple de la carátula del documento oficial y de la hoja donde se identifique la partida ofertada, debidamente resaltados mediante un plumón marca textos.
- En los numerales **3.2 inciso c) y 3.6** se deberá entregar la carta original en la primera partida ofertada y copia simple en el resto de las partidas.
- En el resto de los numerales se deberá entregar solo copia simple del documento solicitado.

## 5. ASPECTOS ADICIONALES A CONSIDERAR PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA

- a) **Tipo de moneda:** Deberá ser presentada en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos).
- b) **Precio Unitario Neto.** Deberá contemplarse el precio final de los bienes, considerando cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar antes de IVA.
- c) **Importe por partida** antes de IVA.
- d) **Condiciones de precio:** Los Licitantes deberán presentar su oferta económica considerando:
  - 1.- Precios fijos hasta la entrega total de los bienes.
  - 2.- Los precios y condiciones no serán sujetos a ningún ajuste, y cualquier error en los mismos será de la estricta responsabilidad del licitante.

Los Licitantes, preferentemente protegerán con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, subtotales, totales, etc. La omisión del requisito señalado en este párrafo no será causa de descalificación.
- e) **Período de validez de la proposición:** La proposición tendrá una validez obligatoria por 60 días a partir de la fecha de apertura de proposiciones establecida por el INCMNSZ. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desechada, por no ajustarse a la presente convocatoria.

**NOTA:** El precio ofertado será unitario de acuerdo a la unidad de medida establecida en el **ANEXO 17**, considerando únicamente dos decimales (**\$00.00**). Conforme al **ANEXO 7**, **este formato no podrá ser modificado y deberá incluir todas las columnas requeridas.**

## 6. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS

**(OPCIONAL)** Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada persona se

obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. Lo anterior, de conformidad con el artículo 44, fracción II del Reglamento.

Los interesados en participar podrán realizar la presentación conjunta de proposiciones siempre y cuando se dé debido cumplimiento a lo establecido en los numerales **4.2 y 4.3** de la presente convocatoria.

Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de adquisición.

Además del convenio a que se refiere el artículo 44 fracción II del Reglamento de la LAASSP, para dar cumplimiento a esta convocatoria es indispensable que las propuestas que presenten los licitantes en forma conjunta **contengan todos** los requisitos técnicos, legales, administrativos y económicos como a continuación se solicitan:

- Los requisitos legales y administrativos del **punto 4.2**, deberán cumplirse por cada persona consorciada, a excepción del **inciso k)** que se deberá presentar a través de dicho convenio.
- Los requisitos técnicos y económicos del **punto 4.3**, deberán ser presentados por el representante común que hayan nombrado los consorciados.

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el citado convenio y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el pedido sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

## 7. PLAZO, CONDICIONES DE ENTREGA, LUGAR Y CANJE

**7.1 Plazo de entrega.**- Las entregas se realizarán conforme al calendario establecido en cada una de las partidas que se especifican en el **ANEXO 17** de la presente convocatoria.

**“Cuando el último día del plazo de entrega sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente sin que esto implique penalización”.**

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad con el Instituto.

Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB “Libre a bordo” y DDP “Entrega Derechos Pagados Destino Final”.

**7.2 Lugar de entrega:** Las entregas de los bienes deberán realizarse con factura original y cuatro copias a través del personal de la empresa debidamente y perfectamente identificado en el **Departamento de Almacén General** del Instituto, ubicado a un costado de la Unidad Administrativa en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D.F. De Lunes a Viernes en horario de **8:00 a 13:00** hrs. Los proveedores deberán considerar el horario antes citado, para efectos de factibilidad en la entrega - recepción de los bienes en el mismo día, no se aceptarán entregas parciales de partidas.

El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una penalización, consistente en el 10% del monto de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno o cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto de responsabilidad por el compromiso incumplido. **Lo anterior debido a que los**



incumplimientos afectan el funcionamiento del Instituto, lo cual dará lugar a la adjudicación del pedido al Licitante que presentó el segundo mejor precio o bien se procederá a una adjudicación directa según corresponda.

Se evaluará y se considerará como incumplimiento los siguientes puntos:

- ✓ No llegar a la hora asignada para la entrega
- ✓ Entregar bienes diferentes a los solicitados en esta convocatoria
- ✓ Entregar sin remisión o factura original.

**7.3 Aceptación de los bienes:** Una vez recibidos los bienes en el lugar establecido en el punto anterior, se someterán a revisión para comprobar que las características técnicas sean idénticas a las solicitadas en el **ANEXO 17** de la presente convocatoria, y a las ofertadas en la propuesta técnica y, en su caso, a las muestras físicas presentadas. Para tal efecto, el INCMNSZ podrá auxiliarse de las áreas usuarias para realizar la revisión correspondiente. El INCMNSZ no recibirá los productos que no cumplan con la calidad ofertada y los requisitos solicitados en el pedido correspondiente.

**7.4 Empaques y transportes:** Los bienes deberán entregarse **en buen estado** de tal forma que garanticen condiciones óptimas de envase y embalaje identificando mediante una etiqueta que contenga razón social de la empresa, número de pedido, clave interna del Instituto, descripción del producto de acuerdo al pedido, presentación y el número de partida, la forma de empaque deberá garantizar al INCMNSZ que los bienes no sufran daño durante las maniobras de carga, transporte terrestre, marítimo o aéreo y descarga en el **Departamento de Almacén General**; así como almacenaje, considerando lo que sobre el particular se señale en el **ANEXO 17** y en su caso, el(las) Acta(s) de la(s) Junta(s) de Aclaraciones de la presente convocatoria.

**7.5 Caducidad:** Los bienes que requiere el INCMNSZ, se deberán entregar con una caducidad mínima de 18 meses, no obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para el INCMNSZ de aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

En dicha carta, deberán mencionar la clave, descripción, fabricante, número de pedido y número de lote del producto, bajo ninguna circunstancia el INCMNSZ, aceptará bienes con caducidad inferior a 9 meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible, lo cual deberá ser avalado mediante oficio por el área usuaria o requiriente del insumo.

**7.6 Devoluciones:** El INCMNSZ podrá hacer la devolución de los bienes sin ninguna responsabilidad durante el período de garantía, bajo los siguientes supuestos:

- Que el producto no reúna las características físicas de calidad, la presentación requerida conforme al **ANEXO 17** de la presente convocatoria
- Que no sean las marcas ofertadas por el licitante
- Que sea diferente o equivalente a lo solicitado
- Que se detecten vicios ocultos y/o defectos de fabricación

El proveedor se compromete a reponerlos en un plazo no mayor de dos días naturales contados a partir de que se le devuelvan los bienes por el personal del **Departamento de Almacén General**, los gastos originados por las devoluciones (mano de obra, refacciones, transporte, seguros, maniobras, etc.) serán por cuenta del proveedor; en caso de no cumplir con el reemplazo de los bienes en el tiempo estipulado se aplicará la garantía de cumplimiento.

En caso de que las causas que originen la devolución sean trascendentales a juicio de las áreas usuarias o bien se incurra por segunda vez en algún motivo de devolución, el INCMNSZ procederá a la rescisión de pedido correspondiente y hacer efectiva la fianza de garantía.

**7.7 Seguros:** Los bienes a suministrar serán asegurados por el proveedor contra los daños o perjuicios que pudieran ocurrir hasta su recepción por parte del **Departamento de Almacén General**.

## 8. MUESTRAS FÍSICAS

**Los licitantes deberán entregar una muestra física por cada partida ofertada** apegándose estrictamente a las especificaciones proporcionadas por el INCMNSZ, las muestras físicas se entregarán a través del **ANEXO 14** de ésta convocatoria, dichas muestras se podrán someter a pruebas de calidad por parte del INCMNSZ; en caso de que se destruyan, se deterioren o pierdan sus propiedades intrínsecas, será sin responsabilidad para el INCMNSZ, por lo que no estará obligado a devolverlas.

Cada una de las muestras deberán presentarse incluyendo el número de inscripción del licitante, el número de licitación, número de partida y clave del producto, identificadas con una etiqueta adherible que evite su desprendimiento por manipuleo.

Las muestras físicas en ningún caso formarán parte de las entregas en caso de resultar adjudicados.

La falta de presentación de alguna muestra física será motivo de desechamiento de la partida, al igual que la falta de todas las muestras físicas será causa de descalificación del Licitante.

**8.1 Lugar de entrega de muestras físicas.-** Las muestras físicas se entregarán en el **Departamento de Almacén General** del INCMNSZ ubicado en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D.F.

**8.2 Fecha de entrega de muestras físicas.-** Las muestras físicas se entregarán los días **24 y 25 de noviembre de 2015** de **8:00 a las 13:00 horas** exclusivamente, conforme al **ANEXO 14** de esta convocatoria.

**8.3 Devolución de muestras físicas:** Para muestras físicas con un monto **mayor a cinco mil pesos** los licitantes podrán solicitar la devolución de las mismas conforme al **ANEXO 14 BIS** de la presente convocatoria dirigido al **Departamento de Almacén General** hasta **cinco días hábiles posteriores al acto de fallo**.

## 9. ASPECTOS ECONÓMICOS

- a) **Condiciones de pago que se aplicarán:** El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) deberá de emitirse a nombre del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán RFC INC710101RH7, domicilio fiscal: AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D.F. El proveedor deberá ingresar los archivos XML y PDF de su CFDI a través de "Portal de Proveedores" del Instituto e imprimir la pantalla con el mensaje de respuesta de la validación en el reverso de la representación impresa del CFDI que entregará con los bienes en el almacén respectivo.

Para ingresar los archivos XML y PDF de su CFDI, deberá ingresar al "Portal de Proveedores" a través de su navegador de internet en la dirección <http://www.incmnsz.mx:82>, introducir su clave de usuario que es su RFC y su contraseña que en su primer ingreso es su Número de Proveedor, seleccionar el número de pedido y el mes de entrega de los bienes, adjuntar los archivos PDF y XML, dar validar CFDI. En su primer ingreso podrá cambiar su contraseña a través del módulo de ayuda - cambio de contraseña. En caso de existir duda, comunicarse al Departamento de Control Presupuestal a la extensión 3466.

Los pagos se efectuarán en Moneda Nacional dentro de los 20 días hábiles a que el departamento responsable de

supervisar el cumplimiento de la recepción de los bienes, haya validado en el sistema su CFDI.

El comprobante fiscal correspondiente a diciembre, deberá ser presentado para su trámite de pago en la primera quincena de dicho mes. En caso de incumplimiento en el PEDIDO, se detendrá el depósito hasta que se realice el pago de las penalizaciones correspondientes.

Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos conforme a la información contenida en el PEDIDO que se adjudique, especificando número de pedido, número de proveedor, número de Licitación, así como cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

El INCMNSZ efectuará el pago de forma electrónica, reservándose el tipo de medio, de acuerdo a su banca electrónica y a lo establecido por el Banco de México, con el propósito de pagar de forma oportuna conforme a las fechas compromiso estipuladas, eliminando de esta manera el uso del cheque.

Es necesario que los proveedores proporcionen entre otros datos, la Clave Bancaria estandarizada "CLABE" y su Registro Federal de Contribuyentes; dicho trámite deberá realizarlo el proveedor en el Departamento de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros del Instituto.

- b) **Exigibilidad de pago:** Se establece que la fecha exacta en que se hará exigible la obligación de pago para el Instituto ocurrirá precisamente al día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo indicado en el punto anterior.
- c) **Anticipos:** No se otorgarán anticipos.
- d) **Pago adelantado:** No aplica.
- e) **Derechos y Obligaciones:** Las partes convienen en que cada una de ellas, cumplirá con el pago de las obligaciones fiscales federales, estatales o municipales, que por normatividad les corresponda y que se causen con motivo del (los) PEDIDO (s) que se derive (n) de esta Licitación y el proveedor aceptará las retenciones que en su caso corresponda por parte del INCMNSZ.

Todos los impuestos y derechos que causen los PEDIDOS serán pagados por el proveedor, a excepción del IVA, que será trasladado al INCMNSZ.

Los precios unitarios e importes totales se cotizarán sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) dentro de los mismos, éste se incorporará al momento de facturar.

En caso de que el(los) proveedor(es) sea persona física y cuyo monto adjudicado exceda la cantidad de \$2,000.00, deberá incluir en su facturación la leyenda "IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO" y aceptar dicha retención por parte del INCMNSZ.

## 10. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y CALIDAD DE LOS BIENES

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la LAASSP, los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental enviada por los licitantes, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio sea el más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio. Para evaluar las proposiciones, el INCMNSZ utilizará el mecanismo de evaluación BINARIO (solo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos y oferte el precio más bajo), debido a que las características de los bienes por adquirir están determinadas o estandarizadas en las especificaciones técnicas relacionadas en el **ANEXO 17**.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- De conformidad con el artículo 36 de la LAASSP se verificará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas cumplan con la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria, la(s) Junta(s) de Aclaraciones y sus anexos.
- Se evaluará de manera equitativa toda la información enviada por los licitantes.
- No se considerarán para su evaluación las proposiciones, cuando la cantidad ofertada sea menor a la solicitada por la Convocante y los bienes ofertados no se apegan a la descripción y presentación establecida en el **ANEXO 17**.
- Se verificará que no omita ningún dato requerido en el **ANEXO 7**, correspondiente a la propuesta técnica y económica.

A continuación, se presentan los puntos que serán evaluados y en su caso se indica aquellos cuyo incumplimiento afecte la solvencia de la propuesta y sea motivo para desecharla.

### 10.1 PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EN GENERAL

Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes conceptos:

- a) La firma del representante legal en la propuesta técnica, económica y legal.  
  
En caso de que el licitante ó el representante legal, omita firmar autógrafamente las proposiciones en la última hoja que las contenga, así como en los documentos presentados en los que se solicite.
- b) El incumplimiento de alguno(s) de los requisitos establecidos en la convocatoria a la Licitación y los que deriven de la junta de aclaraciones.
- c) Que los documentos presenten tachaduras, enmendaduras o se encuentren alterados en su texto, especificaciones, precios, etc.
- d) El manifiesto **“bajo protesta de decir verdad”**, en los documentos donde sea solicitado.
- e) La veracidad de la documentación y su contenido, que se presente en las proposiciones, una vez verificada con los responsables de emitirla o a través de los medios idóneos para ello.

### 10.2 PARA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACION LEGAL

Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes conceptos:

- a) **Supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP**

Que el licitante manifieste que no se encuentra en alguno de los supuestos indicados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP.

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el documento o la manifestación solicitada se presenta incorrecta o incompleta. Así mismo si se corrobora que se encuentra en tal situación de conformidad a la información que se presenta en CompraNet o en el Diario Oficial de la Federación.

- b) **Acreditamiento de la Personalidad Jurídica**

Que el licitante no cuente con facultades suficientes para comprometerse por sí mismo o a nombre de su representada con respecto a la propuesta de la presente licitación y que no indique los datos solicitados (según corresponda) en el formato incluido en la convocatoria, **ANEXO 2**.



Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el documento o los datos solicitados se presentan incompletos. No será motivo para desechar la propuesta la falta de los siguientes datos: teléfonos, correo electrónico, porcentaje de participación, y datos del Registro Público de Comercio.

**c) Declaración de Integridad**

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el documento o los datos solicitados se presentan incorrectos o incompletos.

**d) Proposiciones Conjuntas**

En caso de propuesta conjunta, que la misma no contenga los requisitos indicados en el **numeral 6**.

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el convenio o los datos solicitados se presentan incompletos.

**10.3 PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS (HOJA POR PARTIDA)**

La evaluación de las propuestas técnicas será realizada por la persona designada del área requiriente y/o técnica solicitante de los bienes.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

**a) Datos generales**

Se verificará el número de licitación, cantidad por lote y unidad de medida y número de partida ofertada.

Será motivo para desechar la propuesta si no indica número de licitación, el proponer una cantidad diferente a lo solicitado por cada partida, no indicar la unidad de medida, no indicar número de partida ofertada conforme al **ANEXO 17**.

**b) Descripción del bien ofertado**

Se verificará que los documentos solicitados sean originales, o copias cotejadas con el original en el caso de que así correspondan.

Se verificará que la descripción del bien ofertado cumpla con lo solicitado en las especificaciones técnicas que para cada partida así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones, según el **ANEXO 17** de esta convocatoria de licitación.

**c) Muestras físicas**

Se verificará que la muestras físicas que entregue el licitante, cumpla con las características mínimas para evaluación de acuerdo a lo descrito en su documento de hoja por partida.

Será motivo para desechar la propuesta si la muestra no cumple con las pruebas de evaluación que muestren el cumplimiento de las características indicadas en el catálogo, ficha técnica o inserto.

También será causa de desechamiento el que la muestra no coincida o no cumpla con lo descrito por el licitante en su documento de hoja por partida.

**d) Calidad de los bienes**

Se verificará que la calidad de los bienes ofrecidos, sea la requerida por el Instituto, de acuerdo a lo solicitado en el **ANEXO 17** de esta convocatoria de licitación.

**e) Garantía de los bienes**



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y  
NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

CONVOCATORIA: LA-012NCG001-1819-2015  
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL  
SUSTANCIAS QUÍMICAS

Se verificará que el licitante presente documento original y membretado donde se apegue a lo solicitado en el periodo de garantía y una expectativa de vida útil.

Nota: Así mismo, los licitantes ganadores, estarán obligados ante el INCMNSZ, a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en los términos del contrato respectivo y la legislación aplicable, conforme a lo establecido en el artículo 53 segundo párrafo de la LAASSP.

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta documento en que garantice los bienes o dicha garantía no se apegue a lo solicitado en la convocatoria de la licitación y/o no manifiesta, en caso de solicitarse, la expectativa de vida útil requerida.

#### 10.4 PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Se establece como método de evaluación de las propuestas el Método Binario, es decir, la evaluación se registrará bajo los preceptos de "CUMPLE" ó "NO CUMPLE" los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos del Instituto, el (los) pedido(s) se adjudicará(n) al (los) licitante(s) que presente(n) la(s) proposición(es) **cuyo precio sea el más bajo**, siempre y cuando éste resulte conveniente.

**Para la evaluación de los precios ofertados se podrá tomar en consideración la determinación de los precios no aceptables ó precios convenientes, según lo establecido el artículo 2 fracciones XI y XII respectivamente de la LAASSP.**

En el caso de errores u omisiones aritméticos en la oferta económica, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, éstos serán rectificadas de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra.

**Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes conceptos:**

- a) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.
- b) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados, o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
- c) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

## 11. ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme los criterios de adjudicación establecidos en esta convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INCMNSZ, y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en su caso:

- a) La proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por el INCMNSZ.

- b) En caso de existir igualdad en el precio ofertado más bajo, se adjudicará a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando se presente requisitado el **ANEXO 13** de la convocatoria.
- c) De subsistir el empate se adjudicará a favor del licitante que resulte ganador del **sorteo manual por insaculación**, que en su caso se llevará a cabo en la fecha del fallo, que consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, del que se extraerá en el boleto del licitante ganador.

## 12. FIRMA DEL PEDIDO

De conformidad al Artículo 29 fracción XVI y artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se presenta un modelo de pedido como **ANEXO 16**, en caso de discrepancia entre el pedido y la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en el cuerpo de esta convocatoria.

El representante legal del licitante ganador, deberá presentarse a formalizar los contratos respectivos dentro de los quince días posteriores al acto de fallo, en el Departamento de Adquisiciones del INCMNSZ, en el horario de 9:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00 horas.

### 12.1 REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS

El licitante que resulte ganador, previo a la formalización del contrato, deberá presentar el original o copia certificada y copia simple para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante, para suscribir el contrato correspondiente:

- a. Acta constitutiva de la empresa
- b. Acta de nacimiento (personas físicas)
- c. Registro federal de contribuyentes de la empresa o persona física
- d. Comprobante de domicilio de la empresa o persona física
- e. Poder notarial del representante legal de la empresa
- f. Identificación oficial con fotografía del representante legal de la empresa o persona física

En caso de que el licitante ganador no formalice el contrato respectivo o no entregue la garantía de cumplimiento, el contrato no surtirá los efectos legales correspondientes y será sancionado de acuerdo con lo señalado en los artículos 59 y 60 de la LAASSP.

De presentarse la situación anterior el INCMNSZ, podrá adjudicar el contrato a la siguiente mejor propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 segundo párrafo de la LAASSP.

Una vez formalizado el contrato, el proveedor deberá presentar por escrito en un plazo no mayor de **5 días** naturales solicitud de modificaciones y/o aclaraciones al mismo, derivado de errores mecanográficos u omisiones que desvirtúen su oferta original, dicha solicitud no implica el desistimiento de su oferta; después de este plazo **el pedido se considerará definitivamente aceptado**, por el proveedor en todas sus partes.

La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación del fallo.

La formalización se realizará en el Departamento de Adquisiciones del INCMNSZ, ubicado en la Unidad Administrativa en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D.F. con horario de atención de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

### 12.2 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

Así mismo, el licitante adjudicado previo a la formalización del contrato cuyo monto sea superior a \$300,000.00 antes de IVA, deberá presentar el “**acuse de recibo**” con el que compruebe que realizó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión prevista en las disposiciones **2.1.27., 2.1.28. y 2.1.35. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2014, o aquella que en el futuro la sustituya.

Para el cumplimiento de lo anterior, deberá realizar consulta de opinión preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

Para el caso de que el contribuyente no esté obligado a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberá realizar solicitud de opinión al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de ésta Entidad.

Tratándose de propuestas conjuntas las personas deberán presentar el “acuse de recibo” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada una de las personas obligadas en dicha propuesta.

Si el Instituto previo a la formalización del contrato, recibe del SAT “el acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, se abstendrá de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

### 12.3 MODIFICACIONES AL PEDIDO VIGENTE

De conformidad al **Artículo 52** de la LAASSP, el INCMNSZ en cualquier momento y mediante orden por escrito, podrá acordar con el licitante, incrementos en la cantidad de bienes solicitados sin tener que recurrir a la celebración de una nueva licitación, durante los doce meses posteriores a la formalización de los pedidos, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto, **el 20%** (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de igual forma y con base a lo previsto en el artículo 52 Cuarto Párrafo de la LAASSP, se podrá realizar una cancelación de los bienes solicitados la cual no será mayor al **10%** (diez por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos.

Las modificaciones que se efectúen a los pedidos deberán formalizarse por escrito, debiendo llevar las firmas de los servidores públicos que hubieren firmado el pedido original o en su caso, de quienes los hubiesen sustituido.

No procederá ninguna modificación a precios, pagos, especificaciones, y en general cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un licitante comparadas con las establecidas originalmente.

Las fechas de entrega correspondientes a las cantidades adicionales, serán pactadas entre el INCMNSZ y el licitante.

## 13. GARANTÍAS (SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR)

Para garantizar el cumplimiento del pedido, de conformidad a lo previsto en el Artículo 103 del Reglamento de la LAASSP, el licitante ganador deberá constituir y entregar una fianza de acuerdo al texto establecido en el **ANEXO 15**, a favor del INCMNSZ en moneda nacional por un importe del 10% del monto máximo total adjudicado, en el Departamento de Adquisiciones del Instituto, ubicado en la Unidad Administrativa en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, MÉXICO, D.F., con horario de atención de 9:00 a 13:00, dentro de los (10) diez días naturales después de formalizado el pedido.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y  
NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

CONVOCATORIA: LA-012NCG001-1819-2015  
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL  
SUSTANCIAS QUÍMICAS

Para los casos en que la totalidad de los bienes sean entregados en el destino establecido, dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de formalización del pedido, a solicitud por escrito por parte del proveedor, podrá ser exceptuado de la obligación de presentar la garantía requerida.

Para contratos menores a \$50,000.00 M.N., el proveedor podrá optar por presentar cheque certificado o de caja, a favor del INCMNSZ, expedido por una institución mexicana de banca y crédito autorizada.

De no presentar la garantía de cumplimiento en el término señalado por el artículo 48 último párrafo de la LAASSP, el INCMNSZ, iniciará el procedimiento de rescisión, informando a la Secretaría de la Función Pública a través del Órgano Interno de Control en el INCMNSZ.

## 14. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LAS ENTREGAS Y PRÓRROGAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA

**14.1) PENAS CONVENCIONALES:** El INCMNSZ, aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente **al 2% (dos por ciento)**, sobre el valor total de lo incumplido, más IVA, cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro del plazo estipulado en el pedido, en este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cinco días como entrega con atraso.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

Con fundamento en el artículo 96 del Reglamento de la LAASSP en caso de que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley a algún licitante, el **monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido.**

### 14.2) PRÓRROGAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA

El INCMNSZ de conformidad con el Artículo 45 Fracción XV de la Ley, podrá otorgar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través del Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en los siguientes casos:

- a) Se otorgarán prórrogas **sin penalización**, siempre y cuando las causales que concurran para la solicitud de prórroga, correspondan a casos fortuitos o fuerza mayor, que no sean directamente imputables al licitante ganador, previa solicitud por escrito al Departamento de adquisiciones, cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha de entrega programada y con la documentación que respalde su dicho.
- b) Se otorgarán prórrogas a los plazos establecidos **con la penalización** correspondiente, en todos aquellos casos directamente imputables al licitante ganador y previa solicitud por escrito, cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha de entrega programada.

Los proveedores para solicitar una prórroga deberán mencionar la fecha exacta de entrega y en caso de incumplir la penalización se volverá retroactiva y se iniciará con la rescisión del contrato.

En caso de que una prórroga se autorice, se procederá a reprogramar el pedido siempre y cuando no se empalme con otra entrega, en este último supuesto se elaborará un nuevo calendario a fin de evitar sobre inventarios.

## 15. DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN O PARTE DE ELLA

El INCMNSZ, procederá a declarar desierta una licitación o parte de ella, en los siguientes casos:

- 15.1) Cuando ningún licitante se hubiere inscrito para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
- 15.2) Cuando ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación o que sus precios no sean aceptables de acuerdo a lo señalado en el Art. 38 de la LAASSP.

## 16. SUSPENDER TEMPORALMENTE O CANCELAR LA LICITACIÓN

El INCMNSZ, procederá a cancelar una licitación o parte de ella, en los siguientes casos:

- 16.1) Por casos fortuitos o de fuerza mayor.
- 16.2) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes y de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Entidad.
- 16.3) Por causas de interés general o por orden escrita debidamente fundada y motivada de la autoridad competente.

## 17. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- 17.1) **NO NEGOCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PROPOSICIONES:** Ninguno de los requisitos, condiciones y requerimientos contenidos en esta convocatoria de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

Las áreas usuarias no están facultadas para solicitar o llevar a cabo negociaciones con el Licitante, que modifiquen la descripción de los bienes adjudicados, especificaciones técnicas por cumplir, plazos o modalidades de entrega establecidos en esta convocatoria y en los contratos que se deriven.

- 17.2) **DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:** El licitante al que se le adjudique el pedido asumirá la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes al INCMNSZ, se infrinjan derechos inherentes a la propiedad industrial, patentes o marcas, o se violen registros de derechos de autor.
- 17.3) **RESCISIÓN DE PEDIDOS:** Procederá la rescisión de los pedidos en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas a cargo del proveedor. Para tal efecto se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 54 de la LAASSP, en este caso, la aplicación de la fianza de garantía de cumplimiento, será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Las causales para rescisión del pedido son las siguientes:

- a) Cuando no se entregue la fianza de cumplimiento de pedido, dentro del plazo establecido en la convocatoria.
  - b) Cuando se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas en el pedido.
- 17.4) **TERMINACIÓN ANTICIPADA:** Se podrán dar por terminados anticipadamente los pedidos cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo **54 Bis** de la LAASSP.



- 17.5) CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES:** Los derechos y obligaciones que se deriven de los pedidos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo y expreso por parte de la Subdirección de Recursos Financieros del INCMNSZ, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.
- 17.6) DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES:** Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en la LAASSP, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 60 de dicha Ley.
- 17.7) INCONFORMIDADES:** De acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la LAASSP, los licitantes deberán presentar inconformidad por escrito directamente a través de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, o a través de Compranet, conforme a lo indicado en el Título Sexto, Capítulo Primero de la LAASSP.

El domicilio de la Secretaría de la Función Pública es Av. Insurgentes Sur No. 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 D.F.

La dirección electrónica de Compranet es: [www.compranet.gob.mx](http://www.compranet.gob.mx).

- 17.8) CONTROVERSIAS:** Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LAASSP o de los pedidos celebrados con base en ella, serán resueltas por los Tribunales Federales de los Estados Unidos Mexicanos, ubicados en el Distrito Federal.
- 17.9) DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS:** Las demás disposiciones Administrativas expedidas en esta materia, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la LAASSP y su Reglamento.

## 18. INFORMACIÓN ADICIONAL

Con motivo del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera "NAFIN" por medio de la cual pueden recibir de forma anticipada los pagos derivados de las adquisiciones y servicios proporcionados al INCMNSZ, nos permitimos mencionar algunos de los beneficios que obtendrán el adherirse a dicho programa.

Beneficios:

- ✓ Certeza en sus flujos de operación, al descontar sus documentos por cobrar.
- ✓ Reducir su apalancamiento financiero y mejorar su flujo.
- ✓ Reducir costos de crédito y cobranza.
- ✓ Planear los gastos e inversiones del ciclo productivo de su empresa.
- ✓ Control sobre sus cuentas por cobrar.
- ✓ Elegir el banco de su preferencia para recibir el pago de las cuentas por pagar de las cuales otorgó en factoraje ó descuento electrónico.
- ✓ Sistema electrónico, versátil y seguro NAFIN, etc.

Requisitos:

- ✓ Afiliarse a la Cadena Productiva del INCMNSZ, de Nafinsa.
- ✓ Entregar a Nafinsa la documentación requerida.

Para mayor información los pueden consultar en la página de NAFIN: [www.info@nafin.gob.mx](mailto:www.info@nafin.gob.mx)

**ANEXO 1**

**FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS LICITANTES**

México, D.F. a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación: No. LA-012NCG001-1819-2015**

**Objeto de la Licitación:**

\_\_\_\_ ( nombre ) \_\_\_\_\_, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme a través de mi propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: (persona física o moral)

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y Número:

Colonia:

Delegación o Municipio:

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre( s )

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:

Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario.

(firma autógrafa original)

**NOTA:** El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido en el orden indicado.



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

CONVOCATORIA: LA-012NCG001-1819-2015  
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL  
SUSTANCIAS QUÍMICAS

**ANEXO 2**

**CARTA PODER SIMPLE**

México, D. F., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** No. LA-012NCG001-1819-2015

**Objeto de la Licitación:**

\_\_\_\_ (Nombre de quien otorga el poder) \_\_\_\_\_ bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (el que ostenta y quien otorga el poder) \_\_\_\_\_ de la empresa denominada \_\_\_\_\_ (nombre de la persona moral) \_\_\_\_\_ según consta en el testimonio notarial del \_\_\_\_\_ (fecha) \_\_\_\_\_ otorgado ante el notario público número \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (ciudad en que se otorgó) \_\_\_\_\_ y que se encuentra registrado bajo el número \_\_\_\_\_ del registro público de comercio de (ciudad en que se efectuó el registro) \_\_\_\_\_; por este conducto autorizo a \_\_\_\_\_ (nombre de quien recibe el poder) \_\_\_\_\_ para que a nombre de mi representada se encargue de las siguientes gestiones:

- a) Entregar y recibir documentación;
- b) Comparecer a los actos de apertura de proposiciones y fallo, y
- c) Hacer las aclaraciones que se deriven de los actos de la Licitación Pública \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  
DE QUIEN OTORGA EL PODER

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  
DE QUIEN RECIBE EL PODER

**TESTIGOS**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA



**ANEXO 3**

**ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SOLICITAR  
ACLARACIÓN DE DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES**

México, D.F. a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** [No. LA-012NCG001-1819-2015](#)

**Objeto de la Licitación:**

(Nombre del representante legal) manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para participar en la **junta de aclaración de dudas a la convocatoria** de la presente Licitación a nombre y representación de (persona física o moral).

Registro Federal de Contribuyentes:		
Domicilio completo: Calle y número:		
Colonia:	Delegación o municipio:	
Código Postal:	Ciudad:	Estado:
Teléfonos:	Correo electrónico:	

Número de escritura pública en la que conste el acta constitutiva	
Fecha:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma	
Relación de accionistas (Apellido paterno, materno y nombres)	
Descripción del objeto social:	
Nombre del apoderado o representante:	
Nombre y fecha del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta:	
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:	

Lugar y fecha  
Protesto lo necesario  
( \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ )

**NOTA:** El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido en el orden indicado.



## ANEXO 4

### FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

México, D.F. a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

Razón social del licitante:

RFC del licitante:

Domicilio Fiscal del Licitante:

No. de inscripción (licitante):

Número de Licitación: No. LA-012NCG001-1819-2015

Objeto de la Licitación:

A. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (**ANEXO 17**), No. DE PARTIDA: \_\_\_\_\_ CLAVE \_\_\_\_\_

1/3 ¿ \_\_\_\_\_ ?

R=

2/3 ¿ \_\_\_\_\_ ?

R=

3/3 ¿ \_\_\_\_\_ ?

R=

B. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA  
PUNTO DE REFERENCIA: \_\_\_\_\_

1/3 ¿ \_\_\_\_\_ ?

R=

2/3 ¿ \_\_\_\_\_ ?

R=

3/3 ¿ \_\_\_\_\_ ?

R=

ATENTAMENTE  
NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
LEGAL DEL LICITANTE

Nota: No insertar tablas ni recuadros alrededor del texto para mejor manejo de la información.

## ANEXO 5

México, D.F. a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** No. LA-012NCG001-1819-2015

**Objeto de la Licitación:**

### RELACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE

PUNTO DE CONVOCATORIA	DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO PRESENTADO	
		SI	NO/NO APLICA
4.2 inciso a	Forma para acreditar la personalidad jurídica del Licitante <b>ANEXO 1</b>		
4.2 inciso b	Carta poder simple e identificación <b>ANEXO 2</b>		
4.2 inciso c	Currícula de la empresa		
4.2 inciso d	Relación de clientes y RFC		
4.2 inciso e	Declaración de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP <b>ANEXO 9</b>		
4.2 inciso f	Declaración de integridad <b>ANEXO 10</b>		
4.2 inciso g	Declaración de personas físicas y morales no inhabilitadas <b>ANEXO 11</b>		
4.2 inciso h	Declaración de Caducidad y Garantía		
4.2 inciso i	Declaración de Nacionalidad del Licitante y Grado de Contenido Nacional ( <b>APLICA PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL</b> ) <b>ANEXO 12</b>		
4.2 inciso j	Manifiesto de MIPyMES ó copia del documento expedido por autoridad competente <b>ANEXO 13</b>		
4.2 inciso k	Convenio para presentar propuestas conjuntas ( <b>EN SU CASO</b> )		

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA

**NOTAS:**

Será responsabilidad del licitante omitir los puntos que no aplican, de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la convocatoria.

En caso de que algún documento no sea aplicable al licitante, solo deberá marcar "NA" en la columna "Documento presentado"



**ANEXO 6**

México, D.F. a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** No. LA-012NCG001-1819-2015

**Objeto de la Licitación:**

**RELACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS  
QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE**

PUNTO DE CONVOCATORIA	DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO PRESENTADO	
		SI	NO/NO APLICA
4.3 inciso a	Resumen de proposición técnica y económica <b>ANEXO 7</b>		
4.3 inciso b	Recibo de muestras físicas Debidamente sellado por el Departamento de Almacén General <b>ANEXO 14</b>		
4.3 inciso c	Carta de capacidad de distribución e identificación de representante legal que otorga en apoyo solidario		
4.3 inciso d	Oferta técnica en hoja por partida <b>ANEXO 8</b>		

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE DEL LICITANTE  
NOMBRE Y FIRMA

**NOTAS:**

Será responsabilidad del licitante omitir los puntos que no aplican, de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la convocatoria.

En caso de que algún documento no sea aplicable al licitante, solo deberá marcar "NA" en la columna "Documento presentado"

**ANEXO 7**

**RESUMEN DE PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA**

México, D.F. a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** No. LA-012NCG001-1819-2015

**Objeto de la Licitación:**

Partida	Clave del Instituto	Descripción Corta	Unidad de medida	Marca	Catálogo	Fabricante	País de origen del bien	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total	Grava IVA Si/No especificar	Tiempo de entrega (solo casos especiales)
1												
2												
									<b>TOTAL S/IVA</b>			

PRECIOS FIJOS HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, SIENDO MI PROPUESTA POR UN MONTO DE:  
\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

ANOTAR EL IMPORTE CON NÚMERO ANOTAR EL IMPORTE CON LETRA EN MONEDA NACIONAL (**SIN INCLUIR EL IVA**)

**ATENTAMENTE**  
**NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE**  
**LEGAL DEL LICITANTE**

**NOTAS:**

1. EN LA ÚLTIMA COLUMNA "TIEMPO DE ENTREGA" SE ENTIENDE POR CASOS ESPECIALES AQUELLOS ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN CUYAS ENTREGAS SEAN MAYORES A 30 DÍAS NATURALES. LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN DICHA COLUMNA SOLO SE APLICARÁ PARA LA PRIMERA ENTREGA EN EL PEDIDO ADJUDICADO.
2. SE DEBERÁN RESPETAR LOS NÚMEROS DE PARTIDA TAL COMO APARECEN EN EL **ANEXO 17** (AÚN CUANDO EXISTAN NÚMEROS FALTANTES)
3. ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA SUMA TOTAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
4. NO SE DEBERÁ OMITIR NINGUNA COLUMNA NI PUEDE SER MODIFICADO EL PRESENTE ANEXO
5. ESTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO A MÁQUINA DE ESCRIBIR O COMPUTADORA A RENGLÓN SEGUIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE



**ANEXO 8**

**PROPOSICIÓN TÉCNICA (HOJA POR PARTIDA)**

México, D.F. a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** No. LA-012NCG001-1819-2015

**Objeto de la Licitación:**

Partida	Clave del Instituto	Descripción completa	Unidad de medida	Marca	Catálogo	Fabricante	País de origen del bien	Cantidad	Unidad de empaque o presentación del fabricante	Entregó muestra física Si/No especificar
1										

ACEPTO EXPRESAMENTE LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

ATENTAMENTE  
NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

\_\_\_\_\_  
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
LEGAL DEL LICITANTE

**NOTAS:**

- ESTE ANEXO DEBERÁ IR PREFERENTEMENTE CON UN FOLIO QUE INICIE CON EL NÚMERO 1 Y CONTINUAR CON LA NUMERACIÓN PROGRESIVA DE ACUERDO AL NÚMERO DE PARTIDAS QUE OFERTE. ÚNICAMENTE DEBERÁ ELABORAR ESTE ANEXO **PARA LAS PARTIDAS OFERTADAS** Y EL NÚMERO DE HOJAS DEBERÁ SER IGUAL AL NÚMERO DE PARTIDAS RELACIONADAS EN EL **ANEXO 7**, EN CASO CONTRARIO NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS PARTIDAS. EJEMPLO: SI UN LICITANTE COTIZA 20 PARTIDAS, EN SUS HOJAS SU FOLIO INICIARÁ CON EL NÚMERO 1 Y TERMINARÁ CON EL NÚMERO 20.
- EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE ESTRICTAMENTE A LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN EL **ANEXO 17** DE LA CONVOCATORIA, EN CASO DE SER ADJUDICADO LOS PEDIDOS SE AJUSTARÁN A SU UNIDAD DE MEDIDA.



**ANEXO 9**

**DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS  
50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP**

México, D. F. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** No. LA-012NCG001-1819-2015

**Objeto de la Licitación:**

En mi carácter de \_\_\_\_\_ de la Empresa  
(Apoderado legal, Representante legal, etc...)

\_\_\_\_\_  
(Nombre o Razón Social de la Empresa)

Me permito manifestar lo siguiente:

- 1.- **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** declaró que no forma parte, ni como accionista ni como trabajador, persona alguna que desempeñe un empleo, cargo o comisión de servicio público, ni se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- 2.- **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** declaro que no nos encontramos en los supuestos contenidos en el artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**ATENTAMENTE**  
**NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE**  
**LEGAL DEL LICITANTE**



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y  
NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

CONVOCATORIA: LA-012NCG001-I819-2015  
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL  
SUSTANCIAS QUÍMICAS

## ANEXO 10

### DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

México, D. F. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** [No. LA-012NCG001-I819-2015](#)

**Objeto de la Licitación:**

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública \_\_\_\_\_ número \_\_\_\_\_, en el que mi representada, la empresa \_\_\_\_\_ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, manifiesto **“bajo protesta de decir verdad”** que por mi mismo o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INCMNSZ, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas a mi representada con relación a los demás participantes.

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
LEGAL DEL PARTICIPANTE**



**ANEXO 11**

**FORMATO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES NO INHABILITADAS**

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación: No. LA-012NCG001-1819-2015**

**Objeto de la Licitación:**

(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de Representante legal de la empresa: (nombre de la empresa), no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, personas morales que se encuentren inhabilitadas, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, a los actos relativos a la Licitación Pública Nacional No. \_\_\_\_\_, relativa a la adquisición de \_\_\_\_\_, convocada por Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, tomando en consideración los supuestos siguientes:

- a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;
- b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y
- c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere este artículo, será sancionada en los términos de LAASSP.

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
LEGAL DEL PARTICIPANTE**

## ANEXO 12

### DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y GRADO DE CONTENIDO NACIONAL (APLICA PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL)

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (1)  
\_\_\_\_\_(2)\_\_\_\_\_

PRESENTE

Me refiero al procedimiento \_\_\_\_\_(3)\_\_\_\_\_ No. \_\_\_(4)\_\_\_ en el que mi representada, la empresa \_\_\_\_\_(5)\_\_\_\_\_, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada es una persona moral de nacionalidad mexicana.

Así mismo, en los términos de lo previsto en las "Reglas para la aplicación del margen de preferencia en el precio de los bienes de origen nacional, respecto del precio de los bienes de importación, en los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, declara que en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la(s) partida(s) \_\_\_(6)\_\_\_, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%, o \_\_\_(7)\_\_\_% como caso de excepción.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido por la Secretaría de Economía, se le proporcionará la información que le permita verificar el cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados y el porcentaje de contenido nacional requerido, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_(8)\_\_\_\_\_

**INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION INTERNACIONAL.**

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca.
3	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.
4	Indicar el número respectivo.
5	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.
6	Señalar el número de partida que corresponda.
7	Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".
8	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

**NOTA:** Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

## ANEXO 13

### MANIFIESTO DE MIPYMES

Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micros, pequeña y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamientos de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal.

México, D. F. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (1)

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** [No. LA-012NCG001-1819-2015](#)

**Objeto de la Licitación:**

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública \_\_\_\_\_ número \_\_\_\_\_ (2), en el que mi representada, la empresa \_\_\_\_\_ (3) participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2012 y su última reforma el 21 de enero de 2015, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector \_\_\_\_ ( 4 ). Considerando el siguiente cuadro, mi representada se encuentra en el rango de una empresa \_\_\_\_\_ (5).

Estratificación por Número de Trabajadores			
Sector/Tamaño	Industria	Comercio	Servicios
Micro	0-10	0-10	0-10
Pequeña	11-50	11-30	11-50
Mediana	51-250	31-100	51-100

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales;

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: \_\_\_\_\_ (6); y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): \_\_\_\_\_ (7)

ATENTAMENTE

(8)

REPRESENTANTE LEGAL



NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Indicar el número respectivo del procedimiento.
3	Citar el nombre o razón social o denominación completa de la empresa licitante.
4	Indicar con letra el sector al que pertenece, (industria, comercio o servicios).
5	Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana), conforme al cuadro de estratificación.
6	Indicar el número del Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
7	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y el fabricante sean personas distintas indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes que integran la oferta.
8	Anotar el nombre y firma del representante del licitante.



**ANEXO 14**

**FORMATO RECIBO DE MUESTRAS FÍSICAS**

México, D. F., a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** No. LA-012NCG001-1819-2015

**Objeto de la Licitación:**

AT´N: **Lic. Raquel López Juárez**  
Jefe del Departamento de Almacén General  
Presente

No.	PARTIDA	CLAVE DEL INSTITUTO	CANTIDAD "MUESTRAS FÍSICAS" ENTREGADAS"	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO	MARCA	ORIGEN DE PROCEDENCIA DEL BIEN
1								

**NOTAS PARA EL LICITANTE:**

- 1.- ESTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO A MÁQUINA DE ESCRIBIR O COMPUTADORA A RENGLÓN SEGUIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
- 2.- PRESENTAR ORIGINAL, DOS COPIAS Y NUMERAR LAS HOJAS.
- 3.- LA CUARTA COLUMNA "CANTIDAD" NO ES LA CANTIDAD DEL **ANEXO 17**, ES LA CANTIDAD DE MUESTRAS FÍSICAS ENTREGADAS

**ATENTAMENTE**  
**NOMBRE DEL LICITANTE**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE**  
**LEGAL DEL LICITANTE**



**ANEXO 14 BIS**

**FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS**

México D.F, a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** No. LA-012NCG001-1819-2015

**Objeto de la Licitación:**

AT´N: **Lic. Raquel López Juárez**  
Jefe del Departamento de Almacén General  
Presente

NÚM.	PARTIDA #	CLAVE DEL INSTITUTO	CANTIDAD "MUESTRAS FÍSICAS" SOLICITADAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CATÁLOGO	MARCA	ORIGEN DE PROCEDENCIA DEL BIEN
1								
2								
3								

TOTAL DE PARTIDAS QUE SOLICITA LA MUESTRA FÍSICA: \_\_\_\_\_

**NOTAS PARA EL LICITANTE:**

- 1.- SOLICITAR SOLO LAS MUESTRAS FÍSICAS QUE REQUIERAN SU DEVOLUCIÓN.
- 2.- ESTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO A MÁQUINA DE ESCRIBIR O COMPUTADORA A RENGLÓN SEGUIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
- 3.- PRESENTAR ORIGINAL Y DOS COPIAS Y NUMERAR LAS HOJAS.

**ATENTAMENTE**  
**NOMBRE DEL LICITANTE**

\_\_\_\_\_  
**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE**  
**LEGAL DEL LICITANTE**

## ANEXO 15

### TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

**DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. A TRAVÉS DEL PRESENTE ANEXO SE ESTABLECE EL TEXTO QUE DEBERÁ CONTENER LA FIANZA QUE PRESENTARÁ(N) EL(LOS) PROVEEDOR(ES) PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS PEDIDOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO (CON NÚMERO Y LETRA) SIN IVA, EN EL MISMO TIPO DE MONEDA OFERTADO; ADEMÁS DEBERÁ CUBIRI LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.**

**EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ SOLICITAR UNA FIANZA QUE CONTENGA COMO MÍNIMO EL SIGUIENTE TEXTO:**

*(NOMBRE DE LA AFIANZADORA) SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$\_\_\_\_\_ (10 % DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CON NÚMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ANTE INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN PARA GARANTIZAR POR SU FIADO (NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR, DOMICILIO Y R.F.C.), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, RESULTANTE DEL (LOS) PEDIDO(S) NÚMERO(S)\_\_\_\_\_, DERIVADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO\_\_\_\_\_ Y FORMALIZADO EL DÍA \_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL AÑO\_\_\_\_\_. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$\_\_\_\_\_ (CON NÚMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), CELEBRADO ENTRE AMBAS PARTES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PEDIDO.*

- a) *Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el(los) pedido(s) y sus anexos; y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del pedido y sus anexos, por parte de nuestro fiado, las cuales deberán ser realizadas en los plazos y bajo las especificaciones que para tal efecto se establecieron en el mismo;*
- b) *La presente fianza deberá cubrir como mínimo un año a partir de la fecha de la última entrega programada;*
- c) *Así mismo esta fianza garantiza la obligación del proveedor de responder por los defectos, vicios ocultos y en su caso calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado;*
- d) *Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la autorización expresa y por escrito del Instituto y la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales;*
- e) *Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del pedido, la institución afianzadora otorgará el documento modificadorio que garantice el porcentaje en exceso al monto originalmente garantizado;*
- f) *Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme;*
- g) *La institución afianzadora se renuncia a los beneficios de orden y exclusión a que se refieren los artículos 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas vigente, y 2815 y 2822 del Código Civil Federal; y*
- h) *La institución afianzadora acepta expresamente someterse a los Procedimientos de Ejecución previstos en el artículo 279 y 282 y demás relativos aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, aun para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.*



**ANEXO 16  
MODELO DE PEDIDO**

CONVOCATORIA: LA-012NCG001-1819-2015  
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL  
SUSTANCIAS QUÍMICAS



AVENIDA VASCO DE QUIROGA  
15 DELEGACIÓN TLALPAN  
14080 MÉXICO, D.F.

INSTITUTO NACIONAL DE  
CIENCIAS MÉDICAS  
Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN

PROVEEDOR:

TRANSPORTE:

CONDICIONES DE ENTREGA:

EFFECTUAR ENTREGA EN:

CONDICIONES DE PAGO:

SI "EL PROVEEDOR" NO CUMPLE CON LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA EN ESTE PEDIDO SE COMPROMETE A PAGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN" EL 2 PORCIENTO DIARIO DEL IMPORTE DE LOS MATERIALES PENDIENTES POR SURTIR

**PEDIDO**



**FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES**

ALMACÉN ENTREGAR BIENES A:

FECHA: MES DIA AÑO

HOJA No. DE

REQUISICIÓN No.

PARTIDA TOTAL	CODIGO - DESCRIPCION DE BIENES	CANTIDAD	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO	PRECIO
				NETO M. N.	NETO M. N.

COMPRADOR (NOMBRE, FIRMA Y CARGO):

AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO):

## CLAUSULADO DEL PEDIDO

<p><b>1. GENERALIDADES:</b></p> <p>1.1. Este pedido no es válido si presenta tachaduras, emendaduras y/o alteraciones.</p> <p>1.2. Los derechos y obligaciones descritos en este pedido, no podrán cesarse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del "INCMNSZ", de acuerdo a lo establecido en el <b>Artículo No. 46</b> de la LAASSP en vigor.</p> <p>1.3. El monto total de este pedido, se basa en la cotización presentada por "EL PROVEEDOR", y/o en el fallo económico resultante del procedimiento de la adquisición, de acuerdo a lo establecido en el <b>Artículo No. 26</b> de la LAASSP.</p> <p>1.4. "EL PROVEEDOR" podrá presentar por escrito en un plazo máximo de 5 días naturales después de la recepción del pedido, solicitud de modificaciones y/o aclaraciones al mismo, derivado de errores mecanográficos y omisiones que desvirtúen su oferta original; dicha solicitud no implica el desistimiento de su(s) oferta(s); después de este plazo el pedido se considerará definitivamente aceptado, por "EL PROVEEDOR" en todas sus partes.</p> <p>1.5. El plazo de entrega en días hábiles señalado en el texto del pedido, se contará como a continuación se establece: - El plazo se empezará a contar a partir de la fecha de la recepción del pedido, por parte del representante autorizado de la empresa que corresponda, misma que deberá constar en el pedido. - Si las entregas son programadas, "EL PROVEEDOR" se compromete a cumplir con las mismas en las fechas convenidas, de lo contrario se hará acreedor a la penalización correspondiente. - En ningún caso, "EL PROVEEDOR" entregará artículos distintos o sustitutos a los especificados en el pedido, sin contar con la autorización previa y escrita del jefe del Departamento correspondiente. - La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo de "EL PROVEEDOR", así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad con el "INCMNSZ". - Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB "Libre a Bordo" y DDP "Entrega Derechos Pagados Destino Final".</p> <p>1.6. Una vez recibidos los bienes, se someterán a revisión para comprobar que las características técnicas sean idénticas a las solicitadas. Para tal efecto, el "INCMNSZ" podrá auxiliarse de las áreas usuarias para realizar la revisión correspondiente y en caso de existir diferencias, se procederá a la devolución de los bienes sin responsabilidad para el "INCMNSZ".</p> <p>1.7. "EL PROVEEDOR" asume toda la responsabilidad por infracción o invasión de derechos de propiedad de marca y patente. Además se compromete a reembolsar al "INCMNSZ" cualquier erogación causada por estos y otros conceptos similares de acuerdo a lo establecido en el <b>Artículo No. 45, fracción XX</b>, de la LAASSP.</p> <p><b>2. MODIFICACIÓN:</b></p> <p>El "INCMNSZ" dentro de su presupuesto, podrá modificar el presente pedido de conformidad a lo establecido en el <b>Artículo 52</b> de la LAASSP y el <b>56</b> de su Reglamento dentro de los doce meses posteriores a su firma para incrementar la cantidad de los bienes adquiridos, siempre que el monto total de las modificaciones no rebasen el <b>veinte por ciento</b> de los conceptos y volúmenes contratados originalmente, de igual forma, de así requerirlo el "INCMNSZ" podrá cancelar hasta un <b>diez por ciento</b> del total del pedido.</p>	<p><b>3. EMPAQUES:</b></p> <p>Los bienes deberán entregarse en las condiciones óptimas de envase y embalaje que garanticen al "INCMNSZ" que los bienes no sufran daño durante las maniobras de carga y descarga en el Departamento correspondiente; así como almacenaje.</p> <p><b>4. PRÓRROGA:</b></p> <p>Cuando "EL PROVEEDOR" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda surtir los materiales en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito cinco días hábiles antes del vencimiento del plazo de entrega, al departamento de Adquisiciones, una ampliación del mismo, en la inteligencia de que si, el nuevo plazo solicitado se concede y no se cumple con la entrega del material, la pena señalada en el punto 7 se aplicará, considerando la penalización a partir de la fecha inicialmente acordada.</p> <p>Cuando el último día del plazo de entrega sea inhábil o fin de semana, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente sin que esto implique penalización.</p> <p><b>5. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:</b></p> <p>Con fundamento en el <b>Artículo 48</b> de la LAASSP los proveedores deberán garantizar: I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos, y II. El cumplimiento de los pedidos. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente pedido, "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar un cheque certificado, de caja o una fianza expedida por Institución legalmente autorizada, por un importe del 10% del monto total de este pedido, antes del IVA, a favor del "INCMNSZ" dentro de <b>los diez días naturales</b> siguientes a la firma del mismo, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo.</p> <p>Dicha fianza, deberá cubrir la calidad de los bienes objeto de este contrato contra defectos de fabricación o vicios ocultos, por un periodo de doce meses, contados a partir de la entrega y aceptación de los bienes, a entera satisfacción del "INCMNSZ".</p> <p><b>6. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES:</b></p> <p>De conformidad a lo establecido en el <b>Artículo 53</b> segundo párrafo de la LAASSP, los Proveedores quedarán obligados ante el "INCMNSZ" a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el presente pedido y en la legislación aplicable.</p> <p>"EL PROVEEDOR" se compromete a reponerlos en un plazo no mayor de cinco días naturales contados a partir de que se le devuelvan los bienes por el personal de los almacenes del "INCMNSZ", los gastos originados por las devoluciones serán por cuenta de "EL PROVEEDOR".</p> <p><b>7. PENA CONVENCIONAL:</b></p> <p>El "INCMNSZ" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al <b>2%</b> sobre el valor total de lo incumplido, más IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:</p>	<p>Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro del plazo estipulado en el pedido. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cinco días como entrega con atraso.</p> <p>La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.</p> <p><b>Con fundamento en el tercer párrafo del Artículo 96 del Reglamento de la LAASSP</b>, en el caso de procedimientos de contratación en los que se exceptúe la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del <b>veinte por ciento</b> del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido.</p> <p><b>8. DEDUCTIVAS:</b></p> <p>Las deductivas se aplicarán por concepto de penas convencionales, una vez transcurrido el término que tiene "EL PROVEEDOR" para comprobar que la pena convencional es improcedente, estas deductivas se aplicarán directamente de lo facturado por "EL PROVEEDOR".</p> <p><b>9. RESCISIÓN:</b></p> <p>El "INCMNSZ" podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente pedido en los casos siguientes: - Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue la fianza señalada en el punto 5 en los plazos señalados. - Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes conforme a las especificaciones establecidas en este pedido. - Cuando "EL PROVEEDOR" ceda, traspase o subcontrate la totalidad o parte de los bienes objeto de este pedido, sin consentimiento por escrito del "INCMNSZ". - Cuando "EL PROVEEDOR" sea declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad competente. - Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes en la fecha establecida, incluida la prórroga que en su caso se autorice.</p> <p>Cuando se presente una o varias de estas hipótesis, el "INCMNSZ" requerirá por escrito al "PROVEEDOR" para que en un término de diez días hábiles contados a partir de que reciba dicha comunicación, sea subsanada la deficiencia, si al final de este término "EL PROVEEDOR" no cumple satisfactoriamente con dicho requerimiento, el "INCMNSZ" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" la consumación de la rescisión.</p>	<p><b>10. DE LA FACTURACIÓN:</b></p> <p>"EL PROVEEDOR" deberá facturar conforme al pedido y a las indicaciones emitidas por los almacenes del "INCMNSZ".</p> <p><b>11. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA:</b></p> <p>Yo, "EL PROVEEDOR" declaro bajo protesta de decir verdad que conozco las disposiciones de la Ley de la Materia y su Reglamento y que no me encuentro en ninguno de los supuestos del <b>Artículo 50 y 60 antepenúltimo párrafo</b> de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público vigente, por lo tanto, acepto todos los términos del presente pedido.</p> <p><b>12. ANTICIPOS:</b></p> <p>No se otorgarán anticipos salvo que estos sean establecidos en la convocatoria de la Licitación o Invitación a cuando menos Tres Personas o Adjudicación Directa.</p> <p><b>13. DEVOLUCIONES:</b></p> <p>EL "INCMNSZ" podrá hacer la devolución de los bienes durante el periodo de garantía, bajo los siguientes supuestos: - Que el producto no reúna las características físicas de calidad o la presentación requerida. - Que no sean las marcas ofertadas. - Que sea diferente o equivalente a lo solicitado. - Que se detecten vicios ocultos y/o defectos de fabricación.</p> <p>En caso de que las causas que originen la devolución sean trascendentales a juicio de las áreas usuarias, o bien se incurra por segunda vez en algún motivo de devolución, será protestativo para el "INCMNSZ" y se procederá a la rescisión del pedido correspondiente y hacer efectiva la garantía de cumplimiento.</p> <p><b>14. CONFORMIDADES:</b></p> <p>Una vez leído el PEDIDO y enteradas las partes de su contenido, valor y consecuencias legales, se firma en original y copia en la Ciudad de México, D.F.</p> <p><b>15. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN</b></p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el <b>Artículo 77</b> de la LAASSP, en cualquier momento "EL PROVEEDOR" o el "INCMNSZ" podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente pedido.</p>
--	--	---	---

**OBSERVACIONES :**

**"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETARÁ A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. ESTE PEDIDO SE FORMALIZA A PARTIR DE LA FIRMA.**

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

FECHA:                    DÍA                    MES                    AÑO



**ANEXO 17**

**LISTADO DE BIENES, CANTIDADES REQUERIDAS  
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Razón social del licitante:**

**RFC del licitante:**

**Domicilio Fiscal del Licitante:**

**No. de inscripción (licitante):**

**Número de Licitación:** [No. LA-012NCG001-1819-2015](#)

**Objeto de la Licitación:**

Part.	Clave	Cantidad	U. Medida	Descripción
2	05475543	1	Pieza	SENSIDISCO DE AZITROMICINA DE 15 MICROGRAMOS.AMPIA FECHA DE CAD TRASNPOR EN CONGELACION.ENTRE EN LABORATORIO.PRES CARTUCHO C/50 SENSIDISCOS. PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC
		ene:1		Departamento: 0107.01
3	05037007	1	Pieza	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI A PARA TIPIFICACION DE ANTIGENO A DEL SISTEMA ABO SANGUINEO PARA PRUEBA EN PLACA TUBO O MICROPLACA CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION EL PRODUCTO TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO PRESENTACION: PIEZA CON 10 MILILITROS
		ene:1		Departamento: 0107.00
4	05475581	1	Pieza	CARTUCHO DE SENSIDISCO DE MOXIFLOXACINO DE 5 MICROGRAMOS AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO

PRESENTACION CARTUCHO C/50  
SENSIDISCOS.DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:1  
Departamento: 0107.01

5 05475586 1 Pieza SENSIDISCO DE PENICILINA DE 10  
MICROGRAMOS AMPLIA FECHA DE  
CADUCIDAD.TRANSPORTAR EN  
CONGELACION.ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO PRES CARTUCHO C/50  
SENSIDISCOS.DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:1  
Departamento: 0107.01

6 05000900 4 frasco 2-MERCAPTOETANOL PARA BIOLOGIA  
MOLECULAR PARA ELECTROFORESIS  
ADECUADO PARA CULTIVO CELULAR 99%  
(GC/TITRATION) PRESENTACION FRASCO  
CON 25 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0109.00

7 05001525 1 Frasco 2 6 10 14 TETRAMETHYLPENTADECANO  
PRISTANO PRES FRASCO C/250 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 250 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0110.00

8 05004750 6 Frasco 8 BROMOADENOSINE 3'-5' CYCLIC  
MONOPHOSPHATE (8 Br cAMP) SODIUM  
SALT MINIMO 98 POR CIENTO DE PUREZA  
PESO MOLECULAR 430.1 PRESENTACION  
FCO CON 100 MG  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILIGRAMOS

ene:2 abr:2 jul:2  
Departamento: 0110.00 0203.00

9 05005050 8 Pieza ABSORBATO DE TREPONEMA DE REITER  
EXTRACTO UTILIZADO EN LA PRUEBA DE  
INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA  
FRASCO CON LIOFILIZADO PARA  
RECONSTITUIR CON 5 MILILITROS DE  
AGUA EL REACTIVO TUVO QUE SER  
PROBADO EN EL LABORATORIO CADUCIDAD  
MINIMA DE UN AÑO TRANSPORTAR A 4  
GRADOS CENTIGRADOS PRES FCO C/5 ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.00

10 05005900 2 Frasco ACEITE DE INMERSION PARA  
MICROSCOPIO VISCOSIDAD 100 120 mPAS  
EXCENTO DE PCB QUE CONTENGA

BENZOATO DE BENCILO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.15-1.117 UN LITRO EQUIVALENTE A 1.02 KILOGRAMOS PRESENTACION FRASCO CON 100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0317.00

11 05007150 6 Pieza ACETATO DE ETILO GRADO REACTIVO PARA ESPECTROFOTOMETRIA PRES FRASCO CON 1 LT PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.01

12 05007200 3 Frasco ACETATO DE ETILO GRADO HPLC REACTIVO PARA ESPECTROFOTOMETRIA FRASCO COLOR AMBAR PARA PROTEGER DE LOS RAYOS DE LUZ PRESENTACION FRASCO CON 4 LITROS PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0110.00

13 05007950 1 Frasco ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO 99% DE PUREZA PRES FCO C/500GR. PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0204.00

14 05008600 41 Pieza ACETONA TIPO COMERCIAL EN GARRAFON DE PLASTICO TRANSPARENTE REACTIVO DE BAJA CONCENTRACION PRESENTACION FRASCO CON 4 LITROS PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS

ene:14 abr:12 jul:8 oct:7  
Departamento: 0103.00 0104.00 0204.00 0318.00 0405.00  
0406.00 0407.00 0408.00 0419.00 0503.00

15 05008800 40 Botella ACETONA GRADO REACTIVO ANALITICO FRASCO COLOR AMBAR GRADO ACS GRADO ACS. PRESENTACION: BOTELLA CON 1 LITRO

ene:12 abr:11 jul:9 oct:8  
Departamento: 0107.01 0110.00 0120.00 0204.00

16 05009150 10 Pieza ACETONITRILO GRADO HPLC DE ALTA PUREZA BAJO CONTENIDO DE AGUA FRASCO COLOR AMBAR PARA PROTEGER DE LA LUZ PRESENTACION FRASCO CON 1 LT PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0202.00

17 05009700 16 Botella ACETONITRILO GRADO HPLC PRESENTACION BOTELLA DE 4 LITROS PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS

	ene:4	abr:4	jul:4	oct:4	
	Departamento: 0103.00		0107.00	0203.00	
18	05010015		3	Botella	ACIDO 3 (N MORFOLINO) PROPAN SULFONICO (MOPS) PRESENTACION EN POLVO CON PUREZA MAYOR AL 99.5% PRES FRASCO C/1 KG PRESENTACION: BOTELLA DE 1 KILOGRAMO
	ene:1	abr:1	jul:1		
	Departamento: 0203.00				
19	05010150		1	Frasco	ACIDO ACETICO GLACIAL GRADO REACTIVO ACS TRANSPARENTE PRES: FRASCO C/2.5L. PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 LITROS
	ene:1				
	Departamento: 0109.00				
20	05010300		4	Pieza	ACIDO ACETICO GLACIAL ACS FRASCO TRANSPARENTE CON UNA DENSIDAD APROXIMADA DE 1.05 GRAMOS/MILILITRO TAPON CAFE.PRESENTACION FRASCO CON 2.5 LT PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 LITROS
	ene:2	abr:2			
	Departamento: 0106.00		0403.00		
21	05011500		6	Frasco	ACIDO BORICO ULTRAPURO 99.5 POR CIENTO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DE DNASAS RNASAS Y PROTEASAS PRES FRASCO DE 500 G PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1	
	Departamento: 0110.00				
22	05012000		2	Frasco	ACIDO CACODILICO (CACODILIC ACID SODIUM SALT) FW 214.02 ALTAMENTE TOXICO TRIHIDRATADO PRES FCO DE 100 G PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS
	ene:1	abr:1			
	Departamento: 0315.00				
23	05012700		80	kit	ACIDO CITRICO EN ALIMENTO Y OTROS MATERIALES EQUIPO P/DETERMINACION ENZIMATICA UV DE AMPLIA CAD MAYOR DE 8 MESES CONSERVAR ENTRE 2 Y 8 GRAD CENTI. 3X12 PRUEBAS 1; PRESENTACION KIT PRESENTACION: KIT
	ene:20	abr:20	jul:20	oct:20	
	Departamento: 0109.00				
24	05013000		200	FRASCO	ACIDO CLORHIDRICO 6 N PUNTO DE EBULLICION CONSTANTE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ACS. PRESENTACION: CAJA CON 25 FRASCOS
	ene:50	abr:50	jul:50	oct:50	

Departamento: 0202.00

25 05013100 3 Frasco ACIDO CLORHIDRICO GR  
PRESENTACION: FRASCO DE 2.5 LITROS  
ene:2 abr:1  
Departamento: 0202.00 0204.00

26 05013440 1 Frasco ESTANDAR DE CLOROGENICO  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 GRAMO  
ene:1  
Departamento: 0202.00

27 05013550 5 Botella ACIDO CLORHIDRICO AL 36.5 38% DE  
PUREZA GRADO REACTIVO PRES FCO C/4  
LTS  
PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS  
ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0104.00

28 05016655 2 Botella ACIDO LINOLEICO POLVO EN APOLLETA  
CERRADA CON UNA PUREZA MAYOR O  
IGUAL AL 99% ALMACENAR A 20 GRADOS  
CENTIGRADOS PRESENTACION BOTELLA DE  
500 MG  
PRESENTACION: BOTELLA DE 500 MILIGRAMOS  
ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

29 05017580 3 Frasco ACIDO NITRICO AL 70% REACTIVO GRADO  
ACS PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO  
ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0315.00

30 05017710 1 Pieza ACIDO NITRICO PUREZA DE 69 A 70 POR  
CIENTO DENSIDAD 1.41 KILOGRAMOS  
SOBRE LITRO CONTENIDO DE CLORO 0.1  
PPM DE FOSFATOS DE 0.2 PPM Y  
SULFATOS 0.5 PPM FRASCO AMBAR PRES  
FCO C/2.5 LTS  
PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 LITROS  
oct:1  
Departamento: 0204.00

31 05017820 4 Botella ENSAYO PROTEINA REACTIVO B REACTIVO  
FOLIN DILUIDO PARA CUANTIFICACION  
DE PROTEINA PRES BOTELLA DE 1 LT  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO  
ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

32 05017922 2 Pieza ACIDO PALMITOLEICO PUREZA  
APROXIMADA DEL 99% POR  
CROMATOGRAFIA CAPILAR DE GASES  
POLVO EN AMPOLLETA SELLADA  
ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE  
PRES FRASCO C/100 MG  
PRESENTACION: PIEZA DE 100 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

33 05017925 33 Galon ACIDO PARACETICO PURESTIRIL 340  
PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA  
MAQUINA DE HEMODIALISIS FRESENIUS  
MODELO 4008H DISENADA PARA  
PROCEDIMIENTOS DE HEMODIAFILTRACION  
EN LINEA BIDON 5.5 LITROS  
EQUIVALENTE A 6 KILOGRAMOS  
PRESENTACION: BIDON CON 5.5 LITROS

abr:11 jul:11 oct:11  
Departamento: 0403.00

34 05019450 25 Frasco ACIDO SULFURICO 95 98% RACTIVO ACS  
ANALYZED ENSAYO (H2SO4) 95 98%  
APARIENCIA/ PASA PRUEBA COLOR  
(APHA) MAX 10 GRAVEDAD ESPECIFICA A  
60?/60?F MIN 1.84 RESIDUO DESPUES  
DE IGNICION MAX 4 PPM SUSTANCIAS  
REDUC DE KMN04 COMO (SO2) MAX 2 PPM  
IMPUREZA SE REQUIERE MUESTRA FISICA  
Y CERTIFICADO DE ANALISIS EL  
PRODUCTO DEBE TENER EN LA ETIQUETA  
ESTA INFORMACION PRES FCO C/1 LT  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6  
Departamento: 0204.00

35 05020100 1 frasco ACIDO TRICLOROACETICO CRISTALES  
(TCA) GRADO REACTIVO ANALITICO EN  
POLVO CON ALTO CONTENIDO DE PUREZA  
PRESENTACION FRASCO CON 500 GR  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0109.00

36 05020832 2 Pieza ACIDO ARAQUIDONICO PUREZA MAYOR O  
IGUAL AL 99% ALMACENAR A -20 GRADOS  
CENTIGRADOS  
PRESENTACION: PIEZA DE 1 GRAMO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

37 05020900 4 frasco ACRILAMIDA EN POLVO PRESENTACION  
FRASCO DE PLASTICO DE 500 GRAMOS  
CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0109.00

38 05020990 20 Frasco ACRILAMIDA ULTRAPURA P/BIOLOGIA  
MOLECULAR (PUREZA MAYOR DE 99.5%).  
PRESENTACION FRASCO DE 100 GR  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:6 abr:5 jul:5 oct:4  
Departamento: 0110.00 0120.00

39	05021000	23	Frasco	ACRILAMIDA EN POLVO PUREZA 99.9% BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DE DNASAS RNASAS Y PROTEASAS PRESENTACION FRASCO DE 100 GR PRESENTACION: PIEZA CON 100 GRAMOS
	ene:7	abr:6	jul:5	oct:5
	Departamento: 0103.00		0203.00	
40	05021400	2	Pieza	ACRILAMIDA/BIS 40% ACRILAMIDA SOLUCION 37.5:1. PRESENTACION AL 30% MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO PRES FCO DE 500 ML PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML.
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0103.00			
41	05022400	2	Frasco	AGAR BILIS ROJO VIOLETA CON RESPUESTA MINIMA DEL 50% EN PRUEBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO SE REQUIERE CON LACTOSA.CADUCIDAD MINIMA DE 3 ANOS. ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION FRASCO DE 500 GRAMOS PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS
	ene:2			
	Departamento: 0204.00		0719.00	
42	05023200	15	Pieza	AGAR DE DEXTROSA SABOURAUD POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD PRES FCO C/500 GMS PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3
	Departamento: 0107.00			
43	05023760	5	Pieza	AGAR DE MULLER-HINTON POLVO P/PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO CAD MIN DE 1 ANO EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0107.00			
44	05023790	4	Pieza	AGAR LISINA HIERRO POLVO PARA PREPARAR MEDIO DE CULTIVO EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. PRESENTACION: PIEZA DE 500 GRAMOS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1

Departamento: 0107.00

45 05023800 20 Pieza AGAR MC CONKEY POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO EL PRODUCTO TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD PRESENTACION FRASCO CON 500 GRS  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0107.00

46 05024100 2 Frasco AGAR NUTRITIVO POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO CON RESPUESTA MINIMA DEL 50 POR CIENTO EN PRUEBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO CADUCIDAD MINIMA 3 AÑOS ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON 100 GR  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0719.00

47 05024900 10 Pieza AGAR SALMONELLA-SHIGELLA(SS) POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y PAROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:4 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.00 0719.00

48 05025100 3 Pieza AGAR SOYA TRIPTICASEINA POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD.  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:2 abr:1  
Departamento: 0107.00 0204.00

49 05025500 6 Pieza AGAR TRIPLE AZUCAR HIERRO. POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. PRESENTACION FRASCO C/500 GMS  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:3      abr:1      jul:1      oct:1  
Departamento: 0107.00      0204.00

50 05025710                      1 Frasco      AGAR VERDE BRILLANTE CON RESPUESTA  
MINIMA DEL 50% EN PRUEBAS DE  
PROMOCION DE CRECIMIENTO DEBE HABER  
SIDO EVALUADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON  
500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0719.00

51 05025750                      1 Frasco      AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO CON  
RESPUESTAS MINIMAS DEL 50% EN  
PRUEBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO  
CADUCIDAD MINIMA 3 ANOS. ESTE MEDIO  
DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE  
EVALUADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON  
500 GR  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0204.00

52 05025800                      9 Pieza      AGAR XLD POLVO PARA PREPARAR MEDIOS  
DE CULTIVO. EL PRODUCTO TIENE QUE  
HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN  
EL LABORATORIO USUARIO CON  
ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE  
UN ANO. PRESENTACION FRASCO CON 500  
GRAMOS  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:3      abr:2      jul:2      oct:2  
Departamento: 0107.00

53 05026300                      4 Pieza      AGAROSA ULTRAPURA GRADO BIOLOGIA  
MOLECULAR LIBRE DE DNASA Y RNASA  
APARIENCIA DE POLVO BLANCO  
ELECTROENDOSMOSIS 0.09-0.13 HUMEDAD  
MENOR AL 10 POR CIENTO Y SULFATOS  
MENOR AL 0.15 POR CIENTO MATERIAL  
DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR  
DIRECTO AL LABORATORIO PRES FCO CON  
25 GMS  
PRESENTACION: PIEZA DE 100 GRAMOS

ene:1      abr:1      jul:1      oct:1  
Departamento: 0203.00

54 05026500                      10 Frasco      AGAROSA PARA USO RUTINARIO EN  
BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DE DNASAS  
Y RNASAS CON BAJA  
ELECTROENDOOSMOSIS PRES FCO DE 100  
G  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:3      abr:3      jul:2      oct:2  
Departamento: 0110.00      0120.00

55	05026800	24	Frasco	<p>AGAROSA CERTIFICADA P/PCR GRADO BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DE DNASA Y RNASA P/SEPARACION DE FRAGMENTOS MAYOR O = A 1000 BP BAJO CONTENIDO DE SULFATOS 100% PURA GRADO GQT P/PREPARAR GELES ENTRE 2 Y 4% TEMPERATURA DE FUSION 93C HUMEDAD MENOR O = AL 7% SULFATOS MENOR O = AL 0.11% PRES.FCO DE 100 G CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: FRASCO DE 100 GRAMOS</p> <p>ene:6      abr:6      jul:6      oct:6 Departamento: 0417.00</p>
56	05026910	2	Frasco	<p>AGAROSA P/ELECTROFORESIS EN GEL. EEO 0.09 0.13. BAJA ELECTROENDOSMOSIS LIBRE DE RNASAS DNASAS Y PROTEASAS. PRESENTACION FRASCO CON 100 GRAMOS PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS</p> <p>ene:1      abr:1 Departamento: 0108.00</p>
57	05027160	10	Botella	<p>AGUA DESTILADA ULTRAPURA LIBRE DE DNASAS Y RNASAS. ESPECIFICA PARA USARSE EN REACCIONES DE BIOLOGIA MOLECULAR. FILTRADA EN MEMBRANA DE 0.1 UM Y CON PRUEBAS DE ACTIVIDAD NEGATIVA PARA DNASAS; RNASAS; Y ENDOTOXINAS. PRES FRASCO CON 500 ML PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO</p> <p>ene:3      abr:3      jul:3      oct:1 Departamento: 0107.00      0110.00</p>
58	05027200	15	Botella	<p>AGUA DE 18 MEGAOHMS ESTERIL SIN DNASAS Y RNASAS. GRADO BIOLOGIA MOLECULAR FILTRADO CON MEMBRANA DE 0.1 MICRAS PRESENTACION FRASCO CON 1 LT PRESENTACION: BOTELLA CON 1 LITRO</p> <p>ene:4      abr:4      jul:4      oct:3 Departamento: 0203.00</p>
59	05027800	10	Frasco	<p>ALBUMINA BOVINA AL 22 POR CIENTO POLIMERIZADA PARA LA POTENCIACION DE ANTICUERPOS DEBILES. APROBADO POR LA FDA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION FRASCO CON 10 MILILITROS. PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS</p> <p>ene:3      abr:3      jul:2      oct:2 Departamento: 0322.00</p>

60	05028060	6	Frasco	ALBUMINA DE SUERO BOVINO FRACCION V LIBRE DE ACIDOS GRASOS. PRESENTACION : VIAL CON 50 GR PRESENTACION: PIEZA CON 50 GRAMOS
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
61	05028800	3	Frasco	ALBUMINA SERICA DE BOVINO FRACCION V PUREZA 99% LIBRE DE PROTEASAS ESENCIALMENTE LIBRE DE GAMA GLOBULINA PREPARADA DE SUERO PASTEURIZADO PURIFICADA POR CALOR Y PRECIPITACION C/SOLVENTES ORGANICOS PRES FCO DE 100 GR PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0103.00			
62	05028840	17	Vial	ALBUBINA SERICA BOVINA ACETILADA. VIAL CON 1 ML. DEBIO SER VALORADO APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN AL LABORATORIO . ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU EVALUACION PRESENTACION: VIAL CON 1 ML
	ene:5	abr:5	jul:4	oct:3
	Departamento: 0107.01		0110.00	
63	05029200	400	Frasco	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS GL DESNATURALIZADO ANTISEPTICO Y GERMICIDA DE USO EXTERNO PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO
	ene:100	abr:100	jul:100	oct:100
	Departamento: 0315.00			
64	05029230	10	Botella	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO REACTIVO ACS ISO REAG PH EUR PUREZA MINIMA DE 99.9% AGUA<0.1% BENCENO<0.0002 IMPUREZAS<0.0002% FRASCO AMBAR PRES FRASCO C/1000 MILILITROS PRESENTACION: FRASCO CON 1000 MILILITRO
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento: 0107.00			
65	05029400	1008	Frasco	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO GRADO REACTIVO ANALITICO P/TECNICA HISTOLOGICA PUREZA MINIMA DEL 99.5% EN FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR PRES FRASCO CON 1 LITRO PRESENTACION: BOTELLA CON 1 LITRO
	ene:254	abr:254	jul:251	oct:249
	Departamento: 0107.01 0108.00 0120.00 0202.00 0203.00			
0204.00	0315.00			
	0325.00		0416.00	

66	05029401	3	frasco	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO (ETANOL ABSOLUTO) REACTIVO ANALITICO PUREZA 99 - 100 % FRASCO COLOR AMBAR PRES FCO DE 4 LITROS PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0109.00			
67	05029510	1	Pieza	ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS G.L. DESNATURALIZADO ANTISEPTICO Y GERMICIDA DE USO EXTERNO PRESENTACION GARRAFON CON 19 LITROS PRESENTACION: GARRAFON CON 19 LITROS
	ene:1			
	Departamento: 0104.00			
68	05030100	15	Frasco	ISOPROPANOL PARA BIOLOGIA MOLECULAR EMPLEADO EN LA PRECIPITACION DE ACIDOS NUCLEICOS FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR PRES FRASCO DE 500 ML PRESENTACION: FRASCO DE 500 ML.
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3
	Departamento: 0110.00 0120.00			
69	05030200	15	Frasco	2-PROPANOL ALCOHOL ISOPROPILICO 99.9 POR CIENTO GRADO REACTIVO PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3
	Departamento: 0110.00 0120.00			
70	05030250	140	Litro	ALCOHOL ISOPROPILICO USO COMERCIAL PARA MEJORAR IMPRESION PRES 20 LTS PRESENTACION: PORRON CON 20 LITROS
	ene:35	abr:35	jul:35	oct:35
	Departamento: 0720.00			
71	05030300	10	frasco	ALCOHOL ISO PROPILICO 2 PROPANOL GRADO REACTIVO. FRASCO COLOR AMBAR PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento: 0109.00 0204.00			
72	05030310	8	Frasco	ALCOHOL ISOPROPILICO ABSOLUTO PRESENTACION EN FRASCO AMBAR CON 1 LITRO PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0108.00			
73	05030313	18	Botella	ALCOHOL ISOPROPILICO O 2 PROPANOL C/PUREZA DEL 99% P/BIOLOGIA MOLECULAR P/LA PRECIPITACION DE ACIDOS NUCLEICOS PRES FRASCO CON 500 MILILITROS PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

	ene:5	abr:5	jul:5	oct:3	
	Departamento: 0106.00		0107.00	0417.00	
74	05030400		58	Pieza	ALCOHOL METILICO GRADO REACTIVO ANALITICO (METANOL) ANHIDRO FRASCO DE PLASTICO PRESENTACION FRASCO CON 1000 ML PRESENTACION: FRASCO CON 1000 ML.
	ene:15	abr:15	jul:14	oct:14	
	Departamento: 0107.01				
75	05030600		37	frasco	ALCOHOL METILICO ABSOLUTO (METANOL ABSOLUTO); GRADO REACTIVO LIBRE DE ACETONA CON 99 POR CIENTO DE PUREZA.PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACION PRESENTACION FRASCO CON 4 LT PRESENTACION: FRASCO DE 4 LITROS
	ene:10	abr:10	jul:9	oct:8	
	Departamento: 0109.00		0307.00	0317.00	
76	05030800		9	Pieza	ALFA AMILASA TERMOESTABLE PARA LA DETERMINACION DE FIBRA DIETARIA ALMACENAR EN REFRIGERACION PRES FCO C/10 ML PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS
	ene:3	abr:2	jul:2	oct:2	
	Departamento: 0204.00				
77	05031040		2	Frasco	ALFA CELULOSA FIBER FILTER AID CUBETA PRES FRASCO CON 5 KG PRESENTACION: CUBETA CON 5 KILOGRAMOS
	ene:1	abr:1			
	Departamento: 0110.00				
78	05031950		9	Frasco	AMILOGLOCUSIDASA EN SOLUCION REACTIVO PARA DETERMINACION DIETARIA ALMACENAR EN REFRIGERACION PRESENTACION FRASCO CON 10 ML PRESENTACION: FRASCO CON 10 ML
	ene:3	abr:2	jul:2	oct:2	
	Departamento: 0204.00				
79	05032300		6	Botella	AMINOACIDOS NO ESENCIALES SOLUCION 10 MILIMOLAR (100X) PREPARADA EN AGUA DESTILADA CON PH DE 1.5 A 1.7 ESTERIL GRADO CULTIVO CELULAR CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION A 4 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION: BOTELLA CON 100 MILILITRO
	ene:3	abr:1	jul:1	oct:1	
	Departamento: 0107.00		0120.00		
80	05032450		7	Frasco	HEMATOXILINADE HARRIS EN SOLUCION SE REQUIERE MUESTRA FISICA PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:3 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0202.00 0315.00

81 05033000 2 frasco AMPICILINA SAL DE SODIO REQUIERE  
REFRIGERACION 4 GRADOS CENTIGRADOS  
PRESENTACION FRASCO DE 25 GR  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 GRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0109.00

82 05033100 6 Paquete GOTAQ FLEXI DNA POLIMERASA 500  
UNIDADES (CONC 5U/uL) TAQ  
POLIMERASA EN BUFFER REFORMULADO  
PARA UN MEJOR DESEMPEÑO Y MAYOR  
EFICIENCIA DE LA PCR; INCLUYE UN  
VIAL DE 5X COLORLESS GOTAQ  
CADUCIDAD MIN DE 1 AÑO TRANS EN  
HIELO SECO PRESENTACION PQTE CON  
500 UNIDADES  
PRESENTACION: EQUIPO CON 500 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0110.00

83 05033950 103 Botella ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO 100X  
PREPARADO EN SOL SALINA AL 0.85%  
CON 10000 UNIDADES DE PENICILINA  
BASE 10000UG DE ESTREPTOMICINA BASE  
Y 25 MG DE ANFOTERICINA B ESTERIL  
GRADO CULTIVO CELULAR CADUCIDAD  
MINIMA DE UN AÑO TRANSPORTAR  
CONGELADO  
PRESENTACION: BOTELLA CON 100 MILILITRO

ene:28 abr:27 jul:24 oct:24  
Departamento: 0103.00 0107.00 0110.00 0115.00 0120.00

0203.00

84 05034060 10 caja ANAEROGEN SOBRE GENERADOR DE  
CONDICIONES ANAEROBIAS PARA JARRA  
DE 2.5 LITROS CADUCIDAD MINIMA DE  
UN AÑO PRESENTACION BOLSA C/10  
SOBRES  
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.00

85 05035218 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI HLA-DR  
CLONA DK22 O CLONA AB3 P/HUMANO  
HECHO EN RATON P/INMUNOHISTOQUIMICA  
DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
INCLUIDOS EN PARAFINA. TRANS CONGELA  
ENTRE DIR EN LAB PRES VIAL  
PRESENTACION: VIAL CON 1 ML.

ene:1  
Departamento: 0315.00

86 05036725 1 Vial ANTICUERPO ANTI TFE-3 HUMANO  
LEVANTADO EN RATON O CONEJO  
P/INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO

FIJADO EN FORMOL E INCLUIDO EN  
PARAFINA REQUIERE REFRIGERACION.  
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILLITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

87 05037008 1 Pieza

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI B PARA  
TIPIFICACION DEL ANTIGENO B DEL  
SISTEMA ABO SANGUINEO PARA PRUEBA  
EN PLACA TUBO O MICROPLACA  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO  
TRANSPORTAR EN REFRIGERACION EL  
PRODUCTO TUVO QUE HABER SIDO  
VALORADO Y APROBADO EN EL  
LABORATORIO PRES FCO C/10 ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 10 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0107.00

88 05037009 1 Pieza

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI AB PARA  
TIPIFICACION DE ANTIGENOS A Y B  
SANGUINEOS PARA PRUEBA EN PLACA  
TUBO MICROPLACA CADUCIDAD MINIMA DE  
1 AÑO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION  
EL PRODUCTO TUVO QUE HABER SIDO  
VALORADO Y APROBADO EN EL  
LABORATORIO PRES FCO C/10 ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 10 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0107.00

89 05037010 1 Frasco

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI LEWIS-A  
PARA TIPIFICACION DE ANTIGENO LEWIS  
A PARA PRUEBA EN TUBO; PLACA O  
MICROPLACA. CADUCIDAD MINIMA DE 12  
MESES. AVALADO POR LA FDA O CON  
CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE  
O MAYOR. REQUIERE REFRIGERACION  
ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS.  
ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL  
SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES. PRESENTACION FRASCO CON  
5 MILILITROS.  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0322.00

90 05037011 1 Frasco

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-LEWIS B  
PARA TIPIFICACION DE ANTIGENO LEWIS  
B PARA PRUEBA EN TUBO; PLACA O  
MICROPLACA. CADUCIDAD MINIMA DE 12  
MESES. APROBADO POR LA FDA. CON  
CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE  
O MAYOR. REQUIERE REFRIGERACION  
ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS.  
ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL  
SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES. PRESENTACION FRASCO CON

5 MILILITROS.

PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0322.00

91 05038450 1 Caja ANTICUERPO MONOCLONAL CONTRA VIRUS VARICELLA-ZOSTER MARCADO CON FLUORESCENCIA (FITC) CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION PRES VIAL DE 0.05 MG PRESENTACION: CAJA CON 125 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.00

92 05041205 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD56 DE HUMANO LEVANTADO EN RATON CLONA BC56C04 P/INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA PRES VIAL PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

93 05043461 2 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL CD3 PERCP PREPARADO EN RATON EN CADENAS PESADAS IgG Y CADENAS LIGERAS KAPPA EL REACTIVO SE SUMINISTRA EN UN BUFFER GELATINOSO A LA CONCENTRACION DE 25ug EN 2 ML DE BUFFER OBTENIENDOSE 12.5 ug/mL SE CONSERVA EN REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRAD CENTI REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTAMENTE EN LABORATORIO.CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRES VIAL PRESENTACION: VIAL CON 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0417.00

94 05043985 25 Kit KIT P/DETERMINAR FIERRO EN AGUA DE CALDERAS RANGO DE 0-5 Mg/L C/KIT TIENE 1 BOLSA C/25 SOBRECITOS DE REACTIVO P/DETERMINACION DE FIERRO 1 BOTE C/25 TIRAS INDICADORAS P/LA MEDICION DEL RANGO DE FIERRO 0-5 Mg/L WATER QUALITY TEST STRIPS 1 TUBO P/MEZCLA SE REQUIERE QUE EL PRODUCTO CUENTE C/CAD MIN DE 2 AÑOS PRES CAJA PARA 25 PBAS PRESENTACION: KIT

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6

Departamento: 0738.00

95 05044302 2 Frasco ANTICUERPO C/FITC GOAT ANTI HUMAN IgG Fab) FRAGMENTO ESPECIFICO MINIMA REACCION CRUZADA C/BOBINO CABALLO Y PROTEINAS DE SUERO DE RATON CONCENTRACION DEL ANTICUERPO

1.5 MG/ML REACTIVO DE MANEJO ESPECIAL ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO INDISPENSABLE AJUSTARSE A LA DESCRIPCION POR LA ESTANDARIZACION DE LA TECNICA REACTIVOS PARA USO EN UN EQP PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION: FRASCO CON 1 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0417.00

96 05044400 12 Pieza

ANTICUERPO MONOCLONAL CONTRA ANTIGENO PP65 DE CITOMEGALOVIRUS (CLONAB C10/C11 ) TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS REACTIVO DE IMPORTACION CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRES PZA PRESENTACION: PIEZA CON 7 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3  
Departamento: 0107.00

97 05045350 1 Pieza

ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO CONTRA INMUNOGLOBULINA IGG HUMANA (CADENAS-GAMMA) CONJUGADO CON FOSFATASA ALKALINA. PARA INMUNOBLOT; ELISA E INMUNOHISTOQUIMICA; PURIFICADO POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS. PRESENTACION: FRASCO CON 1 MILILITRO

ene:1  
Departamento: 0107.00

98 05045440 1 Frasco

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-ALK HUMANA LEVANTADO EN RATON O EN CONEJO P/TEJIDO FIJADO EN FORMOL E INCLUIDO EN PARAFINA CONCENTRADO PRES VIAL PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1  
Departamento: 0315.00

99 05045450 1 Frasco

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD3 DE HUMANO LEVANTADO EN CONEJO CLONA RBT-CD3 PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL INCLUIDOS EN PARAFINA MANMTENER EN CONGELACION MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN LABORATORIO PRES FCO DE 1 ML PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO

ene:1  
Departamento: 0315.00

100 05045530 1 Frasco

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD34 HUMANO LEVANTADO EN RATON CLONA QBEN10 PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE

TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
 INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN  
 REFRIGERACION  
 PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

101 05046410 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI  
 GLICOFORINA HUMANA LEVANTADO EN  
 RATON O CONEJO PARA  
 INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO  
 EN FORMOL E INCLUIDO EN PARAFINA  
 CONCENTRADO REQUIERE REFRIGERACION.  
 PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

102 05046415 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON  
 ANTI-CD99 DE HUMANO LEVANTADO EN  
 RATON CLONA 12E7  
 P/INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
 FIJADOS EN FROMOL E INCLUIDOS EN  
 PARAFINA MANT REFRIGE PRES VIAL  
 PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

103 05047700 1 Pieza ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON  
 CONTRA ANTIGENO TEMPRANO DE 72 KD  
 DE CITOMEGALOVIRUS LIOFILIZADO  
 CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO  
 TRANSPORTAR EN REFRIGERACION A 4  
 GRADOS CENTIGRADOS REACTIVO DE  
 IMPORTACION  
 PRESENTACION: PIEZA

ene:1

Departamento: 0107.00

104 05051100 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL  
 ANTI-CROMOGRANINA A CLONA LH2H10 DE  
 HUMANO HECHO ENRATON PARA  
 INMUNOISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
 FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
 PARAFINA MANTENER EN CONGELACION  
 MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN EL  
 LABORATORIO.  
 PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

105 05051200 1 Vial ANTICUERPO ANTI-FACTOR VIII HUMANO  
 LEVANTADO EN RATON O CONEJO  
 P/INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO  
 FIJADO EN FORMOL E INCLUIDO EN  
 PARAFINA CONCENTRADO TRANSPORTAR EN  
 REFRIGERACION PRESENTACION VIAL DE  
 1 ML.  
 PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

106 05052000 1 Pieza ANTICUERPO DE CONEJO CONTRA ULEX  
EUROPAEUS I LIQUIDO TRANSPORTAR A 4  
GRADOS CENTIGRADOS PRES FRASCO CON  
0.5 ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 0.5 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0107.00

107 05052400 2 Frasco AGAR SULFITO DE BISMUTO CON  
RESPUESTA MIN DEL 50% EN PRUEBAS  
DE PROMEDIO DE CRECIMIENTO CAD MIN  
DE 3 ANOS.PRESENTACION FRASCO DE  
500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:2

Departamento: 0204.00 0719.00

108 05058400 45 Pieza ANTICUERPO PARA WESTWERN BLOT PARA  
DETERMINAR LA EXPRESION DE  
PROTEINAS DE TEJIDOS DE ANIMALES  
EXPERIMENTALES SE REQUIERE  
PRESENTACION DE 200 MICROGRAMOS EN  
1 MILILITRO DE PBS CON MEMOS DEL  
0.1% DE ACIDA DE SODIO Y 0.1% DE  
GELATINA PRES FCO DE 200UG/1ML  
PRESENTACION: PIEZA

ene:12 abr:11 jul:11 oct:11

Departamento: 0203.00

109 05058611 1 Pieza ANTICUERPO DE CONEJO CONTRA  
INMUNOGLOBULINAS DE RATON CONJUGADO  
CON FLUORESCENCIA CADUCIDAD MINIMA  
DE 1 AÑO TRANSPORTAR A 4 GRADOS  
CENTIGRADOS  
PARA USO EN INVESTIGACIÓN NO PARA .  
HUMANOS.  
PRESENTACION: PIEZA CON 1.5 MILIGRAMOS

ene:1

Departamento: 0107.00

110 05059130 8 Frasco ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA  
(COOMBS) ANTI-IgG CADUCIDAD MINIMA  
18 MESES. REQUIERE REFRIGERACION  
ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS.  
APROBADO POR LA FDA. CON  
CERTIFICADO ISO9000 O EQUIVALENTE O  
MAYOR. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL  
SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES. PRESENTACION FRASCO CON  
10 MILILITROS.  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0322.00

111	05059200	1	Vial	ANTIGLOBULINA HUMANA PREPARADA EN CABRA (SOLO CADENAS KAPPA) CONCENTRACION DEL ANTICUERPO 1 MG/ML P/DETECTAR ANTICUERPOS ANTI-HLA IgG EN PRUEBAS CRUZADAS LINFOCITARIAS EL PRODUCTO REQUIERE CONGELACION A MENOS 70 GRADOS Y ENTREGAR DIRECTAMENTE EN LABORATORIO PRES VIAL DE 1 ML CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO
	ene:1			
	Departamento:	0417.00		
112	05059400	24	KIT	ANTISUERO PARA CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS CON PARTICULAS DE LATEX PARA LA DETERMINACION CUALI CUANTITATIVA EN MUESTRAS DE LCR SUERO EL REACTIVO TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: KIT CON 60 PRUEBAS. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: KIT CON 60 PRUEBAS
	ene:6	abr:6	jul:6	oct:6
	Departamento:	0107.01		
113	05060905	1	Frasco	ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-s (MINUSCULA) REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. APROBADO POR LA FDA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION FRASCO CON 5 MILILITROS. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS
	ene:1			
	Departamento:	0322.00		
114	05061010	1	Frasco	ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-S (MAYUSCULA) CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O CON CERTIFICACION ISO 9000 O EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION FRASCO CON 5 MILILITROS. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS
	ene:1			
	Departamento:	0322.00		
115	05061015	18	Frasco	ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-A

MONOCLONAL CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O CON CERTIFICACION ISO9000 EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES PRES FCO C/10 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:4 oct:4  
Departamento: 0322.00

116 05061100 18 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI B MONOCLONAL CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO AVALADO POR LA FDA O CON CERTIFICACION ISO 9000 O EQUIVALENTE REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 Y 8 GRADOS CENTIGRADOS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO PRES FCO C/10 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:4 oct:4  
Departamento: 0322.00

117 05061220 2 Frasco

REACTIVO MONOCLONAL Y/O POLICLONAL ANTI DUFFY a (MINUSCULA) PARA TIPIFICAR ANTIGENO DUFFY a (MINUSCULA) EN LOS ERITROCITOS MEDIANTE LA PRUEBA EN TUBO CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO APROBADO POR LA FDA O CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES PRES FCO C/5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0322.00

118 05061400 12 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI A ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON PARA DETERMINAR GRUPO SANGUINEO AVALADO POR LA FDA Y CERTIFICACION ISO 9000 O MAYOR PARA PRUEBAS DE AGLUTINACION REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8 GRADOS C CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES PRES FCO C/10 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3  
Departamento: 0417.00

119 05061405 1 Frasco

REACTIVO MONOCLONAL ANTI e (MINUSCULA) PARA TIPIFICAR ANTIGENO e (MINUSCULA) EN LOS ERITROCITOS MEDIANTE LA PRUEBA EN TUBO CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO APROBADA

POR LA FDA O CON CERTIFICACION  
ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR  
REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8  
GRADOS CENTIGRADOS ENTREGAR  
DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER  
DE CUIDADOS ESPECIALES PRES FCO CON  
5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0322.00

120 05061700 12 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI B  
ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON PARA  
DETERMINAR GRUPO SANGUINEO AVALADO  
POR LA FDA O CERTIFICACION ISO 9000  
CADUCIDAD MINIMA DE DOCE MESES  
REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8  
GRADOS C PRES FCO C/10 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0417.00

121 05061705 1 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI k  
(MINUSCULA) CADUCIDAD MINIMA DE 1  
ANO REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2  
Y 8 GRADOS CENTIGRADOS APROBADO POR  
LA FDA O CON CERTIFICACION ISO 9000  
O EQUIVALENTE MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO PRES FCO C/5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0322.00

122 05061805 2 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR  
ANTI-DUFFY(b) PARA PRUEBA  
ANTIGLOBULINA INDIRECTA CADUCIDAD  
MINIMA DE 1 ANO REQUIERE  
REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS  
CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O  
CON CERTIFICACION ISO9000 O  
EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA  
EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES PRES FCO C/5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0322.00

123 05061830 18 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI AB  
MONOCLONAL CADUCIDAD MINIMA DE 1  
ANO AVALADO POR LA FDA O CON  
CERTIFICACION ISO 9000 O  
EQUIVALENTE REQUIERE REFRIGERACION  
DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGA DIERECTA EN EL LABORATORIO  
PRES FCO C/10 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:4 oct:4  
Departamento: 0322.00

124 05061845 40 Frasco LECTINA ANTI-H REACTIVO SEROLOGICO  
PARA PRUEBA EN TUBO CADUCIDAD  
MINIMA DE 1 AÑO REQUIERE  
REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS  
CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O  
CON CERTIFICACION ISO9000 O  
EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA  
EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES PRES FCO C/10 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:10 abr:10 jul:10 oct:10  
Departamento: 0322.00

125 05061860 16 Frasco ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA  
ANTI-C3b -C3d MONOCLONAL PARA  
PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO REQUIERE  
REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS  
CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O  
CON CERTIFICACION ISO9000 O  
EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA  
EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES PRES FCO C/5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4  
Departamento: 0322.00

126 05061900 27 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-D  
IgM IgG MEZCLA MONOCLONAL PARA  
PRUEBA EN PLACA TUBO Y MICROPLACA  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO REQUIERE  
REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS  
CENTIGRADOS. APROBADO POR LA FDA O  
CON CERTIFICACION ISO9000 O  
EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA  
EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES PRES FCO C/10 MILILITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:7 abr:7 jul:7 oct:6  
Departamento: 0322.00

127 05062000 2 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-M  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO REQUIERE  
REFRIGERACION DE 2 A 8 GRADOS  
CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O  
CON CERTIFICACION ISO 9000 O MAYOR.  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO  
PRES FRASCO CON 5 MILILITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0322.00

128 05062150 12 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI RH1  
D ASI COMO DEL TIPO DEBIL DU PARA

PRUEBAS DE AGLUTINACION EN TUBO MONOCLONAL O SUSPENDIDO EN MEDIO SALINO APROBADO POR LA FDA O CON CERTIFICACION ISO 9000 O MAYOR FRASCO DE 10 ML CON GOTERO CADUCIDAD MINIMA DE DOCE MESES REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8 GRADOS C MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO PRES FCO C/10 ML PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3  
Departamento: 0417.00

129 05062400 1 Pieza ANTISUERO PARA SHIGELLA POLY GRUPO B VIAL LIOFILIZADO PARA HIDRATAR CON TRES MILILITROS DE AGUA TRANSPORTAR EN REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE DOS ANOS PRES VIAL.  
PRESENTACION: FRASCO

ene:1  
Departamento: 0107.00

130 05062600 1 Pieza ANTISUERO PARA SALMONELLA FACTOR 9 VIAL LIOFILIZADO PARA HIDRATAR CON TRES MILILITROS DE AGUA TRANSPORTAR A CUATRO GRADOS CENTIGRADOS CADUCIDAD MINIMA DE DOS ANOS PRESENTACION FRASCO  
PRESENTACION: FRASCO

ene:1  
Departamento: 0107.00

131 05063315 2 Pieza ANTISUERO PARA SALMONELLA O POLY A VIAL LIOFILIZADO PARA HIDRATAR CON 3 MILILITROS DE AGUA TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS CADUCIDAD MINIMA DE DOS ANOS  
PRESENTACION: PIEZA

ene:2  
Departamento: 0107.00 0107.01

132 05064100 6 Frasco MEDIO DE MONTAJE ACUOSO COVER CARE PARA TEJIDO CONELADO E INMUNOFLORESCENCIA PRES FCO C/100 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0315.00

133 05066600 6 Frasco AZUL DE TRIPANO AL 0.4 POR CIENTO PARA TINCION DE CELULAS EN CULTIVO CELULAR FILTRADO Y ESTERILIZADO PREPARADA EN SOLUCION SALINA AL 0.85 POR CIENTO PARA CULTIVO CELULAR PRESENTACION FRASCO CON 20 MILILITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 20 MILILITROS

ene:3      abr:2      jul:1  
 Departamento: 0110.00      0120.00      0202.00

134 05067610                      1 Pieza      AGAR DE BAIRD PARKER CON RESPUESTA  
 MINIMA DEL 50% EN PRUEBAS DE  
 PROMOCION DE CRECIMIENTO CADUCIDAD  
 MINIMA DE 3 ANOS PRESENTACION  
 FRASCO CON 500 GRAMOS  
 PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0204.00

135 05067800                      20 Pieza      BASE DE AGAR SANGRE POLVO PARA  
 PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO  
 CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO EL  
 PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO  
 VALORADO Y APROBADO EN EL  
 LABORATORIO USUARIO CON  
 ANTERIORIDAD PRESENTACION FRASCO DE  
 500 GRAMOS  
 PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:5      abr:5      jul:5      oct:5  
 Departamento: 0107.00

136 05068100                      6 Pieza      BASE DE MEDIO LOWENSTEIN POLVO PARA  
 PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO  
 CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. EL  
 PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO  
 VALORADO Y APROBADO EN EL  
 LABORATORIO USUARIO CON  
 ANTERIORIDAD PRES FCO CON 450 GR  
 PRESENTACION: PIEZA CON 450 GRAMOS

ene:2      abr:2      jul:1      oct:1  
 Departamento: 0107.00

137 05070050                      5 Equipo      BIG DYE TERMINATOR V3.1 MEZCLA PARA  
 REACCION DE SECUENCIACION DIRECTA  
 CON FLUORESCENCIA PARA  
 ELECTROFORESIS EN CAPILAR ABI3100  
 CADUCIDAD MINIMA DE UN A60  
 TRANSPORTARSE EN HIELO SECO PRES  
 EQUIPO P/100 PRUEBAS  
 PRESENTACION: EQUIPO CON 100 PRUEBAS

abr:3      jul:2  
 Departamento: 0106.00

138 05070500                      1 caja      BIOINDICADOR DE ESTERILIZACION PARA  
 VERIFICAR LA EFICIENCIA DE  
 CUALQUIER AUTOCLAVE DURANTE 15 MIN  
 A 121 GRADOS CENTIGRADOS CON FECHA  
 DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL EMPAQUE  
 MINIMA DE 1 ANO ENTREGAR EN CAJA  
 CERRADA C/100 FRASCOS AMPOLLETAS DE  
 5  
 PRESENTACION: CAJA CON 100 FRASCOS DE 5

ene:1  
 Departamento: 0204.00

139	05070510	1	Caja	BIOINDICADOR DE ESTERILIZACION PARA CALOR SECO U OXIDO DE ETILENO MICROTEC CS/OE (TIRAS IMPREGNADAS DE BACILLUS SUBTILIS) CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL EMPAQUE MINIMA DE 1 AÑO ENTREGAR EN CAJA CERRADA PRES CJA C/100 TIRAS PRESENTACION: CAJA CON 100 TIRAS
	ene:1			
	Departamento:		0204.00	
140	05071805	2	Frasco	BROMELINA SOLUCION PARA USO EN SEROLOGIA DE GRUPOS SANGUINEOS GAMMAZYME-B CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE ENTREGA DIRECTA EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES PRES FCO C/10 MILILITROS PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0322.00	
141	05073152	2	Caja	BUFFER CONCENTRADO EN POLVO PARA DEXTROSA SACAROSA PAQUETE A GLUTAMATO L LACTATO COLINA Y GLUCOSA RINDE PARA ELABORAR 4 LITROS PRES PQTE C/8 SOBRES PRESENTACION: CAJA CON 8 SOBRES
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0203.00	
142	05075400	15	Botella	BUFFER SALINO DE FOSFATOS DULBECCO (D-PBS) (IX) LIQUIDO NO CONTIENE CALCIO O MAGNESIO CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRES FRASCO DE 1000 ML. PRESENTACION: BOTELLA CON 1 LITRO
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3
	Departamento:		0107.00	
143	05076700	1	frasco	CALCIO SOLUCION ESTANDAR CERTIFICADA PARA ESPECTROSCOPIA DE ABSORCION ATOMICA DE CON 1000 UG/ML DE CALCIO Y HNO3 AL 2 POR CIENTO CADUCIDAD MAYOR DE 1 AÑO PRESENTACION FRASCO CON 500 ML. PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS
	ene:1			
	Departamento:		0109.00	
144	05076920	1	Pieza	CALDO MICROINOCULADO C/RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS SOBRE ML EN PBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS

PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

145 05077100 1 Frasco CALDO SELENITO CISTINA CON  
RECUPERACION DE 10-100 CELULAS/ML  
EN PRUEBAS DE PROMOCION DE  
CRECIMIENTO CAD MINIMO 3 ANOS  
PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0719.00

146 05077200 1 Frasco CALDO EC CON RECUPERACION DE 10-100  
CELULAS/ML EN PRUEBAS DE PROMOCION  
DE CRECIMIENTO CAD MINIMO 3 ANOS  
ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO EVALUADO  
Y APROBADO POR EL LABORATORIO  
PRESENTACION FRASCO DE 500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

147 05077210 1 Pieza CALDO EXTRACTO DE MALTA CON  
RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS  
POR ML EN PRUEBAS DE PROMOCION DE  
CRECIMIENTO CADUCIDAD MINIMA DE 3  
ANOS ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO  
PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR  
EL LABORATORIO PRES FCO CON 500 GR  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 G

ene:1

Departamento: 0204.00

148 05077700 1 Frasco CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSA  
C/RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS  
/ML EN PRUEBAS DE PROMOCION DE  
CRECIMIENTO CAD MIN 3 ANOS ESTE  
MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE  
EVALUADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO PRES FCO CON 500 GR  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0719.00

149 05078000 2 Frasco CALDO MULLER HINTON DESHIDRATADO  
ALTAMENTE PURIFICADO PARA REALIZAR  
PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD CALDO  
BACTO SIN CATIONES.DEBIO DE HABER  
SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON  
500 GR  
PRESENTACION: FRASCO CON 450 GRAMOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

150 05078200 1 Pieza CALDO MRS CON RECUPERACION DE 10 A  
100 CELULAS /ML EN PRUEBAS DE

PROMOCION DE CRECIMIENTO CADUCIDAD  
MINIMA 3 ANOS ESTE MEDIO DEBE HABER  
SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO PRES  
FCO CON 500 GR  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

151 05078610 1 Frasco CALDO SOYA TRIPTICASEINA CON  
RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS  
POR ML EN PRUEBAS DE PROMOCION DE  
CRECIMIENTO CAD MIN DE 3 ANO, PRES  
FRASCO C/500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

152 05079320 15 Caja CALIBRADOR PARA SISTEMA  
AUTOMATIZADO CEFAS LIPID DESTINADO  
PARA LA CALIBRACION DE EQUIPO  
ANALIZADOR BIOQUIMICO COBAS C111  
PARA LA DETERMINACION DE  
CONCENTRACION SERICA DE COLESTEROL  
HDL LDL APOLIPOPROTEINA A1 Y B  
PRESENTACION: CAJA CON 3 FRASCOS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3

Departamento: 0203.00

153 05079391 3 Kit CALIBRITE TM3 MICROESFERAS KIT DE  
TRES COLORES PERLAS DE CALIBRACION  
PARA CITOMETRIA DE FLUJO REACTIVO  
DE MANEJO ESPECIAL ENTREGAR  
DIRECTAMENTE EN LABORATORIO  
REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8  
GRADOS C Y AMPLIA CADUCIDAD PRES  
KIT P/25 PBAS  
CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES  
PRESENTACION: KIT PARA 25 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0417.00

154 05081255 450 Kilo CASEINA LIBRE DE VITAMINAS OBTENIDA  
POR PRECIPITACION DE ACIDO LACTICO  
DE LECHE DESCREMADA CON ETANOL  
CALIENTE DESNATURALIZADA PARA  
DIETAS EXPERIMENTALES NITROGENO  
14.2 % PROTEINA 90.6 % GRASA 0.1%  
FIBRA 0% LACTOSA 0.06% CENIZA 1.9 %  
VITAMIN FREE TEST CASEIN PRES FCO  
DE 1 KG  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 KILO

ene:113 abr:113 jul:112 oct:112

Departamento: 0110.00 0203.00

155 05082220 1 Paquete CEPA DE COLECCION LACTOBACILLUS  
PLANTARUM ATCC 8014 CON CERTIFICADO  
DE ANALISIS KWIK STIK 2 PK CON 2

HISOPOS CADUCIDAD MINIMA DE 8 MESES  
PRES PQTE CON 2 HISOPOS  
PRESENTACION: PAQUETE CON 2 PELLETS

ene:1

Departamento: 0204.00

156 05082810 2 Botella CITRATO DE COLINA DIHIDROGENADO  
PARA DIETAS EXPERIMENTALES REQUIERE  
REFRIGERACION.PRESENTACION FRASCO  
DE 1 KILOGRAMO  
PRESENTACION: BOTELLA DE 1 KILOGRAMO

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

157 05084610 10 Pieza CLOROFORMO GRADO HPLC PUREZA 99.8%  
CORTE EN UV 243 NM ABSORBANCIA 250  
NM PRESENTACION FRASCO CON 1 LT  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0202.00

158 05084620 13 Frasco CLOROFORMO PARA BIOLOGIA MOLECULAR  
EMPLEADO EN LA PURIFICACION DE  
ACIDOS NUCLEICOS PRESENTACION  
FRASCO CON 25 ML.  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 MILILITROS

ene:4 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0110.00 0120.00

159 05084800 60 Pieza CLOROFORMO GRADO REACTIVO ANALITICO  
FCO COLOR AMBAR PRES FCO C/1LT  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:15 abr:15 jul:15 oct:15

Departamento: 0202.00

160 05084900 7 Frasco CLOROFORMO GRADO REACTIVO ALTA  
PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.8% EN  
FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR  
PRESENTACION FRASCO DE 4 LITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1

Departamento: 0110.00 0120.00

161 05085300 6 Pieza CLOROFORMO REACTIVO ACS ANALYZED  
CON APROX1% ETANOL (POR GC  
EXCLUSIVO DEL CONSERVADOR CORREGIDO  
POR AGUA) MIN 99.08% ACETONA  
ALDEHIDOS (COMO (CH3)2CO) MAX  
0.005% ACIDO Y CLORO/PASA PRUEBA  
COLOR (APHA) MAX 10 CLORO LIBRE  
PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0204.00

162 05087900 2 Pieza CLORURO DE ORO (ACIDO  
TETRACLORAUROICO) TRIHIDRATADO GRADO  
ACS PRESENTACION FRASCO CON 1

GRAMOS

PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:2

Departamento: 0107.01 0315.00

163 05088415 1 Frasco CLORURO DE POTASIO CAS 7447-40-7  
 REACTIVO ANALITICO ENSAYO 99.0% A  
 100.5% MATERIA INSOLUBLE MENOR A  
 .005% PRESENTACION FRASCO CON 500G  
 PRESENTACION: FRASCO CON 500G

ene:1

Departamento: 0204.00

164 05088600 12 Frasco CLORURO DE SODIO GRADO REACTIVO  
 PUREZA 99% PRESENTACION FRASCO CON  
 500 GR  
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:5 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0108.00 0202.00 0204.00 0315.00

165 05089000 13 Botella CLORURO DE SODIO CRISTALES GRADO  
 REACTIVO ANALITICOALTA PUREZA  
 PRESENTACION: BOTELLA DE 2.5 KILOS

ene:5 abr:3 jul:3 oct:2

Departamento: 0110.00 0120.00 0203.00

166 05089500 4 Frasco CLORURO DE SODIO GRADO REACTIVO  
 PARA CULTIVO CELULAR PRESENTACION  
 FRASCO CON 500 GRAMOS  
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

167 05090260 24 Frasco COCTEL DE INHIBIDORES DE PROTEASAS  
 QUE INHIBA PROTEASAS DE SERINA  
 CISTEINA Y METALPROTEASAS EN  
 EXTRACTOS CELULARES DE BACTERIAS  
 LEVADURAS MAMIFEROS Y PLANTAS  
 TABLETAS PARA RESUSPENDER EN  
 VOLUMEN FINAL DE 50 MILILITROS PRES  
 CAJA C/20 TABS  
 PRESENTACION: FRASCO CON 20 TABLETAS

ene:7 abr:6 jul:6 oct:5

Departamento: 0110.00 0115.00 0120.00

168 05090270 30 Caja COCKTAIL DE INHIBIDORES DE  
 PROTEASAS EN TABLETAS PARA  
 VOLUMENES PEQUENOS DE EXTRACTO  
 CELULAR. PARA LA INHIBICION DE  
 SERINA CISTEINA Y METALOPROTEASAS  
 CADA TABLETA INHIBE PROTEASAS DE 10  
 ML DE EXTRACTO REQUIERE  
 REFRIGERACION PRES PQTE C/25 TAB  
 PRESENTACION: CAJA CON 25 TABLETAS

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7

Departamento: 0203.00

169 05090400 2 Frasco COLAGENASA TIPO II PARA DISOCIACION

DE ORGANOS Y CULTIVO CELULAR.  
 (REQUIERE REFRIGERACION) PRES FCO  
 DE 1 GR  
 PRESENTACION: FRASCO DE 1 g.

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0103.00

170 05090600 7 Frasco COLCEMID KARYOMAX PREPARADO EN  
 HANKS 10 MICROGRAMO FRASCO  
 S/MILILITRO. PRESENTACION FRASCO 10  
 ML  
 PRESENTACION: FRASCO DE 10 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1  
 Departamento: 0106.00

171 05091390 1 Pieza AZUL DE BROMOTIMOL FORMA SULTONE  
 INTERVALO DE VIRE pH 6.0 (AMARILLO)  
 - pH 7.6 (AZUL) PRES FRASCO C/5 GR  
 PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0204.00

172 05091550 1 Frasco COLORANTE DE NARANJA DE ACRIDINA AO  
 Y BROMURO DE ETIDIO EB PARA  
 ESTUDIOS DE FLUORESCENCIA EN  
 PRUEBAS DE HLA EL REACTIVO SE  
 CONSERVA EN REFRIGERACION PROTEGIDO  
 DE LA LUZ ENTREGAR EN EL  
 LABORATORIO POR SER DE CUIDADOS  
 ESPECIALES ENVIAR MUESTRA FISICA DE  
 MANERA ANTICIPADA PARA PRODUCTO  
 NUEVO PRESENTACION FRASCO CON 100  
 MILILITROS  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1  
 Departamento: 0417.00

173 05091600 1 Frasco COLORANTE P/TINCION DE WRIGHT  
 CERTIFICADO POR LA COMISION DE  
 TINCIONES BIOLÓGICAS INCORPORATION  
 PRES FRASCO C/100 G  
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0317.00

174 05091945 1 Juego COLORANTES PARA TINCION DE GRAM KIT  
 CON 4 VIALES DE 250 MILILITROS QUE  
 INCLUYEN CRISTAL VIOLETA LUGOL  
 ALCOHOL-ACETONA Y SAFRANINA.  
 CADUCIDAD MINIMA DE DOS ANOS  
 PRESENTACION KIT CON 4 VIALES  
 PRESENTACION: JUEGO CON 4 VIALES

ene:1  
 Departamento: 0107.00

175 05092100 5 Frasco COLORANTE PARA CUANTIFICACION DE  
 PROTEINAS POR BRADFORD CONCENTRADO

CONTIENE COLORANTE ACIDO FOSFORICO  
Y METANOL PARA CUANTIFICACION EN  
MICROPLACA RANGO DE 1 20 uG/ml PRES  
FCO C/450 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 450 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:1  
Departamento: 0110.00 0120.00

176 05092300 880 Vial

COMPLEMENTO DE CONEJO PARA HLA  
CLASE I ABC (DE 8 A 10 SEMANAS)  
LIOFILIZADO PARA ESTUDIOS DE  
MICROLINFOCITOTOXICIDAD ENTREGAR  
CON CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA  
LOTE EL REACTIVO REQUIERE  
CONGELACION A MENOS 20 GRADOS  
TRANSPORTAR CON HIELO SECO, SE  
ENTREGA EN EL LABORATORIO CADUCIDAD  
MINIMA DE UN AÑO PRESENTACION  
VIAL CON 1 ML  
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:220 abr:220 jul:220 oct:220  
Departamento: 0417.00

177 05092500 12 Vial

COMPLEMENTO DE CONEJO PARA HLA  
CLASE II DR DQ LIOFILIZADO PARA  
ESTUDIOS DE MICROLINFOCITOTOXICIDAD  
PRODUCTOS NUEVOS PRESENTAR MUESTRA  
FISICA PARA EVALUAR PRODUCTO DE  
MANERA ANTICIPADA A LA LICITACION  
REQUIERE CONGELACION A MENOS 20  
GRADOS C ENTREGAR EN EL LABORATORIO  
SE TRANSPORTA CON HIELO SECO,  
CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION VIAL CON 1 ML  
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3  
Departamento: 0417.00

178 05095360 10 CAJA

CORTICOSTERONA RATA.  
PRESENTACION: CAJA CON 100 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0202.00

179 05096500 3 Frasco

D( ) XYLOSA 99 POR CIENTO PUREZA  
MINIMA PRES FCO CON 1 KG  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 KILOGRAMO

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0307.00

180 05096910 1 Frasco

CLORURO DE LANTANO HEPTAHIDRATADO  
GRADO REACTIVO ENSAYO 64.5 70% DE  
LACL3 CALCIO MENOR A 0.001% Y  
MAGNESIO MENOR A 1PM PRESENTACION  
25 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 g

ene:1  
Departamento: 0204.00

181	05097160	1	Pieza	D-(+)-GLUCOSA. DEXTROSA PUREZA MINIMA DEL 99% (GC) PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO BACTERIANOS PRES FCO C/1 KG PRESENTACION: PIEZA CON 1 KILO
	ene:1 Departamento: 0107.00			
182	05098250	2	Frasco	DESOXIRIBONUCLEASA I DE 750 000 UNIDADES DE PANCREAS BOVINO LIOFILIZADA ESTERIL PRODUCTO DE CONGELACION ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRES FRASCO C/750 KU PRESENTACION: FRASCO
	ene:1 abr:1 Departamento: 0110.00			
183	05099900	24	Frasco	EXTRAN LIQUIDO DETERGENTE ESPECIAL PARA LABORATORIO ALCALINO COLOR ROSACEO PRES FCO C/5 LTS PRESENTACION: FRASCO CON 5 LITROS
	ago:12 nov:12 Departamento: 0107.01 0108.00 0110.00 0322.00 0325.00			
184	05100100	4	frasco	DETERGENTE PARA USO EN LABORATORIOS Y HOSPITALES POLVO COLOR ROSACEO BIODEGRADABLE NO TOXICO PRESENTACION FRASCO PLASTICO CON 2.5 KGS PRESENTACION: PIEZA CON 2.5 KGS.
	ene:2 abr:1 jul:1 Departamento: 0109.00 0319.00			
185	05102800	2	Pieza	DIETILPIROCARBONATO PUREZA MINIMO 97% INESTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE REQUIEREREFRIGERACION DE 2-8 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION: PIEZA DE 100 MILILITROS
	ene:1 abr:1 Departamento: 0203.00			
186	05103230	8	Frasco	DILUYENTE P/ANTICUERPOS DAVIMCI GREEN.MANTENER EN CONGELACION;ENT EN LAB PRES FRASCO C/500 ML PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS
	ene:2 abr:2 jul:2 oct:2 Departamento: 0315.00			
187	05103690	15	Frasco	DIMETILSULFOXIDO ESTERIL (DMSO) HIBRI MAX 99 POR CIENTO DE PUREZA PRESENTACION DE 50 ML. PRESENTACION: FRASCO CON 50 MILILITROS
	ene:5 abr:4 jul:3 oct:3 Departamento: 0110.00 0120.00			
188	05103730	10	Caja	DIMETIL SULFOXIDO AL 99 POR CIENTO PARA CULTIVO CELULAR FILTRADO Y ESTERILIZADO LIBRE DE ENDOTOXINA

AMPOLLETAS DE 10  
MILILITROS CADA UNA PRESENTACION  
CAJA CON 5 AMPOLLETAS  
PRESENTACION: CAJA CON 5 AMPOLLETAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0322.00

189 05105710 1 Pieza DODECIL SULFATO DE SODIO ULTRAPURO  
(SDS) PARA ELECTROFORESIS PUREZA  
MINIMA 99% EN POLVO BIOLOGIA  
MOLECULAR PRESENTACION FRASCO CON  
500 G  
PRESENTACION: PIEZA DE 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0203.00

190 05105820 1 frasco LAURIL SULFATO DE SODIO SDS  
REACTIVO GRADO ELECTROFORESIS.  
PRESENTACION: FRASCO CON 1  
KILOGRAMO.  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 KILOGRAMO

ene:1  
Departamento: 0109.00

191 05107400 6 Pieza EMULSION DE YEMA DE HUEVO Y  
TELURITO DE POTASIO ESTERIL  
P/PREPAR MEDIO DE BAIRD PARKER CAD  
IMPRESA EN EMPAQUE MIN DE 1 AÑO.  
PRES FRASCO CON 50 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 50 ML

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0204.00

192 05107820 15 Caja ENRIQUECIMIENTO MIDDLEBROOK OADC  
PARA MEDIO DE CULTIVO M100 DE  
MEDIO. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO PRES CJA C/10 TUBOS  
PRESENTACION: CAJA CON 10 TUBOS

abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0107.01

193 05107865 50 Pieza ENSAYO TAQMAN PRE-DISEÑADOS PARA  
PCR EN TIEMPO REAL PARA MEDIR LA  
ABUNDANCIA RELATIVA DEL MENSAJERO  
DE GENES PRES PIEZA C/300  
MICROLITROS  
PRESENTACION: PIEZA CON 300 MICROLITROS

ene:13 abr:13 jul:12 oct:12  
Departamento: 0203.00

194 05107900 6 Frasco ENTELLAN PARA INCLUSION RAPIDA  
GRADO MIROSCOPIA PRESENTACION  
FRASCO DE 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS

ene:3 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0106.00 0315.00

195	05108240	4	Vial	ESTUCHE PARA LA SINTESIS DE DNA DE CADENA SENCILLA A PARTIR DE POLI A RNA O RNA TOTAL PARA 50 REACCIONES SEPARADAS CONTIENE DESOXI-OLIGONUCLEOTIDOS BUFFER RT 10X (250 mM TRIS-HCL PH 8.4 500 mM KCL) 25 mM MgCl2 0.1 M DTT 10 mM dNTPs 50 u/uL DE SUPERSSCRIPT II RT 40 u/uLRNasa 2 U/uL RNasa H DE E COLI AGUA-DEPC RNA CONTROL PRIMER A Y PRIMER B PRES EQPO P/50 PBAS PRESENTACION: EQUIPO CON 50 MICROLITROS
	ene:2	abr:2		
	Departamento:	0110.00	0120.00	
196	05108320	5	Frasco	ENZIMA INHIBIDORA DE RNASA PARA REACCIONES DE TRANSCRIPCION REVERSA (PROTECTOR RNASE INHIBIDOR) PRESENTACION VIAL DE 2000 UNIDADES PRESENTACION: VIAL DE 2000 UNIDADES
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0103.00		
197	05110952	60	Pieza	ENZIMA TAQ POLIMERAZA DE 500U Ug/uL ESTE REACTIVO TUVO QUE SER VALORADO POR EL USUARIO ENTREGA EN EL LABORATORIO TRANSPORTAR EN CONGELACION PRESENTACION FRASCO CON 500 UNIDADES PRESENTACION: FRASCO CON 500 UNIDADES
	ene:15	abr:15	jul:15	oct:15
	Departamento:	0107.01		
198	05110955	3	Vial	ENZIMA TRANSCRIPTASA REVERSA MuLV 1 UNIDAD INCORPORA 1nmol DE dTTP EN MATERIAL PRECIPITABLE EN ACIDO 50 UNIDADES/UL REQUIERE CONGELACION ENTREGA DIRECTA AL LABORATORIO Y DE ACUERDO A CALENDARIO PRESENTACION VIAL CON 10000 UNIDADES
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0103.00		
199	05111600	3	Caja	EQUIPO DE HEMAGLUTINACION INDIRECTA PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS CONTRA AMIBAS EN SUERO TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO EL EQUIPO TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO PRESENTACION: CAJA
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0107.00		
200	05111673	1	Equipo	ESTUCHE DE INMUNOENSAYO PARA LA DETERMINACION DE INTERLEUCINA 6 HUMANA (IL 6) RECONOCE IL 6 HUMANA

RECOMBINANTE EXPRESADA EN E. COLI  
 SENSIBILIDAD MENOR A 0.7 pg/ML  
 INCLUYE ESTANDAR LIOFILIZADO  
 CADUCIDAD AMPLIA PRESENTACION  
 EQUIPO CON 96 DETERMINACIONES  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: EQUIPO CON 480 DETERMINACIONES

ene:1

Departamento: 0307.00

201 05112350 12 Pieza

KIT PARA LA DETECCION DE MYCOPLASMA  
 HOMINIS Y M UREALITYCUM EN MUESTRAS  
 GENITALES EQUIPO VALORADO Y  
 APROBADO DEBE TENER EL MEDIO SOLIDO  
 PARA CRECER Y OBSERVARLOS AL  
 MICROSCOPIO AMPLIA FECHA DE  
 CADUCIDAD MATERIAL DE CUIDADOS  
 ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
 LABORATORIO. DEBIO SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO PRES  
 CJA C/25 PBAS  
 PRESENTACION: EQUIPO CON 25 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0107.01

202 05112420 2 Equipo

EQUIPO PARA LA PURIFICACION DE DNA  
 GENOMICO A PARTIR DE MUESTRAS  
 FRESCAS DE SANGRE QUE NO USE  
 SOLVENTES ORGANICOS. EL VOLUMEN DE  
 SANGRE APURIFICAR ES DE 5 ML.  
 PRESENTACION: KIT CON 50 MUESTRAS  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: EQUIPO PARA 50 PURIFICACIONES

ene:1 abr:1

Departamento: 0307.00

203 05112700 10 Equipo

ERITROPOYETINA EN SUERO  
 DETERMINACION MEDIANTE ENSAYO  
 INMUNOENZIMATICO COLORIMETRICO EN  
 PLACA D/96 POZOS C/7 ESTANDARES DE  
 0 A 200 mUI/ml DE ERITROPOYETINA  
 KIT QUE INCLUYE 3 CONTROLES BAJO  
 MEDIO Y ALTO CAD MIN 1 AÑO PRES.  
 KIT CON 3 CONTROLES  
 PRESENTACION: EQUIPO PARA 96 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0317.00

204 05114055 1 Pieza

ESTANDAR DE ZINC DE 1000 MG/LITRO  
 EN ACIDO NITRICO CON CERTIFICADO DE  
 TRAZABILIDAD A UN PATRON NACIONAL  
 (CENAM) CON CADUCIDAD MINIMA DE UN  
 AÑO PRES FRASCO CON 100 ML  
 PRESENTACION: FRASCO DE 100 ML

ene:1

Departamento: 0204.00

205 05114410 1 Pieza

ESTANDAR DE MAGNESIO DE 1000 MG/L

EN ACIDO NITRICO CON FECHA DE CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO Y CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A UN PATRON NACIONAL O INTERNACIONAL (CENAM/NIST) PRESENTACION FRASCO CON 100 ML  
PRESENTACION: FRASCO C/100 ML.

ene:1

Departamento: 0204.00

206 05114635 1 Pieza ESTANDAR DE PLOMO DE 1000 PPM EN ACIDO NITRICO CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL (CENAM/NIST-SRM) CAD MIN 1 ANO PRESENTACION FRASCO CON 100 ML.  
PRESENTACION: FRASCO DE 100ML

ene:1

Departamento: 0204.00

207 05114755 1 Pieza ESTANDAR DE POTASIO DE 1000 MG/LITRO EN ACIDO NITRICO CON CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A UN PATRON NACIONAL O INTERNACIONAL (CENAM/NIST) CON CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO PRESENTACION FRASCO CON 500 ML.  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 ML

ene:1

Departamento: 0204.00

208 05115450 2 frasco ESTANDAR PARA OXALATO SOLUCION DE 0.5 MMOL/L CADUCIDAD MAYOR DE 12 MESES PRES FCO C/25 MILILITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 MILILITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0109.00

209 05115668 7 Frasco ESTERES METILICOS DE ACIDO CIS-9-TETRADECENOICO MIRISTOLEICO PRES FCO C/100 MILIGRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILIGRAMOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1

Departamento: 0202.00

210 05116040 2 Equipo ESTUCHE DE ANALISIS ENZIMOINMUNOMETRICO POR QUIMIOLUMINISCENCIA EN FASE SOLIDA PARA SU USO CON EL ANALIZADOR AUTOMATICO IMMULITE PARA MEDIDA CUANTITATIVA DE CORTISOL EN SUERO PRES 1 X 100 PBAS  
PRESENTACION: EQUIPO CON 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0110.00

211 05116042 2 Equipo ESTUCHE DE ANALISIS ENZIMOINMUNOMETRICO POR

QUIMIOLUMINISCENCIA EN FASE SOLIDA  
 PARA USO CON EL ANALIZADOR  
 AUTOMATICO IMMULITE PARA MEDIDA  
 CUANTITATIVA DE TESTOSTERONA EN  
 SUERO PRES 1 X 100 PBAS.  
 PRESENTACION: ESTUCHE CON 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0110.00

212 05116046 2 Equipo

ESTUCHE DE ANALISIS  
 ENZIMOINMUNOMETRICO POR  
 QUEMIOLUMINISCENCIA EN FASE SOLIDA  
 PARA USO CON EL ANALIZADOR  
 AUTOMATICO IMMULITE PARA MEDIDA  
 CUANTITATIVA DE PROGESTERONA EN  
 SUERO LKPG 5 PRES 1 X 100 PBAS  
 PRESENTACION: EQUIPO CON 500 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0110.00

213 05116100 10 Caja

ESNSAYO ENZIMATICO PARA DETERMINAR  
 ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA) EN  
 SUERO Y PLASMA INCLUYE 5 BOTELLAS  
 DE BUFFER UNA BOTELLA CON 5  
 TABLETAS QUE CONTIENE ATP COA ACS  
 PEROXIDASA 4AP UNA BOTELLA CON  
 MALEINIMIDA 5 BOTELLAS CON SOLUCION  
 DE DILUCION Y UNA BOTELLA CON 5  
 TABLETAS DACO PRESENTACION SET  
 PRESENTACION: CAJA CON 50 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0203.00

214 05117008 4 Equipo

ESTUCHE PARA PURIFICACION DE  
 PRODUCTOS DE PCR DE GELES DE  
 AGAROSA (70pb A 10 kb) CONTENIENDO  
 REACTIVOS Y COLUMNAS DE  
 PURIFICACION PRES FCO P/50  
 PREPARACIONES  
 PRESENTACION: EQUIPO PARA 50 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
 Departamento: 0120.00

215 05117010 1 Equipo

ESTUCHE COMERCIAL XTT DE ENSAYO  
 COLORIMETRICO PARA EL ANALISIS DE  
 LA PROLIFERACION VIABILIDAD Y  
 CITOTOXICIDAD CELULAR SE BASA EN EL  
 ROMPIMIENTO DE SALES DE TETRAZOLIO  
 NO REQUIERE LAVADO NI COSECHA DE  
 LAS CELULAS PRES EQPO C/2500  
 REACCIONES  
 PRESENTACION: EQUIPO CON 2500 REACCIONE

ene:1  
 Departamento: 0110.00

216 05117920 24 Pieza

ETER DE PETROLEO EBULLICION 35-60  
 GRADOS CENTIGRADOS PRESION DE VAPOR  
 (20 GRADOS CENTIGRADOS) APROX300

HPA DENSIDAD PUNTO 65-PUNTO 66  
GRAMO/MILILITRO PRES FRASCO CON 4  
LITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:6 abr:6 jul:6 oct:6  
Departamento: 0204.00

217 05118000 2 Botella ETHER ETILICO ANHIDRO GRADO REACTIVO  
EN SOLUCION PARA ANESTESIA DE  
ROEDORES PRESENTACION FRASCO CON  
900 MILILITROS  
PRESENTACION: BOTELLA CON 1 LITRO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0104.00

218 05118300 32 Frasco ETHER ETILICO ALTO GRADO DE PUREZA  
ENSAYO DE 99.9% RESIDUOS DESPUES DE  
LA EVAPORACION DE 0.0003% Y  
COANTMINANTE DE PEROXIDOS MENOR A  
0.3 ppm EN FRASCO DE VIDRIO AMBAR  
PRESENTACION FRASCO CON 500ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:9 abr:9 jul:7 oct:7  
Departamento: 0110.00 0120.00

219 05118650 1 Frasco ETILENGLICOL GRADO REACTIVO  
PRESENTACION FRASCO C/4 LTS  
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:1  
Departamento: 0110.00

220 05119400 22 frasco EXTRAN LIQUIDO DETERGENTE ALCALINO  
ESPECIAL PARA LABORATORIO  
PRESENTACION FRASCO CON 5 LITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 LITROS

ene:7 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0109.00 0417.00

221 05119480 4 Frasco BD FACS FLOW PARA CITOMETRIA DE  
FLUJO REACTIVO DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL  
LABORATORIO PARA USO EN EQUIPO  
PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION GARRAFON CON 20 LITROS  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: BIDON CON 20 LITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0417.00

222 05119900 9 Pieza FENIL-ETIL-ALCOHOL-AGAR POLVO PARA  
PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO  
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO EL  
PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO  
VALORADO Y APROBADO EN EL  
LABORATORIO USUARIO CON  
ANTERIORIDAD TRANSPORTAR A CUATRO  
GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION  
FRASCO CON 500G

PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS  
 ene:3      abr:2      jul:2      oct:2  
 Departamento: 0107.00

223 05120200                      4 Pieza      FENOL CRISTALES REACTIVO ANALITICO  
 PARA USO DE LABORATORIO PRES FCO  
 CON 500 GR  
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS  
 ene:1      abr:1      jul:1      oct:1  
 Departamento: 0107.01

224 05120765                      1 Pieza      FENOL-CLOROFORMO-ALCOHOL ISOAMILICO  
 (MEZCLA 25:24:1 V/V) ULTRAPURO PARA  
 LA PURIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS  
 CONSISTE EN CLOROFORMO ULTRAPURO  
 ALCOHOL ISOAMILICO Y FENOL  
 ULTRAPURO SATURADO CON TRIS-HCL NO  
 CONTIENE PRESERVATIVOS EMPACADO CON  
 UN GAS INERTE EN BOTELLAS DE VIDRIO  
 AMBAR CON CUBIERTA DE PLASTICO  
 REQUIERE REFRIGERACION PRESENTACION  
 FRASCO CON 100 ML  
 PRESENTACION: PIEZA DE 100 MILILITROS  
 ene:1  
 Departamento: 0203.00

225 05121210                      1 Pieza      FERROCIANURO DE POTASIO SOLUCION  
 PARA CHEQUE DE MEMBRANA YSI 2200  
 PRES FCO C/125 MILILITROS  
 PRESENTACION: PIEZA CON 125 MILILITROS  
 ene:1  
 Departamento: 0203.00

226 05121410                      40 Pieza      SOLUCION SEPARADORA DE LINFOCITOS  
 PUROS EN SUSPENSION LYMPHOPREP  
 LISTA PARA USAR ESTERIL PROBADA  
 CONTRA ENDOTOXINAS CONTIENE  
 DIATRIZOATO DE SODIO AL 9.1% Y  
 POLISACARIDOS AL 57% DENSIDAD APROX  
 DE 1G/ML Y OSMOLARIDAD APROX DE 280  
 mOsm PRES FCO C/250 ML.  
 PRESENTACION: PIEZA CON 250 MILILITROS  
 ene:11      abr:11      jul:9      oct:9  
 Departamento: 0107.00      0110.00      0120.00

227 05121411                      4 Frasco      SOLUCION PREPARADA ESTERIL PARA  
 SEPARACION DE LINFOCITOS HUMANOS  
 DENSIDAD IGUAL 1.077 PH IGUAL 6.8  
 LIBRE DE PIROGENOS OSMOLARIDAD 280m  
 Osm INDISPENSABLE MUESTRA FISICA  
 PARA EVALUAR PRODUCTO NUEVO  
 ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD  
 DE ACUERDO AL LOTE CADUCIDAD MINIMA  
 DE UN AÑO PRESENTACION FRASCO  
 PLASTICO CON 250 ML  
 PRESENTACION: FRASCO CON 250ml.  
 ene:1      abr:1      jul:1      oct:1  
 Departamento: 0417.00

228	05122150	4	Equipo	SONDA MARCADA PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTO LIGHTCYCLER. DE ACUERDO AL DISEÑO DEL USUARIO INCLUYE JUEGO DE PRIMERS Y JUEGO SONDAS DE ACUERDO AL DISEÑO DEL USUARIO.ES DE CUIDADOS ESPECIALES EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO ENTREGAS DE ACUERDO A NECESIDADES DEL USUARIO PRES PZA CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0307.00			
229	05122300	6	Frasco	FITHEMAGLUTININA (FORMA M) LIOFILIZADA PARA RECONSTITUIR EN 10 ML DE AGUA ESTERIL TRANSPORTAR EN HIELO PRES FRASCO 10 ML PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0106.00			
230	05122800	1	Frasco	FORMALDEHIDO COMERCIAL EN SOLUCION 37%; PARA LAVADO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS PRESENTACION FRASCO DE PLASTICO CON 4 LITROS PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS
	nov:1			
	Departamento: 0403.00		0415.00	
231	05122805	75	Pieza	FORMALDEHIDO EN SOLUCION ACUOSA AL 37 POR CIENTO PARA FIJACION DE TEJIDOS PRESENTACION FRASCO DE PLASTICO CON 4 LT PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS
	ene:20	abr:19	jul:18	oct:18
	Departamento: 0107.01		0203.00 0315.00 0509.00	
232	05123850	6	Pieza	FORMAMIDA HI-DI REACTIVO QUIMICO ALTAMENTE DESIONIZADO PARA RESUSPENDER MUESTRAS PARA ELECTROINYECCION EN EL EQUIPO 3130XL GENETIC ANALYZER PRESENTACION FRASCO CON 25 MILILITROS PRESENTACION: PIEZA CON 25 MILILITROS
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0107.00			
233	05124700	1	Frasco	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO ULTRAPURO; CRISTALES PARA CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS PRES FCO DE 500 GMS PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0719.00			
234	05125100	1	frasco	FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRO

REACTIVO GRADO ACS. CON UNA PUREZA MINIMA DEL 99 POR CIENTO MAXIMOS PERMITIDOS DE MATERIAL INSOLUBLE 0.01 POR CIENTO CLORUROS 0.002 POR CIENTO SULFATOS 0.005 POR CIENTO METALES PESADOS 0.001 POR CIENTO Y FIERRO PRES FCO C/500 G  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0109.00

235 05126700 2 Caja

FOXP3 STINNING BUFFER SET PARA TINCION INTRACELULAR DE FOXP3 KIT QUE CONSTA DE UN FRASCO DE PLASTICO DE 25 ML. Y 2 FRASCOS DE 10 ML. ENTREGAR EN REFRIGERACION. PRES. KIT  
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1

Departamento: 0325.00

236 05127455 1 kit

REACTIVO PARA ELUCION ACIDA RAPIDA DE ANTICUERPOS A PARTIR DE ERITROCITOS INTACTOS UTILIZADO PARA EL ESTUDIO DE ANTICUERPOS CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO NO REQUIERE REFRIGERACION APROBADO POR LA FDA O CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES PRES KIT  
PRESENTACION: KIT

ene:1

Departamento: 0322.00

237 05127520 1 Kit

REACTIVO PARA LA DISOCIACION ACIDA DE ANTICUERPOS IgG DE ERITROCITOS PARA EL ESTUDIO DE ANTIGENOS ERITROCITARIOS CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO NO REQUIERE REFRIGERACION APROBADO POR LA FDA O CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES PRES KIT  
PRESENTACION: KIT

ene:1

Departamento: 0322.00

238 05127650 1 caja

GASPACK SOBRES DESECHABLES GENERADORES DE ANAEROBIOSIS POR PRODUCCION DE HIDROGENO Y DIOXIDO DE CARBONO CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:1

Departamento: 0204.00

239 05128250 2 Frasco

GENETICINA (G 418). PARA CULTIVO

CELULAR

PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0103.00

240 05129130 1 Pieza GLICEROL ANHIDRO GRADO ACS FRASCO  
COLOR AMBAR PARA PROTEGER DE LA LUZ  
PRES FCO C/4 LT.  
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:1  
Departamento: 0107.01

241 05129131 1 Frasco GLICEROL ANHIDRO GRADO REACTIVO  
ANALICITO (RA/ACS) PRES FCO C/500  
ML  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 ML

ene:1  
Departamento: 0325.00

242 05129136 13 Frasco GLICEROL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR  
LIBRE DE RNASAS Y PROTEASAS PUREZA  
MINIMO 99% PRESENTACION FRASCO CON  
500 ML  
PRESENTACION: PIEZA DE 500 MILIGRAMOS

ene:4 abr:4 jul:3 oct:2  
Departamento: 0110.00 0120.00

243 05129300 35 Frasco GLICINA P/ELECTROFORESIS PUREZA  
MINIMO 99% PROBADO P/USO EN BUFFERS  
PAGE Y EN TRANSFERENCIA P/WESTERN  
BLOTS PRES FRASCO C/500 G  
PRESENTACION: PIEZA DE 500 GRAMOS

ene:9 abr:9 jul:9 oct:8  
Departamento: 0203.00

244 05129450 6 Frasco GLICINA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR  
  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 KILOGRAMO

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0103.00

245 05130500 3 Frasco GLUTARALDEHIDO AL 25 % GRADO  
MICROSCOPIA ELECTRONICA  
PRESENTACION FRASCO DE 100 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0315.00

246 05132200 4 Frasco HEMATOXILINA SOLUCION MODIFICADA  
PARA TINCION NUCLEAR GENERAL TIPO  
REGRESIVA CERTIFICADA 7 GRAMOS POR  
LITRO CON PRESERVADOR Y  
ESTABILIZADOR PRES FRASCO CON 1  
LTRO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0110.00

247	05132700	4	Equipo	HBA2 QUIK COLUMN CONTROL-ANORMAL.HEMOGLOBINA A2 CONTROL HB A2 P/DETERMINACION DE HB A2 POR EL METODO DE MICROCROMATOGRAFIA EN COLUMNA CUYO RANGO ES DE 4.9 6.9 % DE HB A2;VIALES DE 1ML. CAD MIN DE 1 ANO. PRESENTACION: KIT CON 5 VIALES
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0317.00			
248	05132800	2	Equipo	HEMOGLOBINA A2 REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA A2 POR EL METODO DE MICROCROMATOGRAFIA EN COLUMNA;CAD MIN DE 1 ANO CONSERVAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION: KIT PARA 50 PRUEBAS
	ene:1 abr:1			
	Departamento: 0317.00			
249	05134800	1	Pieza	HEXANO GRADO REACTIVO FRASCO COLOR AMBAR PARA PROTEGER DE LOS RAYOS DE LUZ PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO
	nov:1			
	Departamento: 0202.00			
250	05136100	1	Frasco	HIDROXIDO DE AMONIO ACS. APARIENCIA (INCOLORO Y LIBRE DE MATERIA EN SUSPENSION O SEDIMENTOS). PASA LA PRUEBA; ASSAY (COMO NH3). 28.0 - 30.0%; COLOR (APHA) <= 5; GRAVEDAD ESPECIFICA A 60 GRADOS / 60 GRADOS F. 0.896 A 0.902; RESIDUO TRAS IGNICION. <= 0.0020%; DIOXIDO DE CARBONO (CO2). <= 0.002%; SUSTANCIAS REDUCTORAS PERMANGANATO. PASA LA PRUEBA; CLORURO (CL). <= 0.5 PPM; EL NITRATO (NO3). <= 2 PPM; FOSFATO (PO4). <= 2 PPM; SULFATO (SO4). <= 2 PPM; TRAZAS DE IMPUREZAS - ALUMINIO (AL). <= 200.0 PPB; ARSENICO Y ANTIMONIO (COMO AS) . <= 3000.0 PPB; TRAZAS DE IMPUREZAS - BARIO (BA). <= 300.0 PPB; TRAZAS DE IMPUREZAS - BORO (B) . <= 50 PPB; TRAZAS DE IMPUREZAS - CROMO (CR). <= 100.0 PPB; TRAZAS DE IMPUREZAS - EL COBRE (CU). <= 100.0 PPB; TRAZAS DE IMPUREZAS - ORO (AU) . <= 200.0 PPB; METALES PESADOS PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
251	05136815	1	Frasco	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS MAS DE 97% DE PUREZA REACTIVO ASC

PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0110.00

252 05137850 13 Pieza

HIDROXIDO DE SODIO EN PELLETS  
REACTIVO ANALITICO ACS ENSAYO  
(NAOH) (POR ACIDIMETRIA) MIN 98%  
IDENTIFICACION / PASA PRUEBA  
PRECIPITADO DE HIDROXIDO DE AMONIO  
MAX 0.02% CLORO MAX 0.001% COBRE  
MAX 0.001% METALES PESADOS MAX  
0.001% BAJO EN CARBONATO DE SODIO  
(MAXIMO 0.4%) PRES FRACO C/500 GR  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:4 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0204.00

253 05142200 20040 Pieza

INDICADOR QUIMICO INTERNO PARA  
PLASMA (PEROXIDO DE HIDROGENO)  
\*\*AMPLIA CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO  
AL MOMENTO DE LA ENTREGA\* PRES CJA  
C/1000 PZAS  
PRESENTACION: CAJA CON 1000 PIEZAS

ene:5010 abr:5010 jul:5010 oct:5010

Departamento: 0409.00 0410.00

254 05143110 20 Pieza

INHIBIDOR DE RIBONUCLEASAS  
RECOMBINANTE A UNA CONCENTRACION DE  
40 UNIDADES POR MICROLITRO  
ALMACENAR A -20 GRADOS CENTIGRADOS  
PRES 2500 U  
PRESENTACION: PIEZA CON 2000 REACCIONES

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5

Departamento: 0203.00

255 05143480 8 Equipo

STACOT LA 10. INHIBIDOR LUPICO  
REACTIVO P/LA DETECCION CUALITATIVA  
AUTOMATIZADA Y COAGULOMETRICA DE  
ANTICOAGULANTES LUPICOS UTILIZANDO  
FOSFOLIPIDOS HEXAGONALES EN FASE  
HII CAD MIN DE 1 AÑO PRES KIT PARA  
10 PRUEBAS  
PRESENTACION: KIT PARA 10 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0317.00

256 05143890 10 Pieza

INTERLEUCINA 2 HUMANA RECOMBINANTE  
(DE E.COLI) 50000 UNIDADES (25 UG)  
EN 5 ML CON PUREZA DE 97 % SE  
UTILIZA PARA ENSAYOS DE  
PROLIFERACION CELULAR TRANSPORTAR  
CONGELADO EN HIELO SECO. ENTREGA EN  
EL LABORATORIO PRES FCO C/5 ML.  
PRESENTACION: PIEZA DE 5 ML.

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0107.00

257	05144500	11	Frasco	224 TRIMETILPENTANO (ISOCTANO) GRADO HPLC PRESENTACION FRASCO CON 4 LITROS PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS
	ene:4	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento: 0110.00		0120.00	
258	05145960	4	Equipo	JUEGO DE DESOXINUCLEOTIDOS TRIFOSFATOS: DATP 10 MM DCTP-10MM DGTP 10 MM DTTP 10 UMOL DE CADA UNO PRESENTACION EQUIPO 10 UMOL PRESENTACION: EQUIPO
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0110.00			
259	05146524	2	Pieza	SET DE DNTPS 4 x 25 MICROMOL (4 x 250 MICROLITROS) DEBIO HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL USUARIO TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR EN EL LABORATORIO PDEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION EQUIPO CON 4 FRASCOS 250 UL PRESENTACION: EQUIPO CON 4 FRASCOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0107.01			
260	05146605	30	Pieza	KIT PARA LA DETECCION DE ANTIGENOS DE LEGIONELLA EN MUESTRAS DE ORINA MEDIANTE EL METODO DE INMUNOCROMATOGRAFIA MCA ALERE BINAXNOW LEGIONELLA URINARY ANTIGEN CARD I.L. DIAGNOSTICS. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRES CJA KIT P/22 PBAS PRESENTACION: EQUIPO CON 22 PRUEBAS
	ene:8	abr:8	jul:7	oct:7
	Departamento: 0107.01			
261	05146665	1	Kit	KIT DE DETECCION PARA HIBRIDACION IN SITU EMOLEANDO SONDAS DE DNA CONJUGADAS CON ISOTIOCIANATO DE FLUORESCEINA EL KIT INCLUYE PROTEINASA K CONTROL NEGATIVO CONTROL POSITIVO BUFFER ASTRINGENTE DE LAVADO ANTICUERPO ANTI FLUORESCEINA CONJUGADO CON FOSFATASA ALCALINA PRES KIT PRESENTACION: KIT
	ene:1			
	Departamento: 0315.00			
262	05146820	1	Caja	KIT CON COLUMNAS CARGADAS CON MEMBRANAS DE GEL DE SILICE PARA EXTRACCION Y PURIFICACION DE RNA VIRAL DE PLASMA SUERO FLUIDOS CORPORALES Y SOBRENADANTES DE CULTIVO POR CENTRIFUGACION PRES KIT

PARA 250 PBAS  
PRESENTACION: CAJA PARA 250 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.00

263 05146825 1 Caja

KIT PARA PURIFICACION DE DNA GENOMICO MITOCONDRIAL O VIRAL DE SANGRE O FLUIDOS CORPORALES HASTA DE 12 MICROGRAMOS NO EXTRACCION ORGANICA O PRECIPITACION CON ALCOHOLES SIRVE PARA TRABAJAR HASTA 200 MICROLITROS DE SANGRE FRESCA O SANGRE CONGELADA LAS COLUMNAS QUE INCLUYE EL KIT PUEDEN SER FACILMENTE UTILIZADAS EN UNA CENTRIFUGA PRES CJA CON 250 COLUMNAS

PRESENTACION: KIT PARA 250 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.00

264 05146830 1 Caja

KIT DE MICROCOLUMNAS DE RESINA PARA PURIFICAR DNA PROVENIENTE DE REACCIONES ENZIMATICAS POR MICROCENTRIFUGACION Y VOLUMEN DE ELUSION DE 10 MICROLITROS DE AGUA O BUFER TRIS PARA FRAGMENTOS DE 70 PARES DE BASES A 4 KILOBASES CON 6 MINUTOS DE PROCESO CON UNA CAPACIDAD DE UNION DE 5 MICROGRAMOS PRES KIT PARA 250 PBAS

PRESENTACION: KIT PARA 250 REACCIONES

ene:1

Departamento: 0107.00

265 05147000 8 Kit

MEZCLA DE REACCION 5X PARA PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCION DE SONDAS DE HIDROLISIS TIPO TAQMAN EN CAPILARES DE VIDRIO DEBE CONTENER UNA TAQ DNA POLIMERASA PARA PCR hot start CONCENTRACION OPTIMA DE CLORURO DE MAGNESIO Y UN AMORTIGUADOR DE REACCION ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO PRESENTACION VIAL PARA 480 REACCIONES CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO

PRESENTACION: KIT PARA 480 REACCIONES

ene:3 abr:3 jul:1 oct:1

Departamento: 0110.00 0307.00

266 05147250 21 Caja

KIT DE MARCAJE PARA SECUENCIACION CON TERMINADORES MARCADOS CON BIGDYE TERMINATOR V3.1 INCLUYE BIGDYE TERMINATOR V3.1 READY REACCTION MIX PGEM 3ZF ( ) DNA CONTRO -21 M13 PRIMER CONTROL Y BUFFER DE SECUENCIA BIGDYE V1.1/3.1 (5X) PARA EQUIPO 3130XL GENETIC

ANALIZER PRES EQPO CJA P/100 PBAS  
PRESENTACION: CAJA PARA 100 PRUEBAS

oct:21

Departamento: 0107.00 0107.01

267 05147260 40 Pieza KIT PARA LA DETECCION DE ANTIGENOS DE ESTREPTOCOCCUS PNEUMINIAE A PARTIR DE MUESTRAS DE ORINA LCR MEDIANTE EL METODO DE INMUNOCROMATOGRAFIA ESTE KIT DEBE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR EN EL LABORATORIO MCA ALERE BINAXNOW SREPTOCOCCUS PNEUMONIAE I.L. DIAGNOSTICS. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. PRES CJA KIT P/22 PBS PRESENTACION: EQUIPO CON 22 PRUEBAS

ene:10 abr:10 jul:10 oct:10  
Departamento: 0107.01

268 05147630 5 Kit KIT PARA 200 REACCIONES DE SINTESIS DE ADN CONTIENE 2000 U/ml DE TRANSCRIPTOR REVERSA BUFER DE REACCION PARA TRANSCRIPTASA REVERSA; INHIBIDOR DE RNAASAS DNTPS 10mM OLIGO dt18 OLIGONUCLEOTIDOS UNIVERSALES ALEATORIOS CONTROL DE RNA Y PBGD Y AGUA GRADO PCR PRODUCTO DE CONGELACION ENTREGA DIRECTA AL USUARIO PRESENTACION KIT PARA 200 REACCIONES CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: KIT PARA 200 REACCIONES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

269 05147710 2 Equipo ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA A PH ALCALINO EN GEL DE AGAROSA. PRESENTACION: EQUIPO CON 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0317.00

270 05147955 1 Caja KIT PARA LA IDENTIFICACION DE VIRUS HERPES SIMPLE 1 Y 2 DIRECTAMENTE EN MUESTRAS CLINICAS POR INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO PRESENTACION: CAJA PARA 60 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0107.00

271 05147957 1 Caja KIT PARA IDENTIFICACION DE TOXINAS ESTAFILOCOCCICAS (SET2) CON EL SISTEMA VIDAS CAD MINIMO 8 MESES PRESENTACION CAJA CON 30 CARTUCHOS

ene:1

Departamento: 0204.00

272 05149200 7 Pieza L-GLUTAMINA 200 MM (100 X) pH 4.7 A 5.5 ESPECIFICO PARA CULTIVO CELULAR ESTERIL FRASCO DE PLASTIC CON 100 MILILITROS. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO A PARTIR DEL MOMENTO DE ENTREGA. TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO ENTREGAR EN LABORATORIO PRES FCO C/100 ML ENTREGA PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1

Departamento: 0107.00

273 05149210 9 Frasco L GLUTAMINE 200mM 100X LIQUIDA SUPLEMENTADO EN 29.2 mg/ml EN 0.85 POR CIENTO NaCl 100 MILILITROS PRES FRASCO C/100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:1

Departamento: 0110.00 0120.00

274 05150450 12 Pieza LAMINILLAS SENSIBILIZADAS PARA PRUEBA DE FTA PARA REALIZAR INMUNOFUORESCENCIA INDIRECTA ESTE REACTIVO TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO CAJA CON 10 LAMINILLAS DE 12 POZOS CADA UNA TRANSPORTAR A CUATRO GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA 10X10 PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0107.00

275 05151720 7 Pieza LECTINA PHASEOLUS VULGARIS O LEUCOAGLUTININA (PHA-L) DE FRIJOL. GLICOPROTEINA QUE AGLUTINA LINFOCITOS Y ES UN MITOGENO POTENTE PARA LINFOCITOS. VIAL DE 5 MG PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILIGRAMOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1

Departamento: 0107.00

276 05151800 40 Frasco LECTINA ANTI-A1 REACTIVO SEROLOGICO PARA PRUEBA EN TUBO Y PLACA CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES PRES FCO C/5 MILIMETROS PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:10 abr:10 jul:10 oct:10

Departamento: 0322.00

277	05152105	1	Pieza	LECTINA ULEX EUROPAEUS I (UEA I]) PURIFICADA POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD ESENCIALMENTE LIBRE DE SALES POLVO LIOFILIZADO TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILIGRAMOS
	ene:1			
	Departamento:	0107.00		
278	05152713	4	Vial	LIPOFECTAMINA (LIPOFECTAMINE RAGEN) FORMULACION DE LIPOSOMAS 3 A 1 DE LIPIDOS POLICATIONICOS DOSPAC Y DOPE UTIL PARA LA TRANSFERENCIA DNA EN CULTIVO DE CELULAS EUCARIOTAS PRES FRASCO 1 ML LA MARCA DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LA PARTIDA 367 PRESENTACION: VIAL CON 1 ML.
...	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0103.00		
279	05153200	3	Frasco	LIQUIDO DE CENTELLEO PARA MUESTRAS ACUOSAS BIODEGRADABLE PRESENTACION FRASCO CON 3.786 LITROS PRESENTACION: FRASCO CON 3.786 LITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0110.00		
280	05154260	20	Frasco	SOLUCION SEPARADORA DE LINFOCITOS HUMANOS LYMPHOPREP ESTERIL DENSIDAD 1.077 LIBRE DE PIROGENOS PH 6.8 PREPARACION PARA PURIFICACION DE CELULAS MONONUCLEARES PRES FCO C/250 ML CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: FRASCO CON 250 MILILITROS
	ene:5	abr:5	jul:5	oct:5
	Departamento:	0108.00		
281	05154740	1	Pieza	MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA ELECTROFORESIS EN GELES DE POLIACRILAMIDA PRETENIDOS DE AMPLIO RANGO (DE 7.1 A 209 KDA) CONTIENE APROTININA LISOZIMA INHIBIDORDE TRIPSINA DE SOYA ANHIDRASA CARBONICA OVOALBUMINA ALBUMINA BOVINA FOSFORILASAB BETA -GALACTOSIDASA Y MIOSINA. TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRES FCO C/500 MICROLITROS PRESENTACION: PIEZA CON 500 MICROLITRO
	ene:1			
	Departamento:	0107.00		
282	05154771	1	Pieza	MARCADOR PARA CAMPO PULSADO DE LAMBDA DNA EMBEBIDO EN AGAROSA AL 1% Y SE SUMINISTRA EN UN

DISPENSADOR GELSYRUNGE.DISENADO  
 PARA UTILIZARSE COMO MARCADOR DE  
 ELECTROFERESIS EN CAMPO PULSADO EN  
 UN RANGO DE 50-1000 KB.JERINGA DE 5  
 ML DE AGAROSA. DEBIO SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO  
 USUARIO.PARA UTILIZAR EN EQUIPO  
 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.  
 PRESENTACION: SOBRE CON 2 JERINGAS

ene:1

Departamento: 0107.01

283 05154785 80 Frasco MEDIO MARROWMAX SUPLEMENTADO PARA  
 EL DESARROLLO ESPECIFICO DE CELULAS  
 INVITRO DE MEDULA OSEA O SANGRE  
 PERIFERICA DE ENFERMEDADES  
 HEMATOLOGICAS (CADUCIDAD MINIMA DE  
 1 AÑO TRANSPORTAR EN HIELO SECO PRE  
 FCO CON 100 MILILITROS  
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:20 abr:20 jul:20 oct:20

Departamento: 0106.00

284 05154800 11 Frasco MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE ADN  
 19 A 1114 pb No.8 CADUCIDAD MINIMA  
 DE 1 AÑO TRANSPORTARSE EN HIELO  
 SECO PRES VIAL PARA 50 MICROGRAMOS  
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 MICROGRAMO

ene:3 abr:3 jul:3 oct:2

Departamento: 0106.00

285 05154840 1 Frasco MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE 50  
 PARES DE BASES (LADDER CON 15  
 FRAGMENTOS EN UN RANGO DE 50 A 750  
 Y UNO ADICIONAL DE 2642 PARES DE  
 BASES LAS BANDAS DE 250 Y 500 PARES  
 DE BASES SON MAS BRILLANTES QUE LAS  
 OTRAS CONCENTRACION DE 250 UG/ML  
 CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO  
 TRANSPORTAR EN CONGELACION EN HIELO  
 SECO ENTREGAR EN EL LABORATORIO MCA  
 INVITROGEN PARTE DE LIFE  
 TECHNOLOGIES PRES VIAL CON 50  
 MICROGRAMOS  
 PRESENTACION: VIAL DE 50 UG

ene:1

Departamento: 0418.00

286 05154970 30 Pieza MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA  
 PROTEINAS PRETENIDO CON DIFERENTES  
 COLORES QUE PERMITEN SU  
 VISUALIZACION EN GELES SDS-PAGE  
 RANGO COMPLETO DE 10000 A 250000 MR  
 PARA USO EN ELECTROFORESIS Y  
 WESTERN BLOT REQUIERE CONGELACION  
 PRESENTACION: PIEZA DE 500 MICROLITROS

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7

Departamento: 0203.00

287	05155550	35	Pieza	MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE 100 PARES DE BASES CON UN RANGO DE 100-1500 PARES DE BASES (15 FRAGMENTOS) Y UNA BANDA ADICIONAL APROXIMADA DE 2072 PARES DE BASES TRANSPORTAR A MENOS 20 GRADOS CENTIGRADOS ENTREGAR EN EL LABORATORIO ESTE REACTIVO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRES FCO CON 50 MICROGRAMOS PRESENTACION: FRASCO CON 50 MICROGRAMOS
	ene:9	abr:9	jul:9	oct:8
	Departamento: 0107.01			
288	05155840	9	Vial	MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE DNA (100PB) VIAL CON 0.1 mg/ml (100 APLICACIONES)EL MARCADOR DEBE DE ESTAR CONTENIDO EN UN BUFFER OPTIMIZADO DE TRIS-EDTA Y GLICEROL Y 2 COLORANTES (AZUL DE BROMOFENOL Y NARANJA G) PRES PZA PRESENTACION: VIAL PARA 50 MICROGRAMOS
	ene:3	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0110.00		0120.00	
289	05156000	10	Pieza	MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA DNA IX DNA PHI X 174 DIGERIDO CON HAE III FRAGMENTOS DE 72 A 1353 PARES DE BASES DIVIDIDOS EN 11 FRAGMENTOS CONCENTRACION DE 250 UG/ML CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR EN EL LABORATORIO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB USUARIO PRES TUBO CON 50 UG PRESENTACION: FRASCO CON 50 MICROGRAMOS
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento: 0107.01			
290	05156110	18	Frasco	MARCADOR PESO MOLECULAR P/PROTEINAS PRETENIDO C/COLORES DE ARCOIRIS DE AMPLIO RANGO MOLECULAR(7.5 A 220 KDa)MANTENER CONGELACION PRES VIAL CON 500 UL PRESENTACION: FRASCO CON 250 MICROLITRO
	ene:6	abr:5	jul:4	oct:3
	Departamento: 0110.00		0115.00 0120.00	
291	05156190	20	Frasco	MEDIO SOC PREPARADO LIQUIDO CONTIENEN TRIPTONA DE DIGERIDO PANCREATICO DE CASEINA 2% EXTRACTO DE LEVADURA 0.5% DE CLORURO DE SODIO 8.6 MM DE CLORURO DE POTASIO 2.5 MM MGSO4 Y GLUCOSA 20 MM ESTERIL POR FILTRACION A 0.2 MICRAS PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0203.00

292 05156700 5 Pieza MEDIO DE CONGELACION CON DMSO MEDIO  
CONCENTRADO ESPECIAL PARA LA  
CRIOPRESERVACION DE UN AMPLIO  
ESPECTRO DE CELULAS DE MAMIFEROS  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO  
TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO  
ENTREGA EN LABORATORIO PRES FCO  
C/50 MILILITROS  
PRESENTACION: PIEZA CON 50 MILILITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.00

293 05157200 4 Pieza MEDIO DE CULTIVO LIOFILIZADO  
MIDDLEBROOK PARA PREPARAR CALDO 7H9  
DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR  
EL LABORATORIO USUARIO PRES FCO  
C/500 GR  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.01

294 05157300 4 Pieza MEDIO RPMI 1640 (1X) LIQUIDO CON  
L-GLUTAMINA CADUCIDAD MINIMA DE UN  
AÑO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION  
PRESENTACION FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.00

295 05157500 5 Frasco MEDIO DE CULTIVO CELULAR RPMI  
1640(IX)FRASCO DE 100 ML  
C/LEVOGLUTAMINA NO CARBONATADO  
C/25mM BUFFER HEPES CAD MIN DE 1  
AÑO TRANSP EN HIELO SECO  
PRESENTACION FRASCO C100 MILILITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0106.00

296 05157505 1 Pieza MEDIO DE CARNE COCIDA CON RESPUESTA  
MINIMA DEL 50% EN PRUEBAS DE  
PROMOCION DE CRECIMIENTO CAD MIN 3  
ANOS PRES FCO CON 500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0204.00

297 05158300 4 Frasco MEDIO DE CULTIVO DE MICROBACTERIAS  
MIDDLEBROOK 7H10 AGAR BASE PRES FCO  
DE 500 GMS  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.01

298	05158500	1	Paquete	MEDIO DE CULTIVO RPMI 1640 CON 25 mM DE HEPES BUFFER CON L-GLUTAMINA SIN BICARBONATO DE SODIO POLVO PARA RECONSTITUIR EN SOBRES PARA PREPARAR UN LITRO CON AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES PRODUCTO DE REFRIGERACION PRESENTACION 10 SOBRES PARA PREPARAR 1 LT PRESENTACION: PAQUETE CON 10 SOBRES
	ene:1			
	Departamento:		0417.00	
299	05158910	1	Caja	MEDIO MINIMO ESENCIAL (MEM) LIOFILIZADO GRADO CULTIVO CELULAR CONTIENE SALES DE EARLE L-GLUTAMINA Y AMINOACIDOS NO ESENCIALES SIN BICARBONATO DE SODIO PARA CULTIVO CELULAS EN SOBRE PARA UN LITRO CADA UNO CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS 10X1L PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES
	ene:1			
	Departamento:		0107.00	
300	05158925	1	Frasco	MEDIO MODIFICADO HTF (HUMAN TUBAL FLUID) PARA CULTIVO DE GAMETOS CON HEPES Y GENTAMICINA CONSERVAR ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS CADUCIDAD DE 6 MESES PRESENTACION FRASCO CON 100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS
	ene:1			
	Departamento:		0110.00	
301	05159320	1	Caja	MEDIO DE SUSPENSION PARA LACTOBACILLUS COMPLEMENTARIO AL SISTEMA API 50 CH REALIZAR LA ENTREGA DE ESTE MEDIO EN REFRIGERACION CON CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRESENTACION CAJA 10 X 10 ML PRESENTACION: CAJA CON 10 AMPOLLETAS
	ene:1			
	Departamento:		0204.00	
302	05159400	1	Pieza	MEDIO DE TRANSPORTE DE STUART CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento:		0107.00	

303	05159510	60	Caja	MEDIO DE TRANSPORTE CARY-BLAIR MEDIO DE CULTIVO PREPARADO CAD MIN DE 1 AÑO PRES CAJA CON 50 UNIDADES PRESENTACION: CAJA CON 50 PIEZAS
	ene:15	abr:15	jul:15	oct:15
	Departamento: 0107.00			
304	05159520	1	Pieza	MEDIO DE LECHE DESHIDRATADA ESTE REACTIVO TUVO QUE HABER SIDO APROBADO Y VALORADO POR EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON 450 GR PRESENTACION: FRASCO CON 450 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0107.01			
305	05159600	2	Caja	MEDIO DE EAGLE MODIFICACION DE DULBECO (D-MEM) LIOFILIZADO GRADO CULTIVO CELULAR; CONTIENE 4500 MG/L DE D-GLUCOSA 110MG/L DE PIRUVATO DE SODIO E HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA SIN BICARBONATO DE SODIO CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA C/10 SOBRES PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES
	ene:1			
	abr:1			
	Departamento: 0107.00			
306	05160000	1	Caja	MEDIO MINIMO ESENCIAL (MEM) EN POLVO LIOFILIZADO GRADO CULTIVO CELULAR CONTIENE SALES DE EARLE Y L GLUTAMINA SIN BICARBONATO DE SODIO CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRES CAJA CON 10 SOBRES PARA UN LITRO. PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
307	05160395	53	Frasco	MEDIO DE CULTIVO CELULAR DULBECCO'S MODIFIED EAGLE MEDIUM (D-MEM) 1x GLUCOSE) CONTIENE 4500 MG/L D-GLUCOSA L-GLUTAMINA Y 110 MG/L PIRUVATO DE SODIO PRESENTACION FRASCO CON 1000ML PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO
	ene:14	abr:13	jul:13	oct:13
	Departamento: 0110.00		0115.00	
308	05160840	5	Pieza	MEDIO PARA ENSAYO DE NIACINA CAD MINIMO 1 AÑO ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON 100 GR PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0204.00

309 05161180 1 Caja MEMBRANA DE GLUCOSA (DEXTROSA9  
COMPATIBLE CON EL BIOCHEMISTRY  
ANALYSER YSI 2200 PRESENTACION  
PAQUETE CON 4 PIEZAS  
PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS

ene:1  
Departamento: 0203.00

310 05162100 4 frasco EDTA SAL DISODICA DIHIDRATADA A.C.S  
PRESENTACION FRASCO DE 500 MG  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0109.00

311 05162905 10 Botella METANOL HPLC PRESENTACION BOTELLA  
DE 4 LITROS  
PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

312 05163125 6 Frasco METANOL ANHIDRO GRADO ACS  
PRESENTACION FRASCO CON 4 LTS  
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0106.00

313 05163200 29 Frasco METANOL GRADO REACTIVO ANALITICO  
FRASCO COLOR AMBAR PARA PROTEGER DE  
LOS RAYOS DE LUZ PRESENTACION  
FRASCO CON 4 LITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:8 abr:7 jul:7 oct:7  
Departamento: 0110.00 0120.00

314 05164300 4 Pieza MEZCLA DE ESTERES METILICOS DE  
ACIDOS GRASOS MEZCLA C4-C24 PRES  
FCO C/100 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0202.00

315 05164320 20 Pieza DNTP 10 MM (2-DESOXINUCLEOTIDO  
5-TRIFOSFATO) MEZCLA QUE CONSISTE  
DE 4 NUCLEOTIDOS DE DATP DCTP DTTP  
DGTP CADA UNO C/UNA CONCENTRACION  
DE 10MM EN UNA SOLUCION DE 0.6MM DE  
TRIS-HCL (PH 7.5) ESTA SOLUCION SE  
UTILIZA P/PCR SINTESIS DE CDNA  
PRESENTACION VIAL CON 200 UL  
PRESENTACION: PIEZA CON 200 MICROLITROS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0203.00

316 05164551 10 Pieza VIAL DE REACTIVOS PARA RT-PCR  
TIEMPO REAL EN DOS PASOS 2X PARA

200 REACCIONES INCLUYE DNA  
 POLIMERASA AMPLITAQ GOLD AMPERASE  
 UNG DNTPS REFERENCIA PASIVA PARA  
 ENSAYOS TAQMAN EN EQUIPO ABI PRISM  
 7000 ALMACENAR EN REFRIGERACION  
 PRES VIAL DE 5/ML  
 PRESENTACION: PIEZA DE 5 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0203.00

317 05164620 43 Frasco MEZCLA DE ANTIBIOTICOS PENICILINA  
 (10000 UNIDADES/ML) Y  
 ESTREPTOMICINA (10 MG/ML) ESTERIL  
 MANTENER EN CONGELACION ENTREGAR EN  
 LABORATORIO PRES FCO MCA GIBCO LIFE  
 TECHNOLOGIES  
 PRESENTACION: FRASCO CON 20 MILILITROS

ene:11 abr:11 jul:11 oct:10  
 Departamento: 0110.00

318 05164885 1 Pieza MODIFICADOR DE MATRIZ (10%  
 NH4H2P04) PARA ABSORCION ATOMICA  
 ULTRAPURO PRESENTACION FRASCO DE  
 100 ML  
 PRESENTACION: FRASCO DE 100 ML

ene:1  
 Departamento: 0204.00

319 05164892 1 Pieza MODIFICADOR DE MATRIZ (MG (NO3)2)  
 PARA ABSORCION ATOMICA ULTRAPURO  
 PRESENTACION FRASCO CON 100 ML  
 PRESENTACION: FRASCO CON 100ML

ene:1  
 Departamento: 0204.00

320 05165200 1 Caja LYPHOCHEK NIVEL I. CONTROL QUIMICO  
 NO ENSAYADO CON SUEROS LIOFILIZADOS  
 50X10ML PARA PROGRAMAS DE CONTROL  
 DE CALIDAD EN QUIMICA CLINICA. CON  
 CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO EL  
 LYPHOCHEK NIVEL 1 Y NIVEL 2 DEBEN  
 CORRESPONDER AL MISMO LOTE POR LO  
 QUE SE DEBERAN ENTREGAR JUNTOS  
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
 ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO  
 PRES CAJA DE 50 X 10 ML  
 DEBERA CORRESPONDER AL MISMO LOTE RAIZ  
 QUE EL DE LA PARTIDA 321  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE DOS AÑO

Oct:1  
 Departamento: 0109.00

321 05165300 1 Caja LYPHOCHEK NIVEL 2 CONTROL QUIMICO  
 NO ENSAYADO CON SUEROS LIOFILIZADOS  
 50X10 ML. PARA PROGRAMAS DE CONTROL  
 DE CALIDAD EN QUIMICA CLINICA CON

LYPHOCHEK NIVEL 1 Y NIVEL 2 DEBEN  
CORRESPONDER AL MISMO LOTE RAIZ DE LA  
PARTIDA 320 POR LO  
QUE SE DEBERAN ENTREGAR JUNTOS  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO  
PRES KIT DE 50 X 10 ML  
CADUCIDAD MÍNIMA DE DOS AÑO  
PRESENTACION: CAJA CON DE 50x10 ML .

oct:1

Departamento: 0109.00

322 05166500 5 Pieza N N METILEN BIS ACRILAMIDA GRADO  
BIOLOGIA MOLECULAR MAYOR O IGUAL AL  
98% LIBRE DE DNASAS Y RNASAS  
PRESENTACION FRASCO DE 50 G  
PRESENTACION: PIEZA CON 50 GRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0203.00

323 05166705 5 Frasco TEMED TETRAMETILETILENDIAMINA PARA  
ELECTROFORESIS PUREZA MAYOR AL 99%  
(GC) PRESENTACION FRASCO DE 50 ML  
PRESENTACION: FRASCO DE 50 MILILITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0203.00

324 05168340 1 Frasco N BUTIRIL COENZIMA A SALES DE LITIO  
PRESENTACION FRASCO CON 10  
MILIGRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILIGRAMOS

ene:1

Departamento: 0110.00

325 05168510 6 Pieza HEPTANO GRADO REACTIVO ANALITICO  
FRASCO COLOR AMBAR PARA PROTEGER DE  
LOS RAYOS DE LUZ PRESENTACION  
FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ml

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0202.00

326 05174105 36 Frasco OLIGONUCLEOTIDOS SINTETICOS DE 20  
25 BASES DE DNA (DE SECUENCIA A  
ESPECIFICARSE) ESCALA DE SINTESIS  
50 NMOLAS CADA UNO DESPROTEGIDOS Y  
DESALADOS PUREZA BIOLOGIA MOLECULAR  
LIOFILIZADOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 50 NM

ene:9 abr:9 jul:9 oct:9

Departamento: 0110.00

327 05174108 15 Pieza OLIGO DT DE 12 A 18 NUCLEOTIDOS  
HIBRIDIZA CON LA COLA DE POLI A DE  
RNAs DISUELTO EN AGUA TRATADA CON  
DEPC A UNA CONCENTRACION DE 0.5  
UG/UL Y FOSFORILADO AL EXTREMO 5  
ALMACENAR A -20 GRADOS CENTRIGADOS

PASAR AL LABORATORIO DE FISILOGIA  
 PARA CHECAR PRESENTACION VIAL DE 2  
 MG  
 PRESENTACION: PIEZA DE 2 MILIGRAMOS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3  
 Departamento: 0203.00

328 05174111 45 Pieza OLIGONUCLEOTIDOS 25 JUEGOS (50  
 JUEGOS DE OLIGONUCLEOTIDOS DE 22  
 BASES CADA UNO) DISEÑO EN CURSO Y  
 PROBADO POR EL USUARIO AMPLIA FECHA  
 DE CADUCIDAD TRANSPORTAR EN  
 CONGELACION ENTREGAR EN EL  
 LABORATORIO PRES 0.25 UMOLES  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: JUEGO CON 2 PIEZAS

ene:12 abr:11 jul:11 oct:11  
 Departamento: 0307.00

329 05174186 40 Frasco SINTESIS DE OLIGONUCLEOTIDOS DE 20  
 A 30 PARES DE BASES C/UNO DESALADOS  
 Y DESPROTEGIDOS A UNA CONCENTRACION  
 DE 50 NANOMOLAR Y LIOFILIZADOS PRES  
 PZA  
 PRESENTACION: VIAL LIOFILIZADO

ene:10 abr:10 jul:10 oct:10  
 Departamento: 0325.00

330 05174300 1 Frasco COLORANTE ORANGE G SOLUCION PARA  
 PAPANICOLAU PARA EL DIAGNOSTICO  
 CITOLOGICO DEL CANCER Y DEL CICLO,  
 EN SOLUCIÓN ALCOHÓLICA  
 PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO  
 PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1  
 Departamento: 0315.00

331 05175300 2 Caja CONTROL DE OXALATO EN ORINA ELEVADO  
 CADUCIDAD MAYOR DE 12 MESES  
 MANTENER DE 2 A 8 GRADOS  
 CENTIGRADOS PRESENTACION EQUIPO CON  
 6 FRASCOS C/U  
 PRESENTACION: CAJA CON 6 FRASCOS

Mar:1 Jun:1  
 Departamento: 0109.00

332 05175400 2 Caja CONTROL DE OXALATO EN ORINA NORMAL  
 CADUCIDAD MAYOR DE 12 MESES  
 MANTENER DE 2 A 8 GRADOS  
 CENTIGRADOS PRESENTACION EQUIPO CON  
 6 FRASCOS  
 PRESENTACION: CAJA CON 6 FRASCOS

mar:1 jun:1  
 Departamento: 0109.00

333 05175641 20 Frasco REACTIVO PARA DIAGNOSTICO CLINICO  
 SABOR LIMON PARA LA PRUEBA DE  
 TOLERANCIA A LA GLUCOSA ORAL.

CONTIENE EXACTAMENTE 75 GR DE  
GLUCOSA AMPLIA CADUCIDAD PRESENTAR  
MUESTRA PARA SU EVALUACION PRES  
FRACO CON 250 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 250 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0319.00

334 05176100 1 Pieza 4-BROMO ANILINA PUREZA MINIMA 98  
POR CIENTO PRES FRASCO C/25 GR  
PRESENTACION: FRASCO DE 100 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0307.00

335 05176500 2 frasco P-DIMETIL AMINO BENZALDEHIDO  
(REACTIVO DE EHRLICH S) PRES FCO  
C/100 G  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0109.00

336 05176800 1 Pieza CALDO LURIA POLVO P/PREPARAR MEDIO  
DE CULTIVO LIQUIDO LA CONCENTRACION  
FINAL DEL MEDIO PREPARADO DEBE SER  
TRIPTONA (DIGERIDO PANCREATICO DE  
CASEINA) 10 GRAMOS/LITRO EXTRACTO  
DE LEVADURA 5 GRAMOS/LITRO Y NACL  
10 GRAMOS/LITRO  
PRESENTACION: PIEZA CON 250 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0107.00

337 05177950 2 Frasco SOLUCION DE PAPANICOLAU EA50 PARA  
TINCION POLICROMATICA PARA EL  
DIAGNOSTICO CITOLOGICO DEL CANCER Y  
DEL CICLO PRESENTACION FRASCO CON 1  
LITRO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0315.00

338 05178100 60 Pieza PARAFINA PARAPLAST PARA INCLUSION  
GENERAL DE TEJIDOS COMPUESTO POR  
UNA MEZCLA REFINADA DE PARAFINAS  
MUY PURIFICADAS QUE CONTIENE  
POLIMEROS PLASTICOS DE PESO  
MOLECULAR REGULADO PRES PZA C/1 KG  
PRESENTACION: BOLSA DE 1 KILOGRAMOS

ene:21 abr:13 jul:13 oct:13  
Departamento: 0203.00 0315.00

339 05178200 48 Pieza PARAFINA PREPARADA EN BARRA CON  
AROMA PRESENTACION CAJA CON 6  
PIEZAS  
PRESENTACION: CAJA CON 6 PIEZAS

ene:12 abr:12 jul:12 oct:12  
Departamento: 0321.00

340	05179200	12	Frasco	PENICILINA ESTREPTOMICINA EN SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 0.85% ESTERIL FORMULADO CON 10000 UNIDADES DE PENICILINA G SODICA Y 10000 uG DE ESTREPTOMICINA BAJO EN ENDOTOXINA TRANSPORTAR CON HIELO SECO Y ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRODUCTO CONGELADO A MENOS 20 GRADOS C CADUCIDAD MINIMA DE DOCE MESESPRES FRASCO C/20 ML PRESENTACION: FRASCO CON 20 MILILITROS
	ene:3	abr:3	jul:3	oct:3
	Departamento: 0417.00			
341	05179510	12	Pieza	PENICILINA-ESTREPTOMICINA SOLUCION CON 1000 UNIDADES DE PENICILINA (PENICILINA G SAL DE SODIO) Y 10000 UG DE SULFATO DE ESTREPTOMICINA EN SOLUCION SALINA AL 0.85 POR CIENTO CADUCIDAD DE UN ANO TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO ENTREGA EN LABORATORIO PRES FCO C/100 ML PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS
	ene:3	abr:3	jul:3	oct:3
	Departamento: 0107.00			
342	05179520	2	Frasco	PENICILINA ESTREPTOMICINA LIQUIDA CON 10 000 U DE PENICILINA BASE 10 000 ESTREPTOMICINA PRESENTACION FRASCO CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0307.00			
343	05180710	1	Frasco	PERLAS MAGNETICAS RECUBIERTAS POR ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD2 PARA SEPARACION DE LINFOCITOS T HUMANOS EN MENOS DE 10 MINUTOS EL DIAMETRO DE LAS PERLAS DEBE DE SER MENOR A 1 MICRON CONTIENE SOLUCION REVELADORA REQUIERE REFRIGERACION PROTEGERSE DE LA LUZ Y POR MANEJO ESPECIAL ENTREGARSE EN EL LABORATORIO CADUCIDAD MINIMA 12 MESES PRES FCO P/100 PBAS PRESENTACION: FRASCO PARA 100 PRUEBAS
	ene:1			
	Departamento: 0417.00			
344	05180720	1	Frasco	PERLAS MAGNETICAS RECUBIERTAS CON ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD19 PARA SEPARACION DE LINFOCITOS B HUMANOS EN MENOS DE 10 MINUTOS EL DIAMETRO DE LAS PERLAS DEBE DE SER MENOR A 1 MICRON REQUIERE REFRIGERACION PROTEGERSE DE LA LUZ Y ENTREGARSE EN EL LABORATORIO POR

MANEJO ESPECIAL CADUCIDAD MINIMA DE  
12 MESES PRESENTACION FRASCO PARA  
100 PRUEBAS  
PRESENTACION: FRASCO PARA 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0417.00

345 05183320 1 Pieza

SOLUCION DE PIRUVATO DE SODIO 100  
mM (100X) LIQUIDO ESTERIL. CONTIENE  
11.004 MG/ML CON PH 6.1 A 7.1 GRADO  
CULTIVO CELULAR. CADUCIDAD MINIMA  
DE UN ANO. TRANSPORTAR EN  
REFRIGERACION.  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0107.00

346 05184200 10 Caja

POLIENRIQUECIMIENTO LIOFILIZADO  
PARA EL CRECIMIENTO DE  
MICROORGANISMOS FASTIDIOSOS CAJA  
CON 5 VIALES DE LIOFILIZADO Y 5  
VIALES CON DILUYENTE CADUCIDAD  
MINIMA DE UN ANO TRANSPORTAR A 4  
GRADOS CENTIGRADOS  
PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0107.00

347 05185050 10 Frasco

POLI L LISINA EN SOLUCION. SOLUCION  
ACUOSA AL 0.1POR CIENTO P/V CON  
PRESERVATIVO ADICIONADO  
PRESENTACION FCO CON 100 ML.  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:4 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0110.00 0120.00

348 05185061 10 Pieza

POLIMERO POP 6 PARA SECUENCIADOR  
AVANT 3100 AMPLIA FECHA DE  
CADUCIDAD PRES FCO C/7 MILILITROS  
PRESENTACION: PIEZA CON 7 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0107.00

349 05185300 5 Pieza

POLIMERO POP-7 PARA EQUIPO 3130XL  
GENETIC ANALYZER CON CADUCIDAD  
AMPLIA. PRESENTACION FRASCO CON 7  
ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 7 MILILITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.00

350 05186070 10 Frasco

MEZCLA DE VITAMINAS AIN-93-VX  
CONCENTRACION RECOMENDADA DE  
VITAMINAS PARA DIETAS AIN-93-VX Y  
AIN-93M ACIDO NICOTINICO 3.0  
PANTOTENATO DE CALCIO 1.6  
PIRIDOXINA HCL 0.7 TIAMINA HCL 0.6  
RIBOFLAVINA 0.6 ACIDO FOLICO 0.2 D

BIOTINA 0.02 VITAMINA B12  
REFRIGERAR PRES FCO C/1 KG  
PRESENTACION: PIEZA DE 1 KILO

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

351 05186600 9 Pieza PROTEASA POLVO LIOFILIZADO REACTIVO  
PARA DETERMINAR FIBRA DIETARIA  
ALMACENAR EN REFRIGERACION  
PRESENTACION FCO CON 500 MG.  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MG

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0204.00

352 05187111 6 Equipo PROTEINA S TOTAL DE LA COAGULACION  
REACTIVO P/DETERMINACION  
CUANTITATIVA DE LA PROTEINA S TOTAL  
POR INMUNOENSAYO ENZIMATICO CAD MIN  
DE 1 AÑO PRES KIT  
PRESENTACION: KIT PARA 96 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0317.00

353 05187600 2 Pieza PROTEINASA K EN POLVO LIOFILIZADO  
AL 80 POR CIENTO APROXIMADAMENTE  
PARA ESTUDIOS DE INMUNO HISTOQUIMA  
PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

354 05188712 39 Equipo KIT PARA PCR EN TIEMPO REAL  
MEDIANTE EL USO DE SYBR GREEN  
APLICACION EN SISTEMA DE DETECCION  
DE ABI CONTIENE 3 VIALES DE 1.7  
MILILITROS DE MEZCLA PCR QUANTITEC  
SYBEEN 2 VIALES DE 2 MILILITROS DE  
AGUA LIBRE DE RNASAS ENTREGAR EN  
LABORATORIO EN CONGELACION PRES KIT  
P/200 PBAS  
PRESENTACION: KIT DE 200 REACCIONES

ene:10 abr:10 jul:10 oct:9  
Departamento: 0106.00 0315.00 0325.00

355 05189100 2 Caja REACTIVOS API 20 E CON TODOS LOS  
REACTIVOS NECESARIOS PARA REVELAR  
LAS REACCIONES NO ESPONTANEAS DE  
LAS GALERIAS API 20E SE PUEDEN  
UTILIZAR CON OTROS SISTEMAS DE  
IDENTIFICACION API PRESENTACION  
CAJA CON 6 AMPOLLETAS  
PRESENTACION: CAJA CON 6 AMPOLLETAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0204.00

356 05189540 3 Pieza REACTIVO CONTROL NEGATIVO PARA LA  
PRUEBA DE AGLUTINACION DE BRUCELLA  
ABORTUS POR LA TECNICA DE  
HUDDLESON. EL REACTIVO TUVO QUE

HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO PRES FCO GOTERO DE 2 ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 2 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0107.00

357 05189542 3 Pieza

REACTIVO CONTROL POSITIVO PARA LA PRUEBA DE AGLUTINACION DE BRUCELLA ABORTUS POR LA TECNICA DE HUDDLESON. EL REACTIVO TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO PRES FCO GOTERO DE 2 ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 2 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0107.00

358 05189544 10 Pieza

REACTIVO DE AGLUTINACION PARA DETECTAR ANTICUERPOS TOTALES CONTRA BRUCELLA ABORTUS POR LA TECNICA DE HUDDLESON EL REACTIVO TUVO QUE HABER SIDO PROBADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO PRES FCO GETERO DE 5 ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.00

359 05189546 2 Pieza

REACTIVO LIOFILIZADO CON TREPONEMA PALLIDUM CONTROL POSITIVO EN INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA PARA RECONTITUIR CON 1 MILILITRO DE AGUA EL REACTIVO TUVO QUE SER VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO ENVIAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION CAJA CON 4 FRASCOS  
PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

360 05189550 1 Frasco

SOLUCION PBS CON CITRATO PARA USO CON REACTIVO DE SEPARACION DE LINFOCITOS B FLUOROBEDS PARA ESTUDIOS DE EPIFLUORESCENCIA EL PRODUCTO REQUIERE REFRIGERACION Y UNA CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES PRESENTACION FRASCO CON 500 MILILITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0417.00

361 05189720 2 Equipo REACTIVO DE SUSTRATO PARA PEROXIDASA; SE UTILIZA EN LA DETECCION DE CITOCINAS POR ELISA EL EL ESTUCHE DUOSET; CONTIENE MEZCLA 1:1 DE H2O2:TETRAMETILBENCIDINA PARA PREPARAR 15 PLACAS DE 96 POZOS CADA UNO PRESENTACION KIT PRESENTACION: EQUIPO CON 1440 REACCIONE

ene:1 abr:1

Departamento: 0110.00

362 05189850 12 Frasco ELUYENTE CONCENTRADO A PARA EL METODO DE ACCQ-TAG PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0202.00

363 05190500 1 Caja REACTIVO NIN PARA REVELAR LAS REACCIONES NO ESPONTANEAS DE LAS GALERIAS API STREP PRESENTACION EN AMPOLLETA DE SEGURIDAD CAD MIN 6 MESES PRESENTACION:CAJA CON 2 AMPOLLETAS 5 ML

ene:1

Departamento: 0204.00

364 05191100 1500 Paquete REACTIVO P/DETERMINAR CONCENTRACION DE CLORO LIBRE EN AGUA POTABLE EN UNA MUETRA DE 5 ML C/UN RANGO DE MEDICION DE 0-3.5 MG/L CAT. HI-93701-0.PRES PAQUETE C/100 SOBRES DE 100GR PRESENTACION: CAJA CON 100 SOBRES

ene:375 abr:375 jul:375 oct:375

Departamento: 0738.00

365 05191150 1 Kit REACTIVO PIC B-6 PARA LA DETERMINACION DE VITAMINAS HIDROSOLUBLES PRESENTACION: KIT CON 5 FRASCOS

ene:1

Departamento: 0202.00

366 05192900 20 Frasco REACTIVO POLIESPECIFICO DE ANTIGLOBULINA HUMANA ANTI-IgG -C3d PARA PRUEBA DIRECTA E INDIRECTA DE COOMBS CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES PRES FCO C/10 MILILITROS PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5

Departamento: 0322.00

367 05192945 4 Frasco REACTIVO PLUS (PLUS REAGENT) PARA  
 ACOMPLEJAR DNA PARA AUMENTAR LA  
 EFICIENCIA DE TRANSFECCION DE CON  
 LIPIDOS CATIONICOS EN CULTIVO DE  
 CELULAS EUCARIOTAS PRES FCO CON  
 0.85 MILILITROS  
 LA MARCA DEBERÁ SER COMPATIBLE CON  
 LA PARTIDA 278  
 PRESENTACION: FRASCO CON 0.85 MILILITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
 Departamento: 0103.00

368 05193350 1 Frasco RESINA DE AGAROSA ACOPLADA A NIQUEL  
 Y ACIDO NITRIACETICO (NI-NTA) PARA  
 PURIFICACION POR CROMATOLOGRAFIA DE  
 AFINIDAD DE PROTEINAS MARCADAS CON  
 6 HISTIDINAS PRES FCO  
 PRESENTACION: FRASCO CON 25 MILILITROS

ene:1  
 Departamento: 0110.00

369 05193901 2 Pieza ESTANDAR DE ALL TRANS RETINOL  
 PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO  
 PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0202.00

370 05195800 4 Caja RPMI 1640. MEDIO LIOFILIZADO GRADO  
 CULTIVO CELULAR; CON L-GLUTAMINA;  
 HEPES 25MM; CON ROJO DE FENOL; SIN  
 BICARBONATO DE SODIO. EN SOBRES  
 PARA 1 LITRO CADA UNO. CADUCIDAD  
 MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR EN  
 REFRIGERACION.  
 PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
 Departamento: 0107.00

371 05195920 16 Caja MEDIO DE CULTIVO RPMI 1640 CON  
 GLUTAMINA SIN BICARBONATO DE SODIO  
 C/INDICADOR ROJO DE FENOL POLVO  
 P/PREPARAR 1 LITRO DE MEDIO. AMPLIA  
 CAD TRANS EN REFRIGERACION PRES CJA  
 C/10 SOBRES X 1L  
 PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4  
 Departamento: 0103.00

372 05196919 110 Pieza SAL INDUSTRIAL P/TRATAMIENTO DE  
 AGUA PRES SACO PRESENTACION BULTO  
 CON 22.6 KG  
 PRESENTACION: BULTO CON 22.6 KG

feb:16 abr:32 jul:31 oct:31  
 Departamento: 0403.00

373 05197100 750 Pieza SANGRE FRESCA DE CARNERO

DESFIBRINADA ESTERIL PARA  
PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO  
ENTREGA SEMANAL DIRECTAMENTE EN EL  
LABORATORIO  
PRESENTACION: PIEZA CON 50 MILILITROS

ene:188 abr:188 jul:187 oct:187  
Departamento: 0107.00

374 05197250 49 Frasco SALES DE HANKS BALANCEADO EN  
SOLUCION 1X SIN CLORURO DE CALCIO  
SIN CLORURO DE MAGNESIO SIN SULFATO  
DE MAGNESIO SIN ROJO DE FENOL PRES  
FCO DE 500 ML  
PRESENTACION: CAJA C/10 FRASCOS DE 500M

ene:13 abr:12 jul:12 oct:12  
Departamento: 0110.00

375 05199440 1 Caja SENSIDISCOS DE TETRACICLINA 30  
MICROGRAMOS TRANSPORTAR EN  
REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE  
UN AÑO PRES CJA C/50 CARTUCHOS CADA  
CARTUCHO /50 SENSIDISCOS  
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1  
Departamento: 0107.00

376 05199754 1 Caja SENSIDISCOS DE IMIPENEM DE 10  
MICROGRAMOS. 50 DISCOS POR CARTUCHO  
TRANSPORTAR EN REFRIGERACION  
CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. ENTREGA  
EN LABORATORIO PRESENTACION 2 CAJAS  
CON 5 CARTUCHOS  
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1  
Departamento: 0107.00

377 05199764 1 Caja SENSIDISCO DOXICILINA 30 UG CAD MIN  
DE 1 AÑO TRANSPOR EN REFRIGERA DE  
2-8 GRAD CENTIGARDOS (CARTUCHO C/50  
SENSIDISCOS)  
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1  
Departamento: 0107.00

378 05200010 3 Pieza SENSIDISCO DE NOVOBIOCINA DE 5  
MICROGRAMOS. CAD MIN DE 1 AÑO  
TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR  
EN EL LABORATORIO. PRESENTACION:  
CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS.  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0107.01

379 05201550 4 Frasco SILICA GEL TIPO III CON INDICADOR  
DE CAMBIO DE COLOR AZUL A ROSA A +  
DE 20% DE HR PRESENTACION FRASCO  
CON 2.5 KG  
PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 KG

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0204.00

380 05202050 23 Kit SISTEMA DE DETECCION MOUSE RABBIT  
INMUNODETECTOR HRP/DAB PARA  
ANTICUERPOS DE RATON Y  
CONEJO;MANTENER EN  
REFRIGERACION;CUIDADOS  
ESPECIALES;ENTREGAR EN EL  
LAB.PRES:200 ML.  
PRESENTACION: KIT CON 200 MILILITROS

ene:6 abr:6 jul:6 oct:5  
Departamento: 0315.00

381 05202100 16 Kit SISTEMA DE EXTRACCION DE ADN  
GENOMICO METODO DE SALTING OUT CON  
4 SOLUCIONES DE EXTRACCION A PARTIR  
DE 2.5 ML DE SANGRE PERIFERICA  
CULTIVOS CELULARES FRAGMENTOS DE  
TEJIDO NO SOLVENTES ORGANICOS COMO  
FENOL CLOROFORMO REQUIERE MUESTRA  
FISICA EVALUACION DE PRODUCTOS  
NUEVOS PREVIO A LICITACION REACTIVO  
DE MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN  
LABORATORIO MATERIAL DE  
REFRIGERACION PRES KIT P/100 PBAS  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: KIT PARA 100 PRUEBAS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4  
Departamento: 0417.00

382 05202190 1 Caja SISTEMA MANUAL DE IDENTIFICACION  
MICROBIANA API 20 C AUX PARA LA  
IDENTIFICACION DE LEVADURAS AUX 25  
CAMARAS DE INCUBACION 25 HOJAS DE  
RESULTADOS Y 1 FICHA TECNICA  
PRESENTACION CAJA CON 25 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0204.00

383 05202200 2 Caja SISTEMA MANUAL DE IDENTIFICACION  
MICROBIANA API 20 E PARA LA  
IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS Y  
OTROS BACILOS GRAM- Y EXIGENTES  
(108MICROOR) MEDIANTE 23 PRUEBAS  
BQUIMICAS ESTAND Y MINIATURIZADAS Y  
UNA BASE DE DATOS CAJA PARA 25 CAD  
MIN 6 MESES PRESENTACION CAJA CON  
25 PZAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0204.00

384 05202205 1 Caja SISTEMA MANUAL DE IDENTIFICACION  
MICROBIANA API STAPH PARA LA  
IDENTIFICACION DE STAPHYLOCOCCUS  
CAD MIN 1 AÑO PRESENTACION CAJA CON

25 PZAS

ene:1

Departamento: 0204.00

385 05202210 1 Caja SISTEMA MANUAL DE IDENTIFICACION MICROBIANA API 50CH PARA IDENTIFICACION DE LACTOBACILLUS BACILLUS Y ENTEROBACTERIAS INCLUYE 10 GALERIAS API50CH 10 CAMARAS DE INCUBACION 10 HOJAS DE RESULTADOS Y UNA FICHA TECNICA CAD MIN 1 AÑO PRESENTACION CAJA CON 10 PZAS

ene:1

Departamento: 0204.00

386 05202215 1 Caja SISTEMA MANUAL DE IDENTIFICACION MICROBIANA API STREP PARA LA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS CAD MIN 1 AÑO PRESENTACION CAJA CON 25 GALERIAS.

...

ene:1

Departamento: 0204.00

387 05202497 1 Equipo SISTEMA SMART RACE PARA AMPLIFICACION RAPIDA DE LOS EXTREMOS 5 Y 3 PRIMA DE cDNA (RACE) ESTUCHE COMPLETO PAR 7 REACCIONES cDNA Y 30 REACCIONES DE AMPLIFICACION CONTIENE TRANSCRIPTASA REVERSA POWER SCRIPT OLIGONUCLEOTIDO SMART IIA PRIMERS DE SINTESIS RACE 3 5 PRIMA MEZCLA UNIVERSAL DE INICIADORES Y PRIMES ANIDADOS BUFFER PRIMERA HEBRA DTT MEZCLA dNTPS Y MANUAL DE USUARIO PRES KIT P/10 PBAS PRESENTACION: EQUIPO PARA 7 REACCIONES

ene:1

Departamento: 0110.00

388 05202505 4 Kit SISTEMA DE DETECCION DE MARCAJE CON PEROXIDASA MEDIANTE QUIMIOLUMINISCENCIA (SUPERSIGNAL WEST PICO CHEMILUMINESCENT SUBSTRATE) PRES KIT C/500 ML PRESENTACION: KIT CON 500 ML.

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0103.00

389 05202576 3 Equipo SISTEMA PARA EL ANALISIS DE LA LUCIFERASA DUAL PARA DETECTAR LA ACTIVIDAD LUMINISCENTE DE LAS LUCIFERASAS FIREFLY Y RENILLA 1 SISTEMA PRES KIT P/100 PBAS PRESENTACION: EQUIPO PARA 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0110.00

390	05202578	5	Equipo	SISTEMA PARA MAXIPURIFICACION DE DNA PLASMIDICO BASADO EN LISIS ALCALINA CON COLUMNA DE RESINA DE INTERCAMBIO ANIONICO PRES EQPO CJA C/10 PRESENTACION: EQUIPO PARA 25 REACCIONES
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0110.00			
391	05202580	7	Caja	SISTEMA DE ENSAYOS DE RETARDAMIENTO DE GELES PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS DE RETARDAMIENTO DE MOVILIDAD ELECTROFORETICA E INTERPRETACION DNA-PROTEINA PRESENTACION CAJA CON 100 PRUEBAS PRESENTACION: CAJA CON 100 PRUEBAS
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:1
	Departamento: 0203.00			
392	05203700	4	Frasco	SOLUCION DE KCl Y AgCl PARA EL LLENADO DE ELECTRODOS PRESENTACION FRASCO CON 100 MILILITROS PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0204.00			
393	05204000	8	Pieza	SOLUCION DE MONTAJE PARA ENSAYOS DE INMUNOFLUORESCENCIA CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRES FCO CON 10 ML PRESENTACION: PIEZA CON 10 MILILITROS
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0107.00			
394	05204301	2	kit	SOLUCION AMORTIGUADORA CON VALOR DE PH CONOCIDO PH 4 7 Y 10 PARA CALIBRAR POTENCIOMETRO CON UNA PRECISION MAS MENOS 0.01 Y MINIMO 2 ANOS DE CADUCIDAD PRESENTACION:KIT CON 3 FRASCOS PRESENTACION: KIT CON 3 FRASCOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0109.00			
395	05204805	10	Pieza	BUFFER DE CORRIDA CON EDTA 10X PARA SECUENCIACION EN EQUIPO 3130XL GENETIC ANALYZER PRESENTACION FRASCO CON 25 MILILITROS PRESENTACION: PIEZA CON 25 MILILITROS
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento: 0107.00			
396	05205100	6	Pieza	SOLUCION DE BICARBONATO DE SODIO AL 7.5 POR CIENTO ESTERIL GRADO CULTIVO CELULAR PRES FCO C/100 ML PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.00

397 05205540 1 Paquete REACTIVO DE GENTAMICINA EN SOLUCION  
10 MILIGRAMOS POR MILILITRO  
PREPARADO C/10 MG DE SULFATO DE  
GENTAMICINA EN AGUA DESTILADA  
ESTERILIZADO POR FILTRACION PROBADO  
P/CULTIVO CELULAR:PAQ DE 10X10 ML.  
PRESENTACION: PAQUETE CON 10 FRASCOS

ene:1

Departamento: 0103.00

398 05207731 1 Pieza ESTANDAR DE CADMIO DE 1000PPM CON  
CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD (NIST O  
CENAM) CAD MIN 1 ANO PRESENTACION  
FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML

ene:1

Departamento: 0204.00

399 05207735 1 Botella SOLUCION ESTANDAR DE  
DEXTROSA/LACTATO/L-DEXTROSA  
PRESENTACION FRASCO CON 250 ML  
PRESENTACION: BOTELLA CON 250 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0203.00

400 05208495 4 Pieza SOLUCION FEHLING A PRESENTACION  
FRASCO CON 1 LT  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0204.00

401 05208496 4 Pieza SOLUCION FEHLING B PRESENTACION  
FRASCO CON 1 LT  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0204.00

402 05209900 2 Pieza SOLUCION DE ORO COLOIDAL CON TAMANO  
DE PARTICULA DE 20 NANOMETROS  
(RANGO DE 17 A 23 NANOMETROS)  
CONCENTRACION DE 0.01 POR CIENTO  
COMO CLORHIDRATO DE ORO TRANSPORTAR  
A 4 GRADOS CENTIGRADOS.  
PRESENTACION: PIEZA CON 25 MILILITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

403 05209975 4 Frasco SOLUCION ADITIVA DE BAJA FUERZA  
IONICA QUE CONTIENE CLORURO DE  
SODIO; GLICINA ALBUMINA BOVINA Y  
SUSTANCIAS DE ALTO PESO MOLECULAR  
PARA PRUEBAS EN BANCO DE SANGRE  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO. REQUIERE  
REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS  
CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O

CON CERTIFICACION ISO9000 O  
EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA  
EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES PRES FCO C/10 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0322.00

404 05209985 2 Pieza SOLUCION REVELADORA AFLATEST 0.03%  
CAD MINIMO 1 AÑO PRES PRES FCO DE  
50 ML  
PRESENTACION: FRASCO

mar:1 sep:1  
Departamento: 0204.00

405 05210000 10 Frasco SOLUCION BALANCEADA DE HANKS 1X  
CON CLORURO DE CALCIO Y CLORURO DE  
MAGNESIO. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES. ENTREGAR DIRECTO EN EL  
LABORATORIO USUARIO PRESENTACION  
FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0110.00

406 05210200 4 Caja SOLUCION SALINA DE FOSFATOS (PBS)  
DEBE CONTENER KCl 2.7 MILIMOLAR  
NaCl 137 MILIMOLAR Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub> 8  
MILIMOLAR Y KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 1.5 MILIMOLAR  
PARA UN LITRO CADA UNO ESPECIFICO  
PARA CULTIVO CELULAR  
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.00

407 05210650 16 Frasco SOLUCION SEPARADORA DE LINFOCITOS  
T/B POR ANTICUERPOS MONOCLONALES  
COMPLEMENTO Y UN GRADIENTE DE  
DENSIDAD ESTABLE PARA LA OBTENCION  
DE LINFOCITOS PRODUCTO DE  
CONGELACION A MENOS 70°C ENTREGAR  
EN EL LABORATORIO CON CADUCIDAD  
AMPLIA MINIMO 1 AÑO  
PRES FCO P/50 PBAS  
PRESENTACION: FRASCO PARA 50 PRUEBAS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4  
Departamento: 0417.00

408 05210661 1 Equipo SOLUCION DE TRANSFECCION DE DNA  
PARA CELULAS EN CULTIVO CELULAR CON  
SISTEMA DE DENDRIMEROS ACTIVADO  
OPTIMIZADO PARA CELULAS HELA Y 293  
PRES KIT C/4 FCOS  
PRESENTACION: EQUIPO CON 4 FRASCOS

ene:1  
Departamento: 0110.00

409 05211700 1 Frasco SONDA DE DNA DE EPSTEIN BARR VIRUS

(EBER) ES UNA MEZCLA DE PEPTIDOS DE ACIDOS NUCLEICOS (PNA) MARCADOS CON FLUORESCENCIA PARA LA INFECCION LATENTE DE EBV POR HIBRIDACION IN SITU TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION FRASCO DE 40 PRUEBAS PRESENTACION: FRASCO CON 40 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0315.00

410 05211799 1 Paquete SONDA NO.9 PROBELIBRARY PREVALIDADA P/CUANTIFICACION DE NIVEL DE EXPRESION GENICA POR PCR TIEMPO REAL SONDA C/MARCAJE DUAL CONTENIENDO FLUORO FORO REPORTERO (FAM) EN 5"Y 1COLORANTE APAGADOR OSCURO EN 3" PRES PQTE C/2 VIALES PRESENTACION: PAQUETE CON 2 VIALES

ene:1

Departamento: 0110.00

411 05211859 15 Equipo SONDA DE DNA FISH LSI BCR/ABL DUAL COLOR DUAL FUSION. t(9;22) (q34;q11.2) LSI BCL MARCADO CON SPECTRUM GREEN Y LSI ABL MARCADO CON SPECTRUM ORANGE TANSPORTAR EN HIELO SECO (CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO) PRES KIT C/20 MICROLITROS PRESENTACION: EQUIPO CON 20 MICROLITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3

Departamento: 0106.00

412 05211865 1 Equipo SONDA DNA FISH LSI PML/RARA DULA COLOR DUAL FUSION PARA LA T(15;17) (q22;q21.1) LSI PML MARCADO CON SPECTRUM ORANGE Y LSI RARA MARCADO CON SPECTRUM GREEN TRANSPORTAR EN HIELO SECO (CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO). PRESENTACION: KIT CON 20 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0106.00

413 05212460 1 Pieza ESTANDAR DE GLUCOSA CON UNA CONCENTRACION DE 900 MILIGRAMOS POR DECILITRO PRES FRASCO CON 125 ML PRESENTACION: PIEZA CON 125 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

414 05213840 12 Caja Suero control liofilizado para 3 niveles pre evaluado para hormonas;marcadores tumorales con informacion relativa a los valores encontrados de acuerdo con la metodologia utilizada de modo que

sea util como control  
 interno-externo estuche con 4  
 juegos de 3 vuales(5ml) Que  
 proporcione acceso al Programa  
 UNITY para evaluacion de la  
 informacion generada Surtir  
 material con vigencia minima de  
 dieciocho meses De un solo lote En  
 una sola entrega en el primer  
 trimestre Manejar el producto a 4  
 grados cent (refrigeracion) Con  
 asesoria para Programa de  
 Evaluacion Externa de Calidad UNITY  
 WEB Con apoyo en capacitacion  
 externa para el personal del  
 Laboratorio(AREA:RIA) PRES KIT 12X5  
 ML

PRESENTACION: ESTUCHE CON 12 VIALES

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0319.00

415 05214000 60 Frasco

SUERO CONTROL NEGATIVO LIOFILIZADO  
 PARA USO CON ANTIGENOS HLA EN  
 ESTUDIOS DE MICROLINFOCITOTOXICIDAD  
 REQUIERE CONGELACION A MENOS 20  
 GRADOS TRANSPORTE CON HIELO SECO  
 CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRES FCO  
 C/1 ML

PRESENTACION: FRASCO CON 1 MILILITROS

ene:15 abr:15 jul:15 oct:15

Departamento: 0417.00

416 05214100 20 Frasco

SUERO CONTROL POSITIVO LIOFILIZADO  
 ANTILEUCOCITARIO HUMANO PARA  
 ESTUDIOS DE MICROLINFOCITOTOXICIDAD  
 PRODUCTO DE CONGELACION A MENOS 20  
 GRADOS TRANSPORTE CON HIELO SECO  
 PARA ENTREGAR EN EL LABORATORIO;  
 CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRES FCO  
 C/1 ML

PRESENTACION: FRASCO CON 1 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5

Departamento: 0417.00

417 05214900 27 Botella

SUERO FETAL DE BOVINO CERTIFICADO  
 PARA CULTIVO CELULAR ESTERIL  
 NEGATIVO PARA MICOPLASMA VIRUS  
 BACTERIOFAGOS NIVELES MAXIMOS DE  
 ENDOTOXINA 10 EU/ML Y DE  
 HEMOGLOBINA 15 MG/DL FRASCO DE  
 PLASTICO CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO  
 TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO  
 ENTREGA EN LABORATORIO PRES FCO  
 C/500 ML

PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO

ene:7 abr:7 jul:7 oct:6

Departamento: 0107.00

418	05215000	40	Frasco	SUERO FETAL DE BOVINO ESTERIL CERTIFICADO CARACTERIZADO PARA CULTIVO CELULAR TRIPLEMENTE FILTRADO CON MEMBRANAS DE 0.1 MICRAS PRUEBA NEGATIVA PARA MYCOPLASMA SIN PRESENCIA DE IgG BAJOS NIVELES DE ENDOTOXINA MENOR O IGUAL A 25 EU/ML Y HEMOGLOBINA TRANSPORTAR CON HIELO SECO Y ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRODUCTO DE CONGELACION A MENOS 20 GRADOS C AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD MINIMO 12 MESES PRESENTACION FRASCO CON 100 MILILITROS. PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS
	ene:10	abr:10	jul:10	oct:10
	Departamento: 0417.00			
419	05215200	48	Frasco	SUERO FETAL DE BOVINO PROBADO CONTRA MICROPLASMA Y VIRUS BACTERIFAGOS Y ENDOTOXINAS CERTIFICADO MANTENER EN CONGELACION PRES FCO CON 500 MILILITROS PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS
	ene:13	abr:12	jul:12	oct:11
	Departamento:	0110.00	0115.00	0120.00
420	05215205	15	Botella	SUERO FETAL BOVINO INACTIVADO POR CALOR CERIFICADO CONTRA MICOPLASMA BACTERIOFAGO LIBRE DE ENDOTOXINAS MAYOR O IGUAL A 10 EU/ML TRANSPORTAR EN CONGELACION EN HIELO SECO ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRES FCO MCA GIBCO PARTE DE LIFE TECHNOLOGIES PRES FCO CON 500 MILILITROS PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3
	Departamento: 0203.00			
421	05215210	4	Frasco	SUERO FETAL BOVINO PRESENTACION FRASCO PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0307.00			
422	05217400	2	Pieza	SULFATO DE SODIO ANHIDRO GRADO REACTIVO ANALITICO GRANULAR CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ACS PRES FCO C/500 G PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0202.00			
423	05217500	4	Frasco	SULFATO DE SODIO ANHIDRO GRADO REACTIVO ANALITICO EN POLVO PRESENTACION FRASCO CON 2.5 KG PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 KILOGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0110.00

424 05218705 2 Vial COLORENTE (SYBER GREEN 1) PARA  
ACIDOS NUCLEICOS PARA TINCION DE  
GELES DE AGAROSA Y ACRILAMIDA VIAL  
DE 1 MILILITRO 10000X CONCENTRADO  
EN DMSO PRES VIAL  
PRESENTACION: VIAL DE 0.5 MILILITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0315.00

425 05219100 1 Caja TABLETAS CATALIZADORAS KJELTABS DE  
SELENIO CON 1.5g K2SO4+7.5mg DE Se  
  
PRESENTACION: CAJA CON 1000 TABLETAS

ene:1  
Departamento: 0204.00

426 05219110 1 Paquete TABLETAS ACIDAS PARA LIMPIEZA PARA  
MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA PRES  
PQTE CJA C/12 PZAS  
PRESENTACION: PAQUETE CON 12 PIEZAS

ene:1  
Departamento: 0204.00

427 05220151 48 Kit KIT PARA PCR(250 REACC) MEZCLA QUE  
CONTIENE LA ENZIMA DNA POLIMERASA  
HOTSTAR TAQ BUFFER PCR DNTP Y MGCL2  
PROVEE UNA CONCEN FINAL DE 1.5mM DE  
MgY 200?M DE CADA DNTP CONT 3  
VIALES DE 0.85 ML DE HOTSTAR TAQ  
MASTER MIX Y AGUA.REACTIVO DE  
CONGELACION ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO PRESENTACION KIT CON  
250 UNIDADES  
PRESENTACION: EQUIPO CON 250 UNIDADES

ene:13 abr:12 jul:12 oct:11  
Departamento: 0106.00 0315.00 0325.00

428 05223820 5 Botella TISSUE TEK COMPUESTO O.C.T. (O  
EQUIVALENTE) PARA CONGELAR  
ESPECIMENES DE TEJIDO A  
TEMPERATURAS A MENOS 10 GRADOS  
CENTIGRADOS PRES FCO DE 120 ML  
PRESENTACION: BOTELLA CON 120 MILILITRO

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

429 05224400 2 FRASCO TOLUENO GRADO REACTIVO CON PUREZA  
DEL 99% PRESENTACION GALON DE 4  
LITROS  
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0109.00

430 05224905 4 Caja M-MLV TRANSCRIPTASA REVERSA DE 200  
000 UNIDADES AISLADA DE E.COLI PARA

SINTETIZAR CADENAS COMPLEMENTARIAS  
DE RNA O DNA INCLUYE BUFFER 5X Y  
DTT 0.1M ALMACENAR A -20 GRADOS  
CENTIGRADOS PRES KIT CON 3 VIALES  
PRESENTACION: CAJA CON 3 VIALES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

431 05224930 6 Caja KIT DE RT-PCR CONCITE DE ENZIMA CON  
ALTA AFINIDAD POR EL RNA ALTA  
ESPECIFICIDAD PARA RT ESTANDAR  
CONTIENE ENZ OMNISCRIP REVERSA  
TRANS 800 UNI BUFFER MIX DNTP Y  
AGUA LIBRE DE RNASAS ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO REACTIVO DE CONGELACION  
PRES KIT P/200 PBAS  
PRESENTACION: KIT DE 200 REACCIONES

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0315.00 0325.00

432 05225300 14 Pieza TRIFLUORURO DE BORO METANOL 10 15  
POR CIENTO PRESENTACION FRASCO CON  
250 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 250 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:3 oct:3  
Departamento: 0202.00 0204.00

433 05226200 2 Frasco TRIPSINA DE PANCREAS  
BOVINO; LIOFILIZADA; ACTIVIDAD  
ESPECIFICA MAYOR O IGUAL 7500  
UNIDADES BAEE/mg  
PROTEINA. PRESENTACION FRASCO CON 10  
G  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 GRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0110.00

434 05226400 5 Pieza TRIPSINA EDTA 0.05% DE TRIPSINA  
0.53MM DE EDTA 1X LIQUIDO NEGATIVA  
A PARVOVIRUS PORCINO Y MICOPLASMA  
CON 0.5G/L DE TRIPSINA (1:250)  
0.2G/L DE EDTA EN SOLUCION DE HANKS  
CON NA CL MGCL2 Y MGSO4 ESTERIL  
CADUCIDAD DE 1 ANO CONGELACION  
ENTREGA EN LABORATORIO PRES FCO DE  
100 ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.00

435 05226700 16 Pieza TRIPSINA-EDTA (0.25% DE TRIPSINA EN  
0.53ML DE EDTA) (IX) EN SOLUCION  
SALINA BALANCEADA DE HANKS ESTERIL  
GRADO CULTIVO CELULAR EN FCO DE  
PLASTICO CAD MIN DE 1 ANO  
TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR  
EN EL LABORATORIO PRESENTACION  
FRASCO CON 100 MILILITROS

PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS

ene:5 abr:4 jul:4 oct:3  
Departamento: 0107.00 0203.00

436 05226710 10 Frasco TRIPSINA EDTA 1X (0.25 POR CIENTO  
TRIPSINA 1mM EDTA 4Na PROBADA  
CONTRA PARVOVIRUS PORCINA Y  
MICOPLASMA PREPARADA CON 2.5 GRAMOS  
DE TRIPSINA (1:250) Y 0.38 G EDTA  
4Na/L EN HBSS SIN Ca Y Mg LIQUIDA  
MANTENER EN CONGELACION PRES FCO  
C/500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0110.00

437 05226770 2 Pieza TRIPSINA LIBRE DE SALES CON  
CERTIFICADO DE ANALISIS  
PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 G

ene:1 abr:1  
Departamento: 0204.00

438 05227380 15 Pieza TRIZMA BASE MINIMO 99.9% DE PUREZA  
PROBADO PARA CULTIVO CELULAR LIBRE  
DE DNASAS RNASAS Y PROTEASAS  
CERTIFICADO PARA TRABAJO DE  
BIOTECNOLOGIA PRES FCO DE 500 G.  
PRESENTACION: PIEZA DE 500 GRAMOS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3  
Departamento: 0203.00

439 05227540 5 Frasco TRITON X100 SOLUCION GRADO BIOLOGIA  
MOLECULAR PRESENTACION FRASCO DE  
100 ML  
PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILILITROS

ene:3 abr:1 jul:1  
Departamento: 0110.00 0120.00 0307.00

440 05227710 5 Frasco TRIZMA BASE GRADO BIOLOGIA  
MOLECULAR.CERTIFICADO CUMPLE  
ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS EP  
USP EXAMINADO PARA CULTIVO DE  
CELULAS >99.9% (TITULACION)  
ELITE.FRASCO DE 500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 GMS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0106.00

441 05227750 4 Frasco TRIZMA BASE GRADO BIOLOGIA  
MOLECULAR CERTIFICADO CUMPLE CON  
ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS EP  
USP EXAMINADO PARA CULTIVO DE  
CELULAS >99.9% (TITULACION) ELITE  
PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

442	05228042	5	FRASCO	TRIZMA BASE MINIMO 99.9% DE PUREZA PROBADO PARA CULTIVO CELULAR LIBRE DE DNASAS RNASAS Y PROTEASAS CERTIFICADO PARA TRABAJO DE BIOTECNOLOGIA PRESENTACION FRASCO CON 500G PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0109.00			
443	05228700	45	Frasco	TRIZOL LIQUIDO P/OBTENCION DE ACIDOS NUCLEICOS (TRIZOL) PRES FCO C/100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS
	ene:13	abr:12	jul:10	oct:10
	Departamento: 0110.00 0115.00 0120.00			
444	05228800	2	Frasco	TRIPURE REACTIVO PARA EXTRACCION DE RNA PRESENTACION FRASCO CON 50 ML PRESENTACION: FRASCO CON 50ML.
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0103.00			
445	05229400	8	Pieza	TUNYCAMYCINA FROM STREPTOMYCES SP PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILIGRAMOS
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0203.00			
446	05229625	12	Frasco	TWEEN 20 (LIQUIDO VISCOSO) PRESENTACION FRASCO CON 500 MILILITROS PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO
	ene:4	abr:3	jul:3	oct:2
	Departamento: 0110.00 0120.00 0203.00			
447	05232950	1	Frasco	XILENO REACTIVO ACS FRASCO DE 4 LITROS PARA HISTOLOGIA GRADO REACTIVO PRESENTACION: FRASCO DE 4 LITROS
	nov:1			
	Departamento: 0203.00 0315.00			
448	05474531	28	Frasco	COLODION 10 POR CIENTO GRADO RVC 100 PEGAMENTO PARA ELECTRODOS PRESENTACIONFRASCO CON 1 LITRO PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO
	ene:7	abr:7	jul:7	oct:7
	Departamento: 0318.00			
449	05474534	1	Vial	ANTICUERPO ANTI MUM-1 MONOCLONAL CLONA MUMIp PARA HUMANO HECHO EN RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN REFRIGERACION MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION VIAL DE 1 ML

PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

450 05474536 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI PAX5  
CLONA BC24 LEVANTADO EN RATON PARA  
INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
PARAFINA MANTENER EN REFRIGERACION  
PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

451 05474545 1 Caja MICROPROTEINAS CX 2 X 50 PARA EL  
SISTEMA SYCHRON CX5 DE BECKMAN.  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO. MANTENER  
ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS.  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION: CAJA CON 2X50 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0109.00

452 05474557 1 Pieza SENSIDISCO DE CLARITROMICINA DE 15  
MICROGRAMOS.DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO  
USUARIO.TRANSPORTAR EN CONGELACION  
EN HIELO SECO ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN  
AÑO.  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 PIEZAS

ene:1

Departamento: 0107.01

453 05474581 2 Equipo SONDA DNA FISH CEP X ALFA SATELITE  
PARA EL CENTROMERO DEL CROMOSOMA X  
DE LA REGION XP11 1-XPAA -Q11 1  
LOCUS DXZ1 SPECTRUM GREEN CADUCIDAD  
MINIMA DE 1 AÑO TRANSPORTAR EN  
HIELO SECO PRES KIT C/20  
MICROLITROS  
PRESENTACION: KIT CON 20 MICROLITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0106.00

454 05474610 1 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-KELL  
(K1) REACTIVO DE GRUPO DE SANGRE  
PARA PRUEBA DIRECTA DE  
ANTIGLOBULINA CADUCIDAD MINIMA DE 1  
AÑO REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2  
A 8 GRADOS CENTIGRADOS APROBADO POR  
LA FDA O CON CERTIFICACION ISO9000  
O MAYOR MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL  
LABORATORIO PRES FCO C/5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0322.00

455	05474611	2	Vial	ENZIMA DNA POLIMERASA PARA PCR TERMOESTABLE PRESENTACION: VIAL DE 250 UNIDADES
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0103.00			
456	05474615	980	Pieza	CASSETTE DE PEROXIDO DE HIDROGENO CON 10 CELDAS INDIVIDUALES PARA 5 CARGAS CON UNA SOLUCION ACUOSA CONCENTRADA DE PEROXIDO DE HIDROGENO NO MENOS DE 1750 MICROLITROS CADA UNA CONCENTRACION DE 59% CON UN RANGO DE 59.5% A 58% FECHA DE FABRICACION SELLADO ENTRE DOS LAMINAS HERMETICAMENTE SELLADA DE PLASTICO EN LATERAL CODIGO DE BARRAS IMPRESO QUE LIMITA EL USO DE UN CASSETTE y QUE DEBERA MANTENER UNA PRESION MINIMA DE 25 PS1 CON FECHA DE CADUCIDAD A LA ENTREGA DE 1 AÑO COMO MINIMO MARCA ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DE JOHNSON & JOHNSON PRES PZAS PRESENTACION: CAJA CON 5 PIEZAS
	feb:245	may:245	ago:245	nov:245
	Departamento: 0409.00			
457	05474672	5	Pieza	GEL DE SEPARACION P/SECUENCIADOR AUTOMATICO P/SECUENCIAMIENTO DE DNA POR SECUENCIACION CAPILARCEQ 8800 PRES FCO C/20 ML PRESENTACION: PIEZA CON 20 MILILITROS
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
458	05474711	1	Kit	ESTUCHE DE ELISA PARA LA CUANTIFICACION DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA ENSAYO COLORIMETRICO BASADO EN BIOTINA-AVIDINA DE TIPO SANDWICH CON AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD PRES DE 96 PBAS PRESENTACION: ESTUCHE CON 96 PRUEBAS
	ene:1			
	Departamento: 0110.00			
459	05474717	1	Frasco	INMUNO/DNA RETRIEVER 20 WITH CITRATE REACTIVO UTILIZADO PARA PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION DE EPI TOPE INDUCIDO POR CALOR PARA TEJUDOS INCLUIDOS EN PARAFINA Y FIJADOS CON FORMALINA SE UTILIZA EN TECNICAS INMUNOHISTOQUIMICA INMUNOFLUORESCENCIA E HIBRIDACION IN SITU EL BUFFER CONTIENE CITRATO DE SODIO PRES BOTELLA C/500 ML PRESENTACION: FRASCO C/500 ml
	ene:1			

Departamento: 0325.00

460 05474736 7 Caja BUN CX 2X300 PARA EL SISTEMA  
SYNCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD  
MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 Y  
8 GRADOS CENTIGRADOS PRES 2 X 300  
PBAS  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION: CAJA CON 2X300 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1  
Departamento: 0109.00

461 05474738 1 Caja COLESTEROL CX 2X300 PARA EL SISTEMA  
SYNCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD  
MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 A  
8 GRADOS CENTIGRADOS PRES 2X300  
PBAS  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION:CAJA CON 2X300 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0109.00

462 05474739 20 Caja CREATININA CX 2 X 300 PARA EL  
SISTEMA SYNCHRON CX5 DE BECKMAN  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER  
ENTRE 8 A 30 GRADOS CENTIGRADOS  
PRES CJA 2X300 PBAS  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION:CAJA CON 2 x 300 PRUEBAS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0109.00

463 05474740 7 Caja GLUCOSA CX 2X300 PARA EL SISTEMA  
SYNCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD  
MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 A  
8 GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA 2X300  
PBAS  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION:CAJA CON 2 x 300 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1  
Departamento: 0109.00

464 05474741 17 Caja FOSFORO PHS 2X300 PARA EL SISTEMA  
SYNCHRON DXC DE BECKMAN CADUCIDAD  
MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 A  
26 GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA  
2X300 PBAS  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION:CAJA CON 2 x 300 PRUEBAS

ene:5 abr:4 jul:4 oct:4  
Departamento: 0109.00

465 05474743 1 Caja TRIGLICERIDOS CX 2X300 PARA EL  
SISTEMA SYNCHRON CX DE BECKMAN  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER  
ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS PRES  
CAJA 2X300 PBAS  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO

PRESENTACION: CAJA CON 2 X 300 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0109.00

466 05474744 6 Caja

ACIDO URICO CX 2 X 300 PARA EL SISTEMA SYCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADO PRES CJA 2X300 PBAS EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION:CAJA CON 2 X 300 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0109.00

467 05474746 15 Caja

BUFFER DE ELECTROLITO ISE BUF (LX/DXC) 2 X 2000 ML PARA EL SISTEMA SYCHRON DXC DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO. MANTENER ENTRE 8 A 30 GRADOS CENTIGRADOS PRES C/2100 PBAS EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION:CAJA CON 2 X 2000 MILILI

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3

Departamento: 0109.00

468 05474747 30 Caja

REFERENCIA DE ELECTROLITOS iseref (lx/dxc) 2 X 2000 ML PARA EL SISTEMA SYCHRON DXC DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 8 A 30 GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA 2X2000 ML EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION:CAJA CON 2 X 1000 ML

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7

Departamento: 0109.00

469 05474748 16 Caja

CO2 ACIDO LX/DXC 2 x 2000 ML PARA EL SISTEMA SYCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 8 A 30 GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA 2X2000 ML EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION:CAJA CON 2450 PRUEBAS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4

Departamento: 0109.00

470 05474749 14 Frasco

CO2 ALCALINO PARA EL SISTEMA SYCHRON DXC DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 8 A 30 GRADOS CENTIGRADOS 1X500 ML PRES FCO 1X500 ML EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:3 oct:3

Departamento: 0109.00

471 05474750 18 Caja

OSTASA ACCES; 2 X 50 PBS CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 Y

8 GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA 2X50  
PBAS  
PRESENTACION: CAJA CON 2 X 50 PRUEBAS

ene:5 abr:5 jul:4 oct:4  
Departamento: 0109.00

472 05474779 2 Pieza 24 (S) 25-EPOXICOLESTEROL PARA  
ESTUDIOS DE EXPRESION GENETICA EN  
CULTIVOS CELULARES  
PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

473 05474799 12 Caja COLUMNAS PARA LA PURIFICACION DE  
REACCION DE SECUENCIA MARCADA  
FLUORESCENTEMENTE PARA LA  
PURIFICACION RAPIDA DE PRODUCTOS  
MARCADOS CON BigDye TER INADOR v3.1  
cycle SEQUENCING PRES CJA PQTE  
C/100 PZAS  
PRESENTACION: PAQUETE CON 100 COLUMNAS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3  
Departamento: 0114.00

474 05474800 3 Pieza KIT DE PURIFICACION PARA PRODUCTOS  
DE PCR CON CENTRACION MAYOR DE 10  
MICROGRAMOS ESTE KIT DEBIO SER  
VALORADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO USUARIO CON 250  
REACCIONES ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO ENVIAR CATALOGO CON  
DESCRIPCION COMPLETA PARA SU  
EVALUACION PRES PZA DE 10 UG  
PRESENTACION: KIT CON 250 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0107.01

475 05474891 1 Caja ALBUMINA CX 2x300 PARA EL SISTEMA  
SYCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD  
MINIMA DE 1 AÑO MANTENER ENTRE 8 A  
30 GRADOS CENTIGRADOS PRES KIT CON  
CONSUMIBLES  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION:CAJA CON 2 X 300 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0109.00

476 05474893 1 Caja MICROALBUMINA CX 2X100 PRUEBAS PARA  
EL SISTEMA SYCHRON CX5 DE BECKMAN  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO MANTENER  
ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS PRES  
EQPO C/200 PBAS  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION:CAJA CON 2 X 100 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0109.00

477 05474894 2 Caja LIQUIDO REACTIVO PARA CO2 MODELO

FYRITE PRES CJA C/3 FCOS DE 50 ML  
CADA UNO  
PRESENTACION: CAJA CON 3 BOTELLAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0724.00

478 05474954 84 Pieza HIELO SECO LAS ENTREGAS DEBERAN SER  
EN LOS RESPECTIVOS LABORATORIOS  
PRES BLOQUE DE 25 KILOS  
PRESENTACION: BLOQUE CON 25 KGS.

ene:21 abr:21 jul:21 oct:21  
Departamento: 0110.00 0307.00

479 05474955 1350 Kilo HIELO SECO TIPO NUGUETT  
PRESENTACION BOLSA DE 5 KILOS  
PRESENTACION: BOLSA DE 5 KILOGRAMMOS

ene:338 abr:338 jul:337 oct:337  
Departamento: 0114.00

480 05474957 4 Caja GENOMELAB DTCS-QUICK START KIT DE  
REACTIVOS P/SECUENCIADOR AUTOMATICO  
CEQ8800 EQUIPO PROPIEDAD DEL  
INSTITUTO.EL KIT CONTIENE SOLUCION  
DE CARGA ACEITE MINERAL GLUCOGENO  
TEMPLADO PRIMER CONTROL Y SOLUCION  
MIX. REQUIERE CONGELACION AMPLIA  
CAD PRES EQPO C/96 PBAS  
PRESENTACION: CAJA CON 96 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

481 05474969 1 Caja AGAR BAIR PARKER MAS RPF MEDIO DE  
CULTIVO INDICADO PARA EL  
AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS  
EXIGENTES PRES CAJA X 20 PLACAS  
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS DE 100

ene:1  
Departamento: 0719.00

482 05474997 1 Pieza AGAR DNASA POLVO PARA PREPARAR  
MEDIOS DE CULTIVO PARA PRUEBA DE  
DNASA CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO EL  
REACTIVO TIENE QUE HABER SIDO  
VALORADO Y APROBADO EN EL  
LABORATORIO USUARIO CON  
ANTERIORIDAD PRES FCO CON 500 GR  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0107.00

483 05474998 1 Pieza ANTICUERPO ANTI-LECTINA ULEX  
EUROPAEUS PREPARADO EN CABRA Y  
PURIFICADO POR CROMATOLOGRAFIA DE  
AFINIDAD LIOFILIZADO EN BUFFER  
SALINO TRANSPORTAR A 4 GRADOS  
CENTIGRADOS PRES FRASCO CON 1  
MILIGRAMO  
PRESENTACION: PIEZA CON 1 MILIGRAMO

ene:1

Departamento: 0107.00

484 05475000 1 Pieza ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON ANTI- SYALIL LEWIS A (CLONA KM231) CON REACCION HACIA GLICOPROTEINAS MAYORES DE 1000KDA ISOTIPO IGG1 CONCENTRACION DE 200 MICROGRAMOS POR MILILITRO TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION FRASCO CON 200 UG/ML PRESENTACION: PIEZA CON 500 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0107.00

485 05475001 1 Pieza ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON ANTI- SYALIL LEWIS X (CLONA KM93) CON REACCION HACIA GLICOPROTEINAS MAYORES DE 1000KDA ISOTIPO IGM CONCENTRACION DE 200 MICROGRAMOS POR MILILITRO TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION FRASCO CON 200 UG/ML PRESENTACION: PIEZA CON 500 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0107.00

486 05475002 2 Pieza ANTISUERO PARA SALMONELLA POLY A-I Y VI (FACTORES 1-16; 19; 22-25; 34 Y VI) LIOFILIZADO PARA HIDRATAR CON TRES MILILITROS DE AGUA TRANSPORTAR EN REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE DOS AÑO PRESENTACION FCO. PRESENTACION: FRASCO

ene:2

Departamento: 0107.00 0204.00

487 05475003 13 Pieza BUFFER DE EXTRACCION 1 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS NUCLISENS EASYMAG CADUCIDAD MINIMA 1 AÑO PRESENTACION CAJA CON 4 BOTELLAS PRESENTACION: PIEZA CON 4 BOTELLAS

ene:4 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0107.00

488 05475004 42 Pieza BUFFER DE EXTRACCION 2 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS NUCLISENS EASYMAG CADUCIDAD MINIMA 1 AÑO. PRESENTACION: PIEZA CON 4 BOTELLAS

ene:11 abr:11 jul:10 oct:10

Departamento: 0107.00

489 05475005 19 Pieza BUFFER DE EXTRACCION 3 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS NUCLISENS EASYMAG CADUCIDAD MINIMA 1 AÑO TRANSPORTAR

EN REFRIGERACION.

PRESENTACION: PIEZA CON 4 BOTELLAS

ene:5      abr:5      jul:5      oct:4  
 Departamento: 0107.00

490 05475006                      7 Pieza      BUFFER DE LISIS PARA EQUIPO  
 AUTOMATIZADO DE EXTRACCION DE  
 ACIDOS NUCLEICOS NUCLISENS EASYMAG  
 CADUCIDAD MINIMA 1 AÑO.  
 PRESENTACION: PIEZA CON 4 BOTELLAS

ene:2      abr:2      jul:2      oct:1  
 Departamento: 0107.00

491 05475015                      1 Pieza      LECTINA MAACKIA AMURENSIS;  
 LIOFILIZADO PURIFICADO POR  
 CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD  
 ESENCIALMENTE LIBRE DE SALES  
 CONCENTRACION MINIMA DE PROTEINA  
 DEL 85% TRANSPORTAR A 4 GRADOS  
 CENTIGRADOS PRES FCO DE 5 MG  
 PRESENTACION: PIEZA DE 5 MILIGRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0107.00

492 05475020                      2 Botella      ORO COLOIDAL CON TAMANO DE  
 PARTICULA DE 40 NANOMETROS, PARA  
 PRUEBAS INMUNOLOGICAS DE FLUJO  
 LATERAL LISTO PARA PREPARAR  
 CONJUGADOS TRANSPORTAR A 4 GRADOS  
 CENTIGRADOS PRES FCO C/500 ML  
 PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO

ene:1      abr:1  
 Departamento: 0107.00

493 05475022                      2 Botella      ORO COLOIDAL CON TAMANO DE  
 PARTICULA DE 60 NANOMETROS PARA  
 PRUEBAS INMUNOLOGICAS DE FLUJO  
 LATERAL LISTO PARA PREPARAR  
 CONJUGADOS TRANSPORTAR A 4 GRADOS  
 CENTIGRADOS PRES FCO C/500 ML  
 PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO

ene:1      abr:1  
 Departamento: 0107.00

494 05475023                      2 Botella      ORO COLLOIDAL PARA TINCION DE  
 PROTEINAS TOTALES. SOLUCION  
 OPTIMIZADA Y ESTABILIZADA PARA  
 TINCION DE PROTEINAS UNIDAS A  
 MEMBRANAS DE NITROCELULOSA O PVDF  
 LISTA PARA USARSE TRANSPORTAR A 4  
 GRADOS CENTIGRADOS  
 PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO

ene:1      abr:1  
 Departamento: 0107.00

495 05475027                      12 Pieza      SENSIDISCOS DE ERTAPENEM DE 10 UG.  
 DEBIO SSER VALORADO Y APROVADO POR  
 EL LABORATORIO USUARIO. TRANSPORTAR

EN REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA  
DE UN AÑO CARTUCHO CON 50  
SENSIDISCOS  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

oct:12

Departamento: 0107.01

496 05475029 34 Pieza

SILICA MAGNETICA PARA EQUIPO  
AUTOMATIZADO DE EXTRACCION DE  
ACIDOS NUCLEICOS NUCLISENS EASYMAG  
VIALES CON 0.6 MILILITROS CADUCIDAD  
MINIMA 1 AÑO. TRANSPORTAR EN  
REFRIGERACION PRES CJA CON 48  
VIALES  
PRESENTACION: PIEZA CON 48 VIALES

ene:9 abr:9 jul:8 oct:8

Departamento: 0107.00

497 05475051 1 Pieza

ANTISUERO PARA SHIGELLA POLIGRUPO D  
LIOFILIZADO PARA HIDRATAR CON 3  
MILILITROS DE AGUA TRANSPORTAR EN  
REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE  
DOS AÑO PRES VIAL C/1 ML  
PRESENTACION: PIEZA

ene:1

Departamento: 0107.00

498 05475053 6 Pieza

SOLUCION PARA LA TINCION DE DNA EN  
GELES DE AGAROSA Y OBSERVACION EN  
LUZ ULTRAVIOLETA NO CARCINOGENICO  
EL REACTIVO DEBIO HABER SIDO  
VALORADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO PRES 400 UL  
PRESENTACION: FRASCO

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

499 05475074 3 Frasco

FACTOE DE CRECIMIENTO DE CELULAS  
ENDOTELIALES EN CULTIVO (100X) PRES  
FCO CON 5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0103.00

500 05475075 23 Frasco

MEDIO DE CULTIVO CELULAR McCOYS 5A  
MODIFICADO IX LIQUIDO CONTIENE  
L-GLUTAMINA Y 25 mM BUFFER HEPES  
PRES CJA C/10 FCOS DE 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:6 abr:6 jul:6 oct:5

Departamento: 0110.00 0115.00

501 05475077 9 Frasco

MEDIO DE CULTIVO CELULAR EAGLE  
MODIFICADO (MEM) (1X) CON ALTO  
NIVEL DE GLUCOSA (4 500 mg/L  
D-GLUCOSA SIN L-GLUTAMINA NI

PIRUVATO DE SODIO Y SIN ROJO DE  
FENOL LIQUIDO PRES FCO C/500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0110.00

502 05475080 2 Pieza ACIDO  
CIS-5-8-11-14-17-EICOSAPENTANOICO  
CON UNA PUREZA MAYOR O IGUAL A  
98.5% REQUIERE CONGELACION, FRASCO  
CON 500 MILIGRAMOS  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

503 05475081 2 Pieza ACIDO  
CIS-4-7-10-13-16-19-DOCOSAHEXANOICO  
PUREZA MAYOR O IGUAL A 98%REQUIERE  
CONGELACION  
PRESENTACION: PIEZA CON 1 GRAMO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

504 05475098 7 Caja ISOLATE MEDIO DE SEPARACION DE  
ESPERMATOZOIDES PRESENTACION CAJA  
DE 12 FRASCOS  
PRESENTACION: caja con 12 frascos

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1  
Departamento: 0110.00

505 05475099 16 Sobre MEDIO DMEM MODIFICADO CON  
L-GLUTAMINA Y 1000 MILIGRAMOS DE  
L-GLUCOSA CON 110 MILIGRAMOS SOBRE  
LITRO DE PIRUVATO DE SODIO Y  
CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA CON ROJO  
DE FENOL SIN BICARBONATO DE SODIO  
EN POLVO TRANSPORTAR EN  
REFRIGERACION ENTREGAR EN CAJA  
CERRADA CONTENIENDO 10 SOBRES CADA  
UNA PARA 1 LITRO  
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4  
Departamento: 0110.00

506 05475102 1 Frasco SAL PURA DE AZTREONAM. FRASCO DE 50  
MILIGRAMOS TRANSPORTAR EN  
REFRIGERACION.  
PRESENTACION: FRASCO DE 50 MILIGRAMOS

ene:1  
Departamento: 0107.01

507 05475105 1 Frasco SAL SULFATO DE GENTAMICINA REACTIVO  
EN POLVO QUE DEBE DE HABER SIDI  
VALORADO Y APROBADO POR EL AREA  
USUARIA MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES TRANSPORTAR EN  
REFRIGERACION ENTREGAR DIRECTO EN  
EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO

DE 1 G  
 PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
 PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO

ene:1  
 Departamento: 0107.01

508 05475163 6 Pieza ETANOL ABSOLUTO PARA PRECIPITAR  
 ACIDOS NUCLEICOS PRESENTACION  
 FRASCO DE 500 ML  
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0325.00 0417.00

509 05475167 5 Caja ESTUCHE PARA MARCAJE DE GLOBULOS  
 ULTRATAG CON 5 VIALES PARA MARCAJE  
 DE ERITROCITOS CON 99mTc. CON  
 CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO. CADA  
 EQUIPO CONSTA DE 5 UNIDADES.  
 MANEJAR A TEMPERATURA AMBIENTE.  
 (AREA: GAMMAGRAFIA) PRESENTACION  
 FRASCO  
 PRESENTACION: CAJA C/5 VIALES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0319.00

510 05475175 73 Caja PTH INTACTA ACCESS 2 X 50 CADUCIDAD  
 MINIMA 1 AÑO MANTENER ENTRE 2 - 8  
 GRADOS CENTIGRADOS PRES PZA 2X50  
 PBAS  
 PRESENTACION: CAJA CON 2 X 50 PRUEBAS

ene:19 abr:19 jul:18 oct:17

Departamento: 0109.00

511 05475177 21 Pieza SENSIDISCOS DE CEFTRIAXONA DE 30  
 MICROGRAMOS. DEBIO SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
 TRANSPORTAR EN REFRIGERACION  
 PRESENTACION CARTUCHO CON 50  
 SENS  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO IDISCOS

PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

abr:10 oct:11

Departamento: 0107.01

512 05475180 1 Caja ENRIQUECIMIENTO EN CALDO PARA MEDIO  
 DUBOS ALBUMINA BEDIA SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO PRES  
 PQTE C/10 PIEZAS  
 PRESENTACION: CAJA CON 10 TUBOS

ene:1

Departamento: 0107.01

513 05475186 6 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL CD20 PE  
 PROVISTO COMO 100 ug DE  
 INMUNOGLOBULINA PURIFICADA EN 2.0  
 ml DE PBS. EL CONJUGADO DE PE TIENE  
 25ug EN 1.0 ml DE PBS EL PBS  
 CONTIENE GELATINA Y AZIDA DE SODIO

AL 0.1% REACTIVO DE MANEJO ESPECIAL  
 ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL  
 LABORATORIO PARA USO EN CITOMETRO  
 DE FLUJO PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
 PRES VIAL C/50 PBAS  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: VIAL CON 50 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
 Departamento: 0417.00

514 05475187 37 Botella PBS SOLUCION BUFFER SALINO DE  
 FOSFATO 1X NO CONTIENE CALCIO NI  
 MAGNESIO pH 7.2 CADUCIDAD MINIMA DE  
 1 AÑO PRES FCO C/500 ML.  
 PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO

ene:10 abr:9 jul:9 oct:9  
 Departamento: 0107.00 0417.00

515 05475188 110 Paquete PLACA CON PRIMERS DE SECUENCIA  
 ESPECIFICA SSP PARA TIPIFICAR HLA  
 CLASE I ABC CON 96 COMBINACIONES  
 ALELO ESPECIFICAS EL SET INCLUYE  
 BUFFER DE REACCION PARA PCR EN  
 VOLUMEN DE 1000 u1 POR PRUEBA  
 BUFFER CON BROMURO DE ETIDIO  
 INTEGRADO Y MARCADOR DE PESO  
 MOLECULAR CON RANGO 50 A 2564 PB EL  
 VOLUMEN DE TAQ POLIMERASA POR PLACA  
 ES DE 5.6 u1 PRODUCTO DE  
 CONGELACION A MENOS 20 GRADOS  
 ENTREGAR EN EL LABORATORIO TODO  
 PRODUCTO NUEVO REQUIERE EVALUACION  
 CON MUESTRA FISICA PREVIA A LA  
 LICITACION DEBIDO A LA  
 ESTANDARIZACION DE LA TECNICA  
 CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRES  
 PQTE C/10 PLACAS  
 PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PLACAS

ene:28 abr:28 jul:27 oct:27  
 Departamento: 0417.00

516 05475196 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD5  
 CLONA 4C7 DE HUMANO, HECHO EN RATON  
 P/INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
 FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
 PARAFINA. MANTENER EN  
 CONGELACION. MANEJO ESPECIAL  
 ENTREGAR EN EL LAB.  
 PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1  
 Departamento: 0315.00

517 05475197 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD7  
 CLONA LP15 DE HUMANO HECHO EN RATON  
 PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
 FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
 PARAFINA. MANTENER EN  
 CONGELACION. MANEJO ESPECIAL

ENTREGAR EN  
LABORATORIO.PRESENTACION:VIAL DE  
0.5 ML.  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

518 05475202 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI DESMINA  
CLONA D33 DE HUMANO HECHO EN RATON  
PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
PARAFINA. MANTENER EN CONGELACION.  
MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO.PRESENTACION: VIAL DE 1  
ML.  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

519 05475205 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI ANTIGENO  
EPITELIAL DE MEMBRANA EMA CLONA  
Mc-5 DE HUMANO HECHO EN RATON DE  
TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
INCLUIDOS EN PARAFINA. MANTENER EN  
CONGELACION. MANEJO ESPECIAL  
ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO.PRESENTACION: FRASCO DE  
1 ML  
PRESENTACION: VIAL DE I ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

520 05475208 1 Frasco ANTICUERPO POLICLONAL ANTI  
SINAPTOFISINA DE HUMANO HECHO EN  
CONEJO P/INMUNOHISTOQUIMICA DE  
TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN  
CONGELACION.MANEJO ESPECIAL  
ENTREGAR EN EL LAB.  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

521 05475211 3 Pieza PEROXIDO DE HIDROGENO AL 30%  
REACTIVO ANALITICO ENSAYO 30-32%  
COLOR (APHA) MAX 10 RESIDUOS  
DESPUES DE EVAPORACION MAX. 0.002%  
ACIDEZ TITULABLE (meq/g) MAX 0.006  
CAS 7722-84-1 CON CERTIFICADO DE  
ANALISIS CADUCIDAD MINIMA DE 2 ANOS  
PRES FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ml

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0204.00

522 05475212 6 Caja KAOLIN/CELINE 1% PARA  
TROMBOELASTOGRAFO PRES. CAJA CON  
25 PIEZAS

PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS

ene:2      abr:2      jul:1      oct:1  
 Departamento: 0410.00

523 05475215                      19 Vial                      ANTICUERPO POLICLONAL ANTI TdT DE HUMANO HECHO EN RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN CONGELACION MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION VIAL DE 1 ML.  
 PRESENTACION: VIAL CON 1 ML.

ene:1  
 Departamento: 0315.00

524 05475222                      1 Frasco                      ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI TIROGLOBULINA CLONA 2H11+6E1 DE HUMANO HECHO EN RATON P/INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA, MANTENER EN CONGELACION, MANEJO ESPECIAL, ENTREGAR EN EL LAB.  
 PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1  
 Departamento: 0315.00

525 05475228                      15 Pieza                      COLAGENASA TIPO IV PARA AISLAMIENTO DE HEPATOCITOS REQUIRE REFRIGERACION DE ALTA PUREZA PURIFICADA POR CROMATOGRAFIA OBTENIDA DE CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM ACTIVIDAD MAYOR A 125 UNIDADES POR MILIGRAMO DE TEJIDO PRES FCO DE 1 G  
 PRESENTACION: PIEZA CON 1 GRAMO

ene:4      abr:4      jul:4      oct:3  
 Departamento: 0203.00

526 05475229                      6 Caja                      DNA DE PRUEBA (TEST SAMPLE) PARA EQUIPO SECUENCIADOR AUTOMATICO CEQ8800 DE BECKMAN COULTER REQUIRE CONGELACION PRES CAJA CON 3 VIALES  
 PRESENTACION: CAJA CON 3 VIALES

ene:2      abr:2      jul:1      oct:1  
 Departamento: 0203.00

527 05475237                      1 Frasco                      ANTICUERPO POLICLONAL ANTI GASTRINA DE HUMANO HECHO EN CONEJO PATA INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN CONGELACION MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN EL LABORATORIO.  
 PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1  
 Departamento: 0315.00

528	05475249	5	EQUIPO	COLESTEROL REACTIVO DE DIAGNOSTICO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA INVITR DE COLESTEROL DE SUERO O PLASMA EN SISTEMAS FOTOMETRICOS CONTIENE 5 FRASCOS DE 25 MILILITROS MAS UN ESTANDAR DE 3 MILILITROS AMPLIA CADUSIDAD PRESENTACION: EQUIPO PARA 125 PRUEBAS
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
529	05475252	1	Frasco	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI OCTAMERO DE UNION A PROTEINA ESPECIFICA DE CELULA B 1 BOB-1 CLONA TG14 DE HUMANO HECHO EN RATON P/INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA.MANTENER EN CONGELACION.MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN EL LAB. PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.
	ene:1			
	Departamento: 0315.00			
530	05475254	1	Frasco	Anticuerpo monoclonal anti CD57 de humano clona NK-1 hecho en raton p/ inmunohistoquimica de tejidos fijados en formol e incluidos en parafina Mant en cong Manejo especial ent EN LAB PRES VIAL PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO
	ene:1			
	Departamento: 0315.00			
531	05475257	1	Frasco	ANTICUERPO MONOCLONAL PARA HUMANO ANTI SEROTONINA HECHO EN RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA CLONA 5HT. TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.
	ene:1			
	Departamento: 0315.00			
532	05475259	12	Kit	ESTUCHE PARA CUANTIFICAR SULFATO DE DEHIDROEPIANDROSTERONA POR QUIMIOLUMINSCENCIA PARA SER CUANTIFICADA EN UN APARATO INNMULITE 1 X 100 PBAS PRESENTACION: ESTUCHE CON 100 PRUEBAS
	ene:3	abr:3	jul:3	oct:3
	Departamento: 0110.00			
533	05475261	1	Frasco	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI RECEPTOR DE ESTROGENOS ALFA CLONA SP1 HECHO EN CONEJO PARA INMUNOHISTOQUIMICA PARA TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN

CONGELACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

534 05475269 12 Frasco ACEITE DE INMERSION (ISO  
8036-1-n-(e)=1518 23 GRADOS  
CENTIGRADOS EXENTO DE HALOGENO PRES  
FCO C/20 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 20 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0106.00

535 05475282 1 Frasco TIOSULFATO DE SODIO 0.1N SOLUCION  
VOLUMETRICA ESTANDARIZADA A 25 C  
TRAZABLE A NIST PRESENTACION FRASCO  
CON 1 LITRO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1

Departamento: 0204.00

536 05475286 1 Caja REACTIVO PARA REVELAR LA PRUEBA  
BIOQUIMICA DE OXIDASA CADUCIDAD  
MINIMA DE 1 ANO PRESENTACION CAJA  
CON 10 AMPOLLETAS  
PRESENTACION: CAJA CON 50 AMPOLLETAS

ene:1

Departamento: 0204.00

537 05475291 2 Caja COLOR GRAM JUEGO PRESENTACION CAJA  
CON 4 FRASCOS DE 240 ML  
PRESENTACION: CAJA 4\* 240 ML

ene:2

Departamento: 0204.00 0719.00

538 05475292 1 Frasco ACEITE DE PARAFINA PRES FCO DE 500  
ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ml

ene:1

Departamento: 0719.00

539 05475298 1 Pieza AGAR MACCONKEY SORBITOL PRES C/500  
GR  
PRESENTACION: BOTE CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0719.00

540 05475299 1 Pieza AGAR EXTRACTO DE LEVADURA  
PRESENTACION BOTE CON 500 GRAMOS  
PRESENTACION: BOTE CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0719.00

541 05475301 1 Pieza CALDO PEPTONADO PRESENTACION BOTE  
C/500 GRAMOS  
PRESENTACION: BOTE C/500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0719.00

542 05475302 1 Pieza CALDO RB PRESENTACION BOTE DE 500 GRAMOS  
PRESENTACION: BOTE CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0719.00

543 05475318 2 Equipo KIT QIAquick GEL P/EXTRACCION DE GEL O LIMPIEZA DE DNA A PARTIR DE REACCIONES ENZIMATICAS (DESDE 70bp A 10kb) ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB PRES KIT CON 50 COLUMNAS  
PRESENTACION: KIT CON 50 COLUMNAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0307.00

544 05475319 1 Vial ANTICUERPO DE OVEJA ANTI IgG DE RATON (MOLECULA COMPLETA) CONJUGADO CON PEROXIDASA PURIFICADO POR AFINIDAD Y ABSORBIDO POR PROTEINAS DE SUERO HUMANAS. VIAL . MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES TRANSPORTAR EN CONGELACION Y ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO. (ANTIMOUSE IGG (WHOLE MOLECULE)-PEROXIDASE ANTIBODY PRODUCED IN SHEEP AFFINITY ISOLATED ANTIBODY, BUFFERED AQUEOUS SOLUTION) PRES VIAL  
PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0315.00

545 05475321 10 Frasco AMORTIGUADOR DE TRANSFERENCIA NuPAGE (20X) PARA USARSE EN EL MODULO XCELL II CON AMPLIA CADUCIDAD (NP TRANSFER BUF (20X) 125ML) ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO PRES FCO C/125 ML.  
PRESENTACION: FRASCO CON 125 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0307.00

546 05475322 6 Frasco AMORTIGUADOR DE CORRIDA NuPAGE CON MOPS y SDS (EXCLUSIVO PARA GELES BIS-TRIS) 20X) PARA CAMARA XCELL SURELOCK. AMPLIA CADUCIDAD (NP MOPS SDS RNBUF 20X500 ML) ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO PRES FCO C/500 ML  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0307.00

547 05475328 5 Caja DNA POLIMERASA PFU TURBO ENZIMA ROBUSTA DE ALTA FIDELIDAD PARA CLONACION DE PRODUCTOS DE PCR.

PRESENTACION: CAJA  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

548 05475334 2 Vial

MEDIO DE MONTAJE VECTASHIELD  
HARDSET CON DAPI PRESENTACION VIAL  
CON 10 MILILITROS  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: VIAL CON 10 MILILITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0307.00

549 05475355 4 Caja

MEDIO DE CULTIVO DMEM (1X) LI ALTO  
EN GLUCOSA CONTIENE 4500  
MILIGRAMOS/LITRO DE D-GLUCOSA  
L-GLUTAMINA 110 MILIGRAMOS/LITRO DE  
PIRUVATO DE SODIO PRESENTACION CAJA  
CON 10 FRASCOS  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CAJA CON 10 FRASCO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

550 05475361 35 Barril

ACIDO CONCENTRADO PARA HEMODIALISIS  
CON 55 GALONES CON MA+103. mEq/l -  
K+2.0 mEq/l Y Mg 1.0 Cl 108 mEq/L  
-ACETATO DE 3.0 mEq/LITRO DEXTROSA  
200 (MG %) SE REQUIERE DE  
REPOSICION DE SIFON DE ACUERDO A  
LAS NECESIDADES DEL SERVICIO  
USUARIO.PRESENTACION BARRIL C/55  
GALONES  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: BARRIL CON 55 GALONES

may:12 jul:12 sep:11  
Departamento: 0403.00

551 05475362 2000 Pieza

BICARBONATO DE SODIO EN POLVO PARA  
HEMODIALISIS; EN BOLSA CON 795gr  
CON SODIO 35 mEq/L- BICARBONATO DE  
35 MEq/L CON AMPLIA CADUCIDAD SE  
REQUIERE LA ENTREGA LOS PRIMEROS 5  
DIAS DE CADA MES PROGRAMADO  
PRESENTACION BOLSA DE PLASTICO 795  
GR  
PRESENTACION: BOLSA CON 795 GRAMOS

ene:500 abr:500 jul:500 oct:500  
Departamento: 0403.00

552 05475371 8 Frasco

LIQUIDO DE CENTELLEO PARA MUESTRA  
BIODEGRADABLE PRES FCO C/1 GALON  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 GALON

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0109.00

553 05475372 10 Frasco

SOLUCION BUFFER pH 4+0.05 PARA  
APARATO DE pH IMPEDANCIA  
INTRALUMINAL MULTICANAL PARA

APARATO SANDHILL PRESENTACION  
FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0307.00

554 05475376 10 Pieza MEDIO DE CULTIVO AGAR BRUCELLA ESTE PRODUCTO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRES FCO C/500 G  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.01

555 05475379 10 Pieza MEDIO DE CULTIVO PROTEASA PEPTONA NO. 3 DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.01

556 05475380 29 Pieza DESINFECTANTE AEROSOL EN SPRY CON INGREDIENTE ACTIVO A BASE DE FENOL Y ETANOL TUBERCULOCIDA BACTERICIDA VIRUCIDA Y FUNGICIDA EN 10 MIN. SEGURO PRA LA MAYORIA DE LAS SUPERFICIES ESTE PRODUCTO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON AMPLIA CADUCIDAD PRESENTACION FRASCO CON 15.5 ONZAS  
PRESENTACION: FRASCO CON 15.5 ONZAS

ene:8 abr:7 jul:7 oct:7  
Departamento: 0107.01

557 05475383 120 Vial TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE VIAL CON 500 UNIDADES CONCENTRACION 5u/ul IDEAL PARA AMPLIFICAR PCR STANDARD FRAGMENTOS ARRIBA DE 5kb LA ENZIMA SE MANTIENE EN CONGELACION SE REQUIERE ENTREGA EN EL LABORATORIO CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO PRES VIAL CON 500 UNIDADES  
PRESENTACION: VIAL CON 500 UNIDADES

ene:30 abr:30 jul:30 oct:30  
Departamento: 0417.00

558 05475385 3 Pieza ESTANDAR MUESTRA AFLATOXINA MAIZ (+ 20 ppb) CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO CUIDADOS ESPECIALES PRODUCTO DE CONGELACION PRESENTACION FRASCO CON 50 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 50 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0204.00

559 05475390 4 Pieza DISOLUCION PATRON PH 4.MATERIAL DE

REFERENCIA TRAZABLE AL CENAM;CON  
CERTIFICADO DE ANALISIS  
PRESENTACION FRASCO DE 1 LITRO,  
CADUCIDAD MINIMA DE UN A60  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0204.00

560 05475391 4 Pieza DISOLUCION PATRON PH 6.86 MATERIAL  
DE REFERENCIA TRAZABLE AL CENAM CON  
CERTIFICADO PRESENTACION FRASCO CON  
1 LITRO, CADUCIDAD MINIMA DE UN A60  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0204.00

561 05475392 1 Frasco DISOLUCION PATRON PH10.PRES:FRASCO  
DE 1 LITRO.MAT DE REFERENCIA  
TRAZABLE AL CENAM CON CERTIFICADO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1  
Departamento: 0204.00

562 05475418 1 Caja SET DE DIDEOXINUCLEOTIDOS  
TRIFOSFATADOS GRADO PCR. DATP;  
DTPP; DGTP Y DCTP 25 MICROMOLAR Y  
PH-8.3. SE ALMACENA DE -15 A -25  
GRADOS CENTIGRADOS \* ENTREGAR EN  
LABORATORIO \*  
PRESENTACION: CAJA

ene:1  
Departamento: 0107.00

563 05475430 1 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL PARA HUMANO  
ANTI FOXP3 HECHO EN RATON PARA  
INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
PARAFINA CLONA 236 A MANEJO  
ESPECIAL ENTREGA EN LABORATORIO  
PRESENTACION FRASCO CON 100 UG  
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1  
Departamento: 0315.00

564 05475463 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL PARA HUMANO  
ANTI PANCITOQUERATINA HECHO EN  
RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE  
TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
INCLUIDOS EN PARAFINA CLONA AE1 AE3  
MANEJO ESPECIAL ENTREGA EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1  
Departamento: 0315.00

565 05475480 3 Frasco TABLETAS DE ACIDO BENZOICO ESTANDAR  
DE 1 GRAMO. FRASCO CON 100  
PASTILLAS

ene:1      abr:1      jul:1  
Departamento: 0204.00

566 05475494                      2 Frasco      ACIDO  
POLIDEOXINOSINICO-DEOXCITIDINICO  
SAL SODICA PRESENTACION FRASCO CON  
500 UG  
PRESENTACION: VIAL CON 10 UNIDADES

ene:1      abr:1  
Departamento: 0103.00

567 05475496                      12 Equipo      ESTUCHE DE ANALISIS  
ENZIMOINMUNOMETRICO POR  
QUIMIOLUMINISCENCIA EN FASE SOLIDA  
PARA USO EN EL ANALIZADOR  
AUTOMATICO IMMULITE PARA MEDIDA  
CUANTITATIVA DE ANDROSTENDIONA PRES  
1 X 100 PBAS.  
PRESENTACION: KIT CON 100 PRUEBAS

ene:3      abr:3      jul:3      oct:3  
Departamento: 0110.00

568 05475500                      1 Kit      KIT INTERNO PARA INMUNOENSAYO CON  
REPORTES INTERLABORATORIOS DE 12 X  
5 ML. INCLUYE REACTIVO PARA  
INMUNOENSAYO LYPHOCHECK DE TRES  
NIVELES. (INCLUYE HORMONA  
ANDROSTENDIONA) PRES KIT 12 X 5 ML  
PRESENTACION: KIT DE 12 X 5 ML.

ene:1  
Departamento: 0110.00

569 05475514                      1 Paquete      KIT EXTERNO DE CONTROL DE CALIDAD  
MENSUAL PARA EL AREA DE  
INMUNOENSAYO 12X5 ML DEBE DE TENER  
UN PROGRAMA DE CONTROL INTERNO WEB  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO  
PRESN KIT 12 X 5 ML  
PRESENTACION: PAQUETECON 12X5 ML

ene:1  
Departamento: 0110.00

570 05475535                      1 Pieza      N,N,N,N,  
-TETRAMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE (DIH  
YDROCHLOID) DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO  
USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON  
DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION  
FRASCO CON 5 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0107.01

571 05475541                      105 Vial      MARCADOR DE PESO MOLECULAR CON 5  
FRAGMENTOS DE BANDAS EN 50 150 400  
750 Y 2564 PARES DE BASES VIAL PARA

50 MUESTRAS PARA USO EN GELES DE  
 AGAROSA MATERIAL DE CONGELACION  
 PARA ENTREGAR EN LABORATORIO,  
 CADUCIDAD MINIMA DE UN ANOPRES VIAL  
 C/500 UL  
 PRESENTACION: VIAL CON 500 UL

ene:28 abr:27 jul:25 oct:25  
 Departamento: 0417.00

572 05475545 6 Pieza SENSIDISCO DE AMIKACINA DE 30  
 MICROGRAMOS.AMPIA FECHA DE  
 CAD.TRANSPORTAR EN CONGELACION.  
 DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR  
 EL LABORATORIO USUARIO.ENTREGAR EN  
 EL LABORATORIO.PRES CAJA CERRADA  
 CON 10 PIEZAS CON 50 SENSIDICOS  
 CADA PIEZA  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
 Departamento: 0107.01

573 05475546 3 Pieza SENSIDISCOS DE AMPICILINA DE 10  
 MICROGRAMOS,AMPLIA  
 CADUCIDAD.TRANSPORTAR EN  
 CONGELACION.ENTREGAR EN EL  
 LABORATORIO.  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: ESTUCHE CON 50 SENSIDISCO

abr:1 oct:2  
 Departamento: 0107.01

574 05475547 5 Pieza SENSIDISCO DE AMPICILINA SULBACTAM  
 DE 10/10MICROGRAMOS AMPLIA FECHA DE  
 CADUCIDAD TRANSPORTAR EN  
 CONGELACION ENTREGAR EN EL  
 LABORATORIO DEBIO SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
 PRES PRES CARTUCHO C/50 SENSIDISCOS  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
 Departamento: 0107.01

575 05475561 2 Pieza CARTUCHO DE SENSIDISCOS DE  
 CLORANFENICOL DE 30 MICROGRAMOS  
 AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD  
 TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR  
 DIRECTO EN EL LABORATORIO  
 PRESENTACION CARTUCHO CON 50  
 SENSIDISCOS. DEBIO SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

abr:1 oct:1  
 Departamento: 0107.01

576 05475563 4 Caja SENSIDISCO DE CLARITROMICINA DE 15

MICROGRAMOS.CARTUCHO CON 50  
SENSIDISCOS. TRANSPORTAR EN  
REFRIGERACION. CADUCIDAD MINIMA DE  
UN AÑO. ENTREGAR EN EL LABORATORIO.  
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1 abr:2 oct:1  
Departamento: 0107.00 0107.01

577 05475570 10 Pieza

SENSIDISCO DE CLINDAMICINA DE 2  
MICROGRAMOS.CARTUCHO CON 50  
SENSIDISCOS.AMPIA FECHA DE  
CADUCIDAD TRANSPORTAR EN  
CONGELACION ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO PRESENTACION CARTUCHO  
CON 50 SENSIDISCOS DEBIO SER  
VALORADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO USUARIO  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.01

578 05475573 15 Pieza

SENSIDISCO DE ERITROMICINA DE 15  
MICROGRAMOS.CARTUCHO CON 50  
SENSIDISCOS.AMPIA FECHA DE  
CADUCIDAD TRANSPORTAR EN  
CONGELACION PRESENTACION CARTUCHO  
C/50 SENSIDISCOS DEBIO SER VALORADO  
Y APROBADO POR EL LABORATORIO  
USUARIO  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3  
Departamento: 0107.01

579 05475577 15 Pieza

SENSIDISCO DE LEVOFLOXACINO DE 5  
MICROGRAMOS PRES CARTUCHO CON 50  
SENSIDISCOS AMPLIA CADUCIDAD  
TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR  
EN EL LABORATORIO.DEBIO SER  
VALORADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO USUARIO  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3  
Departamento: 0107.01

580 05475579 3 Pieza

SENSIDISCO DE MEROPENEM DE 10  
MICROGRAMOS AMPLIA FECHA DE  
CADUCIDAD TRANSPORTAR EN  
CONGELACION ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO PRESENTACION CARTUCHO  
CON 50 DISCOS DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

oct:3  
Departamento: 0107.01

581	05475580	1	Vial	OLIGONUCLEOTIDO CONSECUENCIA CONCENSO PARA UNIR NF KB ENSAYO EMSA PRES 500 NG/25 UL PRESENTACION: VIAL 500 MICROGRAMOS
	ene:1 Departamento: 0103.00			
582	05475587	3	Pieza	SENSIDISCO DE PIPERACILINA TAZOBACTAM DE 100/10.CARTUCHO C/50 SENSIDISCOS.AMPIA CADUCIDAD. TRANSPORTAR EN CONGELACION.ENTREGAR EN EL LABORATORIO USUARIO. PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC
	ene:1      abr:1      jul:1 Departamento: 0107.01			
583	05475588	5	Pieza	SENSIDISCO DE POLIMIXINA B DE 300 U.DEBE ADAPTARSE A LOS DISPENSADORES DEL INSTITUTO.CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO. TRANSPORTAR EN HIELO SECO.ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC
	ene:2      abr:1      jul:1      oct:1 Departamento: 0107.01			
584	05475593	17	Pieza	SENSIDISCO DE TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL DE 25 MICROGRAMOS.CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC
	ene:5      abr:4      jul:4      oct:4 Departamento: 0107.01			
585	05475594	12	Pieza	CARTUCHO DE SENSIDISCO DE VANCOMICINA DE 30 MICROGRAMOS. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO.TRASNPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO PRESENTACION CARTUCHO CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC
	ene:3      abr:3      jul:3      oct:3 Departamento: 0107.01			
586	05475596	12	Pieza	CARTUCHO DE SENSIDISCO DE OPTOQUINA DE 5 MICROGRAMOS. AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD TRANSPORTAR EN

				CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO PRESENTACION CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC
	abr:6	jul:3	oct:3	
	Departamento: 0107.01			
587	05475597	5	Pieza	SENSIDISCO DE NITROCEFÍN PARA LA DETECCION DE BETA LACTAMASAS AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRES CARTUCO CON 50 SENSIDISCOS CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC
	jul:3	oct:2		
	Departamento: 0107.01			
588	05475600	1	Frasco	CEPA DE REFERENCIA DE CLOSTRIDIUM PERFRINGES ATCC13124.ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA.PARA INVESTIGACION Y ENSEÑANZA. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO PRESENTACION: FRASCO CON 10 PELLETS
	ene:1			
	Departamento: 0107.01			
589	05475604	1	Frasco	AGAR CORN MEAL SIN DEXTROSA PARA EL CULTIVO DE HONGOS Y PRODUCCION DE CLAMIDOSPORAS.MEDIO LIOFILIZADO.ESTE REACTIVO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO.ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION FRASCO DE 500 GRAMOS PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0107.01			
590	05475611	1000	Sobre	SOBRES GENERADORES DE CONDICIONES ANAEROBICAS PARA JARRA DE 3.5 L PRES SOBRE PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES
	abr:500	jul:250	oct:250	
	Departamento: 0107.01			
591	05475613	5	Pieza	ALBUMINA BOVINA FRACCION V. SOLUCION AL 7.5%;ESTERIL;GRADO CULTIVO CELULAR.CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0107.00			
592	05475615	1	Pieza	ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO CONTRA INMUNOGLOBULINA IGG HUMANA

(CADENAS-GAMMA) CONJUGADO CON  
 PEROXIDASA. PARA INMUNOBLOT; ELISA  
 E INMUNOHISTOQUIMICA. CADUCIDAD  
 MINIMA DE 1 AÑO. TRANSPORTAR A 4  
 GRADOS CENTIGRADOS.  
 PRESENTACION: PIEZA CON 2 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0107.00

593 05475616 1 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO  
 CONTRA INMUNOGLOBULINA IGM  
 HUMANA (CADENAS-MU) CONJUGADO CON  
 PEROXIDASA. PARA INMUNOBLOT ELISA E  
 INMUNOHISTOQUIMICA CADUCIDAD MINIMA  
 DE UN AÑO TRANSPORTAR A 4 GRADOS  
 CENTIGRADOS PRES FCO 2 ML  
 PRESENTACION: PIEZA CON 2 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0107.00

594 05475622 1 Pieza LECTINA ULEX EUROPAEUS I (UEA I)  
 MARCADA CON BIOTINA EN POLVO  
 LIOFILIZADO CONTENIENDO  
 APROXIMADAMENTE 85% DE PROTEINA EN  
 BUFFER DE CITRATO DE SODIO  
 TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS  
 PRES FRASCO CON 2 MG  
 PRESENTACION: PIEZA CON 25 MILIGRAMOS

ene:1

Departamento: 0107.00

595 05475624 7 Pieza SOLUCION SALINA BALANCEADA DE  
 HANKS (HBSS) LIQUIDO 10X C/ROJO DE  
 FENOL SIN CLORURO DE CALCIO NI  
 SULFATO DE MAGNESIO NI BICARBONATO  
 DE SODIO ESTERIL GRADO CULTIVO  
 CELULAR CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO  
 PRES FRASCO DE 100ML  
 PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1

Departamento: 0107.00

596 05475627 2 Pieza MEDIO BASAL OF PARA LA  
 DIFERENCIACION DE BACILOS  
 GRAM-NEGATIVOS POR OXIDACION Y  
 FERMENTACION. POLVO PARA PREPARAR  
 MEDIOS DE CULTIVO. CADUCIDAD MINIMA  
 DE UN AÑO. EL PRODUCTO TIENE QUE  
 HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN  
 EL LABORATORIO USUARIO CON  
 ANTERIORIDAD.  
 PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

597 05475631 56 Caja KIT PARA SINTESIS DE CDNA Y PCR EN  
 TIEMPO REAL CUANTITATIVO EN UN SOLO  
 PASO PARA USARSE EN CONDICIONES DE

REACCION ESTANDARD Y RAPIDA (FAST)  
 .CONTIENE 1 VIAL CON 500  
 MICROLITROS DE MEZCLA DE  
 TRANSCRIPTASA REVERSA M-MLV  
 MODIFICADA PARA INCREMENTAR  
 ESTABILIDAD TERMICA Y BAJA  
 ACTIVIDAD DE RNASAS H Y TAQDNA  
 POLIMERASA RECOMBINANTE;MODIFICADA  
 PARA REACCION HOT-START;1 BOTE CON  
 12.5ML DE MEZCLA DE REACCION 2X(6  
 MILIMOLAR MGS04;0.4 MILIMOLAR DNTPS  
 Y ESTABILIZADORES DE REACCION) 2  
 VIALES DE 1ML DE MGSO4 50  
 MILIMOLAR;1 VIAL DE 500 MICROLITROS  
 DE COLORANTE ROX 25 MICROMOLAR.PARA  
 USO EN EQUIPOS DE PCR EN TIEMPO  
 REAL 7500 Y 7500 FAST PRES KIT  
 P/500 REACCIONES  
 PRESENTACION: KIT PARA 500 REACCIONES

ene:14 abr:14 jul:14 oct:14  
 Departamento: 0107.00

598 05475640 10 Paquete REACTIVOS PARA ENSAYO DE REPORTEROS  
 DUAL-LUCIFERASA PARA UNA EFICIENTE  
 MEDICION DE AMBOS REPORTEROS DE  
 LUCIFERASA EN LA MISMA MEDICION  
 CONTIENE BUFFERDE LISIS  
 PASIVA.REQUIERE CONGELACION.  
 PRESENTACION: CAJA PARA 1000 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0203.00

599 05475647 60 Caja REVELADOR INMOBILION PARA WESTER  
 BLOT SUSTRATO HRPPARA  
 INMUNODETECCION QUIMIOLUMINUCENTE  
 EN TECNICA DE WESTERN BLOT PRES  
 CJA/KIT CONTIENE LA CAJA DOS  
 FRASCOS UNO CON LUMINOL 50 ML Y  
 OTRO CON SOLUCION PEROXIDO 50 ML  
 PRES CAJA  
 PRESENTACION: CAJA CON 2 FRASCOS

ene:15 abr:15 jul:15 oct:15  
 Departamento: 0203.00

600 05475658 1 Pieza D-(+)-GLUCOSA ANHIDRA GRADO  
 REACTIVO ACS PRESENTACION FRASCO DE  
 500 G  
 PRESENTACION: PIEZA DE 500 GRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0203.00

601 05475662 20 Botella ISOPROPANOL(2-PROPANOL)MINIMO 99%  
 DE PUREZA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR.  
 PRESENTACION FRASCO CON 1 L  
 PRESENTACION: BOTELLA DE 500 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
 Departamento: 0203.00

602	05475666	5	Frasco	PERSULFATO DE AMONIO REACTIVO DE ALTA PUREZA PARA ELECTROFORESIS PRESENTACION FRASCO CON 10 GRAMOS CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: PIEZA DE 10 GRAMOS
	ene:2	abr:2	jul:1	
	Departamento:	0203.00	0307.00	
603	05475670	10	Pieza	AICAR ACTIVADOR DE MPK PERMEABLE A LA CELULA MINIMO 99% DE PUREZA EN POLVO GRADO HPLC REQUIERE REFRIGERACION PRESENTACION FRASCO CON 25 MG PRESENTACION: PIEZA DE 25 MILIGRAMOS
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento:	0203.00		
604	05475673	5	Pieza	COMPUESTO C INHIBIDOR SELECTIVO DE AMPK MAYOR A 98% DE PUREZA GRADO HPLC.REQUIERE REFRIGERACION PRESENTACION FRASCO CON 25 MILIGRAMOS PRESENTACION: PIEZA CON 25 MILIGRAMOS
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0203.00		
605	05475674	2	Frasco	AZIDA DE SODIO EN POLVO PUREZA MAYOR A 99.5% PRESENTACION FRASCO CON 250 GRAMOS PRESENTACION: FRASCO DE 100 GRAMOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0417.00		
606	05475675	2	Pieza	INSULINA EN SOLUCION DE PANCREAS BOVINOS 10 MILIGRAMOS POR MILILITRO EN HEPES FILTRADO ESTERIL PARA CULTIVO CELULAR PRES FCO C/5 ML. PRESENTACION: PIEZA DE 5 MILILITROS
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0203.00		
607	05475676	10	Caja	MEDIO DE CULTIVO DMEM-F12 REQUIERE CONGELACION PRES CJA MCA GIBCO PARTE DE LIFE TECHNOLOGIES 10 X 1 LT PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento:	0203.00		
608	05475678	3	Pieza	PROTEINA G-AGAROSA CON DNA DE ESPERMA DE SALMON PARA INMUNOPRECIPITACION DE CROMATINA PROTEINA G RECOMBINANTE UNIDA A LA AGAROSA POR BROMURO DE CIANOGENO Y DNA DE ESPERMA DE SALMON SONICADO PARA BLOQUEAR UNIONES INESPECIFICAS EN SOLUCION(50% GEL SLURRY) REQUIERE REFRIGERACION PRES VIAL

				C/5 ML
				PRESENTACION: PIEZA DE 5 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
609	05475679		3	Pieza
				PROTEINA A-AGAROSA CON DNA DE ESPERMA DE SALMON PARA INMUNOPRECIPITACION DE CROMATINA PROTEINA A RECOMBINANTE UNIDA A LA AGAROSA POR BROMURO DE CIANOGENO Y DNA DE ESPERMA DE SALMON SONICADO PARA BLOQUEAR UNIONES INESPECIFICAS EN SOLUCION(50% GEL SLURRY) REQUIERE REFRIGERACION PRES VIAL D/5 ML PRESENTACION: PIEZA DE 5 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
610	05475683		14	Pieza
				TRIPURE REACTIVO DE TRIZOL P/AISLAR DNA RNA Y PROTEINA LISTO PARA USARSE EN SOLUCION MONOFASICA DE FENOL E ISOTIOCIANATO DE GUANIDINA QUE PERMITE LA SEPARACION DE RNA EN UN SOLO PASO MANTENIENDO SU INTEGRIDAD ADECUADA PARA UTILIZAR CANTIDADES DE TEJIDO DESDE 50-100 MILIGRAMOS HASTA MAS DE UN GRAMO Y DE CELULAS DESDE 5 MILLONES A MAS DE 10 MILLONES DE ORIGEN HUMANO ANIMAL PLANTAS Y BACTERIAS EL RNA OBTENIDO ESTA LIBRE DE DNA Y PROTEINAS.REQUIERE REFRIGERACION PRESENTACION FRASCO CON 200 ML PRESENTACION: BOTELLA CON 200 MILILITRO
	ene:4	abr:4	jul:3	oct:3
	Departamento: 0203.00 0307.00			
611	05475685		15	Frasco
				HEXANO GRADO HPLC CUMPLIR CON LOS REQUERIMINETOS DE LA ACS. PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3
	Departamento: 0202.00			
612	05475686		3	Frasco
				DIMETILSULFOXIDO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.9% LIBRE DE RNAsas Y DNAsas PRESENTACION FRASCO DE 500 ML PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0109.00			
613	05475687		4	Botella
				ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO HPLC 99.2% O MAS CAS 64-17-5 UN 1170 PRES FCO CON 4 LT PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			

614	05475692	3	Pieza	ENSAYO DE PROTEINA REACTIVO S BIORAD DC PARA CUANTIFICACION DE PROTEINAS EXTRAIDAS CON DETERGENTES PRESENTACION FRASCO CON 5 MILILITROS PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
615	05475694	3	Pieza	IGEPAL CA-630 LIQUIDO VISCOSO DETERGENTE NO IONICONO DESNATURALIZANTE.PRES FRASCO C/100 ML PRESENTACION: PIEZA DE 100 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
616	05475695	1	Frasco	DEXAMETASONA PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILIGRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0202.00			
617	05475696	3	Frasco	SUERO DE CABALLO BSL CON TRIPLE FILTRADO ESTERIL COLECTADO DE DONADORES SELECTOS DE CABALLOS NORTE AMERICANOS ALMACENADO EN BOTELLAS DE PLASTICO PETG REQUIERE CONGELACION PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
618	05475698	15	Pieza	3 ISOBUTIL-1-METILXANTINA ULTRAPURO MINIMO 99% DE PUREZA.REQUIERE CONGELACION.PRESENTACION FRASCO CON 250 MILIGRAMOS PRESENTACION: PIEZA DE 250 MILIGRAMOS
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3
	Departamento: 0203.00			
619	05475706	1	Frasco	XILENO O XILOL PARA HISTOLOGIA PRESENTACION FRASCO CON 500 ML PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML.
	ene:1			
	Departamento: 0106.00			
620	05475711	1	Frasco	ACIDO L ASCORBICO. PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILIGRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0202.00			
621	05475731	4	Frasco	SOLUCION DE HEPES BUFFER(1M) CONTENIENDO 238.3g/l PREPARADA EN AGUA DESTILADA Y PH 7.2 A 7.5 CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRESENTACION FRASCO CON 100 MILILITROS

PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILILITROS

ene:1      abr:1      jul:1      oct:1  
 Departamento: 0106.00

622 05475734                      6 Frasco      ACIDO SULFURICO DEL 95-98% PARA  
 TRAZAS DE METALES CON UNA PUREZA  
 BASADO EN METALES TRAZA DEL 99.999%  
 EN BOTELLA DE VIDRIO DENSIDAD DE  
 1.840 G/ML A 253C FRASCO CON 500 ML  
 CADUCIDAD MINIMA DE 2 A6OS  
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:2      abr:2      jul:1      oct:1  
 Departamento: 0204.00

623 05475737                      2 Pieza      BOROHIDRURO DE SODIO ULTRAPURO 99%  
 PRES FRASCO CON 25 GMS  
 PRESENTACION: FRASCO CON 25 GRAMOS

ene:1      abr:1  
 Departamento: 0204.00

624 05475740                      1 Frasco      DICROMATO DE POTASIO. PATRON  
 PRIMARIO. MATERIAL DE REFERENCIA  
 SECUNDARIO PARA VALORACIONES REDOX.  
 REFERIDO A MATERIAL DE REFERENCIA  
 ESTANDAR (SRM) DE NIST. CON  
 CONTENIDO 99.90%. APTO PARA  
 LLENADO / CORRESPONDE. HS: 2841 40  
 00. COLOR DE ALMACENAJE: NARANJA.  
 CON CERTIFICADO DE VIGENCIA HASTA  
 EL 2017 g 2018.  
 PRESENTACION: FRASCO CON 80 GRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0204.00

625 05475742                      1 Pieza      MODIFICADOR DE MATRIZ PALADIUM DE  
 1000 MG/L EN ACIDO NITRICO (PD  
 (NO3)2) EN 1% HN03 PRESENTACION  
 FRASCO CON 50 ML  
 PRESENTACION: FRASCO CON 50 GRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0204.00

626 05475744                      1 Pieza      POLISOBATO 80 NEUTRALIZANTE  
 MICROBIANO PRESENTACION FRASCO CON  
 100 ML  
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML

ene:1  
 Departamento: 0204.00

627 05475746                      2 Pieza      YODURO DE POTASIO ULTRAPURO < 99.5  
 % FOSFATO <10 MG/KG CA <<10 MG/KG  
 FE< 5 MG/KG PRESENTACION FRASCO  
 C/100 G  
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1      abr:1  
 Departamento: 0204.00

628 05475748                      1 Frasco      YODURO DE POTASIO.

ene:1  
Departamento: 0202.00

629 05475751 1 Frasco PERMANGANATO DE POTASIO PUREZA  
MAYOR A 99.0 % PRESENTACION 100  
GRAMOS CADUCIDAD MINIMO 1 A60  
PRESENTAR MUESTRA FÍSICA O CATALOGO  
PARA EVALUACION  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0204.00

630 05475775 78 Caja MULTITEST CD3 CD8 CD45 CD4  
PRESENTACION CAJA CON 50 PRUEBAS  
PRESENTACION: CAJA CON 50 PRUEBAS

ene:20 abr:20 jul:19 oct:19  
Departamento: 0107.00

631 05475802 2 KIT DNA POLIMERASE TAQ CON AMORTIGUADOR  
THERMO POL  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: KIT CON 2000 UNIDADES

ene:1 abr:1  
Departamento: 0307.00

632 05475852 5 Rollo MEMBRANA PARA DETECCION DE  
PROTEINAS ( WESTERN BLOTTING  
MEMBRANES PVDF) PRES. ROLLO DE 30  
CM X 3,00 M.  
PRESENTACION: ROLLO DE 30 CM X 3.00 M

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0109.00

633 05475858 10 Pieza REACTIVO DE TRANSFECCION  
LIPOFECTAMINE LTX 1ML AMPLIA CAD  
REQUIERE REFRIGERACION ENTREGAR  
DIRECTO EN LAB (LIPOFECTAMINE LTX,  
1ML EA) PRESENTACION VIAL DE 1 ML  
PRESENTACION: PIEZA DE 1 MILILITRO

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

634 05475873 1 Pieza ACIDO METAFOSFORICO REACTIVO  
ANALITICO ENSAYO 33.5-40%  
ESTABILIZADOR (NaPO3) 57-63% CAS  
37267-86-0 CON CERTIFICADO DE  
ANALISIS CADUCIDAD MINIMA DE 2 ANOS  
PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0204.00

635 05475891 1 Pieza CALDO NUTRITIVO MEDIO DESHIDRATADO  
PARA EL CULTIVO DE MICROORGANISMOS  
NO FASTIDIOSOS. EL PRODUCTO TIENE  
QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO  
EN EL LABORATORIO USUARIO CON

ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE  
DOS ANOS PRESENTACION FRASCO CON  
500 GRAMOS  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0107.00

636	05475893	4	Pieza	MEDIO MIO PARA LA DIFERENCIACION DE ENTEROBACTERIAS BASADO EN MOTILIDAD; ACTIVIDAD DE ORNITINA-DESCARBOXILASA Y PRODUCCION DE INDOL. POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. FCO CON 500 GR PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS
-----	----------	---	-------	---

ene:1      abr:1      jul:1      oct:1

Departamento: 0107.00

637	05475904	1	Frasco	MATERIAL DE REFERENCIA PRIMARIO PARA PH (TETRABORATO DE SODIO DECAHIDRATADO) DMR DMR358 MATRIZ SAL MAGNITUD VALOR CERTIFICADO PAA PH=9,180 A 25 GRADOS CENTIGRADOS FECHA DE CADUCIDAD 28-FEB-2014 FRASCO C/32G NOTA: INCLUYE COSTO COMPLEMENTARIO DE LOGISTICA PRESENTACION FRASCO CON 32 G. PRESENTACION: FRASCO CON 32 G.
-----	----------	---	--------	--

ene:1

Departamento: 0204.00

638	05475905	1	Frasco	L-ALANINA, MATERIAL CERTIFICADO NIST. PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
-----	----------	---	--------	---

ene:1

Departamento: 0204.00

639	05475907	1	Pieza	L-ACIDO ASPARTICO MATERIAL CERTIFICADO NIST. PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
-----	----------	---	-------	--

ene:1

Departamento: 0204.00

640	05475908	1	Frasco	L-CYSTEIC ACID MONOHYDRATE 99.00%, MATERIAL CERTIFICADO NIST PRESENTACION FCO 10 G PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
-----	----------	---	--------	--

ene:1

Departamento: 0204.00

641	05475909	1	Frasco	L-METHIONINE, MATERIAL CERTIFICADO NIST PRESENTACION FRASCO CON 1 G
-----	----------	---	--------	--

				PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
642	05475910	1	Frasco	L-TYROSINE, MATERIAL CERTIFICADO NIST. PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
643	05475911	1	Frasco	L-SERINE, MATERIAL CERTIFICADO NIST. PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
644	05475912	1	Pieza	L-ARGININE MATERIAL CERTIFICADO NIST PRESENTACION FRASCO DE 100 G PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
645	05475914	1	Frasco	L-LEUCINE, MATERIAL CERTIFICADO NIST. PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
646	05475915	1	Frasco	L-ISOLEUCINE, MATERIAL CERTIFICADO. PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
647	05475916	1	Frasco	L-HISTIDINE0 MATERIAL CERTIFICADO NIST PRESENTACION FCO CON 1 G. PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
648	05475917	1	Frasco	L-GLYCINE, MATERIAL CERTIFICADO NIST. PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
649	05475918	1	Frasco	L-VALINE, MATERIAL CERTIFICADO NIST. PRESENTACION FRASCO DE 1 GRAMO PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
650	05475920	1	Frasco	L-THREONINE, MATERIAL CERTIFICADO

NIST. PRES. FCO. C/1 GRAMO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO

ene:1

Departamento: 0204.00

651 05475958 1 Frasco ANTICUERPO ANTI-KI67 MONOCLONAL  
CLONA SP6 DE HUMANO HECHO EN CONEJO  
P/INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
PARAFINA TRANS EN CONGELACION  
ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO  
USUARIO PRES FCO CON  
PRESENTACION: VIAL CON 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

652 05475966 10 Caja REACTIVO DE TRANSFECCION P/LINEAS  
CELULARES POLYFECK (4X1.0ml) PRES  
KIT (4X4.0 ML)  
PRESENTACION: CAJA

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0203.00

653 05476024 2 Equipo KIT PARA PURIFICACION DE ACIDOS  
NUCLEICOS A PARTIR DE PRODUCTOS DE  
AMPLIFICACION O GELES DE AGAROSA  
PARA USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO DE  
EXTRACCION AUTOMATIZADA QIACUBE  
PRES KIT P/250 PBAS  
PRESENTACION: EQUIPO CON 250 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0106.00

654 05476026 2 Equipo SONDA DNA FISH CEP 15 ALFA  
SATELITE PARA LA TINCION  
CENTROMERICA DEL CROMOSOMA 15 LOCUS  
D15Z1SPECTRUM AQUA CADUCIDAD MINIMA  
DE UN A60, TRANSPORTADA EN HIELO  
SECO PRESENTACION EQUIPO CON 20  
MICROLITROS  
PRESENTACION: EQUIPO CON 20 MICROLITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0106.00

655 05476050 11 Botella HISTOPAQUE-1077 HYBRI-MAX SOLUCION  
USADA PARA CREAR UN MEDIO DE  
DENSIDAD PARA LA PURIFICAION DE  
LINFOCITOS Y OTRAS CELULAS  
MONONUCLEARES DENSIDAD DE 1.077  
g/mL A 25 GRADOS CENTIGRADOS.  
SOLUCION ESTERILIZADA POR  
FILTRACION PROBADA CONTRA  
ENDOTOXINA E HYBRIDOMA CADUCIDAD  
MINIMA DE 1 ANO SE TRANSPORTA Y SE  
ALMACENA DE 2 A 8 GRADOS  
CENTIGRADOS PRES 500 ML  
PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO

ene:3 abr:3 jul:3 oct:2

Departamento: 0107.00

656	05476051	5	Caja	MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE 500 pb MARCADO CON EL FLUOROFORO LIZ PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE ELECTROFORESIS EN CAPILAR BASADO EN FLUORECENCIA 3131x1 DE APPLIED BIOSYSTEMS C/16 FRAGMENTOS DE DNA DE 35 50 75 100 139 150 160 200 250 300 340 350 400 450 490 Y 500 pb TRANSPORTAR DE 2 A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION CAJA 2 VIALES DE 200 MICROLITROS C/U PRESENTACION: CAJA CON 2 VIALES
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0107.00			
657	05476052	1	Pieza	REACTIVO A PARA REVELAR PRUEBA DE VOGES-PROSKAUER. FRASCO-GOTERO CON 50 MILILITROS DEL REACTIVO A. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. PRESENTACION: PIEZA CON 50 MILILITROS
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
658	05476053	1	Pieza	REACTIVO B PARA REVELAR PRUEBAS DE VOGES-PROSKAUER. FRASCO-GOTERO CON 50 MILILITROS DE REACTIVO B. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. PRESENTACION: PIEZA CON 50 MILILITROS
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
659	05476066	2	Pieza	N-ACETIL-CISTEINA DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB USUARIO PRES FCO C/500 G PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1			
	abr:1			
	Departamento: 0107.01			
660	05476071	1	Pieza	SAL DE EDTA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR;DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB USUARIO PRESENTACION DE 500 G PRESENTACION: FRASCO CON 1 KILOGRAMO
	ene:1			
	Departamento: 0107.01			
661	05476072	1	Frasco	TIRAS TAXO PARA PRUEBA DE NIACINA EN CEPAS DE MYCOBACTERIUM

TUBERCULOSIS. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO USUARIO. PRES FCO CON 25 TIRAS  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 TIRAS

ene:1

Departamento: 0107.01

662 05476073 2 Frasco

TIRAS TAXO PARA PRUEBAS DE NITRITRITOS PARA DETECTAR NITRATO REDUCTASA ENTRE CEPAS DE MICROBACTERIAS. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN LABORATOTIO.PRES FCO CON 25 TIRAS  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 TIRAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

663 05476075 1 Pieza

COLORANTE EN POLVO DE FUCSINA BASICA DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
PRESENTACION FRASCO CON 25 G  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G.

ene:1

Departamento: 0107.01

664 05476115 2 Frasco

HEPES (ACIDO 4-(HIDROXETHIL) PIPERAZINA-1 ETHANOSULFONIC; N-(2-HIDROXIETHIL) PIPERAZINA-N'-(2-ETHANESULFONICAACI D) DE ALTA PUREZA (99.5%; TITRATION) CON IMPUREZAS INSOLUBLE DE FACIL DESCARTE POR FILTRACION  
PRESENTACION FCO CON 1 KG  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 KG

ene:1 abr:1

Departamento: 0109.00

665 05476136 1 Frasco

PERSULFATO DE POTASIO  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0202.00

666 05476187 3 Pieza

AGAR CITRATO SIMMONS PARA LA DIFERENCIACION DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS POLVO PARA PREPARAR MEDIO DE CULTIVO CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. EL REACTIVO TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD.  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0107.00

667	05476194	7	Frasco	SOLUCION AMORTIGUADORA LAEMMLI PARA MUESTRAS DE PROTEINAS (LAEMMLI SAMPLE BUFFER) EN GELES DE POLIACRILAMIDA (SDS-PAGE) PRES FCO CON 30 ML PRESENTACION: FRASCO CON 30 ML
	ene:3	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento:	0109.00	0202.00	0203.00
668	05476195	27	Frasco	LECHE EN POLVO SIN GRASA; GRADO BIOLOGIA MOLECULAR PARA BLOQUEO PARA MEMBRANAS DE WESTERN BLOT. PRESENTACION: FRASCO CON 600 GRAMOS
	ene:8	abr:7	jul:6	oct:6
	Departamento:	0109.00	0203.00	
669	05476196	4	Frasco	LIPOPROTEIN LIPASA DE LECHE BOVINA 2000-6000 UNIDADES/ mgr DE PROTEINA; 0.37 mgr DE PROTEINA/ml RECONSTRUIDA EN SULFATO DE AMONIO. REQUIERE ALMACENAJE EN REFRIGERACION PRES FRASCO DE 1 KU
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0203.00		
670	05476202	2	Caja	KIT DE BUFFER T4 DNA LIGASA QUE CONTIENE 3 TUBOS DE 500 MICROLITROS CADA UNO DE BUFFER 10 X CUYA COMPOSICION ES DE 300 MILIMOLAR Tris-HCL pH 7.8 A 25GRADOS CENTIGRADOS 100 MILIMOLAR MgCl2 100 MILIMOLAR DTT Y 10 MILIMOLAR ATP REQUIERE ALMACENAR A -20 GRADOS CENTIGRADOS PRES 1.5 ML PRESENTACION: CAJA
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0203.00		
671	05476204	5	Frasco	LEPTINA DE RATA RECOMBINANTE DE 1 MLIGRAMO EXPRESADA EN E-COLI POLVO LIOFILIZADO EN SOLUCION DE PVS FILTRADA A 0.2 MICROMETROS PUREZA MAYOR A 97 % SDS-PAGE PRESENTACION: FRASCO
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0203.00		
672	05476206	3	EQUIPO	KIT TOPO-TA CLONING PARA CLONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PCR DIRECTAMENTE DE UNA REACCIO DE PCR EN SOLO 5 MINUTOS PRESENTACION: EQUIPO
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0203.00		
673	05476208	2	Pieza	PALMITATO DE SODIO. FORMULA

CH3(CH2)14COONa; POLVO BLANCO CON  
 PUREZA 98.5%; PESO MOLECULAR  
 278.41. ALMACENAR A 4 GRADOS  
 CENTIGRADOS PRESENTACION FRASCO CON  
 5 G  
 PRESENTACION: PIEZA CON 5 GRAMOS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0203.00

674 05476216 3 Pieza

T4 POLINUCLEOTIDO CINASA ENZIMA QUE  
 CATALIZA LA TRANSFERENCIA DE UN  
 FOSFATO DE ATP AL EXTERMO 5 PRIMA  
 DE POLINUCLEOTIDOS ENZIMA  
 RECOMBINANTE PURIFICADA DE E. COLI  
 PARA FOSFORILAR RNA Y DNA  
 TRANSPORTAR Y ALMACENAR EN  
 CONFGELACION PRES VIAL DE 1000  
 UNIDADES  
 PRESENTACION: PIEZA CON 1000 UNIDADES

ene:1 abr:1 jul:1  
 Departamento: 0203.00

675 05476217 3 Caja

BUFFER DE UNION PARA ENSAYOS DE  
 RETARDO DE MOVILIDAD  
 ELECTROFORETICA (EMSA) REACTIVO  
 PREPARADO PARA USARSE EN ENSAYOS DE  
 INTERACCION PROTEINA-DNA  
 TRANSPORTAR Y ALMACENAR EN  
 CONGELACION PRES CJA C/5 FCOS DE  
 200 ML  
 PRESENTACION: CAJA CON 5 FCOS DE 200 MI

ene:1 abr:1 jul:1  
 Departamento: 0203.00

676 05476225 2 Pieza

(+/-) -EQUOL REACTIVO  
 PRESENTACION: PIEZA DE 1 MICROGRAMO

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0203.00

677 05476238 2 Frasco

METIL-AMINOISOBUTIRATO  
 PRESENTACION: FRASCO DE 1 GRAMO

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0203.00

678 05476243 3 Caja

MEZCLA DE REACTIVOS SIN ROX PARA  
 PCR EN TIEMPO REAL CONCENTRACION 2X  
 PARA DDETECCION DE SONDAS DE  
 HIDRIOLISIS (LightCycler 480 Probes  
 Master) CONTIENE ENZIMA TAQ  
 ADNpolimerasa DE ARRANQUE EN  
 CALIENTE BUFFER DE REACCION MEZCLA  
 DE dNTPs CON dUTP Y CLORURO DE  
 MAGNESIO 6.24 mM INCLUYE 2 FRASCOS  
 DE AGUA GRADO PCR PRES CJA C/10  
 FCOS  
 PRESENTACION: CAJA CON 10 FRASCOS

ene:1 abr:1 jul:1  
 Departamento: 0203.00

679	05476250	2	Caja	REACTIVO ZYM B PARA REVELAR LAS REACCIONES NO ESPONTANEAS DE LAS GALERIAS API STREP Y API STAPH EN AMPOLLETAS DE SEGURIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE 6 MESES PRESENTACION CAJA 2 AMPOLLETAS X 5 ML PRESENTACION: CAJA CON 2 AMPOLLETAS
	feb:1		ago:1	
	Departamento: 0204.00			
680	05476256	2	Caja	FLUIDO PARA REHIDRATACION DE BIO BALL MULTISHOT 550. PRESENTACION CAJA CON 20 VIALES PRESENTACION: CAJA C/20 VIALES
	ene:1		abr:1	
	Departamento: 0204.00			
681	05476257	1	Pieza	SAL DE CONTROL PARA 11% DE H.R. TIPO SAL-T/C; CON CERTIFICADO EUROPEO DE VIGENCIA DURANTE EL 2013 PRESENTACION PIEZA PRESENTACION: CAJA
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
682	05476258	1	Pieza	SAL DE CONTROL PARA 53% DE H.R. TIPO SAL-T/C; CON CERTIFICADO EUROPEO DE VIGENCIA DURANTE EL 2013 PRESENTACION PIEZA PRESENTACION: CAJA
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
683	05476259	1	Pieza	SAL DE CONTROL PARA 75% DE H.R. TIPO SAL-T/C; CON CERTIFICADO EUROPEO DE VIGENCIA DURANTE EL 2013 PRESENTACION PIEZA PRESENTACION: CAJA
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
684	05476260	1	Pieza	SAL DE CONTROL PARA 90% DE H.R. TIPO SAL-T/C; CON CERTIFICADO EUROPEO DE VIGENCIA DURANTE EL 2011 PRESENTACION PIEZA PRESENTACION: CAJA
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
685	05476300	2	Frasco	TAKADIASTASA O ALFA AMILASA PROVENIENTE DE ASPERGILLUS ORYZAE PRESENTACION: FRASCO CON 100 UNIDADES MG UNA UNIDAD CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE ENZIMA QUE LEBERA UN MICROMOL DE MALTOSA POR MINUTO A PH 6 Y 25° C, CAS 9001-19-. 8, PRESENTACION FRASCO CON 25 GRAMOS
.				
.				
.				
	ene:2			

Departamento: 0202.00 0204.00

686 05476304 1 Frasco AZUL DE METILENO SOLUBLE EN AGUA  
CONTENIDO DE COLORANTE  
APROXIMADAMENTE 60% ALMACENAMIENTO  
A TEMPERATURA AMBIENTE PRESENTACION  
FRASCO CON 100 G

Departamento: 0204.00

687 05476321 1 Frasco ANTICUERPOS DE CONEJO ANTI-PPARG  
POLICLONAL Igg 1.0ml DE PBS  
CONGELACION A 2-8 GRADOS C ENTREGA  
EN LABORATORIO PRES VIAL DE 200  
UG/ML  
PRESENTACION: TUBO

ene:1

Departamento: 0307.00

688 05476322 1 Frasco ANTICUERPO DE CONEJO ANTI-PPARG2  
CADA VIAL CONTIENE 200mg Igg en  
1.0ml de PBS APLICACIONES  
INMUNOPRECIPITACION  
INMUNOHISTOQUIMICA  
INMUNOFLUORESCENCIA WESTERN BLOT  
REFRIGERACION A 2-8 GRADOS C SE  
ENTREGA EN LABORATORIO PRES VIAL  
200 UG/ML  
PRESENTACION: TUBO

ene:1

Departamento: 0307.00

689 05476323 1 Vial ANTICUERPO DE CONEJO ANTI-PPARA  
POLICLONAL CADA VIAL CONTIENE 200  
MICROGRAMOS Igg EN 1.0 DE PBS  
APLICACIONES INMUNOPRECIPITACION  
INMUNOFLUORESCENCIA WESTERN BLOT  
REFRIGERACION 2-8 GRADOS C ENTREGA  
EN LABORATORIO PRES VIAL DE 200  
UG/ML  
PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0307.00

690 05476324 1 Vial ANTICUERPO DE CONEJO ANTI-PPRD  
POLICLONAL CADA VIAL CONTIENE 200  
MICROGRAMOS Igg EN 1.0 DE PBS  
APLICACIONES INMUNOPRECIPITACION  
INMUNOFLUORESCENCIA WESTERN  
BLOT.REFRIGERACION 2-8 GRADOS C  
ENTREGA EN LABORATORIO PRES VIAL DE  
200 UG/ML  
PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0307.00

691 05476325 1 Vial ANTICUERPO DE CONEJO ANTI-SCD  
POLICLONAL CADA VIAL CONTIENE 200

MICROGRAMOS Igg EN 1.0 DE PBS  
 APLICACIONES INMUNOPRECIPITACION  
 INMUNOFLUORESCENCIA WESTERN BLOT  
 REFRIGERACION 2-8 GRADOS C ENTREGA  
 EN LABORATORIO PRES VIAL DE 200  
 MG/ML  
 PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0307.00

692 05476326 1 Vial

ANTICUERPO DE CONEJO ANTI-PGC-1  
 POLICLONAL CADA VIAL CONTIENE 200  
 MICROGRAMOS Igg EN 1.0 DE PBS  
 APLICACIONES INMUNOPRECIPITACION  
 INMUNOFLUORESCENCIA WESTERN BLOT  
 REFRIGERACION 2-8 GRADOS C ENTREGA  
 EN LABORATORIO PRES VIAL DE 200  
 UG/ML  
 PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0307.00

693 05476327 1 Vial

ANTICUERPO DE CONEJO ANTI-ADPN  
 POLICLONAL CADA VIAL CONTIENE 200  
 MICROGRAMOS Igg EN 1.0 DE PBS.  
 APLICACIONES INMUNOPRECIPITACION  
 INMUNOFLUORESCENCIA WESTERN BLOT  
 REFRIGERACION 2-8 GRADOS C ENTREGA  
 EN LABORATORIO PRES VIAL DE 200  
 UG/ML  
 PRESENTACION: VIAL CON 200 MICROGRAMOS

ene:1

Departamento: 0307.00

694 05476328 1 Vial

ANTICUERPO DE CONEJO ANTI-ATGL  
 POLICLONAL CADA VIAL CONTIENE 200  
 MICROGRAMOS Igg EN 1.0 DE PBS  
 APLICACIONES INMUNOPRECIPITACION  
 INMUNOFLUORESCENCIA WESTERN BLOT  
 REFRIGERACION 2-8 GRADOS C ENTREGA  
 EN LABORATORIO PRES VIAL CON 200  
 UG/ML  
 PRESENTACION: VIAL CON 200 MICROGRAMOS

ene:1

Departamento: 0307.00

695 05476329 1 Vial

ANTICUERPO DE CONEJO ANTI-PGC-1B  
 POLICLONAL CADA VIAL CONTIENE 200  
 MICROGRAMOS Igg EN 1.0 DE PBS  
 APLICACIONES INMUNOPRECIPITACION  
 INMUNOFLUORESCENCIA WESTERN BLOT  
 REFRIGERACION 2-8 GRADOS  
 CENTRIGRADOS ENTREGA EN LABORATORIO  
 PRES VIAL C/200 UG/ML  
 PRESENTACION: VIAL CON 200 MICROGRAMOS

ene:1

Departamento: 0307.00

696	05476330	1	Vial	<p>ANTICUERPO DE CONEJO ANTI-ABC1  POLICLONAL CADA VIAL CONTIENE 200  MICROGRAMOS Igg EN 1.0 DE PBS  APLICACIONES INMUNOPRECIPITACION  INMUNOFLUORESCENCIA WESTERN BLOT  REFRIGERACION 2-8 GRADOS cETIGRADOS  ENTREGA EN LABORATORIO PRES VIAL DE  200 UG/ML  PRESENTACION: VIAL CON 200 MICROGRAMOS</p>
	ene:1			
	Departamento: 0307.00			
697	05476344	2	Pieza	<p>PROTECTOR INHIBIDOR DE RNASAS  INHIBE UNA AMPLIA VARIEDAD DE  RNASAS NO INTERFIERE CON EL  RENDIMIENTO DE LAS ENZIMAS  INCLUSIVE A ALTAS CONCENTRACIONES  COMPLETAMENTE ACTIVO SOBRE UN RANGO  DE PH DE 5.0 A 9.0 Y UNA  TEMPERATURA DE 25 GRADOS  CENTIGRADOS A 55 GRADOS  CENTIGRADOS. COMPATIBLE CON  APLICACIONES COMO RT-PCR Y QPCR  CONCENTRACION DE 40U/UL.  PRESENTACION: PIEZA CON 200 U/50 UL</p>
	ene:1 abr:1			
	Departamento: 0107.00			
698	05476369	1	Pieza	<p>ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI MSH-6  CLONA 44 HUMANO KEVANTADO EN RATON  P/TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL  INCLUIDOS EN PARAFINA  P/INMUNOHISTOQUIMICA.MANTENER EN  CONGELACION.MANEJO ESPECIAL  ENTREGAR EN  LAB.PRES:1ML.CONCENTRADO.  PRESENTACION: PIEZA</p>
	ene:1			
	Departamento: 0315.00			
699	05476380	1	Pieza	<p>ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI PD1  CLONA MRQ-22 P/HUMANO LEVANTADO EN  RATON P/TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL  INCLUIDOS EN PARAFINA  P/INMUNOHISTOQUIMICA,MANTENER EN  CONGELACION,MANEJO ESPECIAL,  ENTREGAR EN LAB.PRES:1ML  CONCENTRADO.  PRESENTACION: PIEZA</p>
	ene:1			
	Departamento: 0315.00			
700	05476385	1	Vial	<p>ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CICLINA  D1 CLONA SP4 PARA HUMANO LEVANTADO  EN CONEJO PARA TEJIDOS FIJADOS EN  FORMOL INCLUIDOS EN PARAFINA PARA  INMUNOHISTOQUIMICA TRANSPORTAR EN  CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL</p>

LABORATORIO PRESENTACION 1 VIAL  
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

701 05476389 1 Vial ANTICUERPO IgG FITC PARA HUMANO  
PARA TEJIDO POR CONGELACION Y  
FIJADO EN FORMOL PARA  
INMUNOFLUORESCENCIA. MANTENER EN  
CONEGLACION. MANEJO ESPECIAL.  
ENTREGAR EN LABORATORIO.  
PRESENTACION: 1 ML CONCENTRADO.  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

702 05476394 1 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL ANTI C3C FITC  
P/HUMANO LEVANTADO EN CONEJO  
P/TEJIDO POR CONGELACION Y FIJADO  
EN FORMOL P/INMUNOFLUORESCENCIA,  
MANTENER EN CONGELACION, MANEJO  
ESPECIAL, ENTREGAR EN LAB. PRES: 1ML  
CONCENTRADO.  
PRESENTACION: PIEZA

ene:1

Departamento: 0315.00

703 05476395 1 Vial ANTICUERPO ALBUMINA FITC P/HUMANO  
LEVANTADO EN CONEJO P/TEJIDOS POR  
CONGELACION Y FIJADOS EN FORMOL  
P/FLUORESCENCIA, MANTENER EN  
CONGELACION, MANEJO ESPECIAL,  
ENTREGAR EN LAB. PRES: 1ML  
CONCENTRADO.  
PRESENTACION: VIAL 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

704 05476396 1 Vial ANTICUERPO KAPPA FITC P/HUMANO  
LEVANTADO EN CONEJO P/TEJIDO POR  
CONGELACION Y FIJADO EN FORMOL  
P/INMUNOFLUORESCENCIA, MANTENER EN  
CONGELACION, MANEJO ESPECIAL,  
ENTREGAR EN LAB. PRES: 1ML  
CONCENTRADO.  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

705 05476414 1 Frasco ANTICUERPO ANTI-CD20 MONOCLONAL  
CLONA L26 P/HUMANO HECHO EN RATON  
P/INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
PARAFINA TRANSPORTAR EN CONGELACION  
ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO  
PRES FCO  
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0315.00

706 05476454 3 Equipo SONDA DNA FISH PARA LA DETECCION DE LA MICRODELECCION DE LA REGION 17p13. LSI p53 MARCADO CON SPECTRUM ORANGE CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO TRANSPORTAT EM HIELO SECO PRESENTACION EQUIPO CON 20 MICROLITROS  
PRESENTACION: EQUIPO CON 20 MICROLITROS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0106.00

707 05476457 1 Juego Sonda DNA FISH CEP6 alfa satelite para la tincion del cromosoma 6 locus D6Z1 spectrum orange Caducidad minima de un AÑO transportar en hielo seco PRESENTACION JUEGO CON 20 REACCIONES  
PRESENTACION: JUEGO PARA 20 REACCIONES

ene:1  
Departamento: 0106.00

708 05476460 2 Equipo SONDA DNA FISH CEP17 ALFA SATELITE PARA TINCION CENTROMERICA DEL CROMOSOMA 17 LOCUS D17Z1 SPECTRUM AQUA. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. TRANSPORTAR EN HIELO SECO PRESENTACION EQUIPO CON 20 MICROLITROS  
PRESENTACION: EQUIPO CON 20 MICROLITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0106.00

709 05476462 3 Pieza ANTICUERPO MONOCLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA ACETIL CoA CARBOXILASA 1 DE 265 KILODALTONS QUE REACCIONE CON HUMANO RATA Y RATON REQUIERE REFRIGERACION DILUIDO EN 60 % DE BUFER QUE CONTIENE 50 MILIMOLAR TRIS GLICINA PH 7.4 0.15 MOLAR NaCL 0.01 % ACIDA DE SODIO Y 0.05% DE BSA Y 40% DE GLICEROL PRES VIAL 100 UL  
PRESENTACION: PIEZA DE 100 MICROLITROS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

710 05476463 2 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA ADIPONECTINA PESO MOLECULAR 35 KILODALTONS REQUIERE CONGELACION Y CRUZA CON RATA DILUIDO EN PBS PH7.4 PRES VIAL CON 50 UG  
PRESENTACION: PIEZA CON 50 MICROLITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

711 05476487 99 Pieza EXTRAN LIQUIDO DETERGENTE ESPECIAL  
PARA LABORATORIO ALCALINO PRES  
FRASCO C/5 LITROS  
PRESENTACION: PIEZA CON 5 LITROS

ene:27 abr:27 jul:27 oct:18  
Departamento: 0107.00 0307.00

712 05476490 1 Frasco BUFFER MOPS ACIDO 3  
(N-MORFOLIN-PROPANO SULFONICO)  
4-MORFOLIN-PROPANE SULFONICOGRADO  
BIOLOGIA MOLECUALR 99.9% (T)  
PRPRESENTACION FRASCO CON 500 GR  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRS

ene:1  
Departamento: 0109.00

713 05476498 7 Frasco HISTOPAQUE 1077 HYBRI-MAX SOLUCION  
USASA PARA CREAR UN MEDIO DE  
DENSIDAD PARA LA SEPARACION Y  
PURIFICACION DE LINFOSITOS Y OTRAS  
CELULAS MONONUCLEARES DENSIDAD DE  
1.077 G/ML A 25 GRADOS C. SOLUCION  
ESTERILIZADA POR FILTRACION PROBADA  
CONTRA ENDOTOXINA E HYBRIDOMA PRES  
FCO C/500 ML  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML.

ene:3 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00 0315.00

714 05476505 1 Pieza ESTANDAR DE REFERENCIA USP ACIDO  
ASCORBICO (VITAMINA C) CON  
CERTIFICADO DE ANALISIS USP  
CADUCIDAD MINIMA DE 2 ANOS MANTENER  
EN REFRIGERACION ALEJADO DE LA LUZ  
PRES FRASCO C/1G  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO

ene:1  
Departamento: 0204.00

715 05476523 1 Frasco ANALIZADOR GENETICO POLIMERO POP6  
PARA 3100 3100AVANT PRES FCO C/7000  
UI  
PRESENTACION: FRASCO CON 7000 uL

ene:1  
Departamento: 0110.00

716 05476528 2 Pieza CARBENICILINA SAL DISODICA ANHIDRA  
(89-100%) PRESENTACION FRASCO DE 5  
MG  
PRESENTACION: FRASCO DE 5 GRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

717 05476530 4 Caja KIT DE AMPLIFICACION DE DNA DE ALTA  
FIDELIDAD INCLUYE 1 VIAL CON BUFFER

10X (600 MILIMOLAR DE TRIS-SULFATO PH 8.9 Y 180 MILIMOLAR DE SULFATO DE AMONIO) 1 VIAL CON SULFATO DE MAGNESIO 50 MILIMOLAR Y 1 VIAL DE MEZCLA PARA PCR 1.1X QUE CONTIENE TAQ DNA POLIMERASA-DNTPS; SALES Y SULFATO DE MAGNESIO TRANSPORTAR EN HIELO SECO CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO PRES CAJA PARA 100 AMPLIFICACIONES.  
PRESENTACION: CAJA CON 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.00

718 05476535 1 Pieza MEDIO DE LECHE DESCREMADA PARA EL MANTENIMIENTO Y PROPAGACION DE BACTERIAS ACIDO LACTICAS. EN POLVO. EL PRODUCTO TUVO QUE HABER SIDO APROBADO Y VALORADO POR EL LABORATORIO USUARIO CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO PRES FRASCO CON 500 GR  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0107.00

719 05476540 2 Caja SENSIDISCO DE MEROPENEM DE 10 MICROGRAMOS 50 DISCOS POR CARTUCHO \*\*TRANSPORTAR EN REFRIGERACION\*\* CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO PRES 2 CAJAS C/5 CARTUCHOS  
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

720 05476542 1 Frasco D( ) GLUCOSA REACTIVO PARA BIOLOGIA MOLECULAR PRES FCO C/1 KG  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 KG

ene:1  
Departamento: 0110.00

721 05476546 1 Vial ENZIMA DE RESTRICCIÓN Mlu I  
PRESENTACION VIAL CON 1000 UNIDADES  
PRESENTACION: VIAL CON 1000 INIDADES

ene:1  
Departamento: 0110.00

722 05476550 1 Frasco ENZIMA DE RESTRICCIÓN Sgf I PRES 250 U  
PRESENTACION: VIAL CON 250 UNIDADES

ene:1  
Departamento: 0110.00

723 05476555 4 Equipo ESPERMAFORM KIT DE TINCION RAPIDA PARA MORFOLOGIA ESPERMATICA CONTIENE 120 ML DE COLORANTE A - 120 ML DE COLORANTE B Y 120 ML DE FIJADOR E INSTRUCTIVO DE TECNICA

PRES KIT  
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0110.00

724 05476559 1 Kit ESTUCHE P/EXPRESION GENICA NT-GFP  
FUSION TOPO TA EXPRESION KIT TIENE  
TO POISOMERASA VECTOR DECLONACION  
ACTIVO C/PROTEINA DE FUSION VERDE  
FLUORESCENTE(gfp)EN REGION AMINO  
TERMINAL dNTPs CELULAS QUIMICAMENTE  
COMPETENTES TOP 10 E COLI MEDIO  
SOCK PRES KIT C/20 REACCIONES  
PRESENTACION: ESTUCHE

ene:1  
Departamento: 0110.00

725 05476567 2 Frasco MEZCLA DE REACCION PARA  
GENOTIPIFICACION DE POLIMORFISMOS  
MEDIANTE EL USO DE SONDAS TAQMAN  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML

ene:1 abr:1  
Departamento: 0106.00

726 05476569 6 Pieza RNA LATER. MEDIO PARA LA  
CONSERVACION DE TEJIDO PARA LA  
PURIFICACION DE RNA PRESENTACION  
FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML.

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

727 05476574 6 Kit SISTEMA PARA MINIPREPARACION DE DNA  
PLASMIDICO PRES KIT  
PRESENTACION: KIT PARA 50 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0110.00

728 05476587 1 Frasco TIERRA DE DIATOMEAS CELITA MEDIO  
512 CAS 91053-39 3 ESTANDAR SUPER  
CEL PRELAVADO PRES FRASCO C/1 KG  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 KG

ene:1  
Departamento: 0110.00

729 05476588 19 Frasco MEDIO PARA CULTIVO CELULAR RPMI  
1640 CON L GLUTAMINA Y SIN  
D-GLUCOSA CON ROJO DE FENOL 1X PRES  
FCO CON 500 ML MARCA GIBCO PARTE DE  
LIFE TECHNOLOGIES  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML

ene:6 abr:5 jul:4 oct:4  
Departamento: 0110.00 0115.00

730 05476589 3 Frasco N-N-METILEN BIS-ACRILAMIDA ALTA  
PUREZA PARA BIOLOGIA MOLECULAR PM  
154 PRES FRASCO CON 250 G  
PRESENTACION: FRASCO CON 250 G

ene:2 abr:1  
Departamento: 0110.00 0120.00

731 05476598 9 Frasco TRIS FORMA CRISTALINO COLOR  
BLANQUECINO INODORO PARA USO EN  
BIOLOGIA MOLECULAR PRES FCO C/1 KG  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 KG

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0110.00 0120.00

732 05476600 3 Frasco SDS (DODECIL SULFATO DE SODIO)  
ULTRAPURO PARA ELECTROFORESIS  
PUREZA MIN DE 99% PARA BIOLOGIA  
MOLECULAR PRESENTACION FRASCO DE  
500 G  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 G

ene:2 abr:1  
Departamento: 0120.00 0307.00

733 05476601 1 Frasco CLORURO DE MAGNESIO ANHIDRO GRADO  
REACTIVO ANALITICO CON 98 PORCIENTO  
DE PUREZA. NUMERO DE CAS 7791-18-6  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0204.00

734 05476612 2 Vial ANTICUERPO SECUNDARIO ANTI IgG (H+  
L) DE CONEJO PREPARADO EN CABRA Y  
CONJUGADO A HRP RECOMENDADO PARA  
WESTERN BLOT Y ELISA LIOFILIZADO DE  
PBS CON BSA CON UNA MASA DE  
0.8mg/ml DESPUES DE RECONSTRUIR EN  
2ml PRESENTACION VIAL CON 2 ML.  
PRESENTACION: VIAL CON 0.8 mg/ml

ene:1 abr:1  
Departamento: 0103.00

735 05476613 2 Frasco ANTICUERPO SECUNDARIO ANTI IgG (H  
L) DE RATON PREPARADO EN CABRA Y  
CONJUGADO A HRP RECOMENDADO PARA  
WESTERN BLOT Y ELISA LIOFILIZADO DE  
PBS CON BSA CON UNA MASA DE  
0.8mg/ml DESPUES DE RECONSTRUIR EN  
2ml PRES VIAL CON 0.8 MG/ML.  
PRESENTACION: VIAL CON 0.8 mg/ml

ene:1 abr:1  
Departamento: 0103.00

736 05476616 4 Vial ANTICUERPO PRIMARIO ANTIBETA ACTINA  
CLONA C4 PARA ENSAYOS TIPO WESTERN  
BLOT 1ml PRES VIAL CON 200 UG/ML  
PRESENTACION: VIAL CON 0.2 MG/ML

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0103.00

737 05476617 2 Vial ANTICUERPO PRIMARIO ANTI ALFA  
TUBULINA CLONA DM1A PARA ENSAYOS  
WESTERN BLOT PRESENTACION VIAL CON

0.2 mg EN 1 ml  
PRESENTACION: VIAL CON 0.2 MG/ML

ene:1 abr:1  
Departamento: 0103.00

738 05476618 1 Vial ANTICUERPO PRIMARIO ANTI IKB ALFA  
CLONA C-21 PARA ENSAYO TIPO WESTERN  
BLOT.VIAL CON 0.2mg EN 1ml  
PRESENTACION VIAL CON 0.2 MG/ML  
PRESENTACION: VIAL CON 0.2 MG/ML

ene:1  
Departamento: 0103.00

739 05476621 1 Vial PROTEINA RECOMBINANTE TNF ALFA  
HUMANA DE ALTA PUREZA Y ACTIVIDAD  
BIOLOGICA (20-50pg/ml) LIOFILIZADO  
DE PBS C/BSA PRESENTACION VIAL CON  
10 UG  
PRESENTACION: VIAL CON 0.2 MG/ML

ene:1  
Departamento: 0103.00

740 05476623 3 Botella SOLUCION DE BRADFORS CONCENTRADA  
(5x) PARA EVALUAR PROTEINAS PRES  
BOTELLA DE 450ml.  
PRESENTACION: BOTELLA CON 250ml.

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0103.00

741 05476625 6 Caja MEDIO DE CULTIVO DMEM CON  
L-GLUTAMINA Y PIRUVATO DE SODIO.  
10x1 LITRO EN POLVO PRESENTACION  
PAQUETE C/10 SOBRES X 1 L  
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0103.00

742 05476627 24 Frasco SUERO FETAL BOVINO LIBRE DE  
PIROGENOS PARA CULTIVO CELULAR  
PRESENTACION FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:6 abr:6 jul:6 oct:6  
Departamento: 0103.00

743 05476628 20 Frasco OLIGONUCLEOTIDOS SINTETICOS DE 30  
BASES DE DNA SECUENCIA A  
ESPECIFICARSE ESCALA DE SINTESIS DE  
50 NANOMOLAS DESPROTEGIDOS GRADO  
BIOLOGIA MOLECULAR PURIFICADOS EN  
CARTUCHO PARA MUTAGENESIS DIRIGIDA  
LIOFILIZADO PRES FRASCO C/50NM  
PRESENTACION: FRASCO C/50 NANOMOLAS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0110.00

744 05476649 2 Caja SISTEMA DE DETECCION PARA  
INMUNOHISTOQUIMICA PARA ANTICUERPOS  
HECHOS EN CABRA PARA TEJIDOS

EMBEBIDOS EN PARAFINA DE RATON RATA Y HUMANO ES UN SISTEMA DE DETECCION DE MICROPOLIMEROS DE DOS PASOS ANTICABRA HRP PROMARK. PRES KIT CON UN FRASCO DE PROBE-CABRA DE 100 ML Y POLIMERO HRP CABRA-ROEDOR DE 100 ML ENTREGAR EN EL LABORATORIO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRES KIT DE 100ML

ene:1 abr:1  
Departamento: 0325.00

745 05476650 6 Botella BLOQUEADOR UNIVERSAL SNIPER DE COLOR AZUL PARA INMUNOHISTOQUIMICA ESTA HECHO PARA BLOQUEAR PROTEINAS LIBRE DE SUERO PUEDE SER USADO CON CUALQUIER SISTEMA DE DETECCION TANTO EN TEJIDOS HUMANOS Y TEJIDOS ANIMALES PRES BOTELLA DE 500 ML PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0325.00

746 05476670 1 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO CONJUGADO CON FLUORESCENCIA CONTRA INMUNOGLOBULINAS HUMANAS IgA; IgG; IgM; KAPPA/LAMBDA. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS. PRESENTACION: PIEZA CON 2 MILILITROS

ene:1  
Departamento: 0107.00

747 05476671 1 Caja DIMETILFULFOXIDO (DMSO) GRADO HYBRI-MAX ESTERIL EN AMPOLLETAS DE 10ml CADA UNA CON PUREZA MINIMA DE 99.7% PRES CJA C/5 AMPOLLETAS DE 10 ML. PRESENTACION: CAJA CON 5 AMPOLLETAS

ene:1  
Departamento: 0107.00

748 05476676 2550 Kilo HIELO SECO TIPO NUGUETT LAS ENTREGAS DEBERAN SER EN LOS RESPECTIVOS LABORATORIOS ENTREGA SEMANAL DE 50 KILOGRAMOS POR SEMANA PRES BOLSA DE 10 KILOS PRESENTACION: BOLSA CON 10 KILOS

ene:638 abr:638 jul:637 oct:637  
Departamento: 0107.00

749 05476681 1 Frasco AMILASA TAKA-AMILASA O TAKA-DIASTASA DE ASPERGILLUS ORYZAE PARA FINES BIOQUIMICOS ACTIVIDAD DE 1.5 UNIDADES POR MILIGRAMO (-0.2 U ACC WILLSTATTER) 1 UNIDAD CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE ENZIMA

QUE LIBERA 1 MICROMOL DE MALTOSA  
 POR MINUTO A PH 6 A 25 GRADOS  
 CELSIUS MANTENER EN REFRIGERACION  
 ENTRE 2 Y 8 GRADOS CENTIGRADOS  
 PRESENTACION FRASCO CON 100 GRAMOS  
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

750 05476691 3 Frasco POLI.D-LISINA BROMOHIDRATO DE PESO  
 MOLECULAR 300.000 POLVO LIOFILIZADO  
 BIO REAGENT IRRADIADO APTO PARA  
 CULTIVO CELULAR PRES FCO C/5 MG  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0307.00

751 05476701 665 Litro MICRONUTRIENTE BIODIGESTOR DE  
 MATERIA ORGANICA BDM-50; ELIMINA  
 MALOS OLORES PRES GARRAFON C/20  
 LITROS  
 PRESENTACION: CUBETA CON 19 LITROS

ene:171 abr:152 jul:171 oct:171

Departamento: 0738.00

752 05476702 500 Kilo PRODUCTO QUIMICO ANTICORROSIVO PARA  
 CALDERAS DC SUPERDRAIN  
 PRES CUBETA CON 20 KILOS  
 PRESENTACION: CUBETA CON 20 KILOGRAMOS

ene:140 abr:100 jul:120 oct:140

Departamento: 0738.00

753 05476704 300 Litro PRODUCTO QUIMICO ENZIMATICO DB  
 LIQUIDO BIO V PLUS PRES GARRAFON  
 C/30 LTS  
 PRESENTACION: GARRAFON CON 30 LITROS

ene:90 abr:60 jul:60 oct:90

Departamento: 0738.00

754 05476713 1 Vial AGENTE LIPIDICO siPORT NeoFX  
 PARATRANSFECCION REVERSA DE  
 PEQUENOS RNAs. MATERIAL DE CUIDADOS  
 ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL  
 LABORATORIO 200 UG/ML  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: VIAL CON 1 ML.

ene:1

Departamento: 0307.00

755 05476714 1 Frasco MEDIO OPTI-MEM PARALATRANSFECCION  
 DE LIQUIDOS CATIONICOS SIN ROJO DE  
 FENOL. QUE PERMITA UNA REDUCCION DE  
 SUERO FETAL BOVIMNO DE POR LO MENOS  
 UN 50% AMORTIGUADO CON HEPES Y  
 BICARBONATO DE SODIO Y SUPLEMENTADO  
 CON HIPOXANTINA TIMIDINA PIRUVATO  
 DE SODIO L-GLUTAMINA ELEMENTOS

TRAZA Y FACTORES DE CRECIMIENTO.  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. LA  
ENTREGA DEBERA REALIZARSE EN EL  
LABORATORIO. PRES FRASCO  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML.

ene:1

Departamento: 0307.00

756 05476717 2 Frasco TRIZMA HIDROCLORURO MINIMO 99.5%  
PROBADO PARA BIOLOGIA MOLECULAR Y  
CULTIVO CELULAR LIBRE DE DNASA  
RNASA PROTEASA Y ENDOTOXINAS  
CERTIFICADO PARA RESOLUCION  
BIOTECNOLOGICA EN POLVO  
PRESENTACION FRASCO CON 100 G  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO

ene:1 abr:1

Departamento: 0109.00

757 05476724 5 Pieza MEDIO PARA ENSAYO DE ACIDO FOLICO  
CON LACTOBACILLIS CASEI  
PRESENTACION FRASCO CON 100 G  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0204.00

758 05476725 1 Paquete CEPA LIOFILIZADA DE LACTOBACILLUS  
RHAMNOSUS ATCC 7469  
PRESENTACION: PAQUETE C/2 HISOPOS

ene:1

Departamento: 0204.00

759 05476730 2 Caja REACTIVO ZYM A PRA REVELAR LAS  
REACCIONES NO ESPONTANEAS DE LAS  
GALERIAS API STAPH Y API STREP  
PRESENTACION CAJA 2 X 5 ML  
PRESENTACION: CAJA C/2 ML

feb:1 ago:1

Departamento: 0204.00

760 05476736 5 Frasco SOLUCION DE VITAMINAS MEM (100X)  
PREPARADA EN 0.85% DE SOLUCION  
SALINA. PH DE 5.4 A 7.7. PRODUCTO  
DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA  
DIRECTA EN EL LABORATORIO PRES  
FRASCO  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: FRASCO

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0307.00

761 05476739 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI IgG DE  
CABRA OVEJA CONJUGADO CON  
PEROXIDASA PRODUCIDO EN RATON.  
CLONA GT-34 PURIFICADO Y  
LIOFILIZADO RECONOCE IgGs DE CABRA  
OVEJA Y BORREGO PARA ELISA BLOT E  
INMUNOHISTOQUIMICA TRANSPORTAR EN

REFRIGERACION DE 2 A 8 GRADOS  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRES  
VIAL CON 0.5 ML  
PRESENTACION: VIAL CON 0.5 ML.

ene:1

Departamento: 0307.00

762 05476766 2 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI KIDD  
(A) REACTIVO DE GRUPO DE SANGRE  
PARA PRUEBA DIRECTA DE  
ANTIGLOBULINA PRES FCO C/5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0322.00

763 05476767 2 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI KIDD  
(B) REACTIVO DE GRUPO DE SANGRE  
PARA PRUEBA DIRECTA DE  
ANTIGLOBULINA PRES FCO CON 5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0322.00

764 05476770 1 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-c  
(MINUSCULA) REACTIVO DE GRUPO  
SANGUINEO CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO  
REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8  
GRADOS CENTIGRADOS APROBADO POR LA  
FDA O CON CERTIFICACION ISO9000 O  
EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA  
EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES PRES FCO C/5 ML.  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0322.00

765 05476771 1 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-E  
(MAYUSCULA) REACTIVO DE GRUPO  
SANGUINEO CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO  
REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8  
GRADOS CENTIGRADOS APROBADO POR LA  
FDA O CON CERTIFICACION ISO9000 O  
EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA  
AL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES PRES FCO C/5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0322.00

766 05476772 1 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-P1  
REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO  
CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO REQUIERE  
REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS  
CENTIGRADOS APROBADO POR LA FDA O  
CON CERTIFICACION ISO9000 O  
EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA  
EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES PRES FCO C/5 ML

PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0322.00

767 05476773 1 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-N  
(MAYUSCULA) REACTIVO DE GRUPO  
SANGUINEO CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO  
REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8  
GRADOS CENTIGRADOS APROBADO POR LA  
FDA O CON CERTIFICACION ISO9000 O  
EQUIVALENTE O MAYOR ENTREGA DIRECTA  
AL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS  
ESPECIALES PRES FCO C/5 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0322.00

768 05476776 18 Frasco

SUERO CONTROL RH PARA UTILIZARSE  
COMO CONTROL EN EL REACTIVO DEL  
SISTEMA RH (ANTI D) CUENTA CON ISO  
9000 CADUCIDAD MINIMA 1 AÑO  
REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8  
GRADOS CENTIGRADOS ENTREGAR DIRECTO  
EN ELABORATORIO USUARIO PRES FCO  
C/10 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:4 oct:4

Departamento: 0322.00

769 05476785 6 Kit

QIAamp DNA FFPE TISSUE KIT.KIT PARA  
EXTRACCION DE ADN A PARTIR DE  
TEJIDOS PARAFINADOS CON ALTA  
CANTIDAD DE PROTEINAS Y  
CONTAMINANTES. PERMITE OBTENER ADN  
PARA SU USO EN PCR EN TIEMPO REAL Y  
SECUENCIACION.COMPATIBLE PARA SER  
UTILIZADO EN EL EXTRACTOR  
PRESENTACION: KIT PARA 50 PURIFICACIONE

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0106.00 0315.00

770 05476787 2 Equipo

SONDA FIP-CHIC-PDGFR A TRIPLE COLOR  
P/LA DETECCION DE LA MICRODELECCION  
DEL GEN PDGFRA EN LA REGION 4q12 EN  
PACIENTES C/EOSINOFILIA.CAD MIN DE  
1 AÑO.TRANSPORTAR EN HIELO SECO  
PRES 10 UL  
PRESENTACION: CON 10 UL

ene:1 abr:1

Departamento: 0106.00

771 05476808 1 Pieza

ENSAYO CALORIMETRICO PARA  
DETERMINACION DE FACTOR DE NECROSIS  
TUMORAL ALFA MATRIAL PARA 480  
REACCIONES. TRANSPORTAR A 4 GRADOS  
ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO  
USUARIO. CUIDOS ESPECIALES  
PRESENTACION: EQUIPO

ene:1

Departamento: 0307.00

772 05476832 2 Equipo FLAER, AEROLISINA MARCADA CON  
FLUORESCENCIA PROCEDENTE DE  
AEROMONAS HYDROPHILA. PRES VIAL C/50  
UG  
PRESENTACION: KIT PARA 100 MUESTRAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0317.00

773 05476837 3 Frasco CONTROL DE HEMOGLOBINA FETAL.  
SANGRE DE CORDON UMBILICAL PARA LA  
VERIFICACION DEL USO DE PLACAS PARA  
LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA  
FETAL. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: FRASCO CON 0.2 ML

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0317.00

774 05476840 2 Equipo ELECTROFORESIS ACIDA DE  
HEMOGLOBINA. REACTIVO PARA LA  
DETERMINACION DE HEMOGLOBINA A PH  
ACIDO EN GEL DE AGAROSA . CADUCIDAD  
MINIMA DE 12 MESES  
PRESENTACION: KIT PARA 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0317.00

775 05476841 2 Frasco CONTROL DE HEMOGLOBINA AA2 REACTIVO  
PREPARADO DE SANGRE HUMANA  
HEMOLIZADA PARA USARSE COMO CONTROL  
CUALITATIVO PARA LA DETECCION DE  
HEMOGLOBINOPATIAS POR  
ELECTROFORESIS DE  
HEMOGLOBINA. CONSERVAR A 4 GRADOS  
CENTIGRADOS. CADUCIDAD MINIMA DE UN  
AÑO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0317.00

776 05476842 2 Frasco CONTROL DE HEMOGLOBINA AFSC.  
REACTIVO PREPARADO DE SANGRE HUMANA  
HEMOLIZADA PARA USARSE COMO CONTROL  
CUALITATIVO PARA LA DETECCION DE  
HEMOGLOBINOPATIAS POR  
ELECTROFORESIS DE  
HEMOGLOBINA. CONSERVAR A 4 GRADOS  
CENTIGRADOS. CADUCIDAD MINIMA DE UN  
AÑO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0317.00

777 05476843 3 Frasco AGAROSA ULTRAPURA GRADO BIOLOGIA  
MOLECULAR LIBRE DE DNASA Y RNASA  
APARIENCIA DE POLVO BLANCO

ELECTROENDOSMOSIS 0.09-0.13 HUMEDAD  
 MENOR AL 10% Y SULFATOS MENOR AL  
 0.15% PRES FCO CON 100 G  
 PRESENTACION: FRASCO DE 100 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1  
 Departamento: 0109.00

778 05476847 1 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-C  
 (MAYUSCULA) MONOCLONAL) CADUCIDAD  
 MINIMA UN 1 REQUIERE REFRIGERACION  
 DE 2-8C. APROBADO POR LA FDA O  
 CERTIFICACION ISO 9000 O MAYOR  
 ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO  
 PRES FCO C/5 ML  
 PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1  
 Departamento: 0322.00

779 05476854 2 Frasco

FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRO  
 (Na<sub>2</sub>HP04) PM=141.96 ENTREGAR EN EL  
 AREA USUARIA PRES FRASCO C/500  
 GRAMOS  
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0108.00

780 05476855 2 Frasco

SOLUCION DESCONTAMINANTE PARA  
 ELIMINAR ACIDOS NUCLEICOS Y DNASAS  
 Y RNASAS DE DIFERENTES SUPERFICIES  
 CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
 AREA USUARIA PRESENTACION 2 X 250  
 ML  
 PRESENTACION: FRASCO CON 250 GRAMOS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0108.00

781 05476863 1 Frasco

ANTICUERPO ANTI-CEA MONOCLONAL  
 CLONA CEA31 PARA HUMANO HECHO EN  
 RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE  
 TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
 INCLUIDOS EN PARAFINA TRANSPORTAR  
 EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN  
 EL LABORATORIO FCO DE 1 ML  
 PRESENTACION: VIAL

ene:1  
 Departamento: 0315.00

782 05476868 8 Caja

DILUYENTE NACL AL 9% NECESARIA PARA  
 LA DETERMINACION DE LDL HDL  
 COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111  
 PROPIEDAD DE INSTITUTO PRESENTACION  
 4 X 12 ML.  
 PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0203.00

783 05476874 1 Pieza

ANTICUERPO anti-IgA HUMANA  
 ESPECIFICO PARA CADENA ALFA

DESARROLLADO EN CABRA VIAL DE  
1ML.REQUIERE REFRIGERACION ENTREGAR  
EN LABORATORIO  
PRESENTACION: PIEZA DE 1 MILIGRAMO

ene:1  
Departamento: 0315.00

784 05476877 2 Pieza AMORTIGUADOR 10 X PARA LAVADO EN EL  
SEPARADOR DE CELULAS BD IMAG  
PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

785 05476878 2 Pieza PARTICULAS CON ESTREPTAVIDINA PLUS  
DM BECTON DICKINSON 1 ML  
PRESENTACION: PIEZA CON 1 MILLON DE UNI

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

786 05476883 8 Caja PLACA DE ELISA PARA LA  
CUANTIFICACION DE ADIPONECTINA  
TOTAL Y FRACCIONES DE ADIPONECTINA  
HUMANA PRES KIT 1/96  
PRESENTACION: CAJA

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

787 05476884 1 Vial ANTICUERPO ANTI MIELOPEROXIDASA  
POLICLONAL PARA HUMANO HECHO EN  
CONEJO PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE  
TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL  
INCLUIDOS EN PARAFINA TRANSPORTAR  
EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN  
EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO  
DE 1 ML.  
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1  
Departamento: 0315.00

788 05476885 2 Caja ESTUCHE PARA PURIFICAR LINFOCITOS T  
REGULARORES DE HUMANO PRESENTACION  
CAJA KIT  
PRESENTACION: CAJA

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

789 05476888 1 Frasco ANTICUERPO ANTI IgD. POLICLONAL  
P/HUMANO HECHO EN CONEJO  
P/INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
PARAFINA TRANSPORTAR EN  
REFRIGERACION. ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1  
Departamento: 0315.00

790 05476889 5 EQUIPO ENZIMA DE RESTRICCIÓN HIND III 1000

				UNIDADES
				PRESENTACION: KIT CON 100 UNIDADES
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
791	05476891		3	EQUIPO
				ENZIMA DE RESTRICCIÓN BGL2 CON 200 UNIDADES
				PRESENTACION: EQUIPO CON 2000 UNIDADES
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
792	05476892		2	EQUIPO
				ENZIMA DE RESTRICCIÓN MLU1 CON 2500 UNIDADES
				PRESENTACION: EQUIPO CON 2500 UNIDADES
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0203.00			
793	05476899		25	Caja
				GEL DE GRADIENTE PARA CAMARA MINIPROTEAN TETRA 10 POZOS 30 MICROLITROS PARA SEPARA PROTEINAS DE DIFERENTE PESO CONCENTRACION DE GEL 4 A 20 %. ENPAQUETADO INDIVIDUAL VIDA DE 12 MESES MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO PRES CJA C/10 GELES
				PRESENTACION: CAJA CON 10 GELES
	ene:7	abr:6	jul:6	oct:6
	Departamento: 0203.00			
794	05476905		3	Frasco
				ANTICUERPO PARA WESTERN BLOT ANTI-PHOSPHO-MTOR (THR2446) PESO MOLECULAR DE 289 KILODALTONS CRUSA CON HUMANO RATA Y RATON ESTABILIDAD POR 12 MESES REQUIERE REFRIGERACION PRES FCO VIAL 100 UL
				PRESENTACION: PIEZA CON 100 MICROLITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
795	05476906		2	Pieza
				ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA ADIPONECTINA PESO MOLECULAR 35 KILODALTONS REQUIERE CONGELACION Y CRUZA CON RATA DILUIDO EN PBS PH7.4 PRES FCO VIAL 200 UG
				PRESENTACION: PIEZA CON 50 MICROLITROS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0203.00			
796	05476907		2	Pieza
				ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA JNK/SAPK1 PESO MOLECULAR 54 KILODALTONS REQUIERE CONGELACION CRUZA CON HUMANO.RATA Y RATON DILUIDO EN 0.1 MOLAR TRIS GLICINA PH 7.4 0.15 MOLAR NaCL CON 0.05 % DE ACIDA DE SODIO PRES FCO VIAL 200UG

PRESENTACION: PIEZA CON 200 MICROLITOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

797 05476908 2 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA FOSFO-JNK (THR183/TYR185.THR221/TYR223) PESO MOLECULAR 46 Y 55 KILODALTONS REQUIERE CONGELACION; CRUZA CON HUMANO; RATA Y RATON DILUIDO EN 0.1 MOLAR TRIS GLICINA PH 7.4 0.15 MOLAR NACL 0.05% ACIDA DE SODIO Y 30 % GLICEROL PRESENTACION VIAL PRESENTACION: PIEZA DE 200 MICROLITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

798 05476910 2 FRASCO ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA GRP78645-654 PESO MOLECULAR DE 68 KILODALTONS CRUZA CON HAMSTER RATA Y RATON DILUIDO EN PBS CON 50% DE GLICERO Y MENOS DE 0.1 % DE ACIDA DE SODIO PRESENTACION: VIAL CON 50 MICROLITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

799 05476911 3 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA PGC1 ALPHA ABCAM PESO MOLECULAR 105 KILODALTONS REQUIERE CONGELACION CRUZA CON HUMANO Y RATON DILUIDO EN PBS CON 0.1% DE ACIDA DE SODIO PRESENTACION FRASCO C/50 MICROLITROS PRESENTACION: PIEZA DE 50 MICROLITROS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

800 05476912 4 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA LISINAS ACETILADAS REQUIERE CONGELACION CRUZA CON VARIAS ESPECIES INCLUYENDO HUMANO RATA Y RATON. DILUIDO EN 10 MILIMOLAR SODIUM HEPES PH 7.5 150 MICROGRAMO POR MICROLITRO DE BSA 50 % GLICEROL PRES DE 100 MICROLITROS PRESENTACION: PIEZA CON 100 MICROLITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

801 05476914 8 Caja KIT DE ELISA PARA DETECTAR LA PROTEINA LEPTINA DE RATA Y RATON PLACA DE 96 POZOS CON CURVA ESTANDAR DE 25-50-100-200-400-800-1600 PICOGRAMOS POR MILILITRO PRES CJA

## C/96 REACCIONES

PRESENTACION: CAJA CON 96 REACCIONES

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

802 05476919 5 Pieza TAQ DNA POLIMERASA PRESENTACION  
FRASCO DE 500 UNIDADES  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 UNIDADES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

803 05476921 30 Caja MEDIO DE CULTIVO DMEM ALTO EN  
GLUCOSA DULBECCOS MODIFIED EAGLE  
MEDIUM.CONTIENE 4500 MILIGRAMOS POR  
LITRO DE D-GLUCOSA CONTIENE  
GLUTAMINA NO CONTIENE PIRUVATO DE  
SODIO NI BICARBONATO DE SODIO CONT  
ROJO FENOL REQUIERE REFRIGERACION  
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7  
Departamento: 0203.00

804 05476924 18 Caja KIT PARA LA DETERMINACION  
ENZIMATICA COLORIMETRIA DE  
COLESTEROL COMPATIBLE CON EL EQUIPO  
COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION CAJA PARA 400  
REACCIONES  
PRESENTACION: CAJA CON 400 REACCIONES

ene:5 abr:5 jul:4 oct:4  
Departamento: 0203.00

805 05476925 30 Caja KIT PARA LA DETERMINACION  
ENZIMATICA COLORIMETRIA DE GLUCOSA  
COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111  
PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION CAJA PARA 400 PBAS  
PRESENTACION: CAJA PARA 400 REACCIONES

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7  
Departamento: 0203.00

806 05476927 15 Caja KIT PARA LA DETERMINACION  
ENZIMATICA COLORIMETRIA DE  
TRIGLICERIDOS COMPATIBLE CON EL  
EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL  
INSTITUTO PRESENTACION CAJA PARA 200  
REACCIONES  
PRESENTACION: CAJA PARA 200 REACCIONES

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3  
Departamento: 0203.00

807 05476928 9 Caja KIT PARA LA DETERMINACION  
ENZIMATICA COLORIMETRIA DE  
HEMOGLOBINA GLICOSILADA COMPATIBLE  
CON EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD  
DEL INSTITUTO PRES KIT PARA 200  
REACCIONES  
PRESENTACION: CAJA PARA 200 REACCIONES

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

808 05476929 10 Caja CALIBRADOR PARA LAS DETERMINACION  
DE COLESTEROL TRIGLECIDOS  
COMPATIBLE PARA EQUIPO COBAS C111  
PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION PAQUETE CON 12 FRASCOS  
PRESENTACION: CAJA CON 12 FRASCOS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

809 05476930 8 Caja CALIBRADOR PARA LA DETERMINACION DE  
HEMOGLOBINA GLICOSILADA COMPATIBLE  
CON EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD  
DEL INSTITUTO PRESENTACION PAQUETE  
CON 3 FRASCOS  
PRESENTACION: CAJA CON 3 FRASCOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

810 05476931 8 Caja CONTROL PARA LA DETERMINACION DE  
ENZIMAS Y SUSTRATOS CON VALORES  
NORMALES PRECINORM U COMPATIBLES  
PARA EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD  
DEL INSTITUTO PRESENTACION PAQUETE  
CON 4 FRASCOS  
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

811 05476932 8 Caja CONTROL PARA ENZIMAS Y SUSTRATOS  
CON VALORES PATOLOGICOS PRECIPATH  
U COMPATIBLES PARA EQUIPO COBAS  
C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION PAQUETE CON 4 FRASCOS  
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

812 05476933 15 Caja CONTROL PARA ENZIMAS Y SUSTRATOS  
CON VALORES NECESARIOS PARA LA  
DETERMINACION DE COLESTEROL HDL Y  
LDL PRECINORM L COMPATIBLES PARA  
EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL  
INSTITUTO PRESENTACION PAQUETE CON  
4 FRASCOS  
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3  
Departamento: 0203.00

813 05476935 10 Caja CONTROL PARA ENZIMAS Y SUSTRATOS  
CON VALORES PATOLOGICOS NECESARIOS  
PARA LA DETERMINACION DE COLESTEROL  
HDL Y LDL PRECIPATH HDL/LDL  
COMPATIBLES PARA EQUIPO COBAS C111  
PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION PAQUETE CON 4 FRASCOS  
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

814 05476936 8 Caja CONTROL PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON VALORES NORMALES COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION PAQUETE CON 4 FRASCOS PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

815 05476937 9 Caja CONTROL PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON VALORES PATOLOGICOS COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION PAQUETE CON 4 FRASCOS PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

816 05476938 6 Caja REACTIVO HEMOLIZANTE PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION: CAJA CON 8 FRASCOS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

817 05476941 9 Caja ACTIVADOR DE ELECTRODOS COMPATIBLE PARA EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION CAJA CON 9 BOTELLAS PRESENTACION: CAJA CON 9 BOTELLAS

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

818 05476947 1 Frasco ANTICUERPO ANTI RECEPTOR DE ANDROGENOS MONOCLONAL CLONA AR441 DE HUMANO HECHO EN RATON P/INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA.TRANS EN CONGELA ENT DIR EN LAB PRES VIAL PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1  
Departamento: 0315.00

819 05476949 20 Kit KIT PARA LA DETERMINACION ENZIMATICA COLORIMETRIA DE COLESTEROL LDL COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRES KIT P/100 REACCIONES PRESENTACION: CAJA PARA 100 REACCIONES

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0203.00

820	05476951	1	Kit	KIT PARA EXTRACCION DE RNA RELIAPREP FFPE SISTEMA QUE PURIFICA RNA TOTAL DE ALTA CALIDAD DE TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA Y FIJADOS EN PARAFORMALDEHIDO UTILIZANDO SOLVENTES Y USO DE ENZIMA DE DIGESTION CONTIENE TUBOS DE COLECCION COLUMNAS PROTEINASA K AGUA LIBRE DE NUCLEASAS BUFFER DE LISIS BUFFER DE DNASAS BUFFER BL SOLUCION DE LAVADO TUBOS DE ELUSION DNASA I Y CLORURO DE MAGNESIO PRES KIT P/100 REACCIONES PRESENTACION: KIT PARA 100 REACCIONES
	ene:1			
	Departamento:		0315.00	
821	05476952	2	Kit	KIT PARA LA EXTRACCION DE DNA METODO QUE PURIFICA DNA DE ALTA CALIDAD DE TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA Y FIJADOS EN PARAFORMALDEHIDO UTILIZANDO SOLVENTES Y ENZIMAS DE DIGESTION CONTIENE TUBOS DE COLECCION COLUMNAS PROTEINASA K SOLUCION A BUFFER DE LISIS BL SOLUCION DE LAVADO PRES KIT PARA 100 REACCIONES PRESENTACION: KIT PARA 100 REACCIONES
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0315.00	
822	05476989	2	Pieza	PROTEINASA K LIOFILIZADA >20 U/MG DEBIO SER VALORADA Y APROBADA POR EL LABORATORIO USUARIO TRANSPORTARSE EN REFRIGERACION PRESENTACION FRASCO DE 100 MILIGRAMOS PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILIGRAMOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0107.01	
823	05476990	9	Caja	DETERGENTE (NaOH-D) PARA LA DETERMINACION DE LDL ALBUMINA COMPATIBLE CON EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION CAJA PRESENTACION: CAJA CON 4 BOTELLAS
	ene:3	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento:		0203.00	
824	05476991	10	Caja	DESPROTEINIZADOR ISE COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBA C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION CAJA CON 2 BOTELLAS PRESENTACION: CAJA CON 2 BOTELLAS
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento:		0203.00	

825	05476992	12	Botella	SOLUCION LIMPIADORA DE ELECTRODOS COMPATIBLE CON EQUIPO COBAS C111, PROPIEDAD DEL INSTITUTO. PRESENTACION: BOTELLA DE 1 LITRO			
	ene:3	abr:3	jul:3	oct:3			
	Departamento: 0203.00						
826	05476993	34096	Pieza	INDICADOR QUIMICO INTERNO STERIGACE TM PARA VAPOR AMPLIA CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO AL MOMENTO DE LA ENTREGA PRES CAJA C/1000 PZAS PRESENTACION: CAJA CON 1000 PIEZA			
	ene:8524	abr:8524	jul:8524	oct:8524			
	Departamento: 0409.00 0410.00						
827	05477010	9360	Kilo	PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA OXIGENADA ) SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA EVALUAR 4 LITRO DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% 2 LITROS PARA LA PRUEBA DE LAVADO Y 2 PARA ANALIZAR PRESENTACION GARRAFA DE 65 KG PRESENTACION: PORRON DE 65 KGS			
	ene:780	feb:780	mar:780	abr:780	may:780	jun:780	jul:780
	ago:780	sep:780	oct:780				
	nov:780	dic:780					
	Departamento: 0733.00						
828	05477051	5	Caja	GELES DE AGAROSA AL 2 POR CIENTO LISTOS PARA USARSE EN LA SEPARACION Y RECUPERACION DE LIBRERIAS DE DNA POR SELECCION DE TAMANO DE 50 A 2000 PARES DE BASES SIN NECESIDAD DE PURIFICACION SUBSECUENTE PERMITE LA DETECCION DE HASTA 1 NANOGRAMO DE DNA POR BANDA CONSTA DE 1 GEL PREMONTADO CON 2 FILAS DE 9 POZOS CADA UNA (8 POZOS PARA MUESTRA Y 1 POZO PARA EL MARCADOR) 1 FILA PARA CARGAR LA MUESTRA Y LA OTRA P/RECUPERACION COMPATIBLE C/TRANSILUMINACION LUZ AZUL Y CON EL SISTEMA DE ELECTROFERESIS DE E-GEL PRES PQTE C/10 PZAS PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS			
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1			
	Departamento: 0107.00						
829	05477053	2	Caja	KIT PARA SECUENCIACION MASIVA DE PARTICULAS AMPLIFICADAS EN EL SISTEMA ION ONETOUCH 2 400 KIT EN EL EQUIPO PERSONAL GENOME MACHINE (PGM) SYSTEM ION TORRENT CONTIENE ENZIMAS NUCLEOTIDOS CONTROLES DE SECUENCIA BUFFERS Y CONSUMIBLES EL KIT ES UN COMPONENTE INTEGRAL DEL SISTEMA PGM Y DEBE SER COMPATIBLE			

CON LOS CHIPS ION 314v2; 316v2 Y  
318v2. PRESENTACION KIT PARA 8  
REACCIONES  
PRESENTACION: CAJA CON 8 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

830 05477056 2 Caja  
KIT PARA PREPARACION AUTOMATICA DE  
TEMPLADOS EN EL SISTEMA ION ONE  
TOUCH CONTIENE ENZIMAS MEZCLAS DE  
REACCION BUFFERS CONSUMIBLES  
MICROREACTORES Y PLACAS PARA LA  
AMPLIFICACION CLONAL MASIVA EN  
PARALELO DE TEMPLADOS POR PCR EN  
LINEA PARA SU RECUPERACION Y  
ENRIQUECIMIENTO POR SEPARACION  
MAGNETICA DEBE SER COMPATIBLE CON  
LOS CHIPS ION 314 316 Y 318 PRES  
KIT P/10 PBAS  
PRESENTACION: CAJA PARA 10 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

831 05477069 10 CAJA  
KIT PARA LA CUANTIFICACION DE DNA  
DE DOBLE CADENA DE ALTA  
SENSIBILIDAD DESDE 0.2 NANOGRAMOS  
QUE CONTIENE BUFFER DE 250  
MILILITROS PARA PREPARACION DE LA  
MUESTRA TAMBIEN TIENE UN FRASCO CON  
REACTIVO INTERCALANTE DE DOBLE  
HEBRA DE DNA Y DOS VIALES CON  
ESTANDARES PARA CALIBRACION DEL  
FLUOROMETRO QUBIT  
PRESENTACION: CAJA CON 500 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

832 05477073 4 Caja  
KIT PARA PCR EN TIEMPO REAL  
CUANTITATIVO PARA USARSE EN  
CONDICIONES DE REACCION ESTANDAR Y  
RAPIDA CONTIENE UN BOTE DE 12.5  
MILILITROS DE MEZCLA DE REACCION 2X  
LISTA PARA USARSE (PLATINUM TAQ DNA  
POLIMERASA MODIFICADA PARA REACCION  
HOT START TRIS HCL KCL 6 MILIMOLAR  
DE CLORURO DE MAGNESIO 400  
MICROMOLAR DE CADA DNTPS Y  
ESTABILIZADORES DE REACCION) 2  
VIALES CON 1 MILILITRO DE CLORURO  
DE MAGNESIO 50 MILIMOLAR; 1 VIAL  
C/500 MICROLITROS DE COLORANTE ROX  
25 MICROMOLAR P/USO EN EQUIPOS DE  
PCR EN TIEMPO REAL 7500 Y 7500 FAST  
PRESENTACION: CAJA PARA 500 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.00

833 05477080 33 Kit  
MEZCLA DE REACCION PARA LA

AMPLIFICACION DE cDNA EN EL SISTEMA  
LIGHTCYCLER 480 DE ROCHE PARA  
SONDAS TAQMAN; ESTUCHE PARA 500  
REACCIONES 5X1 ml (2x CONCENTRADO)  
PRES ESTUCHE P/500 REACCIONES  
PRESENTACION: ESTUCHE PARA 500 REACCION

ene:9 abr:8 jul:8 oct:8  
Departamento: 0110.00 0115.00

834 05477081 2 Frasco PERCOLL pH 8.5 a 9.5; esteril; para  
la separaciOn celular PRES FCO DE 1  
LT  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:2  
Departamento: 0110.00 0120.00

835 05477082 24 Caja MEDIO D-MEM/F-12 (1X) LIQUIDO  
MODIFICADO ALTO EN GLUCOSA CON  
GLUTAMAX NO HEPES CON ROJO DE FENOL  
Y PIRUVATO DE SODIO PRES FRASCO 10  
X 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500ml

ene:7 abr:7 jul:6 oct:4  
Departamento: 0110.00 0115.00 0120.00

836 05477083 1 Kit ESTUCHE COMERCIAL CYQUANT PARA EL  
ANALISIS DE LA PROLIFERACION  
CELULAR DETECCION FLUORESCENTE EN  
MICROPLACAS CON RANGO DE 50 A 50000  
CELULAS CONTIENE COLORANTE CYQUANT  
GR SOLUCION DE LISIS NUCLEAR Y  
CURVA DE DNA PRES ESTUCHE P/1000  
REACCIONES  
PRESENTACION: ESTUCHE CON 100 REACCIONE

ene:1  
Departamento: 0110.00

837 05477084 6 Frasco PEROXIDO DE HIDROGENO 30% (W/W)  
PRESENTACION FRASCO DE 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ml

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0110.00

838 05477085 15 Frasco TABLETAS DE BUFFER DE FOSFATOS  
PRESENTACION FRASCO CON 100  
TABLETAS  
PRESENTACION: FRACO CON 100 TABLETAS

ene:5 abr:4 jul:3 oct:3  
Departamento: 0110.00 0120.00

839 05477100 1 Vial ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-NEU  
(C-18) PRES VIAL C/200 UG/ML  
PRESENTACION: VIAL C/200UG/ML

ene:1  
Departamento: 0103.00

840 05477141 1 Caja KIT PARA CUANTIFICACION DE DSDNA  
CON UNA SENSIBILIDAD DE HASTA

25PG/ML DE DSDNA EN PRESENCIA DE  
SSDNA Y NUCLEOTIDOS LIBRES. EL  
ENSAYO TIENE UNA LINEARIDAD DE TRES  
ORDENES DE MAGNITUD. EL KIT DE  
CUANTIFICACION ES IDEAL PARA  
CUANTIFICAR PRODUCTOS DE PCR  
MUESTRAS PARA MICROARREGLOS MEZCLAS  
COMPLEJAS DE DSDNA Y CUANTIFICACION  
DE DNA VIRAL ALMACENAJE A 4 GRADOS  
CENTIGRADOS. PROTEGER DE LA LUZ.  
PRESENTACION KIT.  
PRESENTACION: CAJA

ene:1

Departamento: 0107.00

841 05477165 15 Vial

REACTIVO LIPOFECTAMINA 2000 PARA LA  
TRANSFECCION EFECTIVA DE PLASMIDOS  
DE DNA DE RNA Y SIRNA  
PRESENTACION: VIAL CON 1.5 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3

Departamento: 0203.00

842 05477166 2 Caja

REACTIVO PARA QUIMIOLUMINISCENCIA  
INMOBILON WA PRESENTACION 250 ML  
PRESENTACION: CAJA  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO

ene:1 abr:1

Departamento: 0307.00

843 05477174 2 Frasco

BUTIRATO DE SODIO PRESENTACION  
FRASCO CON 1 GRAMO  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 GRAMO

ene:1 abr:1

Departamento: 0307.00

844 05477195 2 Caja

KIT PARA EXTRACCION Y PURIFICACION  
DE MAS DE 100 ug DE RNA DE UNA SOLA  
CELULA OBTENIDA UTILIZANDO UN  
MICRODISECTOR (LCM LASER CAPSURE  
MICRODISSECTION) EL KIT CONTIENE 40  
COLUMNAS PARA EXTRACCION Y  
PURIFICACION DE RNA.MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO PRESENTACION KIT P/50  
PBAS  
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1

Departamento: 0325.00

845 05477199 3 Frasco

TRIPSINA TIPO II DE PANCREAS  
PROCINO LIBRE DE SALES CON  
CERTIFICADO DE ANALISIS  
PRESENTACION FRASCO CON 10 G  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 G

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0103.00

846 05477207 4 Caja

KIT PARA SEPARACION, CUANTIFICACION

Y DETERMINACION DE TAMANO DE FRAGMENTOS DE DNA DE DOBLE CADENA DE 25 A 1000 PARES DE BASES POR ELECTROFORESIS DE MICROFLUIDOS. EL EQUIPO INCLUYE 25 CHIPS, REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA 300 MUESTRAS. PARA USARSE EN EQUIPO 2100 BIOANALYZER.  
PRESENTACION: CAJA CON 300 PRUEBAS

ene:1      abr:1      jul:1      oct:1  
Departamento: 0107.00

847 05477208                      5 Caja

KIT PARA SEPARACION CUANTIFICACION Y DETERMINACION DE TAMANO DE FRAGMENTOS DE DNA DE DOBLE CADENA DE 50 A 7000 PARES DE BASES POR ELECTROFORESIS DE MICROFLUIDOS DE ALTA SENSIBILIDAD PARA MUESTRAS DE BAJA CONCENTRACION (5 PICOGRAMOS/MILILITRO) EL KIT INCLUYE 10 CHIPS REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA 110 MUESTRAS. PARA USARSE EN EQUIPO 2100 BIOANALYZER  
PRESENTACION: CAJA PARA 110 PRUEBAS

ene:2      abr:1      jul:1      oct:1  
Departamento: 0107.00

848 05477211                      1 Caja

KIT PARA CUENTA DE CELULAS VIABLES. CADA CAJA CONTIENE LAMINILLAS DESECHABLES CON DOS CAMARAS CADA UNA CON CAPACIDAD DE 10 MICROLITROS Y DIMENSIONES DE 75 X 25 X 1.8 MILIMETROS Y VIALES DE 1 MILILITRO DE SOLUCION AL 0.4 POR CIENTO DE AZUL TRIPAN COMPATIBLE CON CONTADOR AUTOMATICO COUNTLESS  
PRESENTACION: CAJA CON 1000 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0107.00

849 05477212                      65 Juego

KIT PARA DETECCION SIMULTANEA DE PATOGENOS RESPIRATORIOS POR TECNOLOGIA MLPA A PARTIR DE DNA/RNA E IDENTIFICACION POR TAMANO DE FRAGMENTOS AMPLIFICADOS COMPATIBLE CON SECUENCIADOR 3130XL. DETECTA: IAC; RINOVIRUS/ENTEROVIRUS; CH.PNEUMONIAE; INFLUENZA (A;B;AH1N1V); M.PNEUMONIAE; HMPV; ADENOVIRUS; PARAINFLUENZA (1;3;2;4); L.PNEUMOPHILA; BOCAVIRUS; RSV(A;B); B.PERTUSSIS; CORONA (HKU1;NL63;OC43;229E). EL KIT INCLUYE 12 VIALES CON: 1 DE BUFFER 5X RT-PCR; 1 DE MEZCLA DE DNTPS; 1 DE MEZCLA DE ENZIMAS PARA RT-PCR; 1 DE CONTROL INTERNO DE

AMPLIFICACION; 1 DE MEZCLA DE  
 PRIMERS PARA PREAMPLIFICACION; 1 DE  
 BUFFER DE HIBRIDACION; 1 DE MEZCLA  
 DE SONDAS; 1 DE BUFFER TWOSTEP; 1  
 DE LIGASA; 1 DE TAQ POLIMERASA; 1  
 DE BUFFER DE DILUCION Y 1 DE  
 MARCADOR DE REFERENCIA DE MARCADO  
 CON FAM. CON VALIDACION QCMD.  
 PRESENTACION: KIT CON 50 PRUEBAS

ene:17 abr:16 jul:16 oct:16  
 Departamento: 0107.00

850 05477214 3 Frasco DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) ULTRA PURO  
 99.9% GRADO ESPECTROMETRIA  
 PRESENTACION: FRASCO CON 100ML.

ene:1 abr:1 jul:1  
 Departamento: 0103.00

851 05477217 17 Pieza SAL DE IMIPENEM REACTIVO EN POLVO  
 PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL  
 REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
 PRES FRASCO C/25MG  
 PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
 PRESENTACION: FRASCO CON 25 MILIGRAMOS

jul:7 oct:10  
 Departamento: 0107.01

852 05477218 12 Pieza SAL DE MEROPENEM REACTIVO EN POLVO  
 PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD.  
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
 ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO  
 EL RECTIVO DEBE DE SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
 PRESENTACION FRASCO DE 50 MG  
 PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
 PRESENTACION: FRASCO CON 50 MILIGRAMOS

jul:6 oct:6  
 Departamento: 0107.01

853 05477219 1 Frasco SAL DE CLORANFENICOL. REACTIVO EN  
 POLVO PARA PRUEBAS DE  
 SUSCEPTIBILIDAD. REACTIVO DE  
 CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR  
 DIRECTO EN EL LABORATORIO. EL  
 REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL AREA USUARIA.PRES  
 FRASCO C/100 gramos  
 PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
 PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0107.01

854 05477220 2 Pieza RNASA PARA USO EN BIOLOGIA  
 MOLECULAR REACTIVO EN POLVO DE  
 CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR  
 DIRECTO EN EL LABORATORIO SE  
 REQUIERE DE CATALOGO PARA SU

EVALUACION PRESENTACION FRASCO 500  
MG  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.01

855 05477225 1 Vial ANTICUERPO ANTI CD31 MONOCLONAL  
CLONA 1A10 DE HUMANO HECHO EN RATON  
PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
PARAFINA MANTENER EN CONGELACION  
MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION VIAL DE 1 ML  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1  
Departamento: 0315.00

856 05477226 1 Vial ANTICUERPO ANTI S-100 MONOCLONAL  
CLONA 4C4.9 PARA HUMANO HECHO EN  
RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE  
TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN  
CONGELACION MANEJO ESPECIAL  
ENTREGAR EN LABORATORIO  
PRESENTACION VIAL DE 1 ML  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1  
Departamento: 0315.00

857 05477245 1 Vial ANTICUERPO SECUNDARIO ANTI IgG (H+  
L) DE CABRA PREPARADO EN CONEJO Y  
CONJUGADO A HRP RECOMENDADO PRA  
WESTER BLOT Y ELISA PRESENTACION  
VIAL CON 1.5 ML  
PRESENTACION: VIAL CON 1.5 ml

ene:1  
Departamento: 0103.00

858 05477257 1 Vial ANTICUERPO ANTI PTEN POLICLONAL  
PARA HUMANO HECHO EN RATON PARA  
INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS  
FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN  
PARAFINA MANTENER EN CONGELACION  
MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL 1 MILILITRO

ene:1  
Departamento: 0315.00

859 05477274 5 Pieza LEPTINA DE RATON EXPRESADA EN E  
COLI CON UNA PUREZA MAYOR O IGUAL  
AL 97% LIOFILIZADA EN POLVO SE  
ALMACENA A 20 GRADOS CENTIGRADOS  
PRES FRASCO C/1 MG  
PRESENTACION: PIEZA DE 1 MILIGRAMO

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

860	05477277	8	Pieza	GENISTEINA EN POLVO CON PUREZA MAYOR AL 99 % PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILIGRAMOS
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0203.00			
861	05477279	3	Pieza	REACTIVO T0901317 AGONISTA DE LXR PRESENTACION FRASCO CON 5 MILIGRAMOS PRESENTACION: PIEZA DE 5 MILIGRAMOS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
862	05477291	6	Botella	ROJO OLEOSO SOLUCION AL 0.5 % EN PROPILENGLICOL PRESENTACION FRASCO CON 500 ML PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
863	05477293	10	Pieza	PIOGLITAZONA MAYOR O IGUAL AL 98 % (HPLC) PRESENTACION FRASCO CON 10 MG PRESENTACION: PIEZA CON 10 MILIGRAMOS
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento: 0203.00			
864	05477299	1	Frasco	FRASCO DE 20XSSC CONTIENE CITRATO DE SODIO Y CLORURO DE SODIO PARA DESNATURALIZACION Y LAVADO PRESENTACION PIEZA PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS
	ene:1			
	Departamento: 0106.00			
865	05477312	3	Frasco	TEMED N N N N - TETRAMETILETILENEDIAMINA CATALIZADOR DE GELES DE POLIACRILAMIDA PRESENTACION FRASCO CON 50 ML PRESENTACION: FRASCO DE 50 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0109.00			
866	05477314	4	Frasco	GLICINA (ACIDO AMINOACETICO) POLVO PRESENTACION FRASCO CON 1 KG. PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0109.00			
867	05477315	2	Frasco	BIS N N-METILEN-BIS-ACRILAMIDA DE BIS-ACRILAMIDA RETICULANTE (BIS-ACRYLAMIDE CROSSLINKER) PRESENTACION FRASCO DE 50 G PRESENTACION: FRASCO DE 50 GRAMOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0109.00			

868	05477316	2	Kit	KIT PARA NGAL (HUMANO) POR ELISA CON 96 POZOS.PARA LA DETERMINACION IN VITRO DE NGAL HUMANA EN ORINA SUERO PLASMA EXTRACTOS TISULARES O MEDIO DE CULTIVO PRESENTACION KIT PRESENTACION: KIT
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0109.00			
869	05477322	4	Frasco	ACRILAMIDA EN POLVO CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO AVALADA POR LA FDA O ISO 9000 O MAYOR PRES FCO PLASTICO C/500 G PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0109.00			
870	05477327	13	Galon	SOLUCION REMOVEDORA PARA ELIMINAR COSTRAS Y MANCHAS DE OXIDACION DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO SURGISTAIN GALON 4000 ML PRESENTACION: GALON 4000 ML
	ene:4	abr:3	jul:3	oct:3
	Departamento: 0409.00		0410.00	
871	05477328	12	Galon	A0EITES HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PREMIXSLIP PRESENTACION GALON 4000 ML. PRESENTACION: GALON 4000 ML
	ene:3	abr:3	jul:3	oct:3
	Departamento: 0410.00			
872	05477329	1	Pieza	DETERGENTE ENZIMATICO EN ESPUMA NOMBRE COMERCIAL PREPZYME ESPUMA PRESENTACION ENVASE C/14.5 ONZAS PRESENTACION: ENVASE C/14 ONZAS
	nov:1			
	Departamento: 0410.00			
873	05477330	128	Pieza	DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMATICO NO IONICO O CATIONICO A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO OPTIMO DE LAS ENZIMAS PARA USO MANUAL Y/O LAVADORA AUTOMATICA PRESENTACION GARRAFON DE 4 LITROS MCA ENDOZIME PREMIUM C/APA PRESENTACION: GARRAFON DE 4 LITROS
	jul:25	Ago:25	oct:50	
	Departamento: 0319.00		0330.00	0410.00
874	05477331	1	Frasco	SULFATO DE AMONIO GRADO REACTIVO PESO MOLECULAR 132.14 EN GRANULOS O CRISTALES FINOS BLANCOS USADO PARA

PREPARACION DE SOLUCIONES DE  
TRANSPORTE DE BIOPSIA PRES FRASCO  
CON 2.5 Kg (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>  
PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 kg

ene:1

Departamento: 0315.00

875 05477343 12 Kit

DPD EIA KIT, DESOXIPYRIDINOLINA  
ELISA PARA 96 POZOS PRES KIT C/96  
PRUEBAS  
PRESENTACION: KIT PARA 96 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0109.00

876 05477352 3 Botella

BUFFER (10X) DE PERMEABILIZACION Y  
LAVADO UTILIZADO EN TINCCIONES  
INTRACELULARES. TRANSPORTAR A 4  
GRADOS CENTIGRADOS  
PRESENTACION: BOTELLA CON 100 ML.

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0107.00

877 05477372 1 Pieza

KIT PARA ANALISIS DE RNA POR  
ELECTROFORESIS DE MICROFLUIDOS. EL  
KIT INCLUYE 25 CHIPS DE RNA PICO; 3  
CHIPS DE LIMPIEZA; REACTIVOS Y  
CONSUMIBLES PARA 275 MUESTRAS. PARA  
UTILIZARSE EN EQUIPO 2100  
BIOANALYZER.  
PRESENTACION: KIT PARA 275 REACCIONES

ene:1

Departamento: 0107.00

878 05477376 2 Pieza

CARBON ACTIVADO EN PELLETS, TIPO  
NORIT ROW 0.8 SUPRA. PAQUETE CON  
2KG.  
PRESENTACION: PIEZA CON 2 KILOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

879 05477378 2 Caja

KIT DE ALTA FIDELIDAD PARA  
DETECCION DE PUNTO FINAL DE RNA POR  
RT-PCR EN UN SOLO PASO, INCLUYE  
REVERSO TRANSCRIPTASA SUPERSRIPT  
III Y TAQ PLATINUM DE ALTA  
FIDELIDAD PARA REACCION HOT START,  
CON RANGO DE DETECCION DE  
FRAGMENTOS DE 300pb A 10kb Y  
SENSIBILIDAD HASTA DE 1PG DE RNA  
TRANSPORTAR EN HIELO SECO PRES KIT  
P/100 REACCIONES  
PRESENTACION: CAJA CON 100 REACCIONES

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

880 05477379 4 Caja

KIT PARA LA PREPARACION DE  
LIBRERIAS DE DNA PARA SECUENCIACION  
EN EL PERSONAL GENOME MACHINE (PGN)

SYSTEM ION TORRENT APARTIR DE DNA GENOMICO O AMPLICONES.EL KIT CONSTA DE DOS MODULOS,UNA PARA FRAGMENTACION ENZIMATICA FRL DNA Y OTRO PARA LA REPARACION DE LOS EXTREMOS DE LOS FRAGMENTOS Y LIGACION DE ADAPTADORES.PERMITE MODULAR EL TAMANO DEL FRAGMENTO DESEADO.CONTIENE ENZIMAS MEZCLAS DE REACCION BUFFERS dNTPS Y ADAPTADORES DEBE SER COMPATIBLE CON REACCIONES MULTIPLES Y CON LOS SISTEMAS ION ONE TOUCH Y EL SISTEMA PERSONAL GENOME MACHINE (PGM) SYSTEM ION TORRENT PRES CJA C/10 REACCIONES PRESENTACION: CAJA CON 10 REACCIONES

ene:1      abr:1      jul:1      oct:1  
Departamento: 0107.00

881 05477383                      1 Pieza      MEDIO DE SIM PARA LA DIFERENCIACION DE BACILOS ENTERICOS POR PRODUCCION DE INDOL Y SULFURO. POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. PRESENTACION FRASCO CON 500 G PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0107.00

882 05477384                      1 Pieza      KIT PARA MARCAJE CON BIOTINA DE ANTICUERPOS POLICLONALES Y MONOCLONALES. CONTIENE 1 VIAL CON PBS, 5 VIALES DE REACTIVO DE BIOTINILACION (AC. BIOTINAMIDOHEXANOICO 3-SULFO-N-HIDROXI-SUCCINIMIDE ESTER), 1 VIAL CON PRONASA, 1 VIAL CON AVIDINA, 1 VIAL CON SAL SODICA DEL AC. 4-HIDROXIAZOBENCENO-2-CARBOXILICO, 1 PAQUETE DE BUFFER DE ELUSION (PBS PH 7.4) Y UNA COLUMNA DE FILTRACION CON SEPHADEX G-25M. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. PRESENTACION: KIT PARA 5 REACCIONES

ene:1  
Departamento: 0107.00

883 05477386                      3 Caja      GELES DE AGAROSA AL 0.8 % LISTOS PARA USARSE EN LA SEPARACION POR ELECTROFORESIS Y RECUPERACION DE BANDAS DE DNA PARA CLONACION POR SELECCION DE TAMANO DE HASTA 5000

PARES DE BASES SIN NECESIDAD DE PURIFICACION SUBSECUENTE. CONSTA DE UN GEL PREMONTADO TENIDO CON SYBR SAFE CON DOS FILAS DE 9 POZOS CADA UNA (8 POZOS PARA MUESTRA Y UN POZO PARA EL MARCADOR); UNA FILA PARA CARGAR LA MUESTRA Y LA OTRA PARA SU RECUPERACION. COMPATIBLE CON TODOS LOS SISTEMAS DE CLONACI<sup>o</sup>N, INCLUYENDO TOPO Y GATEWAY, CON TRANSILUMINACION CON LUZ AZUL Y CON EL SISTEMA DE ELECTROFORESIS DE E-GEL.

PRESENTACION: CAJA CON 18 GELES

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0107.00

884 05477388 4 Caja

GELES DE AGAROSA AL 2 POR CIENTO LISTOS PARA USARSE EN LA SEPARACION POR ELECTROFORESIS DE DNA CONSTA DE UN GEL PREMONTADO EN FORMATO MINIGEL CON 12 POZOS TENIDO CON SYBR SAFE COMPATIBLE CON TRANSLUMINACION CON LUZ AZUL Y CON EL SISTEMA DE ELECTROFORESIS DE E-GEL PRESENTACION PQTE C/18 GELES PRESENTACION: CAJA CON 18 GELES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.00

885 05477391 1 Frasco

TIRAS DE PRUEBA PARA DETECCION DE CLORO CON DOS ESCALAS RANGO BAJO DE 0.0 A 1.0 PPM Y RANGO ALTO DE 0.0 A 10.0 PPM PRESENTACION FRASCO CON 50 TIRAS

PRESENTACION: FRASCO CON 50 TIRAS

ene:1  
Departamento: 0204.00

886 05477425 5 Frasco

RANSEL GLUTATION PEROXIDASA 8X 6.5 ML. PRESENTACION FRASCO PRESENTACION: FRASCO

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0110.00

887 05477426 5 Frasco

RANSEL SUPEROXIDO DISMUTASA (RANSOD 5 X 20ML.) PRESENTACION FRASCO PRESENTACION: FRASCO

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0110.00

888 05477427 11 Pieza

MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA PROTEINAS EN ELECTROFORESIS PRETENIDO TIPO KALEIDOSCOPE MEZCLA DE 10 PROTEINAS RECOMBIANTES MULTICOLORES Y RANGO DE PESO MOLECUALR DE 10 A 250 kDa MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA

DIRECTO AL LABORATORIO PRES VIAL DE  
500 UL  
PRESENTACION: vial con 500 ml

ene:3 abr:3 jul:3 oct:2  
Departamento: 0110.00

889 05477428 5 Pieza MEMBRANA DE NITROCELULOSA (NITROCEL  
MEMB 45um 30cm X 3.5m) MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR  
DIRECTO AL LABORATORIO PRESENTACION  
ROLLO  
PRESENTACION: PIEZA

ene:2 abr:2 jul:1  
Departamento: 0110.00 0120.00

890 05477432 12 Frasco GLICINA (GLYCINE 1KG) MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR  
DIRECTO AL LABORATORIO PRES FCO DE  
1 KG  
PRESENTACION: FRASCO

ene:4 abr:4 jul:2 oct:2  
Departamento: 0110.00 0120.00

891 05477434 28 Kit KIT DE SINTESIS DE PRIMERA CADENA  
DE cDNA. TRANSCRIPTOR FIRST STRAND  
cDNA SYNTESIS KIT) PRESENTACION KIT  
(200RX)  
PRESENTACION: KIT

ene:8 abr:7 jul:7 oct:6  
Departamento: 0110.00 0115.00

892 05477435 1 Kit KIT TAQMAN MASTER (LIGHTCYCLER  
TAQMAN MASTER) PRESENTACION KIT  
(480 RX)  
PRESENTACION: KIT

ene:1  
Departamento: 0110.00

893 05477436 6 Pieza PERLAS GREEN BEADS (MagNA LYSER  
GREEN BEADS) PRESENTACION 100 TUBOS  
PRESENTACION: PIEZA

ene:2 abr:2 jul:2  
Departamento: 0110.00 0115.00

894 05477439 20 Paquete PARAFINA PURIFICADA COMPUESTA CON  
POLIMEROS PLASTICOS QUE REGULAN EL  
PESO MOLECULAR CUANDO SE FUNDE  
QUEDA PERFECTAMENTE CLARA CON PUNTO  
DE FUNDICION 50-54 GRADOS C PRES  
PQTE CON 1 KG  
PRESENTACION: PAQUETE CON 1 KG.

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0110.00

895 05477440 10 Frasco MEZCLA DE VITAMINAS AIN-93VX PARA  
PREPARACION DE DIETAS  
EXPERIMENTALES NECESARIAS PARA  
ALIMENTAR ROEDORES DURANTE SU  
CRECIMIENTO EMBARAZO Y LACTANCIA.

ACIDO NICOTINICO 3.000 G/KG  
 D-PANTOTENATO DE CALCIO 1.60 G/KG  
 PIRIDOXINA HCI 0.70 G/KG TIAMINA  
 G/KG RIBOFLAVINA 0.60 G/KG ACIDO  
 FOLICO 0.020 G/KG D-BIOTINA 0.02  
 G/KG VITAMINA B12 (0.1% TRITURO EN  
 MANITOL) 2.50 G/KG A-TOCOFEROL EN  
 POLVO (250 U/G) 30.000 G/KG  
 PALMITATO DE VITAMINA A (250.000  
 U/G) 1 60 G/KG VITAMINA D3 (400.000  
 U/G) 0.25 G/KG FILOQUINONA 0.075  
 G/KG SACAROSA EN POLVO 959 655 G/KG  
 PRES FCO DE 1 KG  
 PRESENTACION: FRASCO DE KG

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0110.00

896 05477441 1 Botella NICKEL (II) SULFATO HEXAHIDRATADI  
 REACTIVO EN CRISTALES PM 262.85  
 PRES FCO CON 250 G  
 PRESENTACION: BOTELLA CON 250 GRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0110.00

897 05477448 2 Caja TIRAS DE GEL READY STRP PARA  
 SEPARACION DE PROTEINAS EN PRIMERA  
 DIMENSION MEDIANTE  
 ISOELECTROENFOQUE TAMANO DE 7 CM Y  
 RANGO DE PH DE 3 A 10 MATERIAL DE  
 CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR  
 DIRECTO AL LABORATORIO PRES CJA  
 C/12 TIRAS  
 PRESENTACION: CAJA CON 12 TIRAS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0110.00

898 05477457 4 Frasco KIT DE REVELADOR Y FIJADOR MARCA  
 KODAK DE 882 ML  
 PRESENTACION: FRASCO CON 862 ML

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
 Departamento: 0103.00

899 05477460 110 Caja PLACA CON PRIMERS DE SECUENCIA  
 ESPECIFICA SSP PARA TIPIFICAR HLA  
 CLASE II DRDQDP CON 96  
 COMBINACIONES ALELO ESPECIFICAS EL  
 SET INCLUYE BUFFER DE REACCION PARA  
 PCR EN VOLUMEN DE 1000 uL POR  
 PRUEBA BUFFER CON BROMURO DE ETIDIO  
 INTEGRADO Y MARCADOR DE PESO  
 MOLECULAR CON RANGO DE 50 A 2564 PB  
 PRODUCTO DE CONGELACION A -70  
 GRADOS ENTREGAR EN EL LABORATORIO  
 DIRECTAMENTE CADUCIDAD MINIMA DE UN  
 AÑO PRES CJA C/10 PLACAS  
 PRESENTACION: CAJA CON 10 PLACAS

ene:28 abr:28 jul:27 oct:27  
 Departamento: 0417.00

900	05477468	1	Frasco	ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON IgG2a para PARP (F-2) PRESENTACION DE 200UG/ML. Recomendado para detecciOn de PARP-1 completo y la terminaiOn C del producto de escisiOn de PARP-1 de origen humano mediante WB; IP; IF; IHC(P) y ELISA. PRESENTACION: 200ug/ml
	ene:1 Departamento:	0103.00		
901	05477469	1	Frasco	ANTI CUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-CASPASA-3 (H-277) OgG. presentaciOn 200 ug/ml; para detecciOn de caspasa-3 subunidades p11; p17 y p20 y procaspasa-3 completa de humano; rata y ratOn mediante WB; IP; IF y ELISA. PRESENTACION: FRASCO 200UG/ML PRESENTACION: 200ug/ml
	ene:1 Departamento:	0103.00		
902	05477470	1	Frasco	ANTICUERPO PARA WESTERN BLOT LC3 CELLSignaling PRES FRASCO CON 100 UL PRESENTACION: 1ml
	ene:1 Departamento:	0103.00		
903	05477471	2	Frasco	ANTICUERPO PARA WESTERN BLOT MTOR (7C10) RABBIT mAb PRES VIAL PRESENTACION: VIAL CON 100 UL.
	ene:1      abr:1 Departamento:	0103.00		
904	05477472	1	Frasco	ANTICUERPO PARA WESTERN BLOT Fosfo mTOR (Ser2448) anticuerpo PRESENTACION DE 100 UL PRESENTACION: 1ml
	ene:1 Departamento:	0103.00		
905	05477481	1	Frasco	TEMED Reactivo Grado Biologia Molecular MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIAL ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO PRES FCO DE 50 ML PRESENTACION: fco. 50ml.
	ene:1 Departamento:	0103.00		
906	05477483	1	Frasco	Floruro de Fenilmetanosulfonil (PMSF) PRESENTACION FRASCO CON 25 G PRESENTACION: fco. 25g.
	ene:1 Departamento:	0103.00		

907	05477484	2	Frasco	L-Glutamina para cultivo celular PRESENTACION FRASCO CON 25 G PRESENTACION: fco. 25g.
	ene:1      abr:1 Departamento: 0103.00			
908	05477486	1	Frasco	Brefeldina A; para citometria de flujo PRESENTACION FRASCO CON 5 MG PRESENTACION: FRASCO CON 5 MG.
	ene:1 Departamento: 0103.00			
909	05477487	1	Frasco	Anticuerpo monoclonal de raton antifosfo-STAT3 tirosina 705 (Clona B-7) para Western blot Inmunoprecipitacion inmunofluorescencia Inmunocitoquimica en parafina y ELISA PRESENTACION VIAL DE 200 UG/ML PRESENTACION: FRASCO CON 200 UG/ML
	ene:1 Departamento: 0103.00			
910	05477488	1	Frasco	Anticuerpo policlonal de conejo anti-STAT3 para Western blot; Inmunoprecipitacion Inmunofluorescencia y ELISA PRESENTACION VIAL 200 UG/ML PRESENTACION: FRASCO CON 200 UG/ML
	ene:1 Departamento: 0103.00			
911	05477489	1	Frasco	Anticuerpo policlonal de conejo anti-fosfo-STAT1 para Western Blot Inmunoprecipitacion citometria de flujo inmunofluorescencia y ELISA PRES VIAL DE 200 UG/ML PRESENTACION: FRASCO CON 200 UG/ML
	ene:1 Departamento: 0103.00			
912	05477511	1	Pieza	ESTANDAR DE RIBOFLAVINA UPS PRESENTACION FRASCO CON 25 G PRESENTACION: FRASCO DE 25 G
	ene:1 Departamento: 0202.00			
913	05477512	1	Frasco	ESTANDAR DE TIAMINA PRESENTACION FRASCO CON 5 G PRESENTACION: FRASCO CON G
	ene:1 Departamento: 0202.00			
914	05477513	2	Caja	ESTANDARES DE AMINOACIDOS HIDROLIZADOS PRESENTACION: CAJA CON 10 AMPULAS DE 1

ene:1 abr:1  
Departamento: 0202.00

915 05477514 2 Pieza ESTANDAR DE MENADIONA PRESENTACION  
FRASCO CON 25 G  
PRESENTACION: FRASCO DE 25 G

ene:1 abr:1  
Departamento: 0202.00

916 05477515 1 Pieza ESTANDAR DE NIACINA UPS  
PRESENTACION FRASCO CON 100 G  
PRESENTACION: FRASCO DE 100 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0202.00

917 05477518 1 Frasco Anticuerpo monoclonal de conejo  
anti-p44/42 MAPK (Erk1/2) clona  
137F5 para Western blot;  
InmunoprecipitaciOn  
Inmunoflouescencia e  
Inmunocitoquimica.  
PRESENTACION: 200ul/1 fco.

ene:1  
Departamento: 0103.00

918 05477519 3 Frasco Agente de Quimioluminescencia para  
detecciOn de por Western blot  
Optimizado para evaluaciOn en Image  
Quant Amersham ECLP Prime Western  
Blotting Detection Reagent PRES KIT  
CON 2 FCOS CON 50 ML  
PRESENTACION: 1 Kit c/2 fcos. c/50ml.

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0103.00

919 05477540 6 Botella "Anfotericina ""B"" (fungizone) en  
soluciOn de 250 microgramos por ml  
(250ug/ml) para uso en cultivo  
celulares como antimicOtico;  
presentaciOn de 20ml PRES 250  
UG/ML/BOTELLA DE 20 ML.  
PRESENTACION: 250ug/ml/botella de 20ml.

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0103.00

920 05477541 1 Frasco Oligonucleotido en secuencia  
repetida de T de 18 bases (Oligo  
dT) para sintesis de cDNA a partir  
de RNAm; presentaciOn 60u)  
PRESENTACION FRASCO CON 60 UL  
PRESENTACION: 60 UL/fco.

ene:1  
Departamento: 0103.00

921 05477542 3 Frasco SOLUCION DE AZUL COOMASSIE R-250  
FRASCO DE 1 LITRO  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0109.00

922 05477546 5 Frasco Gel Loading Buffer sin detecciOn de RNase Azul de bromofenol (0.05% w/v) sucrosa (40% w/v) EDTA (0.1 M; pH 8.0) PRESENTACION FCO DE 5 ML PRESENTACION: frascos de 5ml

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0109.00

923 05477562 62 Caja KIT PARA AISLAR DNA EN MUESTRAS DE HECES (180 a 220mg ) HUMANAS EL CUAL CONTIENE 200 TUBOS COLECTORES DE 2 ML 50 COLUMNAS 50 TABLETAS PARA AISLAMIENTO DE IMPURESAS BUFFER ASL AL AE AW1 AW2 PROTEINASA K PRES KIT P/50 PBAS PRESENTACION: CAJA PARA 50 MUESTRAS

ene:16 abr:16 jul:15 oct:15  
Departamento: 0203.00

924 05477563 30 Caja KIT PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE INSULINA EN SUERO Y PLASMA HUMANO POR EL METODO DE ELISA CONTIENE UNA PLACA DE 96 POZOS 5 ML DE ESTANDAR 0 LU/ML 5 ESTANDARES CON CONCENTRACIONES DE 3; 10; 30 100 200 µLU/ML DOS CONTROLES LIOFILIZADOS DE DIABETES NIVELES 1 Y 2 11 ML DE ANTICUERPO 40 ML DE BUFFER DE LAVADO 12 ML DE SUSTRATO TMB 12 ML DE SOLUCION STOP 3 ADHESIVOS PARA SELLAR LA PLACA PRES CJA C/96 MUESTRAS PRESENTACION: CAJA PARA 96 MUESTRAS

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7  
Departamento: 0203.00

925 05477564 8 Caja KIT PARA LA DETRMINACION DE LEPTINA POR EL METODO DE ELISA EL CUAL CONTIENE PALA DE 96 POZOS ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-LEPTINA 10ML DE CONJUGADO MONOCLONAL ANTILEPTINA BIOTINA VIAL DE 4 ML DE CONCENTRADO CONJUGADO DE STREPTAVIDINA-HRP 7 CALIBRADORES DE LEPTINA CON CONCENTRACIONES DE 0; 1; 5; 10; 20; 50; 100 ng/ml VIAL DE 0.5 ML DE CONTROL Y UN BOTE DE 50 ML DE BUFFER CONCENTRADO DE LAVADO 20 ML DE BUFFER DE ENSAYO 16 ML DE SUSTRATO TMB 16 MLDE SOLUCION STOP PRES CJA C/96 MUESTRAS PRESENTACION: CAJA PARA 96 MUESTRAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

926 05477565 15 Caja QIAamp DNA Blood Mini Kit (250)

para la purificacion de acidos nucleicos a partir de sangre no requiere fenol-cloroformo; tubos con membrana silica-gel Contiene columnas de centrifugacion con tubos de lavado (WT) (2 ml) tubos de elucion; soluciOn tampOn de lisis (AL) Wash Buffer 1 (concentrado) soluciOn Wash Buffer 2 (concentrado) (soluciOn tampOn de lavado 2 [concentrado]) soluciOn tampOn de eluciOn Buffer AE; proteasa Y disolvente de proteasa tampOn de lavado 1 (1;5 ml) tubos de elucion (1;5 ML ) PRES CJA C/50 PBAS  
PRESENTACION: CAJA PARA 250 MUESTRAS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3  
Departamento: 0203.00

927 05477566 3 Pieza

anticuerpo rabbit anti-AMPK alfa peso molecular de 62 kilodaltos  
PRES FCO DE 200UG  
PRESENTACION: PIEZA CON 250 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

928 05477576 1 Frasco

ETER DE PETROLEO R.A. PRESENTACION FRASCO CON 4 LTS  
PRESENTACION: FRASCO DE 4 LITROS

ene:1  
Departamento: 0307.00

929 05477582 3 Caja

MEZCLA DE REACCION LISTA PARA USARSE PARA INICIO A 94 °C PARA PCR EN TIEMPO REAL UTILIZANDO SYBR GREEN I COMO FLUOROFORO COMPTIBLE CON EL EQUIPO LIGHCYCLER 480 CONTIENEN LA ENZIMA FASTSTAR TAQ DNA POLIMERASA PRES KT C/10 FCOS DE 5 ML.  
PRESENTACION: CAJA CON 10 FRASCOS DE 5

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

930 05477585 1 Pieza

ACIDO TRICLOROACETICO CRISTAL PRESENTACION FRASCO CON 500 GR  
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0307.00

931 05477587 15 Caja

KIT PARA LA DETERMINACION ENZIMATICA COLORIMETRICA DE COLESTEROL HDL COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRES CAJA PARA 200 PBAS  
PRESENTACION: CAJA CON 200 PRUEBAS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3

Departamento: 0203.00

932	05477588	15	Caja	KIT PARA LA DETRMINACION ENZIMATICA COLORIMETRICA DE CREATININA COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION CAJA CON 800 PRUEBAS PRESENTACION: CAJACONA 800 PRUEBAS
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3
	Departamento: 0203.00			
933	05477590	8	Caja	CONTROL PATOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE LA PROTEINA C REACTIVA COMPATIBLE PARA EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION. CAJA CON 5 FRASCOS PRESENTACION: CAJA CON 5 FRASCOS DE 0.5
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0203.00			
934	05477591	6	Caja	CALIBRADOR PARA LA DETERMINACION DE LA PROTEINA C REACTIVA COMPATIBLE CON EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRES CAJA CON 5 FCOS DE 1 ML PRESENTACION: CAJA CON 5 FRASCOS DE 1 M
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
935	05477592	6	Caja	CONTROL CON VALORES NORMALES PARA LA DETERMINACION DE LA PROTEINA C REACTIVA COMPATIBLE CON EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRES CAJA CON 3 FCOS DE 1 ML PRESENTACION: CAJA CON 3 FRASCOS DE 1 M
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
936	05477593	6	Caja	KIT PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE UREA Y NITROGENO UREICO EN SUERO PLASMA Y ORINA HUMANA COMPATIBLE CON EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRES CAJA PARA 400 PBAS PRESENTACION: CAJA CON 400 PRUEBAS
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
937	05477594	5	Caja	Reactivo PolyFect para la transfeccion de lineas celulares y cultivos primarios PRESENTACION KIT CON 4 FRASCOS DE 1 MILILITRO PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS DE 1 M
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
938	05477608	3	Caja	SISTEMA DE DETECCION POLIDETECTOR DE CONEJO DE ALTA SENSIBILIDAD PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN CORTES DE

PARAFINA PARA 500 MUESTRAS ES UN SISTEMA PARA DETECTAR ANTICUERPOS PRIMARIOS HECHOS EN CONEJO Y CONTIENE HRP PARA SU REVELADO CON DIAMINOBENCIDINA. CONSTA DE UNA BOTELLA DE BLOQUEADOR DE PEROXIDASA DE 50 ML. UNA BOTELLA DE POLIDETECTOR HRP LABEL DE 50 ML. UNA BOTELLA DE POLIDETECTOR DAB CROMOGENO DE 1 ML Y UNA BOTELLA DE BUFFER DAB DE 50 ML. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO KIT 50 ML  
PRESENTACION CAJA CON 4 BOTELLAS  
PRESENTACION: FRASCO CON 50 ML

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0325.00

939 05477609 2 Frasco METANOL (GRADO ANALITICO) P.M= 32.04 CH3OH PRESENTACION FRASCO CON 4 LITROS  
PRESENTACION: GALON

ene:1 abr:1  
Departamento: 0108.00

940 05477614 60 Frasco OLIGONUCLEOTIDOS SINTETICOS DE 19 A 25 BASES DE DNA (DE SECUENCIA A ESPECIFICARSE POR EL USUARIO) ESCALA DE SINTESIS 50 NMOL CADA UNO DESPROTEGIDOS Y DESALADOS PUREZA BIOLOGIA MOLECULAR PRESENTACION FRASCO VIAL CON 0.1 MM OLIGONUCLEOTIDO ESPECIFICO LIOFILIZADO. \*\*\*ENTREGA ESPECIAL\*\*\*  
PRESENTACION: FRASCO

ene:15 abr:15 jul:15 oct:15  
Departamento: 0106.00

941 05477617 5 Kit Kit Epipect Bisulfito para conversiOn completa del 99% con bisulfito y limpieza de ADN para anAlisis de metilaciOn en menos de 6 horas Permite procesar muestras hasta de un 1 ng con alta sensibilidad protegiEndolas de degradaciOn Contiene columnas para la purificaciOn y desulfonaciOn de muestras; buffers y reactivos Compatible para uso exclusivo en el extractor automatizado de Acidos nucleicos Quiacube de la marca Qiagen PresentaciOn KIT para 48 reacciones.  
PRESENTACION: KIT PARA 48 REACCIONES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0106.00

942 05477628 1 Pieza Albumina de huevo (ovoalUmina);

blanca en polvo. Grado II (Grado Reactivo). Pureza 62-88%. PM. 44287 Da. CAS- 9006-59-1. Frasco con 500g. Manejar en refrigeraciOn (2 - 8°C). Surtir 1 frasco en el 2014. (Area:RIA)  
PRESENTACION: frasco de 500 gramos

ene:1

Departamento: 0319.00

943 05477629 4 Botella Anticuerpo monoclonal de rata de tipo IgG2A que detecta IL-17 de ratOn. Para la neutralizaciOn de IL-17 realizaciOn de ELISAS directas y Western Blot Liofilizado a una concentraciOn de 500 microgramos MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRES BOTELLA C/500 UG  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 UG

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0325.00

944 05477630 4 Botella Anticuerpo de rata de tipo IgG2A para uso de control de isotipo en experimentos de neutralizaciOn ELISAS entre otros Liofilizado a una concentraciOn de 500 microgramos MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRES VIAL CON 500 UG  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 UG

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0325.00

945 05477632 8 BOTELLA PROPILENGLICOL REACTIVO ACS PUREZA 99.5% PRESENTACION FRASCO CON 4 LITROS  
PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0203.00

946 05477633 5 Caja KIT DE REACTIVOS PARA LA PURIFICACION DE ACIDOS NU KIT NUCLEICOS APARTIR DE SANGRE QUIAMP DNA BLOOD MINI KIT NO REQUIERE FENOL CLOROFORMO CONTIENEN TUBOS CON MEMBRANA SILICA GEL  
PRESENTACION KIT CJA C/250 MUESTRAS  
PRESENTACION: CAJA CON 250 MUESTRAS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0203.00

947 05477635 4 BOTELLA L-CYSTINE DIHIDROCHLORIDE PUREZA MAYOR AL 98% (TLC) CRYSTALLINE  
PRESENTACION FCO CON 1 KG  
PRESENTACION: BOTELLA CON 1 KILO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0203.00

948 05477640 1 Pieza SENSIDISCO TAXO BACITRACINA DE 0.04  
UI CARTUCHO CON 50  
SENSIDISCOS.AMPLIA FECHA DE  
CADUCIDAD TRANSPORTAR EN  
CONGELACION ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO  
PRESENTACION CARTUCHO CON 50  
SENSIDISCOS  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: ESTUCHE CON 50 DISCOS

ene:1

Departamento: 0107.01

949 05477641 1 Pieza DISCO DE HIPURATO PARA DETECCION DE  
HIDROLISIS DE HIPURATO DE SODIO POR  
STREPTOCOCCUS B GARDNERELLA  
VAGINALIS Y C. JEJUNI PRESENTACION  
ESTUCHE  
PRESENTACION: ESTUCHE CON 25 DISCOS

ene:1

Departamento: 0107.01

950 05477642 1 Pieza DISCO LAP PARA LA RAPIDA  
DIFERENCIACION DE AEROCOCCUS Y  
LEUCONOSTOC DE STREPTOCOCCUS  
ENTEROCOCCUS LACTOCOCCUS Y  
PEDIOCOCCUS. DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO ENVIAR  
CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA  
PRESENTACION ESTUCHE CON 50 PRUEBAS  
PRESENTACION: ESTUCHE CON 50 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.01

951 05477648 5 Frasco ACIDO ACETICO. DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO  
PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 L

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

952 05477649 3 Pieza PEROXIDO DE HIDROGENO AL 30 POR  
CIENTO. DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO ENVIAR  
CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA  
PRESENTACION FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 ML

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0107.01

953 05477680 1 Pieza ANTISUERO POLIVALENTE LIOFILIZADO  
PARA IDENTIFICAR AL GENERO  
SALMONELLA SEROBAC S1. AGO: A HASTA  
I Y VI.PRESENTACION 1 PARA  
RECONSTITUIR A 3 ML MATERIAL DE

CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR  
DIRECTO AL LABORATORIO  
PRESENTACION: FRASCO CON 3 ML

ene:1

Departamento: 0204.00

954 05477682 1 Paquete PLASMA DE CONEJO LIOFILIZADO PARA LA PRUEBA DE COAGULASA PRESENTACION PAQUETE CON 6 VIALES  
PRESENTACION: PAQUETE CON 6 VIALES

ene:1

Departamento: 0204.00

955 05477694 1 Pieza CALDO NUTRITIVO UTIL PARA CULTIVAR DIFERENTES ESPECIES DE MICROORGANISMOS CADUCIDAD MINIMA DE 3 ANOS ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON 500 G  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

956 05477697 1 Pieza ALFA-AMILASA TIPOV1-B DE PANCREAS DE PORCINO 28 UNIDADES POR MILIGRAMO DE SOLIDOS PRESENTACION FRASCO CON 500 KU  
PRESENTACION: FRASCO CON 50000 UNIDADES

ene:1

Departamento: 0204.00

957 05477701 1 Botella 0.05% TRYPSIN-EDTA (1x) PHENOL RED GIBCO. TRYPSIN-EDTA ES UNA TRIPCINA IRRADIADA CON MEZCLA DE PROTEASAS DE ORIGEN PANCRETICO PORCINO. DEBIDO A SU FUERZA DEGRADATIVA LA TRIPCINA ES USADA AMPLIAMENTE PARA LA DISOCIACION CELULAR RUTINARIO PASES DE CELULAS Y DISOCIACION PRIMARIA DE TEJIDOS 100 ML.  
PRESENTACION: Botella de 100 ml

ene:1

Departamento: 0325.00

958 05477738 1 Frasco ANTICUERPO POLICLONAL ANTI C4d PARA HUMANO HECHO EN CONEJO PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN CONGELACION MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN LABORATORIO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE LA F.D.A Y TENGA 48 MESES DE ESTABILIDAD DESDE EL MOMENTO DE ENTREGA. PRESENTACION: FRASCO CON 1 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

959 05477742 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI MELANOMA  
CLONA HMB-45 PARA HUMANO HECHO EN  
RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE  
TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN  
CONGELACION MANEJO ESPECIAL  
ENTREGAR EN LABORATORIO QUE CUENTE  
CON CERTIFICADO DE LA F.D.A Y TENGA  
48 MESES DE ESTABILIDAD DESDE EL  
MOMENTO DE ENTREGA PRES FCO DE 1 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

960 05477769 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI BCL-2  
CLONA E17 PARA HUMANO HECHO EN  
CONEJO PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE  
TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN  
CONGELACION MANEJO ESPECIAL  
ENTREGAR EN LABORATORIO QUE CUENTE  
CON CERTIFICADO DE LA F.D.A Y TENGA  
48 MESES DE ESTABILIDAD DESDE EL  
MOMENTO DE ENTREGA PRES FCO DE 1 ML  
PRESENTACION: FRASCO CCON 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

961 05477771 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI SOX11  
CLONA pAb PARA HUMANO HECHO EN  
CONEJO PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE  
TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN  
CONGELACION MANEJO ESPECIAL  
ENTREGAR EN LABORATORIO QUE CUENTE  
CON CERTIFICADO DE LA F.D.A Y TENGA  
48 MESES DE ESTABILIDAD DESDE EL  
MOMENTO DE ENTREGA. PRESENRACION  
FRASCO CON 1ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

962 05477772 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI C-MYC  
CLONA Y69 PARA HUMANO HECHO EN  
CONEJO PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE  
TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN  
CONGELACION MANEJO ESPECIAL  
ENTREGAR EN LABORATORIO QUE CUENTE  
CON CERTIFICADO DE LA F.D.A Y TENGA  
48 MESES DE ESTABILIDAD DESDE EL  
MOMENTO DE ENTREGA.  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

963	05477779	1	Frasco	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI VARICELA ZOSTER VIRUS CLONA C90.2.8 PARA HUMANO HECHO EN RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA MANTENER EN CONGELACION MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN LABORATORIO QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE LA F.D.A Y TENGA 48 MESES DE ESTABILIDAD DESDE EL MOMENTO DE ENTREGA PRESENTACION FCO PRESENTACION: FRASCO CON 1 ML
	ene:1			Departamento: 0315.00
964	05477780	10	Frasco	SOLUCION BUFFER pH 7; ESPECIFICO PARA APARATO DE MANOMETRIA PRES FCO CON 500 ML CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento: 0307.00			
965	05477781	6	Caja	KIT PARA SEPARACION CUANTIFICACION Y DETERMINACION DE TAMANO DE FRAGMENTOS DE DNA DE DOBLE CADENA DE 100 A 7500 PARES DE BASES POR ELECTROFORESIS DE MICROFLUIDOS DE ALTA SENSIBILIDAD PARA MUESTRAS DE BAJA CONCENTRACION (5 PICOGRAMOS/MILILITRO) EL KIT INCLUYE 25 CHIPS REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA 250 MUESTRAS PARA UTILIZARSE EN EQUIPO 2100 BIOANALYZER PRES CJA C/250 REACCIONES PRESENTACION: CAJA CON 250 REACCIONES
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0107.00			
966	05477782	1	Frasco	ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-STAT1 PARA WESTERN BLOT CITOMETRIA DE FLUJO INMUNOFLOURESCENCIA Y ELISA PRES VIAL PRESENTACION: FRASCO DE 200 UG/ML
	ene:1			Departamento: 0103.00
967	05477788	40	Litro	METANOL GRADO REACTIVO PRESENTACION FRASCO CON 20 LITROS PRESENTACION: FRASCO DE 20 LITROS
	ene:1	abr:1		Departamento: 0103.00
968	05477793	7	Frasco	PLASMA/LOW MICROCUVETTES PRESENTACION FRASCO CON 25 PIEZAS

CADUCIDAD MINIMA DE 6 MESES  
PRESENTACION: FRASCO CON CON 25 PIEZAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1  
Departamento: 0322.00

969 05477794 2 Caja PLASMA/LOW Hb CONTROL LEVEL  
CADUCIDAD MINIMA DE 6 MESES  
PRESENTACION CAJA CON 2 VIALES DE  
1 ML CADA UNO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0322.00

970 05477795 2 Caja PLASMA/LOW Hb CONTROL LEVEL  
CADUCIDAD MINIMA DE 6 MESES  
PRESENTACION CAJA CON 2 NIALES DE  
1 ML CADA UNO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0322.00

971 05477796 2 Caja PLASMA/LOW Hb CONTROL LEVEL 3  
CADUCIDAD MINIMA DE 6 MESES  
PRESENTACION CAJA CON 2 VIALES DE  
1 ML CADA UNO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0322.00

972 05477797 15 Pieza ENZIMA TAQ POLIMERASA (HotStar Taq  
DNA POLYMERAE (1000) DEBIO SER  
VALORADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO USUARIO PARA SU  
EVALUACION ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO PRES VIAL CON 1000 U  
PRESENTACION: VIAL

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3  
Departamento: 0107.01

973 05477799 100 Paquete PLACA DE 150 mm DE MEDIO AGAR  
MUELLER HINTON PREPARADO CON 65ML  
DE MEDIO PARA USO SUSCEPTIBILIDAD A  
ANTIBIOTICO POR METOD DIFUSION EN  
DISCO.DEBIO SER VALORADO Y APROBADO  
POR EL USUARIO ENVIAR CATALOGO CON  
DESCRIPCION COMPLETA PARA SU  
EVALUACION PRES PQTE C/4 PZAS  
PRESENTACION: PAQUETE C/4 PIEZAS

abr:30 jul:30 oct:40  
Departamento: 0107.01

974 05477802 8 Pieza ETANOL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR  
PRESENTACION FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500ml

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.01

975 05477805 20 Pieza MEDIO DE SEPARACION DE LINFOCITOS  
(BioWhuittaker Lymphocyte

Separation Medium)MEZCLA DE FICOLL  
E HYOPAQUE CON UNA DENSIDAD  
ALUSTADA A 1.077G/ML DEBIO SER  
VALORADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO USUARIO ENVIAR CATALOGO  
CON DESCRIPCION COMPLETA  
PRESENTACION FCO DE 100 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 100ml

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0107.01

976 05477814 3 Caja

DyeEX 2.0 SPIN PARA REACCION DE  
TERMINADORES MARCADOS NO  
INCORPORADOS A LA REACCION DE  
SECUENCIA PRESENTACION KIT PARA 250  
PRUEBAS  
PRESENTACION: JUEGO PARA 250 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0106.00

977 05477818 10 Pieza

ANTICUERPO DE CABRA ANTI-IgG DE  
RATON FRACCIONES F(ab)2 CONJUGADO  
CON FITC Y AZUL DE EVANS PARA USO  
COMO ANTICUERPO SECUNDARIO EN  
COMBINACION CON EL ANTICUERPO  
COCTEL C10/C11 PARA LA DETECCION DE  
LA pp65 DE CMV FRASCO CON 7 ml DE  
SOLUCION LISTA PARA USARSE PARA 200  
PRUEBAS CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO  
AL MOMENTO DE LA ENTREGA  
TRANSPORTAR EN REFRIGERACION (2 A 8  
GRADOS CENTIGRADOS) Y PROTEGIDO DE  
LA EXPOSICION DE LA LUZ PRES C/7 ML  
P/200 PBAS  
PRESENTACION: PIEZA C/7ml PARA 200 PRUE

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.00

978 05477819 42 Caja

KIT PARA DETERMINACION DE VDRL  
INCLUYE CONTROL POSITIVO Y CONTROL  
NEGATIVO PARA 300 PRUEBAS  
PRESENTACION: KIT PARA 300 PRUEBAS  
PRESENTACION: CAJA PARA 300 PRUEBAS

ene:11 abr:11 jul:10 oct:10  
Departamento: 0107.00

979 05477885 1 Frasco

AZUL DE TIMOL REACTIVO ANALITICO  
GRADO ACS SINONIMO  
TIMOLSULFOFTALEINA NUMERO DE CAS  
76-61-9. CON INTERVALO DE VIRE 1.2  
- 2.8 ROJO A AMARILLO. 8.9 - 9.2  
AMARILLO A AZUL. PRESENTACION 5  
GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0204.00

980 05477887 1 Pieza

ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON

ANTI-CBLB EPITOPE CORRESPONDIENTEN  
A LOS AMINOACIDOS 29-483 PARA  
WESTERN BLOT INMUNOFLUORESCENCIA  
(IHCP)Y ELISA. Cbl-b ANTICUERPO  
(G-1) PRES VIAL DE 200 ug/ml  
PRESENTACION: PIEZA CON 200ug/ml

ene:1

Departamento: 0103.00

981 05477895 30 Pieza CAJA CON UNA BOLSA DE POLIMERO POP7  
PARA EL SECUENCIADOR 3500. DEBIO  
SER VALORADO Y APROVADO POR EL  
LABORATORIO USUARIO.PARA UTILIZAR  
EN EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO.  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO.  
ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION  
COMPLETA PARA SU EVALUACION  
PRESENTACION: CAJA

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7

Departamento: 0106.00 0107.01

982 05477897 9 Pieza BTL HI-DI FORMAMIDE 5mL (RUO)  
PRESENTACION PIEZA  
PRESENTACION: PIEZA

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0106.00

983 05477899 54 Caja BUFFER DE ANODO PARA SECUENCIADOR  
3500.DEBIO SER VALORADO Y APROVADO  
POR EL LABORATORIO USUARIO.PARA  
UTILIZAR EN EQUIPO PROPIEDAD DEL  
INSTITUTO. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO  
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:14 abr:14 jul:13 oct:13

Departamento: 0106.00 0107.01

984 05477900 54 Caja BUFFER CATODO PARA SECUENCIADOR  
3500. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO  
POR EL LABORATORIO USUARIO.PARA  
UTILIZAR EN EQUIPO PROPIEDAD DEL  
INSTITUTO.MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO.ENVIAR CATALOGO CON  
DESCRIPCION COMPLETA PARA SU  
EVALUACION  
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASOS

ene:14 abr:14 jul:13 oct:13

Departamento: 0106.00 0107.01

985 05477902 15 Pieza CONDITIONING REAGENT PARA REALIZAR  
ANALISIS DE SECUENCIAS Y FRAGMENTOS  
DE ADN EN LOS ANALIZADORES  
GENETICOS AUTOMATIZADOS 3500 Y  
3500XL DE APPLIED BIOSYSTEMS  
PROPIEDAD DEL INSTITUTO

				PRESENTACION: PIEZA	
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3	
	Departamento: 0106.00				
986	05477936		3	Kit	KIT PARA LA PURIFICACION DE PLASMIDOS MIDI PREP EN FORMATO DE CARTUCHOS EN FORMA DE GERINGA QUE NO REQUIEREN DE VACIO NI DE CENTRIFUGACION NO UTILIZA RECINA DE INTERCAMBIO ANIONICO PRESENTACION: KIT CON 25 PRUEBAS
	ene:1	abr:1	jul:1		
	Departamento: 0203.00				
987	05477982		1	Botella	TWEEN 20 LIQUIDO PARA ENSAYOS ELISA PRESENTACION FRASCO CON 500 ML PRESENTACION: FRASCO DE 500 ML
	ene:1				
	Departamento: 0103.00				
988	05477983		3	Botella	N-N-METILEN BIS-ACRILAMIDA 99% PUREZA. FRASCO CON 100 GRAMOS. PRESENTACION: FRASCO CON 100 GR
	ene:1	abr:1	jul:1		
	Departamento: 0103.00				
989	05477984		1	Botella	APROTININA DE HIGADO BOVINO POLVO LIOFILIZADO VIAL CON 1 MG. PRESENTACION: VIAL CON 1 MG
	ene:1				
	Departamento: 0103.00				
990	05477985		1	Botella	BACITRACINA POLVO LIOFILIZADO VIAL CON 50 KU PRESENTACION: VIAL CON 50 KU
	ene:1				
	Departamento: 0103.00				
991	05477988		3	Frasco	AFIGEL-102 GEL MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO PRES FRASCO C/50 ML PRESENTACION: FRASCO C/50 ml.
	ene:1	abr:1	jul:1		
	Departamento: 0110.00				
992	05477989		8	Frasco	ALBUMINA SERICA BOVINA FRACCION V PRESENTACION FRASCO DE 100 GR PRESENTACION: Frasco 100 grs
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:2	
	Departamento: 0110.00		0120.00		
993	05477991		3	Frasco	AVIDINA PRESENTACION FRASCO CON 25 MG PRESENTACION: FRASCO C/25 mg
	ene:1	abr:1	jul:1		
	Departamento: 0110.00				
994	05477992		3	Caja	GELES PREPARADOS TGX DE GRADIENTE

DE 4-20% DE POLIACRILAMIDA PARA ELECTROFERESIS DE PROTEINAS EN CAMARA MINI-PROTEAN DE BIO RAD CON CAPACIDAD PARA 10 POZOS DE 30 ul C/U MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL LABORATIRIO PRES CAJA CON 10 GELES PRESENTACION: CAJA C/10 GELES

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0110.00

995 05477993 2 Caja

GELES PREPARADOS TGX DE GRADIENTE DE 4-20% DE POLIACRILAMIDA PARA ELECTROFERESIS DE PROTEINAS EN CAMARA MINI-PROTEAN DE BIO RAD CON POZO PREPARATIVO DE 7 cm PARA TIRAS DE IPG MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO PRES CAJA CON 10 GELES PRESENTACION: CAJA C/10 GELES

ene:1 abr:1  
Departamento: 0110.00

996 05477994 7 Frasco

MEZCLA DE MINERALES AIN-93G PARA PREPARACION DE DIETAS EXPERIMENTALES NECESARIAS PARA ALIMENTAR ROEDORES DURANTE SU CRECIMIENTO EMBARAZO Y LACTANCIA. CARBONATO DE CALCIO 35.7% FOSFATO MONOPOTASICO 19.6% CITRATO DE POTASIO MONOHIDRATO 7.078% CLORURO DE SODIO 7.4% SULFATO DE POTASIO 4.66% OXIDO DE MAGNESIO 2.4% CITRATO FERRICO 0.606% CARBONATO DE ZINC 0.165% CARBONATO DE MANGANESO 0.063% CARBONATO DE COBRE 0.03% YODATO DE POTASIO 0.001% SELENATO DE SODIO ANHIDRO 0.00103% MOLIBDATO DE AMONIO TETRA HIDRATADO 0.000795% METASILICATO DE SODIO NONAHIDRATADO 0.145% CROMA SULFATO DE POTASIO DODECAHIDRATADO 0.0275% CLORURO DE LITIO 0.00174% ACIDO BORICO 0.008145% FLUORURO DE SODIO 0.00635% CARBONATO DE NIQUEL 0.00318% VANADATO DE AMONIO 0.00066% AZUCAR EN POLVO 22.1% PRES FCO DE 10 KG PRESENTACION: FRASCO 10 KG

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1  
Departamento: 0110.00

997 05477996 16 Caja

Medio para cultivo celular RPMI 1640 con L Glutamina y sin d-glucosa con rojo fenol caja con 10 sobres X 1L. PRESENTACION: Caja c/10 sobres

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4

Departamento: 0120.00

998 05477999 6 KIT REACTIVO PARA LA DETECCION DE WESTERN BLOT BASADO EN LA QUIMIOLUMINISENCIA RESULTADO DE LA CATALISIS DEL LUMINOL POR PEROXIDASA (HRP) ECL PRIME WESTERN BLOTING DETECCION REAGENT KIT PARA 1000 cm2 DE MEMBRANA PRES KIT PRESENTACION: KIT 1000 cm2 MEMBRANA

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0110.00

999 05478000 1 Kit SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY NUM 21 PREVALIDADO PARA CUANTIFICACION DE NIVELES DE ESPRESION GENICA POR PCR TIEMPO REAL SONDA CON MARCAJE DUAL CONTENIENDO FLUOROFORO REPORTERO (FAM) en 5-PRIMA Y UN COLORANTE APAGADOR OSCURO. PRESENTACION: ESTUCHE C/2 VIALES

ene:1  
Departamento: 0110.00

1000 05478005 1 Pieza ANTICUERPO PRIMARIO ANTI IRS-1 CLONA E-12 ENSAYO TIPO WESTERN BLOT. VIAL CON 200UG/ML PRESENTACION: VIAL CON 0.2 MG EN 1 ML

ene:1  
Departamento: 0103.00

1001 05478006 1 Pieza ANTICUERPO PRIMARIO ANTI TIROSINA FOSFORILIZADA EN EL RESIDUO 632 DE IRS-1 CLONA TYR632 PARA ENSAYO TIPO WESTERN BLOT. VIAL CON 0.2 MG EN 1 ML PRES DE 200 UG/ML PRESENTACION: VIAL CON 0.2 MG EN 1 ML

ene:1  
Departamento: 0103.00

1002 05478019 1 Pieza Anticuerpo monoclonal de raton anti Ub Clona (PD41. Epitope 1-76 para Western Blot inmunofluorescencia y Elisa. Vial con 200 UG/ML. PRESENTACION: Vial con 200 ug/ml

ene:1  
Departamento: 0103.00

1003 05478024 1 Pieza Anticuerpo policlonal de conejo anti-STAT5 clona (C-17) Reconoce STAT5a y STAT5b Western blot inmunofluorescencia y ELISA PRESENTACION VIAL DE 200 UG/ML PRESENTACION: Vial con 200 ug/ml

ene:1  
Departamento: 0103.00

1004 05478025 1 Vial Anticuerpo policlonal de conejo

anti-caspasa-9 p35 (H-170)  
PRESENTACION Vial con 200 UG/ML  
PRESENTACION: Vial con 200 microgramos/

ene:1

Departamento: 0103.00

1005 05478026 1 Vial

Anticuerpo policlonal de conejo anti-fosfo STAT5a/b (Tyr694) clona (C-17) Reconoce STAT5a y STAT5b Western-blot inmunofluorescencia y ELISA 100 UG/ML  
PRESENTACION: Vial con 100 ug/ml

ene:1

Departamento: 0103.00

1006 05478029 1 Vial

Anticuerpo primario anti Receptor de Insulina subunidad beta clona 11B6 para ensayo Western blot  
PRESENTACION Vial con 50 microgramos en 0.5 ml.

ene:1

Departamento: 0103.00

1007 05478030 1 Pieza

Anticuerpo primario anti Receptor de Insulina subunidad beta fosforilada clona 10C3 para ensayo tipo western blot  
PRESENTACION Vial con 50 microgramos en 0.5ml  
PRESENTACION: Vial con 50 microgramos e

ene:1

Departamento: 0103.00

1008 05478031 1 Pieza

Anticuerpo primario anti Tirosinas fosforiladas en los residuos 1162/1163 de lacadena beta del receptor de insulina clona Tyr1162/1163 para ensayo tipo Westerblot  
PRESENTACION Vial con 200UG/ML  
PRESENTACION: Vial con 0.2 mg en 1 ml.

ene:1

Departamento: 0103.00

1009 05478046 2 Pieza

Persulfato de amonio grado electroforesis en presentacion de 100 gramos.  
PRESENTACION: Frasco con 100 gramos

ene:1 abr:1

Departamento: 0103.00

1010 05478048 1 Juego

Sonda DNA FISH CEPX alfa satelite para la tincion del cromosoma X locus DXZ1 spectrum orange Caducidad minima de un a7o transportar en hielo seco PRES KIT C/20 MICROLITROS  
PRESENTACION: JUEGO CON 20 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0106.00

1011	05478049	4	Juego	Nonidet P-40 detergente no ionico grado Biologia molecular Caducidad minima de un a7o transportar en hielo seco PRES KIT C/2 VIALES PRESENTACION: JUEGO CON 2 VIALES
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0106.00			
1012	05478060	6	Juego	DAPI II SOLUCION DE CONTRATINCION PARA SONDAS DE FISH. CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO. MATERIAL DE REFRIGERACION PRESENTACION: JUEGO CON 2 VIALES
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0106.00			
1013	05478075	2	Botella	Cemento Iris cemento para artistas PRESENTACION BOTELLA DE 500 ML PRESENTACION: LATA CON 500 ML.
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0106.00			
1014	05478077	3	Juego	Kit RNeasy Plus mini Kit para extraccion de RNA a partir de tejidos y celulas de fluidos corporales. Este kit es para uso exclusivo en el equipo QIACUBE de la marca Qiagen propiedad del Instituto PRES KIT P/50 REACCIONES PRESENTACION: JUEGO PARA 50 PURIFICACIO
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0106.00			
1015	05478082	2	Juego	MARCADOR DE PESO MOLECULAR 1KB PLUS ESCALERADE 100 HASTA 12000 PB. FRAGMENTOS DE 1000 PB INICIANDO DESDE EL FRAGMENTO 1000 HASTA EL FRAGMENTO 12000. TRANSPORTAR EN HIELO SECO PRESENTACION: JUEGO CON 100 APLICACIONE
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0106.00			
1016	05478083	13	Juego	SONDA TAQMAN PREDISENADA PARA EL ANALISIS DE GENOTIPO SNPS HUMANOS TUBO DE ESCALA PEQUENA A UNA CONCENTRACION DE 40X PARA 1500 REACCIONES DE 5 MICROLITROS PRES PIEZA DE 250 MICROLITROS PRESENTACION: PIEZA
	ene:4	abr:4	jul:3	oct:2
	Departamento: 0106.00		0203.00	
1017	05478086	7	Botella	MEZCLA DE REACCION DE qPCR-PCR DE TIEMPO REAL PARA CUANTIFICACION DE EXPRESION GENICA CONCENTRACION 2X. PARA EL USO EN EL EQUIPO STEP ONE

PLUS DE LA MARCA APPLIED BIOSYSTEMS  
 PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
 PRESENTACION: BOTELLA DE 5 ML.

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1  
 Departamento: 0106.00

1018 05478089 1 Pieza

ACIDO P-CUMARICO 99% GRADO HPLC  
 PRESENTACION FRASCO CON 25 GR  
 PRESENTACION: FRASCO DE 25 GRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0202.00

1019 05478095 2 Pieza

ACARREADOR DE RNA MS2 ESTABILIZA EL  
 RNA DURANTE LA SINTESIS DEL CDNA.  
 PESO MOLECULAR DE APROXIMADAMENTE  
 1200KD BUFFER DE ALMACENAJE  
 TRIS-HCL 1MM EDTA. CONCENTRACION  
 0.8 MG/UL  
 PRESENTACION: PIEZA CON 500 MICROLITROS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0107.00

1020 05478098 3 Pieza

AGAR TCBS POLVO PARA PREPARAR  
 MEDIOS DE CULTIVO CADUCIDAD MINIMA  
 DE 1 AÑO EL PRODUCTO TIENE QUE  
 HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN  
 EL LABORATORIO USUARIO CON  
 ANTERIORIDAD PRES FCO C/500 G.  
 PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1  
 Departamento: 0107.00

1021 05478117 3 Botella

BUFFER (5X) DE LISIS Y FIJACION  
 (LYSE/FIX) DE SANGRE TOTAL USADO EN  
 CITOMETRIA DE FLUJO. TRANSPORTAR A  
 4 GRADOS CENTIGRADOS  
 PRESENTACION: BOTELLA CON 250 ML.

ene:1 abr:1 jul:1  
 Departamento: 0107.00

1022 05478118 2 Pieza

BUFFER DE SUCUENCIACION PARA  
 SISTEMA GS JUNIOR PLUS PRESENTACION  
 PIEZA  
 PRESENTACION: PIEZA

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0107.00

1023 05478123 2 Juego

KIT DE PERLAS DE EMPAQUETAMIENTO Y  
 SUPLEMENTO CB PARA SISTEMA GS  
 JUNIOR PLUS PRESENTACION JUEGO  
 PRESENTACION: JUEGO

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0107.00

1024 05478125 2 Juego

KIT DE REACTIVOS DE SECUENCIACION Y  
 ENZIMAS PARA SISTEMA GS JUNIOR PLUS  
 PARA DETERMINAR LA SECUENCIA DE  
 NUCLEOTIDOS EN UNA LIBRERIA DE DNA

INMOVILIZADA PRES JUEGO  
PRESENTACION: JUEGO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

1025 05478126 3 Juego

KIT DE REACTIVOS PARA LA AMPLIFICACION DE AMPLICONES A PARTIR DE UNA LIBRERIA. CONTIENE TAQ POLIMERASA DE ALTA FIDELIDAD PARA LA AMPLIFICACION DE FRAGMENTOS DE DNA QUE SERAN SECUENCIADOS MICROESFERAS Y BUFFER PARA LLEVAR A CABO LA REACCION QUE SON COMPATIBLES CON SECUENCIACION CON EL INSTRUMENTO GS JUNIOR PLUS PRES JUEGO  
PRESENTACION: JUEGO

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0107.00

1026 05478127 3 Juego

KIT DE REACTIVOS QUE INCLUYE ACEITE Y REACTIVO DE ROMPIMIENTO PARA SECUENCIACION EN SISTEMA GS JUNIOR PLUS.  
PRESENTACION: JUEGO

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0107.00

1027 05478129 1 Juego

KIT PARA LA CUANTIFICACION DE RNA RIBOGREEN CON UNA LINEARIDAD DE FLORESENCIA DE DETECCION EN UN RANGO DE 1 A 200NG DE RNA. KIT CONTIENE RIBOGREEN BUFFERS Y ESTANDARES DE RNA PRES JUEGO  
PRESENTACION: JUEGO

ene:1  
Departamento: 0107.00

1028 05478131 2 Juego

KIT PARA SECUENCIACION MASIVA DE PARTICULAS AMPLIFICADAS EN EL SISTEMA ION ONETOUCH2 EN EL EQUIPO IONPROTON SYSTEM. CONTIENE ENZIMAS NUCLEOTIDOS CONTROLES DE SECUENCIA BUFFERS Y CONSUMIBLES. EL KIT ES UN COMPONENTE INTEGRAL DEL SISTEMA Y DEBE SER COMPATIBLE CON LOS CHIPS ION 314 Y 316 PRES JGO P/8 PBAS  
PRESENTACION: JUEGO PARA 8 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

1029 05478133 2 Caja

MEZCLA DE NUCLEOTIDOS PARA PCR CONTIENE DATP DCTP DGTP Y DTTP GRADO PCR A UNA CONCENTRACION DE 10MM. LOS REACTIVOS ESTAN LISTOS PARA SU USO. TIENEN UNA PUREZA MAYOR AL 99%. PARA 5000 REACCIONES CON UN VOLUMEN FINAL DE REACCION DE

20UL PRES CJA C/10 VIALES C/200  
UL/V  
PRESENTACION: CAJA CON 10 VIALES CON 20

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

1030 05478134 2 Pieza  
MICROPARTICULAS MAGNETICAS DE ALTA EFICIENCIA PARA PURIFICACION DE PRODUCTOS DE PCR PRODUCE DNA DE ALTA CALIDAD LIBRE DE SALES CONTAMINANTES NO REQUIERE CENTRIFUGACION O FILTRACION Y PUEDE SER AUTOMATIZADO CON RECUPERACION EFICIENTE DE AMPLICONES MAYOR A 100 PB EN CONCENTRACIONES SUPERIORES DE 20NG/UL PARA FRAGMENTOS DE 200PB A 10KB Y DE FRAGMENTOS DE DOBLE CADENA Y TEMPLADOS DE CADENA SENCILLA ELIMINA PRIMER(S) DNTP(S Y DIMEROS DE PRIMERS NO INCORPORADOS SIN DEGRADACION DE PRODUCTOS DE PCR DESPUES DE ALMACENAR A 43C POR 7 DIAS EMPLEO DE 20UL POR REACCION PARA FORMATO DE PLACA DE 96 POZOS CADUCIDAD AMPLIA  
PRESENTACION: FRASCO CON 5ML.

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

1031 05478138 1 Caja  
PRUEBA E PARA AMOXICILINA; TIRAS PARA PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD; DE 0.016 A 256sG/ML; TRANSPORTAR EN CONGELACION EN HIELO SECO. ENTREGAR EN EL LABORATORIO; AMPLIA CADUCIDAD.  
PRESENTACION: CAJA CON 100 TIRAS

ene:1  
Departamento: 0107.00

1032 05478140 3 Pieza  
REACTIVO DE KOVAC PARA DETECCION DE INDOLES SOLUCION DE 4-(DIMETILAMINO)BENZALDEHIDO Y ACIDO CLORHIDRICO EN N-BUTANOL GRADO MICROBIOLOGIA TRANSPORTAR DE 4 A 8 GRADOS CENTIGRADOS PRES FCO C/100 ML  
PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
PRESENTACION: PIEZA CON 100 ML.

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0107.00

1033 05478141 2 Pieza  
REVERSO TRANSCRITASA RECOMBINANTE PARA UNA REVERSO TRANSCRIPCION DE FRAGMENTOS DE RNA DE HASTA 14 KB EMPLEADA PARA ESTRATEGIAS DE DOS PASOS DE RT-PCR TIENE BUENA EFICIENCIA EN ESTRUCTURAS SECUNDARIAS DE RNA RICAS EN GC VIAL

PARA 50 REACCIONES

PRESENTACION: VIAL DE 20 UL CON 500 U

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

1034 05478142 2 Pieza

RNASE H ES UNA ENDORIBONUCLEASA NO ESPECIFICA LA CUAL CORTA RNA EN HIBRIDOS DE RNA:DNA EL RNA ES CORTADO POR LA RNASE H PARA LIBERAR 5-RIBONUCLEOTIDOS ELIMINA FUENTES POTENCIALES DE ERROR DE PCR E INCREMENTA LA ACCESIBILIDAD DE LOS PRIMERS DURANTE LOS PCR SUBSECUENTES CONTIENE 1 U/UL EN BUFFER A PH 8.0.  
PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
PRESENTACION: PIEZA CON 100U

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

1035 05478143 1 Pieza

SOLUCION DE CARBOL FUCHSINA SEGUN ZIEHL-NEELSEN COLORANTE PARA ENSAYO DE BACTERIAS RESISTENTES AL ACIDO REACTIVO PARA MICROSCOPIA DENSIDAD 0.99G/ML A 203C PRES FCO C/100 ML.  
PRESENTACION: PIEZA DE 100 ML.

ene:1  
Departamento: 0107.00

1036 05478145 2 Pieza

TAQ POLIMERASA DE ALTA FIDELIDAD CON INICIO RAPIDO FASTSTAR HIGH FIDELITY IMPIDE LA AMPLIFICACION DE FRAGMENTOS INESPECIFICOS DURANTE EL PCR A BAJAS TEMPERATURAS YA QUE ES INACTIVA POR DEBAJO DE 75 GRADOS CENTIGRADOS Y ES ACTIVADA A 95 GRADOS CENTIGRADOS POR DOS MINUTOS CON UN VOLUMEN DE ACTIVIDAD DE 5U/UL. PUEDE AMPLIFICAR HASTA FRAGMENTOS DE 5KB. TRANSPORTAR EN CONGELACION. ENTREGA EN LABORATORIO  
PRESENTACION: PIEZA CON 500U/200 REACCI

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.00

1037 05478180 1 Pieza

CATEQUINA 98% GRADO HPLC PRES FRASCO CON 5 GRAMOS  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0202.00

1038 05478185 1 Pieza

EPICATEQUINA 90% HPLC CAS490-46-0 PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO

ene:1  
Departamento: 0202.00

1039 05478197 1 KIT

KIT PARA PURIFICAR RNA

EXCLUSIVAMENTE PRES KIT PARA 250  
PBAS  
PRESENTACION: KIT PARA 250 CORRIDAS

ene:1  
Departamento: 0202.00

1040 05478203 6 Pieza METANOL GRADO REACTIVO PRES FCO  
C/500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0202.00

1041 05478218 10 Cubeta UREA GRADO REACTIVO EN POLVO.  
ENTREGAR EN UNA SOLA EXHIBICION EN  
ABRIL  
PRESENTACION: CUBETA DE 12 KILOGRAMOS

abr:10  
Departamento: 0202.00

1042 05478219 8 Botella AGENTE REDUCTOR NUPAGE  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: BOTELLA CON 10 ML

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0307.00

1043 05478220 2 Pieza ALBUMINA BOVINA FRACCION V 99%  
PUREZA  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: FRASCO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0307.00

1044 05478221 4 Botella AMORTIGUADOR DE CORRIDA MES SDS 20X  
PRESENTACION: BOTELLA CON 500 ML

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

1045 05478222 4 Botella AMORTIGUADOR DE MUESTRA NP LDS 4X  
PRESENTACION: BOTELLA CON 15ML

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

1046 05478223 2 Vial ANTICUERPO DE OVEJA ANTI IgG DE  
RATON CONJUGADO CON PEROXIDASA  
PRESENTACION VIAL DE 1.5 ML  
PRESENTACION: VIAL

ene:1 abr:1  
Departamento: 0307.00

1047 05478224 10 Botella ANTIOXIDANTE NUPAGE  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: BOTELLA CON 15 ML

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0307.00

1048 05478225 2 Frasco DEN(n-NITROSO DIETILAMINA)  
PRESENTACION DE 10 ML  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO

PRESENTACION: FRASCO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0307.00

1049 05478235 5 Caja GELES BIS TRIS NUPAGE NOVEX AL 10%  
10 PER BOX  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

1050 05478236 4 Pieza MARCADOR DE PROTEINA MAGICMARK XP  
PARA WESTERN  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: VIAL CON 250MICROLITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

1051 05478237 4 Pieza MARCADOR DE PROTEINAS NOVEX SHARP  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: VIAL CON 2X250 MICROLITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

1052 05478239 2 Caja MEDIO DE INCLUSION PARA CRIOSTATO  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CAJA CON 6 FRASCOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0307.00

1053 05478240 5 Caja MEMBRANAS DE TRANSFERENCIA PVDF  
PRECORTADAS  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CAJA CON 20 PIEZAS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

1054 05478241 1 Vial PLASMIDO PARA EXPRESION SIMULTANEA  
DE 2 PROTEINAS EN BACULOVIRUS  
pFASTBAC DUAL VECTOR  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: VIAL CON 10 MICROLITROS

ene:1  
Departamento: 0307.00

1055 05478242 1 Caja PLASMIDO pSILENCER TM2.1-U6 HIGRO  
PARA EXPRESION DE siRNA CON  
RESISTENCIA A HIGROMICINA Y  
PROMOTOR PARA RNA POLIMERASA III  
HUMANA  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CAJA CON 20 REACCIONES

ene:1  
Departamento: 0307.00

1056 05478244 3 Frasco REACTIVO PARA BLOQUEAR MEMBRANA  
UTIL PARA WESTERN BLOT POLVO  
LIOFILIZADO

CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: FRASCO

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0307.00

1057 05478246 2 Caja

SOLUCION DE LISIS Y TABLETAS PARA  
INHIBICION DE PROTEASAS  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CAJA CON 20 TABLETAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0307.00

1058 05478247 1 Pieza

T4 DNA LIGASA CONGELACION  
PRESENTACION  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: VIAL CON 500 UNIDADES

ene:1  
Departamento: 0307.00

1059 05478248 1 Pieza

VIAL DE LA LINEA CELULAR L6 DE  
MIOBLASTO DE RATA  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: VIAL DE 0.5ML

ene:1  
Departamento: 0307.00

1060 05478249 6 Frasco

ketamina 1g/10ML ANESTESICO LIQUIDO  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: FRASCO DE 10 ML

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0307.00

1061 05478250 1 Caja

sistema de expresion de baculovirus  
BAC-TO-BAC CONGELACION  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CAJA CON 10 MICROGRAMOS

ene:1  
Departamento: 0307.00

1062 05478253 1 Frasco

FOSFATO DE POTASIO DIBASICO ANHIDRO  
A.C.S PRESENTACION FRASCO CON 1 KG  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO

ene:1  
Departamento: 0109.00

1063 05478254 1 Frasco

FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO  
PRESENTACION FRASCO DE 1KG  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO

ene:1  
Departamento: 0109.00

1064 05478255 4 Frasco

ACETONA GRADO REACTIVO CON PM DE  
58.08 CON 99.7 POR CIENTO DE PUREZA  
RESIDUO DESPUES DE EVAPORACION DE  
0.0005 PORCIENTO.MENOS DE 0.002  
PORCIENTO DE ALDEHIDO 0.3 PPM DE  
PLOMO PRES FCO C/1 LT  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0317.00

1065 05478256 4 Frasco ETANOL ANHIDRO ABSOLUTO GRADO  
REACTIVO PRESENTACION FRASCO CON 1  
LITRO  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0317.00

1066 05478257 2 Frasco RESINA SINTETICA A BASE DE TOLUENO  
INCOLORA DE OLOR CARACTERISTICO  
INSOLUBLE EN AGUA QUE SE EMPLEA  
COMO MEDIO DE MONTAJE PARA  
PREPARACIONES CITOLOGICAS E  
HISTOLOGICAS CON UNA VIDA UTIL  
MAXIMA DE 2 ANOS Y MEDIO PRES  
FRASCO CON 500 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0317.00

1067 05478258 2 Frasco SOLUCION AMORTIGUADORA ESTANDAR DE  
PH 7 VALIDADA CON MATERIAL DE  
REFERENCIA NIST ESTANDAR. PRESENTAR  
AMPLIA INFORMACION PARA EVALUACION.  
PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILILITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0317.00

1068 05478261 1 Pieza D-Acido Sacarico (Acido glucarico)  
Sal de potasio. Aproximadamente  
99%. CAS = 576-42-1 PRESENTACION  
FRASCO CON 10 GRAMOS  
PRESENTACION: Pieza

ene:1  
Departamento: 0319.00

1069 05478264 3 Pieza KIT PARA SEPARACION; CUANTIFICACION  
Y DETERMINACION DE TAMANO DE  
FRAGMENTOS DE DNA DE DOBLE CADENA  
DE 100 A 12000 PARES DE BASES POR  
ELECTROFORESIS DE MICROFLUIDOS. DE  
ALTA SENSIBILIDAD PARA MUESTRAS DE  
BAJA CONCENTRACION (5  
PICOGRAMOS/MICROLITRO). INCLUYE 10  
CHIPS; REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA  
110 MUESTRAS. PARA UTILIZARSE EN  
EQUIPO 2100 BIOANALYZER.  
PRESENTACION: KIT PARA 110 MUESTRAS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0107.00

1070 05478268 18 Pieza BACKGROUND SNIPER UNIVERSAL FRSCO  
CON REACTIVO BLOQUEADOR UNIVERSAL  
COLOR AZUL UTILIZADO PARA  
INMUNIHISTOQUIMICA E  
INMUNOFLUORESCENCIA FORMULADO CON

PROTEINAS RECOMBINANTES DE SUERO  
 PRES FCO DE 50 ML  
 PRESENTACION: PIEZA DE 50 ML

ene:5 abr:5 jul:4 oct:4  
 Departamento: 0315.00

1071 05478271 2 Pieza

GLUTATHIONE MAGNETIC BEADS FRASCO  
 CON PARTICULAS PARAMAGNETICAS DE  
 OXIDO DE HIERRO 1 A 10 MICROMETROS  
 UNIDAS A GLUTATION GTS 25% SLURRY  
 SUSPENDIDAS EN 20% DE ALCOHOL  
 ETILICO CAPACIDAD DE UNION DE 5 A  
 10 MILIGRAMOS DE GST POR MILILITRO  
 DE PERLAS PRES 4 ML  
 PRESENTACION: PIEZA DE 4 MILILITROS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0203.00

1072 05478276 10 Kit

KIT PARA LA EXTRACCION Y  
 AISLAMIENTO DE RNA DE HECES DE  
 HUMANO PARA 50 PREPARACIONES  
 CONTIENE 50 COLUMNAS SPIN FILTERS 8  
 SOLUCIONES PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6  
 PM7 PM8 50 TUBOS CON PERLAS DE  
 VIDRIO ALMACENAJE DE 15 A 30 GRADOS  
 CENTIGRADOS PRES KIT  
 PRESENTACION: KIT

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0203.00

1073 05478282 3 Pieza

PERLAS MAGNETICAS ACTIVADAS CON NHS  
 PIERCE PRESENTACION FRASCO DE 5  
 MILILITROS  
 PRESENTACION: PIEZA DE 5 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1  
 Departamento: 0203.00

1074 05478285 6 CAJA

REACTIVO DE OPA DE 10 MG/ML  
 PRESENTACION: CAJA CON 10 FRASCOS 10 ML

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
 Departamento: 0203.00

1075 05478287 2 Caja

SOLUCION ESTANDAR DE AMINOACIDOS  
 250 pmol/ul  
 PRESENTACION: CAJA CON 10 FRASCOS DE 25

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0203.00

1076 05478288 12 Frasco

SOLUCION PROTECTORA Y  
 ESTABILIZADORA DE RNA DANA  
 PROTEINAS Y MUESTRAS DE TEJIDOS  
 PARA EL ANALIS POSTERIOR DE  
 EXPRESION GENICA SE REQUIERE QUE SE  
 UTILIZEN 125 X 200 MILIGRAMOS POR  
 MUESTRA DE TEJIDO RNALATER 76106  
 PRES FCO D/250 ML  
 PRESENTACION: FRASCO DE 250 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0203.00

1077 05478295 1 Caja COMPLET. COCKTAIL INHIBIDOR DE PROTEASAS EN TABLETAS PROTEGE A LAS PROTEINAS DE AMPLIO RANGO DE PROEASAS EN MINUTOS INHIBE LA ACTIVIDAD PROTEOLICA QUE PUEDE DEGRADAR LAS PROTEINAS TABLECAS SOLUBLES EN AGUA. CONTIENE UNA MEZCLA DE INHIBIDORES DE PROTEASAS QUE INHIBEN LA ACTIVIDAD PROTEOLITICA DE VARIOS TIPOS CELULARES INCLUYENDO ANIMALES PLANTAS LEVADURAS Y BACTERIAS EN VIAL DE VIDRIO CADA TABLETA ES SUFICIENTE PARA UN VOLUMEN DE 50 ML DE SOLUCIONDE EXTRACCION PRES CJA C/20 TABLETAS  
PRESENTACION: CAJA CON 20 TABLETAS

ene:1

Departamento: 0325.00

1078 05478297 6 Caja KIT PARA EXTRACCION SIMULTANEA DE RNA Y PROTEINA DE LA MISMA MUESTRA DE CELULAS Y TEJIDOS DE MAMIFEROS EL KIT PERMITE LA INMEDIATA ESTABILIZACION DE DNA RNA Y PROTEINAS PERMITE MAXIMA RECUPERACION DE LOS ANALITOS NO SE NECESITAN SOLVENTES ORGANICOS COMO FENOL Y ACETONA EL KIT CONTIENE 50 COLUMNAS PARA DNA 50 COLUMNAS PARA RNA TUBOS DE COLECTA DE 1.5 Y 2 ML BUFFER RLT BUFFER RW1 RPE AGUA LIBRE DE RNASAS Y BUFFERS AW1 AW2 EB APP Y ALO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRES KIT P/50 REACCIONES  
PRESENTACION: CAJA PARA 50 REACCIONES

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0325.00

1079 05478301 1 Caja PhosSTOP COCKTAIL IHIBIDOR DE FOSFATASAS EN TABLETAS BRINDA COMPLETA PROTECCION DE PROTEINAS CONTRA AMPLIO RANGO DE FOSFATASAS EN DIFERENTES MUESTRAS (MAMIFEROS PLANTAS Y BACTERIAS) INHIBE FOSFATASA ALCALINA Y ACIDAS ASI COMO SERINE/TREONINA Y TIROSINE PROTINE FOSFATASA. SOLUBLE EN AGUA DE RAPIDA DISOLUCION Y LISTA PARA USARSE CADA TABLETA ES SUFICIENTE PARA 10 ML DE EXTRACTO CELULAR O BUFER PRES CJA C/10 TABLETAS  
PRESENTACION: CAJA CON 10 TABLETAS

ene:1

Departamento: 0325.00

1080 05478341 2 Frasco DITHIODIKETOPIPERAZINE INHIBIDOR DE  
HIF 1 ALFA Y BLOQUEADOR DEL FACTOR  
P300 ANTIBACTERIAL E INMUNOSUPRESOR  
ALMACENAR EN CONGELACION Y PROTEGER  
DE LA LUZ ENTREGAR A LABORATORIO  
PRES 1 MG  
PRESENTACION: FRASCO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0418.00

1081 05478342 2 Kit KIT PARA EXTRACCION DE RNA DE ALTA  
CALIDAD MEDIANTE SISTEMA DE COLUMNA  
EL KIT INCLUYE COLUMNAS TUBOS  
COLECCION DE 15M REACTIVOS LIBRES  
DE RNASE Y BUFFERS DE LAVADO  
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1  
Departamento: 0418.00

1082 05478343 1 Frasco NA SAMPLE LOAD BUFFER 5 X 10 ML.  
PRESENTACION: FRASCO

ene:1  
Departamento: 0418.00

1083 05478344 1 Caja PUNTA CON FILTRO ESTERILIZADO DE 20  
MICROLITROS CLARAS LIBRES DE  
DNASAS Y PIROGENOS PAQUETE CON 10  
RACKS CADA RACK CONTIENE 96 PUNTAS  
PRESENTACION: PAQUETE

ene:1  
Departamento: 0418.00

1084 05478345 1 Frasco TBE BUFFER 10X 5L  
PRESENTACION: FRASCO

ene:1  
Departamento: 0418.00

1085 05478349 2 Pieza KIT EK5-FAM SALSA MLPA EK5 BUFFER A  
Y BUFFER B PARA LA ENZIMA ADN  
LIGASA SALSA ADN LIGASA-65 SALSA  
PCR PRIMER MEZCLAFAM SALSA  
POLIMERASA Y SALSA MLPA BUFFER  
CADUCIDAD MINIMA 1 AÑO TRANSPORTAR  
EN HIELO SECO ENTREGAR DIRECTO EN  
EL LABORATORIO USUARIO RENDIMIENTO  
500 REACCION (5X6 VIALES)  
PRESENTACION: KIT 500 REACCUIB (5X6 VIA

ene:1 abr:1  
Departamento: 0106.00

1086 05478350 2 Pieza ESTANDAR DE TAMANOS GENE SCAN  
LIZ-600 (LIZ) PARA ANALISIS DE  
FRAGMENTOS POR ELECTROFORESIS  
CAPILAR CON FECHA DE CADUCIDAD  
AMPLIA RENDIMIENTO 800 REACCIONES  
PRESENTACION: PARA 800 REACCIONES

ene:1 abr:1  
Departamento: 0106.00

1087 05478356 1 Frasco ALCOHOL ISOBUTILICO  
2-METIL-1-PROPANOL (CH3)2CHCH2OH  
GRADO HPLC PUREZA 99.5%  
PRESENTACION FRASCO CON 4 LT  
PRESENTACION: FRASCO CON 4 L

ene:1  
Departamento: 0204.00

1088 05478357 1 Pieza CALDO LETHEEN MODIFICADO MEDIO DE  
CULTIVO PARA DETERMINAR ACTIVIDAD  
BACTERICIDA Y RECOMENDADO PARA EL  
ANALISIS DE MUESTRAS QUE CONTIENEN  
DESINFECTANTES  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 G

ene:1  
Departamento: 0204.00

1089 05478362 2 Paquete LIOFILIZADO EN FORMA DE ESFERA DE  
E.coli NCTC 12923 SOLUBLE EN AGUA  
MULTISHOT 550 CON 500 A 600 UFC  
PARA PROMOCION DE CRECIMIENTO Y  
CONTROL MICROBIOLgGICO CUANTITATIVO  
PRESENTACION: CAJA CON 10VIALES

ene:1 abr:1  
Departamento: 0204.00

1090 05478363 2 Pieza LIOFILIZADO EN FORMA DE ESFERA DE  
S. aureus NCTC 10788 SOLUBLE EN  
AGUA MULTISHOT 550 CON 500 A 600  
UFC PARA PROMOCION DE CRECIMIENTO Y  
CONTROL MICROBIOLgGICO CUANTITATIVO  
PRESENTACION: PIEZA CON 10 VIALES

ene:1 abr:1  
Departamento: 0204.00

1091 05478364 2 Caja LIOFILIZADO EN FORMA DE ESFERA DE  
Salmonella enterica subsp enterica  
serotype abony ACM 5080 SOLUBLE EN  
AGUA MULTISHOT 550 CON 500 A 600  
UFC PARA PROMOCION DE CRECIMIENTO Y  
CONTROL MICROBIOLgGICO CUANTITATIVO  
PRESENTACION: CAJA CON 10 VIALES

ene:1 abr:1  
Departamento: 0204.00

1092 05478595 6 Caja SISTEMA DE MARCAJE DAVIDSON KIT DE  
TINTAS DE 7 COLORES (VERDE AMARILLO  
NEGRO ROJO AZUL ANARANJADO Y  
VIOLETA) EL KIT CONSTA DE 7  
BOTELLAS DE 2 ONZAS CADA UNA (60  
ML) E INCLUYE CHAROLA PARA COLOCAR  
LAS 7 BOTELLAS.  
PRESENTACION: KIT CON 7 BOTELLAS 60 ML

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1  
Departamento: 0315.00

1093	05478617	1	Caja	EXGENE PLANT SV 100 PRUEBAS PARA EL AISLAMIENTO TOTAL DE DNA TIPO MINI PLUS PRES CAJA C/100 PBAS PRESENTACION: CAJA CON 100 PRUEBAS
	ene:1			
	Departamento:		0107.01	
1094	05478728	6	Pieza	SULFATO DE HIDROXILAMINA CON UNA PUREZA DE 99.99% (TRAZA METALES BASICOS) PRES FRASCO DE 25 G PRESENTACION: PIEZA CON 25 GRAMOS
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento:		0204.00	
1095	05478729	2	Pieza	SULFATO ESTANOSO CON UNA PUREZA MAYOR AL 95% PRESENTACION FRASCO DE 100 GRAMOS PRESENTACION: PIEZA CON 100 GRAMOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0204.00	
1096	05478843	20	Bolsa	BOLSAS REACTIVO DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL SECUENCIADOR 3500. DEBIO SER VALORADO Y APROVADO POR EL LABORATORIO USUARIO.PARA UTILIZAR EN EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU EVALUACION PRESENTACION: BOLSA
	oct:20			
	Departamento:		0107.01	
1097	05478844	2	Equipo	SEQUENCING INSTALL STANDARD BIGDYE TERMINATOR V31- 15 A -25 KIT PARA REALIZAR ANALISIS DE SECUENCIAS Y FRAGMENTOS DE ADN EN LOS ANALIZADORES AUTOMATIZADOS 3500 Y 3500XL DE LA MARCA APPLIED BIOSYSTEMS PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION: EQUIPO
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0106.00	
1098	05478938	2	Frasco	L-ACIDO ASPARTICO PUREZA MAYOR O IGUAL AL 98 PORCIENTO PRESENTACION FRASCO CON 100 G PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0204.00	
1099	05478939	2	Frasco	L-ARGININA PUREZA MAYOR O IGUAL AL 98 PORCIENTO PRESENTACION FRASCO DE 10 G PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0204.00

1100 05478940 1 Frasco L-TRIPTOFANO BIOULTRA PUREZA MAYOR O IGUAL AL 99.5% PRESENTACION FRASCO CON 10 G  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0204.00

1101 05478941 1 Frasco L-FENILALANINA PUREZA MAYOR O IGUAL AL 98% PRES FRASCO DE 100 G  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0204.00

1102 05478944 1 Frasco BIO REX 70 DE 50-100 MALLAS RESINA GRADO ANALITICO FORMA IONICA SODIO.PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0204.00

1103 05478961 2 EQUIPO KIT CON 25 REACCIONES PARA LA SINTESIS INVITRO DE CRNA CON GAP CON LA RNA POLIMERASA T7 PARA INYECTARLO EN OVOCITOS DE GENOPUS  
PRESENTACION: EQUIPO CON 25 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

1104 05479110 1 Pieza ACIDO BORONICO. REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS FENOTIPICAS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
PRESENTACION: FRASCO CON 10G

ene:1  
Departamento: 0107.01

1105 05479111 5 Frasco AGAR INFUSION CEREBRO CORAZON FRASCO DE 500G. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU EVALUACION  
PRESENTACION: FRASCO CON 500G

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.01

1106 05479112 1 Frasco ANTI-CD127 HUMANO FITC ANTICUERPO ANTI-CD127 (RECEPTOR ALFA DE LA INTERLEUCINA 7) HUMANO MARCADO CON EL FLUOROCROMO FITC CLONA EBIORDR5. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO.

PRESENTACION: FRASCO PARA 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.01

1107 05479113 1 Frasco

ANTI-CD197 HUMANO (CCR7) FITC  
 ANTICUERPO ANTI-CD197(CCR7) HUMANO.  
 MARCADO CON EL FLOUROCROMO FITO.  
 CLONA 3D12. DEBIO SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO  
 USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON  
 DESCRIPCION COMPLETA. FRASCO PARA  
 100 PRUEBAS

PRESENTACION: FRASCO PARA 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.01

1108 05479114 1 Frasco

ANTI-CD28 RATON PURIFICADO.  
 ANTICUERPO ANTI-RATON CD28 CLONA  
 37.51 UTIL PARA LA ACTIVACION  
 POLICLONAL DE LINFOCITOS DE  
 CULTIVO. DEBIO SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO  
 USUARIO. PRESENTACION VIAL CON 1 ML  
 A UNA CONCNRACION DE 0.5 MG/ML  
 PRESENTACION: VIAL CON 1 ML

ene:1

Departamento: 0107.01

1109 05479115 1 Frasco

ANTI-CD3 HUMANO PE-TEXAS RED  
 ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD3  
 HUMANO. PURIFICADO Y MARCADO CON EL  
 FLUOROCROMO PE-TEXAS RED CLONA  
 S4.1. PRESERVADO 0.1 DE AZIDA DE  
 SODIO CON AGREGADO DE BSA ALTAMENTE  
 PURIFICADO. DEBIO SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO  
 USUARIO. FRASCO CON 100 PRUEBAS.  
 PRESENTACION: FRASCO PARA 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.01

1110 05479116 1 Frasco

ANTI-CD45RO HUMANO APC/CY7  
 ANTICUERPO ANTI-CD45RO HUMANO.  
 PURIFICADO POR AFINIDAD  
 CROMATOGRAFICA MARCADO CON EL  
 FLUOROCROMO APC/Cy7 CLONA UCHL1.  
 FORMULADO CON PBS PH7.2. DEBIO SER  
 VALORADO Y APROBADO POR EL  
 LABORATORIO USUARIO. ENTREGAR EN EL  
 LABORATORIO  
 PRESENTACION: FRASCO PARA 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.01

1111 05479117 1 Frasco

ANTI IFN-GAMA HUMANO APC ANTICUERPO  
 ANTI-IFN-GAMA HUMANO MARCAO CON EL  
 FLUOROCROMO ALOFICOCIANINA CLONA  
 4S.B3 FORMULADO CON PBS PH 7.2 Y

0.09% DE AZIDA DE SODIO. UTILIZADO PARA LA TACION INMUNOFLOURESCENTE INTRACELULAR. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. PRESENTACION FRASCO PARA 100 PRUEBAS  
PRESENTACION: FRASCO PARA 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.01

1112 05479119 2 Pieza

BREFELDIN A DE PENICILLIUM BREFELDIANUM. HPLC >=99% INHIBE REVERSIBLEMENTE LA TRANSLOCACION DE PROTEINAS EN CELULAS E INHIBE EL TRANSPORTE DE PROTEINAS Y LISOSOMALES . DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
PRESENTACION: FRASCO CON 5MG

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1113 05479121 4 Pieza

CAJA DE QUANTIFERON CON 100 TUBOS. CONTIENE 100 TB NILMITOGENO PARA USO CON EL KIT DE ELISA QUANTIFERON TB GOLD CON CLAVE DE ALMACEN 5479139 . MATERIAL DEBIO SER VALORADO APROBADO POR EL LABORATORIO.  
PRESENTACION: CAJA CON 100 TUBOS

oct:4

Departamento: 0107.01

1114 05479122 1 Pieza

CEPA DE REFERENCIA ACINETOBACTER LOWFII ATCC 15309 MATERIAL PARA ENSEANZA E INVESTIGACION. NVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO  
PRESENTACION: SOBRE CON DOS HISOPOS

ene:1

Departamento: 0107.01

1115 05479123 1 Pieza

CEPA DE REFERENCIA BACTEROIDES FRAGILIS ATCC 25285.MATERIAL PARA ENSEANZA E INVESTIGACION. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO  
PRESENTACION: HISOPO CON DOS HISOPOS

ene:1

Departamento: 0107.01

1116 05479124 1 Pieza

CEPA DE REFERENCIA BACTEROIDES THETA IOTAOMICRON ATCC 29741 MATERIAL PARA ENSEANZA E INVESTIGACION. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU

EVALUACION MATERIAL DE CUIDADOS  
 ESPECIALES PARA SU EVALUACION  
 PRESENTACION: SOBRE CON DOS HISOPOS

ene:1

Departamento: 0107.01

1117 05479128 1 Pieza

CEPA DE REFERENCIA DE FINEGOLDIA  
 MAGNA ATCC 29328 MATERIAL PARA  
 ENSEMANZA E INVESTIGACIO. ENVIAR  
 CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA .  
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECILAES  
 ENTRGA DIRECTA EN EL LABORATORIO  
 PRESENTACION: SOBRE CON 2 HISOPOS

ene:1

Departamento: 0107.01

1118 05479129 1 Pieza

CEPA DE REFERENCIA ENTEROCOCCUS AVIUM  
 ATCC 14025 MATERIAL PARA ENSEMANZA  
 E INVESTIGACION.ENTREGA DIRECTA EN  
 EL LABORATORIO  
 PRESENTACION: SOBRE CON DOS SOBRES

ene:1

Departamento: 0107.01

1119 05479130 1 Pieza

CEPA DE REFERENCIA ENTEROCOCCUS  
 FAECALIS ATCC 29212 MATERIAL PARA  
 INVESTIGACIONY ENSEMANZA. ENTREGA  
 DIRECTA EN EL LABORATORIO.  
 PRESENTACION: SOBRE CON DOS HISOPOS

ene:1

Departamento: 0107.01

1120 05479131 1 Pieza

CEPA DE REFERENCIA ENTEROCOCCUS  
 GALLINARUM ATCC 49573 MATERIAL PARA  
 ENSEMANZA E INVESTIGACION. ENTREGA  
 DIRECTA EN EL LABORATOPRIO  
 PRESENTACION: SOBRE CON DOS HISOPOS

ene:1

Departamento: 0107.01

1121 05479132 1 Pieza

CEPA DE REFERENCIA ESCHERICHIA COLI  
 ATCC 25922.PARA SER USADO EN  
 INVESTIGACION Y ENSEMANZA. MATERIAL  
 DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA  
 DIRECTA EN EL LABORATORIO  
 PRESENTACION: PIEZA

ene:1

Departamento: 0107.01

1122 05479133 1 Pieza

CEPA DE REFERENCIA ESCHERICHIA  
 COLI ATCC 35218 PRODUCTORAS DE BETA  
 LACTAMASA MATERIAL PARA ENSEMANZA E  
 INVESTIGACION. MATERIAL DE CUIDADOS  
 ESPECIALES. ENVIAR CATALOGO CON  
 DESCRIPCION COMPLETA  
 PRESENTACION: SOBRE CON DOS HISOPOS

ene:1

Departamento: 0107.01

1123	05479135	1	Pieza	CEPA DE REFERENCIA M. PEREGRINUM ATCC 700686 MATERIAL PARA ENSEÑANZA E INVESTIGACION. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA EN EL LABORATORIO PRESENTACION: HISOPO CON CEPAS
	ene:1 Departamento: 0107.01			
1124	05479136	1	Pieza	CEPA DE REFERENCIA MICOBACTERIUM AVIUM ATCC 700898 MATERIAL PARA INVESTIGACION Y ENSEÑANZA. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU EVALUACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO PRESENTACION: SOBRE CON DOS HISOPOS
	ene:1 Departamento: 0107.01			
1125	05479139	15	Pieza	KIT DE QUANTIFERON ELISA TB GOLD PARA 28 PRUEBAS PARA USO CON LA CAJA DE CUANTIFERON CON 100 TUBOS CON LA CLAVE DE ALMACEN 5479121. MATERIAL DEBIO SER VALORADO Y APROVADO POR EL LABORATORIO. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO PRESENTACION: KIT CON 28 PRUEBAS
	ene:4    abr:4    jul:4    oct:3 Departamento: 0107.01			
1126	05479142	1	Frasco	L-GLUTAMINA (200mM). L-GLUTAMINA ES UN AMINOACIDO ESENCIAL PARA EL CRECIMIENTO DE CULTIVOS CELULARES. PH 5.58-6.78 OSMOLARIDA 423-499SM PROMOCION DE CRECIMIENTO CELULAR >=75% ENDOTOXINA <= 1.25 EU/ML. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. PRESENTACION: FRASCO CON 100ML
	ene:1 Departamento: 0107.01			
1127	05479144	2	Frasco	MEDIO RPMI 1640 SIN L-GLUTAMINA CON PH 6.9-7.4 ESTERIL FILTRADO DOS VECES CONSECUTIVAS EN UN FILTRO DE 0.2 uM GRADO FARMACEUTICO. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUACION. PRESENTACION FRASCO CON 1 L. PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO
	ene:1    abr:1 Departamento: 0107.01			

1128	05479146	4	Pieza	MYCOBACTIN FERRICO J SUPLEMENTO PARA EL CRECIMIENTO DE MICOBACTERIAS ATIPICAS DEPENDIENTES DE HIERRO PRESENTACION: FRASCO
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0107.01			
1129	05479147	8	Pieza	PAPEL INDICADOR DE PH 5.5-9.0 NEUTRALIT CON ESCALA COLORIMETRICA. ESTE MATERIAL TUBO QUE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PRESENTACION: PIEZA
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0107.01			
1130	05479148	9	Frasco	PBS SIN CALCIO O MAGNESIO CONTIENE 144MG/L DE FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ) 900MG/L DE CLORURO DE SODIO Y 795 MG/L FOSFATO DE SODIO DIBASICO. FUNCIONA COMO SOLUCION DE LAVADO. DEBOO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO
	ene:3	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0107.01			
1131	05479154	1	Frasco	SAL DE CALCIO IONOMICINA DE STREPTOMYCES CONGLOBATUS HPLC >=98%. CAPAS DE EXTRAER EL CA Y OTROS CATIONES INTRACELULARES DIVALENTES. UTILIZADO COMO UN CONTROL POSITIVO PARA LA ACTIVIDAD LINFOCITARIA EN CULTIVOS CELULARES. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MG
	ene:1			
	Departamento: 0107.01			
1132	05479158	2	Frasco	SAL DE COLISTINA. REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION: FRASCO CON 100MG
	ene:1			
	abr:1			
	Departamento: 0107.01			
1133	05479161	1	Pieza	SAL DE PIRUVATO DE SODIO. PRESENTACION FRASCO CON 100G. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO

PRESENTACION: FRASCO CON 100G

ene:1

Departamento: 0107.01

1134 05479162 2 Frasco SAL DE VANCOMICINA . REACTIVO EN  
POLVO PARA PRUEBAS DE  
SUSCEPTIBILIDAD. MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA  
EN EL LAB. DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 G

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1135 05479164 10 Pieza SESIDISCO DE MINOCICLINA 30 MG.  
AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD. MATERIAL  
DE CUIDADOS ESPECIALES TRASPORTAR  
CAMARA FRIA. DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO  
USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0107.01

1136 05479165 1 Pieza SOLUCION DE AZUL DE TRIPAN  
PRESENTACION LIQUIDA, ESTERIL POR  
FILTRACION CON 0.81 DE CLORURO DE  
SODIO Y 0.6% DE FOSFATO DE SODIO  
DIBASICO. DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO  
USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: FRASCO C/100ML.

ene:1

Departamento: 0107.01

1137 05479166 1 Pieza SOLUCION PERMIABILIZADORA FORMULADA  
ESPECIFICAMENTE PARA USO EN  
CITOMETRIA DE FLUJO. CON 25-50% DE  
DIETILENGLICOL 2.5-10% DE  
FORMALDEHIDO <2.5% DE HEPARINA  
SODICA. DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO  
USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO YA QUE ES DE CUIDADOS  
ESPECIALES  
PRESENTACION: FRASCO DE 25 ML

ene:1

Departamento: 0107.01

1138 05479167 1 Frasco SUERO FETAL BOVINO ESTERIL Y  
FILTRADO. HEMOGLOBINA <=20 MG/DL  
IMPUREZAS <= 1EU/ML DE ENDOTOXINA  
ADECUADO PARA CULTIVO CELULAR.  
DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR  
EL LABORATORIO USUARIO. ENVIAR  
CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA

PARA SU EVALUACION.  
PRESENTACION: FRASCO CON 100ML

ene:1

Departamento: 0107.01

1139 05479168 1 Frasco SULFATO DE GENTAMICINA 50MG EN SOLUCION FRASCO CON 50000 MG/l DE 10 ML CON ACTIDAD CONTRA GRAM NEGATIVOS Y GRAM POSITIVOS PARA USO COMO ADITIVO EN CULTIVOS CELULAR PRESENTACION: GRASCO CON 10ML

ene:1

Departamento: 0107.01

1140 05479169 1 Pieza VASELINA LIQUIDA. PRESENTACION FRASCO CON DOS LITROS PRESENTACION: FRASCO 2 LITROS

ene:1

Departamento: 0107.01

1141 05479190 408 Pieza CASSETTE DE PEROXIDO DE HIDROGENO CON 10 CELDAS INDIVIDUALES PARA 5 CARGAS CON UNA SOLUCION ACUOSA CONCENTRADA DE PEROXIDO DE HIDROGENO CON UNA CONCENTRACION 58% FECHA DE FABRICACION SELLADO ENTRE DOS LAMINAS HERMETICAMENTE SELLADA PARA STERRAD 100NX, CODIGO 10144. MARCA JOHNSON&JOHNSON. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO

PRESENTACION: CAJA CON 2 PIEZAS

mar:136 jun:136 sep:136

Departamento: 0409.00

1142 05479245 1 Caja CEPA DEL BACILO SUBTILIS PARA ANALIZAR ALIMENTOS ENVASADOS EN RECIPIENTES DE CIERRE HERMETICO Y SOMETIDOS A TRATAMIENTO TERMICO PRESENTACION: CAJA CON 6 VIALES DE 200

ene:1

Departamento: 0204.00

1143 05479246 1 Frasco EXTRACTO DE CARNE PARA ANALIZAR ALIMENTOS ENVASADOS EN RECIPIENTES DE CIERRE HERMETICO Y SOMETIDOS A TRATAMIENTO TERMICO PRESENTACION: FRASCO CON 300 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

1144 05479255 5 CAJA KIT QIAxcel DNA SCREENING PARA ELECTROFORESIS CAPILAR PARA ANALISIS DE INTEGRIDAD Y TAMA60 DE DNA EN BAJAS CONCENTRACIONES PRESENTACION: CAJA CON 2400 PRUEBAS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0203.00 0307.00

1145 05479256 3 CAJA KIT QUE CONTIENE REACTIVO GELIFICANTE PARA EL ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE MUESTRAS DE RNA CAPAZ DE DETCTAR HASTA 5 NANOGRAMOS POR MICROLITRO ASI COMO SU INTEGRIDAD Y CALIDAD DE LOS ACIDOS NUCLEICOS DE CADENA SIMPLE. EL KIT CONTIENE FRASCO CON ACEITE MINERAL BUFFER DE LAVADO BUFFER DE ELUCION Y BUFFER DE SEPARACION ASI COMO MARCADORES DE INTENSIDAD ALINEAMIENTO Y TAMANO DEBE SER COMPATIBLE CON SISTEMA DE ELECTROFORESIS CAPILAR QIAxcel  
PRESENTACION: CAJA

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

1146 05479257 1 CAJA KIT QIAxcel DNA RESOLUTION PARA ELECTROFORESIS CAPILAR PARA EL ANLISIS DE AMPLICONES PARA SECUENCIACION MASIVA CON CONCENTRACIONES DE PICOGRAMOS  
PRESENTACION: CAJA CON 1200 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0203.00

1147 05479261 5 CAJA KIT DE ELISA PARA CUANTIFICACION DE LIPOPOLISACARIDOS EN SUERO O PLASMA DE ANIMALES O HUMANOS  
PRESENTACION: CAJA CON 96 MUESTRAS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1148 05479262 1 Frasco 2-MERCAPTOETANOL PARA USO EN ELECTROFORESIS PRESENTACION DE 25 ML.  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 ML.

ene:1  
Departamento: 0103.00

1149 05479263 1 Frasco AMPICILINA SAL DE SODIO PARA USO EN CULTIVO CELULAR DE BACTERIAS  
PRESENTACION DE 25 G MARCA SIGMA.  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G.

ene:1  
Departamento: 0103.00

1150 05479264 1 Vial AMPK-alpha anticuerpo para W.B. e IP. Reactividad para humano raton conejo endogeno 110 kda isotipo conejo.  
PRESENTACION: VIAL CON 100 UL

ene:1  
Departamento: 0103.00

1151	05479265	1	Vial	ANTICUERPO HUMANO CIAP-1 (HIAP-2 ) AFINIDAD POLICLONAL AB PURIFICADO. PRESENTACION: VIAL CON 100 UG
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1152	05479266	1	Vial	ANTICUERPO PRIMARA ANTI AMPK CLONA D63G4 PARA ENSAYO TIPO W.B. PRESENTACION: VIAL CON 100 UL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1153	05479267	1	Vial	ANTICUERPO PRIMARIO ANTI-LKB-1 CLONA LE 37D/G6 PARA ENSAYO TIPO W.B. PRESENTACION: VIAL CON 0.2 MG/ML
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1154	05479268	1	Vial	ANTICUERPO PRIMARIO ANTI IRS1 CLONA C20 PARA ENSAYO TIPO W.B. PRESENTACION: VIAL CON 200 UG/ML
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1155	05479269	1	Vial	ANTICUERPO PRIMARIO ANTI P70 S6K CLONA 49D7 PARA ENSAYO TIPO W.B. PRESENTACION: VIAL CON 100 UL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1156	05479270	1	Vial	ANTICUERPO PRIMARIO ANTIRECEPTOR DE INSULINA SUB UNIDAD BETA DIRIGIDO CONTRA LOS AMINOACIDOS 941-1010 CLONA H70 PARA ENSAYO TIPO W.B. PRESENTACION: VIAL CON 200 UG/ML
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1157	05479271	1	Vial	ANTICUERPO PRIMARIO ANTI SERINA FOSFORILADA EN EL RESIDUO 2448 DE MTOR CLONA D9C2 PARA ENSAYO TIPO W.B. VIAL CON 100 UL. PRESENTACION: VIAL CON 100 UL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1158	05479272	1	Vial	ANTICUERPO PRIMARIO ANTI SERINA FOSFORILADA EN EL RESIDUO 428 DE LKB-1 CLONA C67A3 PARA ENSAYO TIPO W.B. PRESENTACION: VIAL CON 100 UL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1159	05479273	1	Vial	ANTICUERPO PRIMARIO ANTI SERINA FOSFORILADA EN EL RESIDUO 789 DE IRS1 CLONA SER789 PARA ENSAYO TIPO W.B.

ene:1  
Departamento: 0103.00

1160 05479274 1 Vial ANTICUERPO PRIMARIO ANTI TREONINA FOSFORILADA EN EL RESIDUO 172 DE AMPK CLONA 40H9 PARA ENSAYO TIPO W.B.  
PRESENTACION: VIAL CON 100 UL

ene:1  
Departamento: 0103.00

1161 05479275 1 Vial ANTICUERPO PRIMARIO ANTI TREONINA FOSFORILADA EN EL RESIDUO 389 DE P70 S6K CLONA 108D2 PARA ENSAYO TIPO W.B.  
PRESENTACION: VIAL CON 100 UL

ene:1  
Departamento: 0103.00

1162 05479276 1 Vial Anticuerpo monoclonal de conejo ant N-cadherina. Clona (D4R1H) XP.Para Western Blot. inmunoprecipitacion. inmunoflouescencia. Reactividad Humano.  
PRESENTACION: VIAL CON 100 UL

ene:1  
Departamento: 0103.00

1163 05479277 1 Vial Anticuerpo monoclonal de conejo anti PTP-PEST clona D4W7W para uso en Western Blot e inmunoprecipitacion.  
PRESENTACION: VIAL CON 100 UG/ML

ene:1  
Departamento: 0103.00

1164 05479278 1 Vial Anticuerpo monoclonal de conejo antifosfotirosina JAK2 1007/1008. Clona C80C3 para uso en Western Blot.  
PRESENTACION: VIAL CON 100 UL

ene:1  
Departamento: 0103.00

1165 05479279 1 Vial Anticuerpo monoclonal de raton anti-STAT1 (Fosfotirosina 701 )para uso de citometria de flujo. Vial para 50 ensayos ( 1 mL )  
PRESENTACION: FRASCO

ene:1  
Departamento: 0103.00

1166 05479280 1 Vial Anticuerpo monoclonal de raton anti E-cadherina IgG1.  
PRESENTACION: VIAL 200 UG/ML

ene:1  
Departamento: 0103.00

1167	05479281	1	Vial	Anticuerpo policlonal de conejo anti-MDR clona H241. PRESENTACION: VIAL CON 200 UG/ML
	ene:1 Departamento: 0103.00			
1168	05479282	1	Vial	Anticuerpo policlonal de conejo anti-PTP1B pra western blot reactivada exclusiva para la forma humana PRESENTACION: vial con 100ul
	ene:1 Departamento: 0103.00			
1169	05479283	1	Vial	Anticuerpo policlonal de conejo anti JAK2. Clona-14. Reactividad contra humano.raton/rata. para uso en Western blot.IP.IF e IHC. PRESENTACION: VIAL CON 250 UG/ML
	ene:1 Departamento: 0103.00			
1170	05479284	1	Vial	Anticuerpo policlonal de conejo anti Src para Western blot e inmunoprecipitacion inmunofluorescencia citometria de flujo. No reacciona contra otros miembros de la familia Src. PRESENTACION: vial con 100ul
	ene:1 Departamento: 0103.00			
1171	05479285	1	Vial	Anticuerpo policlonal de conejo anti fosfo Src Tirosina527 para Wwestern Blot e inmunoprecipitacion PRESENTACION: vial con 100ul
	ene:1 Departamento: 0103.00			
1172	05479286	1	Vial	Beclin-1 anticuerpo de raton. Reactividad humana raton y conejo. Endogeno 60Kda para W.B. PRESENTACION: VIAL CON 100 UL
	ene:1 Departamento: 0103.00			
1173	05479287	4	Frasco	ESTADARES DE PROTEINAS PRETENIDAS PARA ELECTROFORESIS CON ALMENOS 3 COLORES AZUL NARANJA VERDE DE AMPLIO RANGO Y DE PESO MOLECULAR ENTRE 10 250 KDA. PRESENTACION: FRASCO CON 2X250 UG
	ene:1    abr:1    jul:1    oct:1 Departamento: 0103.00			
1174	05479288	1	Frasco	FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDERMICO (EGF) RECOMBINANTE HUMANO PARA USO

EN CULTIVO CELULAR ESTERIL  
LIOFILIZADO PRESENTACION DE 200 UG.  
PRESENTACION: FRASCO CON 200 UG.

ene:1

Departamento: 0103.00

1175 05479289 1 Caja

GELES PARA ELECTROFORESIS 12%  
NUPAGE NOVEX BIS-TRIS GELES 1MM  
CAJA CON 10 PIEZAS.  
PRESENTACION: CAJA CON 10 GELES

ene:1

Departamento: 0103.00

1176 05479290 2 Caja

GELES PARA ELECTROFORESIS NUPAGE  
NOVEX 4-12% BIS TRIS.  
PRESENTACION: CAJA CON 10 GELES

ene:1 abr:1

Departamento: 0103.00

1177 05479291 1 Vial

GLUT1 (D3J3A) conejo anticuerpo  
anti IgG de conejo reactividad  
humano raton conejo endogeno 45-60  
kDa para W.B. e  
inmunoprecipitacion.  
PRESENTACION: VIAL CON 100 UL

ene:1

Departamento: 0103.00

1178 05479292 1 Vial

HIF-1alpha anticuerpo de conejo.  
Reactividad humano. Endogeno 120  
Kda para W.B.  
PRESENTACION: VIAL CON 100 UL

ene:1

Departamento: 0103.00

1179 05479293 2 Vial

MARCADOR DE PESO MOLECULAR COLOR  
BURST PESO MOLECULAR 8-220 KDA.  
PRESENTACION: VIAL CON 0.5 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0103.00

1180 05479294 1 Caja

MEDIO DE CULTIVO DMEM/F12 EN  
RELACION 1 A 1 EN POLVO CON  
GLUTAMINA SIN HEPES SIN BICARBONATO  
DE SODIO PARA USO EN CULTIVO  
CELULAR PRESENTACION CAJA CON 10  
SOBRES ( 10 X 1 LITRO )  
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:1

Departamento: 0103.00

1181 05479295 3 Frasco

MEZCLA DE INHIBIDORES DE PROTEASAS  
COMPLETE LIBRE DE EDTA PARA USO EN  
EXTRACTOSPROTEICOS.  
PRESENTACION: FRASCO CON 20 TABLETAS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0103.00

1182	05479296	1	Vial	PHOSPHOPLUS LKB1 (SER428) ANTICUERPO DUET PARA W.B. PRESENTACION: VIAL CON 100 UL
	ene:1 Departamento: 0103.00			
1183	05479297	1	Vial	PI3 Cinasa. Anticuerpo de conejo. Reactividad humana raton conejo endogeno 110 kda para W.B. e IP. PRESENTACION: VIAL CON 100 UL
	ene:1 Departamento: 0103.00			
1184	05479298	1	Frasco	SULFATO DE CANAMICINA PARA USO EN CULTIVO CELULAR DE BACTERIAS PRESENTACION DE 5 G. MARCA SIGMA. PRESENTACION: FRASCO CON 5 G.
	ene:1 Departamento: 0103.00			
1185	05479303	1	Caja	KIT DE ALTA FIDELIDAD PARA PCR. INCLUYE MEZCLA DE TAQ DNA POLIMERASA/DNA POLIMERASA CON ACTIVIDAD DE CORRECCION DE LECTURA Y OPTIMIZADA PARA FRAGMENTOS DE PCR DE HASTA 5 KB CON ACTIVIDAD DE 3.5U/MICROLITRO; BUFFER CON CLORURO DE MAGNESIO 15 MILIMOLAR CONCENTRADO 10X; BUFFER SIN CLORURO DE MAGNESIO CONCENTRADO 10X Y SOLUCION STOCK DE CLORURO DE MAGNESIO 25mM. KIT PARA 200 REACCIONES PRESENTACION: CAJA CON 4 VIALES
	ene:1 Departamento: 0107.00			
1186	05479304	1	Caja	KIT DE PRUEBA PARA RESOLUCION DE PROBLEMAS Y DIAGNOSTICO PARA EQUIPO DE ELECTROFORESIS AGILENT 2100 BIOANALYZER. INCLUYE CHIP DE PRUEBA DE AUTOENFOQUE; CHIP DE PRUEBA ELECTRODO/DIODO Y DOCUMENTACION PARA ANALISIS. PRESENTACION: CAJA CON DOS CHIPS
	ene:1 Departamento: 0107.00			
1187	05479305	10	Caja	KIT PARA PCR DIGITAL PARA USO EN EQUIPO QUANTSTUDIO 3D DIGITAL PCR. INCLUYE 12 CHIPS V2; 12 TAPAS PARA CHIP V2; 12 CUCHILLAS DE CARGADO DE MUESTRA; 3 JERINGAS DE FLUIDO DE INMERSION Y 3 PUNTAS PARA FLUIDO DE INMERSION. PRESENTACION: CAJA CON 12 CHIPS
	ene:3      abr:3      jul:2      oct:2 Departamento: 0107.00			

1188	05479306	1	Pieza	<p>MASTER MIX PARA PCR DIGITAL V2            CUANTITATIVO; OPTIMIZADO PARA            USARSE CON EQUIPOS Y REACTIVOS            QUANTSTUDIO 3D DIGITAL PCR.            FUNCIONA CON AISLADOS DE DNA O CDNA            Y REACTIVOS TAQMAN            PRESENTACION: VIAL CON 1.5 ML</p>
	ene:1 Departamento: 0107.00			
1189	05479307	1	Pieza	<p>POLIBRENO (BROMURO DE            HEXADIMETRINO). POLIMERO EN POLVO            CARGADO POSITIVAMENTE CON PUREZA            MINIMA DEL 95%            PRESENTACION: FRASCO CON 10 GRAMOS</p>
	ene:1 Departamento: 0107.00			
1190	05479308	1	Pieza	<p>PRIMER ANTISUERO ESTANDAR            INTERNACIONAL HUMANO CONTRA LA            TOXINA PT DE BORDETELLA PERTUSSIS;            APROBADO POR LA OMS; CON VALOR DE            335 UNIDADES INTERNACIONALES DE            IGG.            PRESENTACION: VIAL</p>
	ene:1 Departamento: 0107.00			
1191	05479309	1	Caja	<p>ADAPTADOR BASE ESTANDAR PARA PLACA            96 POZOS PARA SECUENCIADOR 3500.            DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR            EL LABORATORIO USUARIO.PARA            UTILIZAR EN EQUIPO PROPIEDAD DEL            INSTITUTO MATERIAL DE CUIDADOS            ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL            LABORATORIO.ENVIAR CATALOGO CON            DESCRIPCION COMPLETA PARA SU            EVALUACION.            PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS</p>
	oct:1 Departamento: 0107.01			
1192	05479310	2	Frasco	<p>AGAROSA DE TEMPERATURA DE            POLIMERIAZACION ESTANDAR DE RAPIDA            RESOLUCION DE MEGABASES DE ADN PARA            ELECTROFORESIS DE CAMPO PULSADO            DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR            EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA            DIRECTA EN EL LABORATORIO            PRESENTACION: FRASCO DE 500 G</p>
	ene:1      abr:1 Departamento: 0107.01			
1193	05479311	2	Pieza	<p>ANTISUERO POLIVALENTE DE SALMONELLA            S-1 DE LOS GRUPOS A HASTA I MAS Vi.            FRASCO GOTERO CON 1 ML.DEBIO SER            VALORADO Y APROBADO POR EL</p>

LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA  
EN EL LABORATORIO  
PRESENTACION: FRASCO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.01

1194 05479312 5 Frasco BUFFER TBE 10 X GRADO BIOLOGIA  
MOLECULAR PH 8.3+/-0.1 ESTE  
PRODUCTO DEBIO HABER SIDO VALORADO  
Y APROBADO POR EL LABORATORIO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1000 ML  
PRESENTACION: FRASCO CON 1L

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.01

1195 05479313 1 Pieza CEPA DE REFERENCIA k. PNEUMONIAE  
ATCC BAA-1705. CON CERTIFICADO DE  
ANALISIS.MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTRGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL

ene:1  
Departamento: 0107.01

1196 05479314 1 Pieza CEPA MICOBACTERIUM FORTUITUM ATCC  
6841. PARA USO EN ENSEMANZA E  
INVESTIGACION. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO  
PRESENTACION: SOBRE

ene:1  
Departamento: 0107.01

1197 05479315 3 Pieza ENZIMA DE RESTRICCIÓN SPE I (5000U  
100U/MICROLITRO) DEBIO SER VALORADO  
Y APROBADO POR EL USUAIO. MATERIAL  
DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA  
DIRECTA EN EL LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL CON 5000 UNIDADES

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0107.01

1198 05479316 5 Pieza ENZIMA DE RESTRICCIÓN Sma I DE 1000  
UNIDADES. DEBIO SER VALORADO  
ARPOBADO POR EL LABORATOPRIO  
USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL CON 1000 UNIDADES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0107.01

1199 05479317 5 Vial ENZIMA DE XBAI DE RESTRICCIÓN. VIAL  
CON 2000 UNIDADES. DEBIO SER  
VALORADO APROBADO POR EL  
LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA

EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO  
 CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU  
 EVALUACION  
 PRESENTACION: VIAL CON 2000 UNIDADES

ene:2      abr:1      jul:1      oct:1  
 Departamento: 0107.01

1200 05479318                      1 Caja      FORMAMIDA PAQUETE CON 4 FRASCOS DE  
 5ML PARA EL SECUENCIADOR 3500.  
 DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR  
 EL LABORATORIO USUARIO. PARA  
 UTILIZAR EN EQUIPO PROPIEDAD DEL  
 INSTITUTO. MATERIAL DE CUIDADOS  
 ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL  
 LABORATORIO ENVIAR CATALOGO CON  
 DESCRIPCION COMPLETA PARA SU  
 EVALUACION  
 PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:1  
 Departamento: 0107.01

1201 05479319                      1 PAQUETE      GeneScan 600LIZ v2.0 MARCADOR  
 EST`NDAR (PARA NORMALIZAR) PARA  
 SECUENCIADOR 3500. DEBIO SER  
 VALORADO Y APROVADO POR EL  
 LABORATORIO USUARIO. PARA UTILIZAR  
 EN EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO.  
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
 ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO  
 PRESENTACION: PAQUETE

ene:1  
 Departamento: 0107.01

1202 05479320                      1 Caja      KIT DE MARCAJE DE SONDA Y DETECCION  
 DE ADN MARCADO CON DIGOXINA-DUT.  
 CON MARCAJE ALCALINO DETECCION DE  
 QUIMIOLUMINISCENCIA CON CSPD LISTO  
 PARA USAR. CAJA CON 12 REACCIONES  
 DE MARCAJE DE 10nG A 3ud DE ADN  
 DETECCION DE 24 MENBRANAS DE 100  
 CM2. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO  
 POR EL LABORATORIO USUARIO.  
 PRESENTACION: CAJA CON 12 REACCIONES

ene:1  
 Departamento: 0107.01

1203 05479321                      1 Caja      KIT DE PURIFICACION DE ADN (>50pb a  
 23kb) A PARTIR DE GELES DE AGAROSA  
 MEDIANTE EL USO DE  
 COLUMNAS. REACTIVO DEBIO SER  
 VALORADO Y APROBADO POR EL  
 LABORATORIO USUARIO. DE CUIDADOS  
 ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL  
 LABORATORIO  
 PRESENTACION: CAJA CON 200 PREPARACIONE

ene:1  
 Departamento: 0107.01

1204	05479322	1	Caja	<p>KIT DE PURIFICACION DE ADN (&gt;50pb a &gt;200kb) A PARTIR DE GELES DE AGAROSA MEDIANTE EL USO DE COLUMNAS. REACTIVO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO.</p> <p>PRESENTACION: CAJA CON 100 PREPARACIONE</p>
	ene:1			
	Departamento: 0107.01			
1205	05479323	4	Equipo	<p>KIT PARA LA DETECCIIGN DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH) DE ALTO RIESGO A PARTIR DE MUESTRAS CERVICALES POR MEDIO DE CAPTURA DEHIBRIDOS METODO MOLECULAR QUE CONTIENE SONDAS DE ADN MARCADAS CON QUIMIOLUMINISCENCIA.EQUIPO QUE INCLUYE LA ENTREGA DE MEDIO DE TRANSPORTE CON CEPILLO PARA LA TOMA DE MUESTRA Y CONSUMIBLE PARA REALIZAR LA PRUEBA (PLACAPARA HIBRIDACION, RESERVORIOS PARA REACTIVOS, PUNTAS EXTRALARGAS, TAPAS PARA PARA PLACAS, TAPAS CON ROSCA PARA TUBO,S, MICROTUBOS) PARA USO EN SISTEMA HC2. MATERIAL DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO.MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO</p> <p>PRESENTACION: KIT 96 pruebas</p>
	jul:1 oct:3			
	Departamento: 0107.01			
1206	05479324	2	Kit	<p>KITS DE PURIFICACIIGN BIGDYE EXTERMINATOR CON 100 REACCIONES PARA SECUENCIADOR 3500.DEBIO SER VALORADO Y APROVADO POR EL LABORATORIO USUARIO.PARA UTILIZAR EN EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO</p> <p>PRESENTACION: KIT DE 100 REACCIONES</p>
	ene:1 abr:1			
	Departamento: 0107.01			
1207	05479325	1	Pieza	<p>SAL DE MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE. FRASCO CON 200MG.DEBIO SER VALORADO APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO.</p> <p>PARA USO EN INVESTIGACIÓN</p> <p>PRESENTACION: FRASCO DE 200MG</p>
	ene:1			

Departamento: 0107.01

1208 05479326 2 Pieza PRUEBA ETEST DE TEICoplanina  
PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD CON UNA  
CONCENTRACION DE 0.016 A 256 sg/mL  
TUVO QUE SER VALORADO Y APROBADO  
POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA  
DIRECTA EN EL LABORATORIO  
PRESENTACION: PAQUETE CON 100 TIRAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1209 05479327 2 Pieza PRUEBA ETEST DE VANCOMICINA PRUEBA  
DE SUSCEPTIBILIDAD CON UNA  
CONCENTRACION DE 0.016 A 256 sg/mL  
TUVO QUE SER VALORADO Y APROBADO  
POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA  
DIRECTA EN EL LABORATORIO  
PRESENTACION: PAQUETE CON 100 TIRAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1210 05479328 1 Equipo PRUEBA RAPIDA DE CONFIRMACION DE  
CARBAPENEMASAS LOS 3 TIPOS : CLASE  
A: KPC. CLASE B: METALLO  
BETA-LACTAMASAS Y CLASE D: OXA  
CARBAPENEMASAS . KIT CON 25  
PRUEBAS. DEBIO SER VALORADO Y  
APROBADO POR EL LABORATORIO  
USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: KIT CON 25 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.01

1211 05479329 1 Pieza SAL DE CLARITROMICINA 95%HPLC. DEBIO  
SER VALORADO APROBADO POR EL  
LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA  
EN EL LABORATORIO. FRASCO 1G  
PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
PRESENTACION: FRASCO DE 1G

ene:1

Departamento: 0107.01

1212 05479330 1 Frasco SAL DE CLOXACILINA DE SODIO  
REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE  
SUSCEPTIBILIDAD. MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR  
DIRECTO EN EL LABORATORIO. DEBIO SER  
VALORADO Y APROBADO POR EL  
LABORATORIO USUARIO.  
PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
PRESENTACION: FRASCO CON 200uG

ene:1

Departamento: 0107.01

1213 05479331 2 Frasco SAL DE LINEZOLID REACTIVO EN POLVO

PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD.  
 DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR  
 EL LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE  
 CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR  
 DIRECTO EN EL LABORATORIO.  
 PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
 PRESENTACION: FRASCO CON 25 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0107.01

1214 05479332 1 Frasco SAL DE SIMVASTATIN 97%HPL. FRASCO  
 DE 25MG. DEBIO SER VALORADO Y  
 APROBADO POR EL LABORATORIO  
 USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS  
 ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL  
 LABORATORIO.  
 PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
 PRESENTACION: FRASCO CON 25MG

ene:1  
 Departamento: 0107.01

1215 05479333 1 Pieza SAL DE SULFATO DE L-CANAVANINA.  
 FRASCO CON 250MG. ENTREGA DIRECTA  
 EN EL LABORATORIO. DEBIO SER  
 VALORADO Y APROBADO POR EL  
 LABORATORIO USUARIO.  
 PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
 PRESENTACION: FRASCO

ene:1  
 Departamento: 0107.01

1216 05479334 1 Frasco SAL DE TIGECICLINA. REACTIVO EN  
 POLVO PARA PRUEBAS DE  
 SUSCEPTIBILIDAD MATERIAL DE  
 CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR  
 DIRECTO EN EL LABORATORIO. DEBIO SER  
 VALORADO Y APROBADO POR EL  
 LABORATORIO USUARIO.  
 PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
 PRESENTACION: FRASCO CON 25 uG

ene:1  
 Departamento: 0107.01

1217 05479335 10 Caja SENSIDISCO DE CLOXACILINA 1UL. CAJA  
 CON 10 CARTUCHOS. DEBIO SER VALORADO  
 APROBADO POR EL LABORATORIO  
 USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS  
 ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL  
 LABORATORIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN  
 AÑO PARA USO EN INVESTIGACIÓN  
 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
 PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0107.01

1218 05479336 10 Pieza SENSIDISCO DE DORIPENEM sg. CON  
 FECHA E CADUCIDAD AMPLIA  
 TRANSPORTAR EN REFRIGERACION

ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO  
TUVO QUE SER VALORADO Y APROBADO  
POR EL LABORATORIO USUARIO.  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 PIEZAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.01

1219 05479337 10 Pieza

SENSIDISCO DE LINEZOLID DE 30 sg.  
CON FECHA E CADUCIDAD AMPLIA  
TRANSPORTAR EN REFRIGERACION  
ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO  
TUVO QUE SER VALORADO Y APROBADO  
POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA  
DIRECTA EN EL LABORATORIO  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 PIEZAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.01

1220 05479338 10 Pieza

SENSIDISCOS DE COLISTINA 10  
MICROGRAMOS. AMPLIA FECHA DE  
CADUCIDAD. ENTREGA DIRECTA EN EL  
LABORATORIO. PRESENTACION: CARTUCHO  
CON 50 SENSIDISCOS.  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
Departamento: 0107.01

1221 05479339 2 Pieza

SENSIDISCOS DE TEMOCILINA 30uG  
.PARA UTILIZARSE PARA INVESTIGACION  
Y ENSEÑANZA. DEBIO SER VALORADO  
APROBADO POR EL LABORATORIO  
USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO.  
CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO  
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:1 abr:1  
Departamento: 0107.01

1222 05479340 1 Paquete

SEPTA PARA 3500/3500XL PARA  
ANALIZADOR GENETICO PAQUETE DE 20  
PLACAS DE 96 POZOS. DEBIO SER  
VALORADO Y APROVADO POR EL  
LABORATORIO USUARIO. PARA UTILIZAR  
EN EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO.  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO.  
ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION  
COMPLETA PARA SU EVALUACION  
PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PLACAS

ene:1  
Departamento: 0107.01

1223 05479341 8 Vial

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR  
MONOCLONAL Y/O POLICLONAL ANTI-Dia

(DIEGO A) LIOFILIZADO PARA LA TIPIFICACION DEL ANTIGENO Dia (DIEGO A) EN LOS ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA DE ANTIGAMAGLOBULINA INDIRECTA EN TUBO. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. APROBADO POR LA FDA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION VIAL CON LIOFILIZADO PARA 1 MILILITRO.

ene:2      abr:2      jul:2      oct:2  
Departamento: 0322.00

1224 05479342                      1 Pieza      2-BUTANONA(METILETIL ACETONA) GRADO REACTIVO ANALITICO. FRASCO AMBAR DE UN LITRO PUREZA 99%  
PRESENTACION: FRASCO CON UN LITRO

ene:1  
Departamento: 0319.00

1225 05479343                      1 Pieza      ACETATO DE AMONIO GRADO REACTIVO ANALITICO. FRASCO DE 250 GRAMOS. SIGMA  
PRESENTACION: FRASCO DE 250 GRAMOS

ene:1  
Departamento: 0319.00

1226 05479344                      1 Pieza      ACETONITRILO GRADO REACTIVO ANALITICO. PUREZA 99.8% FRASCO AMBAR DE UN LITRO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1  
Departamento: 0319.00

1227 05479345                      1 Pieza      CLORURO ESTANOSO POLVO ANHIDRO PUREZA 99.99% I GRAMO  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO

ene:1  
Departamento: 0319.00

1228 05479346                      36 Rollo      PAPEL PARA IMPRESION STERRAD 100NX  
PRESENTACION: ROLLO TERMO SENSIBLE

ene:9      abr:9      jul:9      oct:9  
Departamento: 0409.00

1229 05479347                      1 Frasco      2 2 -AZINO-BIS .ACIDO  
3-ETILBENZOTIASOLIN-6-SULFONICO.  
SAL DIBASICA DE AMONIO ABTS  
PRESENTACION: FRASCO DE 10 ML

ene:1  
Departamento: 0202.00

1230 05479348                      1 Frasco      3-ISOBUTIL-1-METILXANTINA

				PRESENTACION: FRASCO CON 100 MG
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1231	05479349	2	Frasco	ACIDO BROMHIDRICO. PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0202.00		
1232	05479350	1	Frasco	ACIDO FOSFORICO GRADO HPLC PRESENTACION: FRASCO DE 1 L
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1233	05479351	1	Frasco	ACIDO SUFOSALICILICO 99% PRESENTACION: FRASCO CON 100 G
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1234	05479352	1	Frasco	ACRILAMIDA PRESENTACION: FRASCO CON 500G
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1235	05479353	1	Kit	ADIPONECTINA. KIT RATON ADIPONECTINA/ACRP 30 CON QUANTIKINE ELISA PRESENTACION: KIT CON UNA PLACA DE 96 P
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1236	05479354	1	Paquete	AGAR EOSINA AZUL DE METILENO PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PLACAS
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1237	05479355	1	Frasco	BHT 2 6-DI-TERT-BUTIL-4-METILFENOL PRESENTACION: FRASCO CON 500 G
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1238	05479356	2	Frasco	BIS-ACRILAMIDA PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0202.00		
1239	05479357	1	Frasco	BUFFER RIPA PRESENTACION: FRASCO CON 50 ML
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1240	05479358	1	Frasco	COLORURO DE ALUMINIO ANHIDRO PRESENTACION: FRASCO DE 5 G
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1241	05479359	1	Frasco	DICLOROMETANO GRADO HPLC PRESENTACION: FRASCO CON 50 MG

ene:1  
Departamento: 0202.00

1242 05479360 1 Caja ESTANDAR DE ALBUMINA SERICA DE BOVINO. 2 MG PROT/ML  
PRESENTACION: CAJA CON 10 AMPULAS DE 1

ene:1  
Departamento: 0202.00

1243 05479361 1 Frasco ESTANDAR DE TRIPTOFANO >98.5 USP SOLUBLE EN HCL 1N (10 MG/ML)  
PROCEDENCIA NO ANIMAL  
PRESENTACION: FRASCO DE 25 G

ene:1  
Departamento: 0202.00

1244 05479362 1 Frasco GLICINA  
PRESENTACION: FRASCO CON 500G

ene:1  
Departamento: 0202.00

1245 05479363 1 Kit GLUCAGON QUANTIKINE ELISA KIT  
PRESENTACION: KIT CON PLACA DE 96 POZOS

ene:1  
Departamento: 0202.00

1246 05479364 1 Frasco HIDROSULFITO DE SODIO DE ALTA PUREZA.  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 G

ene:1  
Departamento: 0202.00

1247 05479365 1 Kit KIT DE CUANTIFICACION DE PROTEINA  
PRESENTACION: KIT

ene:1  
Departamento: 0202.00

1248 05479366 1 Kit KIT PARA DETERMINACION DE GRUPOS CARBONILO DE PROTEINAS.  
PRESENTACION: ESTUCHE CON 100 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0202.00

1249 05479367 1 Kit KIT PARA DETERMINACION DE T BARS.  
PRESENTACION: KIT PARA 100 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0202.00

1250 05479368 1 Kit LEPTINA RATON/RATA LEPTINA QUANTIKINE ELISA KIT 2 PLATE.  
PRESENTACION: KIT CON 2 PLACAS

ene:1  
Departamento: 0202.00

1251 05479369 2 Frasco METAVANADATO DE AMONIO. REACTIVO ANALITICO.  
PRESENTACION: FRASCO CON 125 G

ene:2

Departamento:	0202.00	0204.00		
1252	05479370	1	Frasco	NITRITO DE SODIO 99.5% PRESENTACION: FRASCO DE 500 G
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1253	05479371	1	Frasco	PAPAINA PRESENTACION: FRASCO CON 100 GR
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1254	05479372	1	Frasco	PARADIMETIL AMINO BENZALDEHIDO PRESENTACION: FRASCO DE 25 G
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1255	05479373	2	Paquete	REACTIVOS ACCQ-FLUOR PARA DETER-LA DETERMINACION DE AMINOACIDOS POR EL METODO ACCQ-FLUOR. CAJA CON 5 DE C/U BUFFER DE BORATOS ACCQFLUOR Y DILUYENTE PRESENTACION: CAJA CON 5 DE C/U BUFFER
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0202.00		
1256	05479374	1	Frasco	ROJO OLEOSO PRESENTACION: FRASCO CON 10 G
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1257	05479375	1	Frasco	RUTINA.FRASCO CON 25 MG. PRESENTACION: FRASCO DE 25 MG
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1258	05479376	1	Frasco	SAPONINA.GRADO REACTIVO PRESENTACION: FRASCO
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1259	05479377	1	Frasco	SOLUCION AMORTIGUADORA TRIS-HCL 10X PH 10 PRESENTACION: FRASCO DE 1L
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1260	05479378	1	Frasco	SOLUCION BUFFER DE PH 7 COLOR VERDE PRESENTACION: FRASCO DE 1L
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1261	05479379	1	Frasco	SOLUCION BUFFER PH 4 DE COLOR ROJO PRESENTACION: FRASCO DE 1 L
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1262	05479380	1	Frasco	SOLUCION DE TIGITOL

				PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1263	05479381	1	Frasco	SULFATO DE QUININA PRESENTACION: FRASCO DE 100 G
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1264	05479382	1	Frasco	SULFATO FERROSO PRESENTACION: FRASCO CON 5 G
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1265	05479383	1	Frasco	TEMED PRESENTACION: FRASCO CON 50 ML
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1266	05479384	1	Frasco	TWEEN 20 PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
1267	05479385	1	Frasco	TWEEN 20 PARA LAS TECNICAS DE WESTERN BLOT: INMUNOBLOTFRASCO DE 1 LITRO
..				
				PRESENTACION:FRASCO CON 1 LITRO
	ene:1			
	Departamento:	0109.00		
1268	05479386	1	Frasco	3 3-5 5 Tetramethylbenzidine. Frasco 5 g. PRESENTACION: Frasco con 5 g.
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1269	05479387	66	Frasco	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO GRADO REACTIVO ANALITICO PARA TECNICA HISTOLOGICA PUREZA MINIMA DEL 99.5% EN FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR PRESENTACION FRASCO CON 500 ML. PRESENTACION: FRASCO DE 500 ML
	ene:17	abr:17	jul:16	oct:16
	Departamento:	0110.00		
1270	05479390	3	Caja	CAJA CON 25 CROMATOFOLIOS DE ALUMINIO DE 20 X 20 CM PARA CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA DE SILICA GEL 60. PRESENTACION: CAJA CON 25 CROMATOFOLIOS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0110.00		
1271	05479391	1	Kit	ESTUCHE TOPO-TA CLONING FOR SEQUENCING CON CELULAS ONE SHOT MAX EFFICIENCY DH5 ALFA (E. COLI). ESTUCHE PARA CLONAR FRAGMENTOS DE

PCR CONTENIENDO UN PLASMIDO TOPO-TA  
 TEMPLADO CONTROL dNTPs CEBADORES  
 M13 T3 T7 CELULAS ONE SHOT (-85  
 GRADOS). MEDIO SOC. PLASMIDO PUC19.  
 PRESENTACION: KIT DE 25 REACCIONES

ene:1

Departamento: 0110.00

1272 05479393 1 Kit

KIT DE ELISA PARA DETECTAR  
 OSTEOPROTEGERINA/TNFR11B DE RATON.  
 ELISA DUO SET KIT. CONTIENE 1 PLACA  
 DE 96 POZOS CUBIERTOS CON  
 ANTICUERPO POLICLONAL CONTRA OPG DE  
 RATON.  
 PRESENTACION: KIT DE ELISA

ene:1

Departamento: 0110.00

1273 05479394 1 Kit

KIT DE ELISA PARA DETECTAR  
 TRANCE/RANK L/TNFSF11 DE RATON.  
 PRESENTACION: CAJA

ene:1

Departamento: 0110.00

1274 05479395 3 Equipo

MIX PARA PCR LARGO KIT CON ENZIMA  
 500 U BUFFER 15 MM MgCl2 25 mM.  
 PRESENTACION: EQUIPO CON 500 U

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0110.00

1275 05479396 1 Frasco

N-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)-N -  
 ETHYLCARBODIMIDE HYDROCHLORIDE.  
 PRESENTACION: FRASCO CON 25G

ene:1

Departamento: 0110.00

1276 05479397 4 Frasco

OLIGO SINTETICOS DE 19 A 22 BASES  
 DE DNA ( SECUENCIA A ESPECIFICAR)  
 ESCALA 100 NM PUREZA HPLC.  
 PRESENTACION: FRASCO 100 NM

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0110.00

1277 05479398 1 Frasco

POLIMERASA PLATINUM TAQ DE ALTA  
 FIDELIDAD PARA 500 REACCIONES.  
 PRESENTACION: FRASCO PARA 500 REACCIONE

ene:1

Departamento: 0110.00

1278 05479399 2 Frasco

PROTEINA G AGAROSA.  
 PRESENTACION: FRASCO 1 GRAMO

ene:1 abr:1

Departamento: 0110.00

1279 05479400 2 Caja

REACTIVO DE TRANSFECCION FUGENE HD  
 DE FORMULA NON LIPOSOMAL DISENADO  
 PARA TRANSFECTAR DNA EN UNA AMPLIA  
 VARIEDAD DE LINEAS CELULARES CON

ALTA EFICIENCIA Y BAJA TOXICIDAD.  
PRESENTACION: CAJA CON UN FRASCO 1 ML

ene:1 abr:1  
Departamento: 0110.00

1280 05479401 1 Caja

ENSAYO COLORIMETRICO PARA  
DETERMINACION DE INTERFERON GAMMA  
MATERIAL PARA 480 REACCIONES  
MANTENER A 4 GRADOS ENTREGA DIRECTA  
PRESENTACION: CAJA

ene:1  
Departamento: 0307.00

1281 05479402 1 Caja

ENSAYO COLORIMETRICO PARA  
DETERMINACION DE INTERLEUCINA 8  
MATERIAL PARA 480 REACCIONES  
MANTENER A 4 GRADOS ENTREGA DIRECTA  
PRESENTACION: CAJA

ene:1  
Departamento: 0307.00

1282 05479403 6 Frasco

FRASCO CON 6.25 MILILITROS DE DNA  
POLIMERASA DE ALTA FIDELIDAD Y  
AFINIDAD Y PROCESIBILIDAD CON  
CAPACIDAD DE AMPLIFICAR REGIONES  
LARGAS DE DNA ASI COMO REGIONES  
RICAS EN GUANINA Y CITOCINA LA  
ENZIMA ESTA COMBINADA CON UN  
ANTICUERPO QUE LA INACTIVA HASTA LA  
DESNATURALIZACION PARA HACERLA  
ALTAMENTE ESPECIFICA. TIENE  
APLICACION EN LA GENERACION DE  
BIBLIOTECAS GENOMICAS PARA LA  
SECUENCIACION MASIVA  
PRESENTACION: FRASCO CON 6.5 MILITROS

ene:3 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00 0307.00

1283 05479404 2 Pieza

ESTUCHE PARA DETERMINACION DE  
PRE-ALBUMINA (TRANSTHYRETINA) POR  
ELISA QUE CONTENGA CURVA ESTANDAR  
EN SUERO Y PLASMA  
PRESENTACION: pieza para 100 determinac

ene:1 abr:1  
Departamento: 0307.00

1284 05479405 1 Caja

KIT DE REACTIVO PARA 625 CICLOS DE  
SECUENCIACION EN EL SISTEMA MISEQ  
PRESENTACION: CAJA  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO

ene:1  
Departamento: 0307.00

1285 05479406 1 Caja

KIT PARA PREPARACION DE 384  
LIBRERIAS CON EXTREMOS MARCADOS DE  
DNA ENTREGA DIRECTA AL LABORATORIO  
MANTENER EN REFRIGERACION  
EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO

PRESENTACION: CAJA

ene:1

Departamento: 0307.00

1286 05479407 1 Caja

KIT PARA PREPARACION DE LIBRERIAS DE DNA CON EXTREMOS MARCADOS SETB ENTREGA DIRECTA AL LABORATORIO EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION: CAJA

ene:1

Departamento: 0307.00

1287 05479408 4 PIEZA

VIAL CON 10 MICROLITROS DE ADN DE FAGO PARA USARSE COMO CONTROL POSITIVO EN EL SECUENCIADOR POSITIVO Miseq EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: PIEZA CON 10 MICROLITROS

ene:2 abr:1 jul:1

Departamento: 0203.00 0307.00

1288 05479409 1 Caja

REACTIVO FLUORESCENTE PARA PCR TIEMPO REAL COMPATIBLE CON EQUIPO LIGHT CYCLER 480 MANTENER A 4 GRADOS ENTREGA DIRECTA AL LABORATORIO EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION: CAJA

ene:1

Departamento: 0307.00

1289 05479410 1 Caja

REACTIVO PARA LIMPIEZA DE PRODUCTOS DE PCR DE MAS DE 100 BASES MEDIANTE USO DE PERLAS MAGNETICAS ENTREGA DIRECTA AL LABORATORIO MANTENER 4 GRADOS CENTIGRADOS CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO

PRESENTACION: caja

ene:1

Departamento: 0307.00

1290 05479411 1 Pieza

estuche para determinacion del SNP de IL -28B compatible con light cycler V.2 para 100 pruebas por PCR-TR CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: PIEZA CON 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0307.00

1291 05479412 1 Pieza

estuche para la determinacion del SNP hu PNPLA3 rs738409 para 100 pruebas compatible con light cycler V.2 CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO PRESENTACION: PIEZA PARA 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0307.00

1292	05479413	2	Equipo	DS-33 GENESCANTM INSTALLATION STANDARDS CON GENESCANTM 600 LIZr SIZE STANDARD V2.0 PARA REALIZAR ANALISIS DE SECUENCIAS Y FRAGMENTOS DE ADN EN LOS ANALIZADORES GENETICOS AUTOMATIZADOS 3500 Y 3500XL DE LA MARCA APPLIED BIOSYSTEMS PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION: EQUIPO
	ene:1	abr:1	Departamento: 0106.00	
1293	05479414	2	Equipo	MULTI-CAPILLARY DS-33 (DYE SET G5) MATRIX STD. KIT MATRIZ MULTI CAPILAR DS-33 (DYE SET G5) PARA REALIZAR ANALISIS DE SECUENCIAS Y FRAGMENTOS DE ADN EN LOS ANALIZADORES AUTOMATIZADOS 3500 Y 3500XL 3500 Y 3500XL DE LA MARCA APPLIED BIOSYSTEMS PROPIEDAD DEL INSTITUTO PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION: EQUIPO
	ene:1	abr:1	Departamento: 0106.00	
1294	05479415	1	Frasco	QIAGEN Proteinase K (10 ml) (>600 mAU/ml solucion) PRESENTACION: FRASCO DE 10 MILILITROS
	ene:1		Departamento: 0106.00	
1295	05479416	2	Kit	RNEASY FFPE KIT (50) KIT DE PURIFICACI <sup>o</sup> N DE ARN A PARTIR DE TEJIDO PARAFINADO. CONTIENE 50 COLUMNAS RNEASY MINELUTE SPIN.TUBOS DE COLECTORES PROTEINASA K. DNASA I LIBRE DE RNASA. BUFFER DNASE BOOSTER OTROS BUFFERS LIBRES DE RNASAS Y AGUA LIBRE DE RNASA. PARA USO EN EL EQUIPO AUTOMATIZADO QIACUBE DE LA MARCA QIAGEN PROPIEDAD DEL INSTITUTO. PRESENTACION: KIT PARA 50 PURIFICACIONE
	ene:1	abr:1	Departamento: 0106.00	
1296	05479417	2	Equipo	SONDA DNA FISH LSI IGH/FGFR3 DOBLE COLOR DOBLE FUSION PARA LA DETECCION DE LA TRANSLOCACION (15:17) (q22 q21) LSI MARCADO EN COLOR VERDE Y LSI MARCASO EN COLOR NARANJA.CADUCIDAD MINIMA DE UN A60.TRANSPORTAR EN HIELO SECO PRESENTACION: EQUIPO CON 20 MICROLITROS
	ene:1	abr:1	Departamento: 0106.00	

1297	05479418	1	Vial	ANTCUERPO CALRETININA DE CONEJO POLICLONAL CONCENTRADO VIAL DE 1ML. PARA DIAGNOSTICO IN VITRO EN TEJIDOS ENBEBIDOS EN FORMOL Y PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION ENTREGAR EN LABORATORIO. PRESENTACION: VIAL DE 1ML.
	ene:1			
	Departamento:	0315.00		
1298	05479419	1	Vial	ANTI-BRCA 1 ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-HUMANO. UTIL EN EL DIAGNOSTICO DE CANCER DE MAMA HEREDITARIO. VIAL DE 1 MG/ML CONCENTRADO, SE REQUIERE REFRIGERACION ENTREGAR EN LABORATORIO. PRESENTACION: VIAL 1MG/ML
	ene:1			
	Departamento:	0315.00		
1299	05479420	1	Vial	ANTI-MASPINA (SERPIN B5) ANTICUERPO DE CONEJO ANTI-HUMANO. CONCENTRADO NECESARIO PARA LA CASIFICACION DE CARCINOMA EN DIAGNOSTICO IN VITRO EN TEJIDOS TRATADOS CON FORMOL Y PARAFINA. SE REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO. PRESENTACION: VIAL 0.5 MG/ML
	ene:1			
	Departamento:	0315.00		
1300	05479421	1	Vial	ANTI-STAT 5A. ANTICUERPO POLICLONAL DE BORREGO ANTI-HUAMANO. CARACTERIZACION DE CANCER DE MAMA PRESENTACION: VIAL DE 100 MICROGRAMOS
	ene:1			
	Departamento:	0315.00		
1301	05479422	1	Vial	ANTICUERPO ANHIDRASA CARBONICA IX Rmab NOMOCLONAL DE CONEJO CONCENTRADO CLONA EP161 PARA DIAGNOSTICO IN VITRO TRATADOS EN FORMOL Y PARAFINAL. PRESENTACION VIAL DE 1ML. REQUIERE REFRIGERACION ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL DE 1ML
	ene:1			
	Departamento:	0315.00		
1302	05479423	1	Vial	ANTICUERPO ANTI-CXCL10 (IP-10) CONCENTRADO. ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI HUMANOPARA DIAGNOSTICO IN VITRO EN TEJIDOS TRATADOS EN FORMOL Y PARAFINA. UTIL PARA LA CARACTERIZACION FENOTIPICA

DE CARCINOMA HEPATOCELULAR  
 CARCINOMA DE MAMA Y PULMON. VIAL DE  
 100 MICROGRAMOS. REQUIERE  
 REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
 LABORATORIO.  
 PRESENTACION: VIAL DE 100 MICROGRAMOS

ene:1

Departamento: 0315.00

1303 05479424 1 Vial

ANTICUERPO ANTI GATA3 MONOCLONAL  
 CLONA L50-823 P/HUMANO HECHO EN  
 RATON PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE  
 TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E  
 INCLUIDOS EN PARAFINA. MATERIAL DE  
 CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA EN EL  
 LABORATORIO.  
 PRESENTACION: VIAL CON 0.5 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1304 05479425 1 Vial

ANTICUERPO ANTIGENO PROSTATICO  
 ESPECIFICO PARA DIFERENCIACION DE  
 CARCINOMA DE PROSTATA Y CARCINOMA  
 UROTELIAL. ANTIGENO MONOCLONAL DE  
 CONEJO. SE REQUIERE REFRIGERACION  
 . ENTREGAR EN EL LABORATORIO.  
 PRESENTACION: VIAL DE 1ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1305 05479426 1 Vial

ANTICUERPO ANTI MDM2 MONOCLONAL DE  
 RATON ANTI HUMANO PARA DIAGNOSTICO  
 IN VITRO EN TEJIDOS TRATADOS CON  
 FORMOL Y PARAFINA . PROTEINA DE  
 UBIQUITINA QUE MEDIA LA  
 UBIQUITINACION DE P53/TP53 Y  
 CONDUCE SU DEGRADACION POR  
 PROTEOSOMA UTIL PARA IDENTIFICAR  
 TUMORES EN TEJIDOS BLANDOS.  
 REQUIERE REFRIGERACION DE 4 GRADOS  
 ENTREGAR EN LABORATORIO  
 PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1306 05479427 1 Vial

ANTICUERPO C1q/FITC PARA  
 DIAGNOSTICO IN VITRO. UTILIZADO EN  
 TECNICAS DE INMUNOFLUORECENCIA.  
 VIAL DE 1 ML. CONCENTRADO. REQUIERE  
 REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
 LABORATORIO.  
 PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1307 05479428 1 Vial

ANTICUERPO C4c/FITC UTIL PARA  
 TECNICAS DE INMUNOFLUORECENCIA VIAL  
 DE 1ML. CONCENTRADO. REQUIERE

REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1  
Departamento: 0315.00

1308 05479429 1 Vial

ANTICUERPO CAPONINA CONCENTRADO  
MONOCLONAL DE RATON. PARA  
DIAGNOSTICO IN VITRO REQUIERE  
REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML

ene:1  
Departamento: 0315.00

1309 05479430 1 Vial

ANTICUERPO CD3 RMAB MONOCLONAL DE  
CONEJO CONCENTRADO PARA DIAGNOSTICO  
IN VITRO EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN  
PARAFINA Y FORMOL. VIAL DE 1ML.  
REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR  
EN LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1  
Departamento: 0315.00

1310 05479431 1 Vial

ANTICUERPO CD7 CONCENTRADO VIAL DE  
1 ML.MONOCLONAL DE RATON CLONA PL15  
PARA TEJIDOS EMBEBIDOS EN FORMOL Y  
PARAFINA. PARA DIAGNOSTICO IN VITRO  
REQUIERE CONGELACION ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1  
Departamento: 0315.00

1311 05479432 1 Vial

ANTICUERPO ERG RMab CONCENTRADO  
MONOCLONAL DE CONEJO CLONA EP111  
PARA DIAGNOSTICO IN VITRO. TEJIDO  
TRATADOS CON FORMOL Y PARAFINA PARA  
INMUHISTOQUIMICA. REQUIERE  
REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL 1 ML.

ene:1  
Departamento: 0315.00

1312 05479433 1 Vial

ANTICUERPO FACTOR XIII A CONCENTRADO  
MONOCLONAL DE CONEJO PARA  
DIAGNOSTICO IN VITRO UTILIZADO EN  
INMUHISTOQUIMICA PARA TEJIDOS  
EMBEBIDOS EN FORMOL Y PARAFINA.  
REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO

ene:1  
Departamento: 0315.00

1313 05479434 1 Vial

ANTICUERPO FIBRINOGENO/ FITC. PARA

DIAGNOSTICO IN VITRO. UTIL PARA  
TECNICAS DE INMUNOFLOURECENCIA.  
REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1314 05479435 1 Vial

ANTICUERPO FOX A1 CONCENTRADO  
POLICLONAL DE CONEJO.PARA  
DIAGNOSTICO IN VITRO.EN TEJIDOS  
TRATADOS CON FORMOL Y PARAFINA. SE  
REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL CON 1ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1315 05479436 1 Vial

ANTICUERPO IGM POLICLONAL DE CONEJO  
CONCENTRADO PARA DIAGNOSTICO IN  
VITRO UTILIZADO EN  
INMUNOHISTOQUIMICA. EN TEJIDOS  
TRATADOS CON FORMOL Y PARAFINA.  
REQUIERE REFRIGERACION ENTREGAR EN  
EL LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1316 05479437 1 Vial

ANTICUERPO IgA/FITC CONCENTRADO  
PARA DIAGNOSTICO IN VITRO. UTIL  
PARA ESTUDIO DE  
INMUNOFLOURECENCIA.REQUIERE  
REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1317 05479438 1 Vial

ANTICUERPO IgD/FITC CONCENTRADO  
PARA DIAGNOSTICO IN VITRO.UTIL EN  
LA TECNICA DE INMUNOFLOURECENCIA.  
SE REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR  
EN LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1318 05479439 1 Vial

ANTICUERPO IgE CONCENTRADO UTIL  
PARA TECNICAS DE INMUNOFLOURECENCIA.  
EN DIAGNOSTICO IN VITRO. SE  
REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1319 05479440 1 Vial

ANTICUERPO IgM/FITC CONCENTRADO.

PARA DIAGNOSTICO IN VITRO. UTIL EN LA TECNICA DE INMUNOFLOURECENCIA. REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO.  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1320 05479441 1 Vial

ANTICUERPO LAMBDA/FITC CONCENTRADO. PARA DIAGNOSTICO IN VITRO. UTILIZADO EN TECNICAS DE INMUNOFLOURECENCIA. REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO.  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1321 05479442 1 Vial

ANTICUERPO MONOCLONAL CDK1 DE RATON-ANTI HUMANO. UTIL PARA LA SUBCLASIFICACION DEL CANCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO. UN VIAL DE 100 MICROGRAMOS  
PRESENTACION: vial de 100 microgramos

ene:1

Departamento: 0315.00

1322 05479443 1 Vial

ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON CD19 CONCENTRADO. VIAL DE 1 ML. PARA DIAGNOSTICO IN VITRO EN TEJIDOS ENBEBIDOS EN FORMOL Y PARAFINA. SE REQUIERE REFRIGERACION ENTREGAR EN LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1323 05479444 1 Vial

ANTICUERPO MiTF CONCENTRADO MONOCLONAL DE RATON CLONA C5/D5 PARA DIAGNOSTICO IN VITRO UTILIZADO EN INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS TRATADOS CON FORMOL Y PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION . ENTREGAR EN LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1324 05479445 1 Vial

ANTICUERPO PARAFIBROMINA CONCENTRADO MONOCLONAL DE RATON CONTRA HUMANO. PARA DIAGNOSTICO IN VITRO RECONOCE PACIENTES CON CARCINOMA DE PARATIROIDES. LA CLONA 2HI RECONOCE EL PEPTIDO DE LOS AMINOACIDOS 87-100 DE LA PROTEINA PRAFIBROMINA.REQUIERE REFRIGERACION . ENTREGAR EN LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1325 05479446 1 Vial ANTICUERPO PARA RECEPTOR DE  
PROGESTERONA CONCENTRADO VIAL DE  
1ML. CLONA BSB2 PARA TEJIDOS  
TRATADOS CON FORMOL Y  
PARAFINAUTILIZADOS EN  
DIFERENCIACION DE CARCINOMA EN  
TEJIDO MAMARIO. REQUIERE  
REFRIGERACION ENTREGAR EN  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: VIAL 1ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1326 05479447 1 Vial ANTICUERPO PAX- 8 CONCENTRADO DE  
CONEJO MONOCLONAL. PARA DIAGNOSTICO  
IN VITRO EN TEJIDOS TRATADOS CON  
FORMOL Y PARAFINA EN ESTUDIOS DE  
INMUNOHISTOQUIMICA IDELA PARA  
IDENTIFICAR EN TEJIDOS DE CARCINOMA  
OVARICO. REQUIERE REFRIGERACION  
ENTREGAR EN LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1327 05479448 1 Vial ANTICUERPO PAX 2 CONCENTRADO DE  
CONEJO POLICLONAL PARA DIAGNOSTICO  
IN VITRO EN TEJIDOS TRATADOS CON  
PARFINA Y FORMOL UTILIZADO EN  
INMUNOHISTOQUIMICA. REQUIERE  
REFRIGERACION ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1328 05479449 1 Vial ANTICUERPO PAX 8 PPAR GAMMA  
CONCENTRADO VIAL DE 1ML. PARA  
DIAGNOSTICO IN VITRO. ANTICUERPO  
POLICLONAL DE CONEJO PARA TEJIDOS  
TRATADOS EN FORMOL Y PARAFINA.  
RECONOCE LESIONES FOLICULARES DE  
TIROIDES CON RIESGO DE  
COMPORTAMIENTO MALIGNO. SE REQUIERE  
REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1329 05479450 2 Vial ANTICUERPO RECEPTOR 2 DE  
SOMATOSTATINA POLICLONAL DE CONEJO  
CONTRA HUMANO. vIAL DE 25  
MICROGRAMOS ANTICUERPO NECESARIO  
PARA LA SUBCLASIFICACION DE  
ADENOMAS DE HIPOFISIS VIAL CON 25

MICROGRAMOS CONCENTRADO , REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO.  
PRESENTACION: VIAL DE 25 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0315.00

1330 05479451 1 Vial

ANTICUERPO RECEPTOR DE ESTROGENO FRACCION B CLONA 14 C8 ESPECIFICA PARA ER-BETA MONOCLONAL DE RATON ANTI HUMANO. AUXILIAR EN LA CLASIFICACION DE LOS SUBTIPOS MOLECULARES DE CANCER DE MAMA.  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1  
Departamento: 0315.00

1331 05479452 1 Vial

ANTICUERPO SALL 4 MONOCLONAL DE RATON CONCENTRADO PARA DIAGNOSTICO IN VITRO. TEJIDSO TRATADOS CON FORMOL Y PARAFINA.MARCADOR PARA CELULAS TUMORALES. SE REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1ML

ene:1  
Departamento: 0315.00

1332 05479453 1 Vial

ANTICUERPO SDHB SUCCINATO DESHIDROGENASA B CONCENTRADO VIAL DE 1ML. MONOCLONAL DE RATON FRACCION IX . PARA TEJIDOS TRATADOS CON FORMOL Y PARAFINA. SE REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN EL LABORATORIO  
PRESENTACION: vial 1ml.

ene:1  
Departamento: 0315.00

1333 05479454 1 Vial

ANTICUERPO SMAD 4 CONCENTRADO MONOCLONAL DE RATON ANTI HUMANO. UTIL EN LE DIAGNOSTICO TEMPRANO DE CANCER DE PANCREAS Y EN LA SUBCLASIFICACION DE CARCINOMA TRIPLE NEGATIVO DE GLANDULA MAMARIA.PARA DIAGNOSTICO IN VITRO EN TEJIDOS TRATADOS CON PARAFINA Y FORMOL. VIAL DE 1ML. REQUIERE REFRIGERACION ENTREGAR EN LABORATORIO.  
PRESENTACION: VIAL 1 ML.

ene:1  
Departamento: 0315.00

1334 05479455 1 Vial

ANTICUERPO TIA 1.CONCENTRADO MONOCLONAL DE RATON PARA DIAGNOSTICO IN VITRO. EN TEJIDOS TRATADOS CON FORMOL Y

PARAFINA.REQUIERE REFRIGERACION DE 4 GRADOS. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL DE 1ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1335 05479456 1 Vial

ANTICUERPO VEGF-R CONCENTRADO ANTICUERPO ANTI RECEPTOR 1 DEL FACTOR DE CRECIMIENTO DEL ENDOTELIO VASCULAR.MONOCLONAL DE RATON. RECONOCE TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL NEGATIVOS PARA CD 117 Y BLANCOS DE TRATAMIENTOS DIRIGIDO. PRESENTACION: VIAL DE 1ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1336 05479457 1 Vial

ANTICUERPO VEGF POLICLONAL DE RATON ANTI HUMANO CONCENTRADO. PARA TEJIDOS TRATADOS CON PARAFINA Y FORMOL. PROTEINA QUE AYUDA A IDENTIFICAR VASCULOGENENSIS EN LESIONES NEOPLASICAS .SE REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL DE 1ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1337 05479458 1 Vial

ANTI FOXC1 ANTICUERPO POLICLONAL DE CABRA ANTIHUMANO PARA DIAGNOSTICO IN VITRO EN TEJIDOS TRATADOS CON FORMOL Y PARAFINA. UTIL PARA SUBCLASIFICAR NEOPLASIAS LINFOIDES. VIAL CON PRESENTACION DE 100 MICROGRAMOS CONCENTRADO. SE REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL DE 100 MICROGRAMOS

ene:1

Departamento: 0315.00

1338 05479459 2 Kit

EPITECT FAST DNA BISULFITE KIT (50) . KIT PARA LA SEPARACION DE SECUENCIAS METILADAS Y NO METILADAS DE ADN. COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA QIAGEN. PRESENTACION: KIT DE 50 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0315.00

1339 05479460 2 Kit

EPITECT FAST FFPE BISULFITE KIT (50) KIT PARA LA SEPARACION DE SECUENCIAS METILADAS Y NO METILADAS DE ADN. COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE QIAGEN PRESENTACION: KIT DE 50 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0315.00

1340 05479461 2 Kit EPITECT FAST LYSEA II BISULFITE KIT (50). KITA PARA LA SEPARACION LISES DE SECUENCIAS METILADAS Y NO METILADAS DE ADN. COMPATIBLE CON PLATAFORMA QIAGEN.  
PRESENTACION: KIT DE 50 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0315.00

1341 05479462 1 Kit FAST RED CHROMOGEN KIT. PARA 70 PRUEBAS. DISENADO PARA SER UTILIZADO CON UN SISTEMA DE DETECCION AP EN UN PROCEDIMIENTO DE TINCION IHC  
PRESENTACION: KIT PARA 70 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0315.00

1342 05479463 15 Frasco FOSFATO DE SODIO DIBASICO. 7-HIDRATO. CRISTAL. UTILIZADO PARA PREPARACION DE FORMOL.  
PRESENTACION: FRASCO 500 GR

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3  
Departamento: 0315.00

1343 05479464 1 Frasco FOSFATO DE SODIO MONOBASICO MONOHIDRATADO. PARA USO EN EL LABORATORIO.  
PRESENTACION: FRASCO 500 GR

ene:1  
Departamento: 0315.00

1344 05479465 1 Kit KIT DE CROMOGENO DE DIAMINOBENCIDINA PARA HISTOQUIMICA. PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. RINDE 180 PRUEBAS.  
PRESENTACION: KIT DE 180 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0315.00

1345 05479466 2 Kit KIT DE CROMOGENO FAST RED PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN EQUIPO AUTOMATIZADO. RINDE 180 PRUEBAS. ENTREGAR EN LABORATORIO.  
PRESENTACION: KIT PARA 70 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0315.00

1346 05479467 1 Kit KIT DE DETECCION DE DE DOBLE TINCION PARA PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE INMUNOHISTOQUIMICA. RINDE 70 PRUEBAS. REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO.  
PRESENTACION: KIT DE 70 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0315.00

1347 05479468 2 Kit KIT DE DETECCION DE FOSFATASA  
ALCALINA LEVANTADO EN CONEJO CONTRA  
HUMANO PARA PRUEBAS AUTOMATIZADAS  
DE INMUHISTOQUIMICA.RINDE 70  
PRUEBAS REQUIERE REFRIGERACION.  
ENTREGA DE LABORATORIO.  
PRESENTACION: KIT DE 70 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0315.00

1348 05479469 1 Kit KIT DE DETECCION DE FOSFATASA  
ALCALINA LEVANTADO EN RATON CONTRA  
HUMANO PARA PRUEBAS AUTOMATIZADAS  
DE INMUNOHISTOQUIMICA. RINDE 70  
PRUEBAS REQUIERE REFRIGERACION  
ENTREGAR EN LABORATORIO.  
PRESENTACION: KIT PARA 70 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0315.00

1349 05479470 1 Kit KIT DE DETECCION DE FOSFATASA  
ALCALINA REALIZADO EN CONEJO CONTRA  
HUMANO. COMPATIBLE CON LA  
PLATAFORMA ONCORE.  
PRESENTACION: KIT PARA 70 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0315.00

1350 05479471 1 Kit KIT DE DETECCION DE PEROXIDASA  
LEVANTADO EN CONEJO CONTRA HUMANO  
PARA 70 PRUEBAREVELADO CON  
DIAMINOBENZIDINA. REQUIERE  
REFRIGERACION. ENTREGA EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: KIT PARA 70 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0315.00

1351 05479472 1 Kit KIT DE DETECCION DE PEROXIDASA PARA  
PRUEBAS AUTOMATIZADAS EN PLATAFORMA  
ONCORE DE BIOCARE. LEVANTADO EN  
RATON VS HUMANO.RINDE 70  
PRUEBAS.LISTA PARA USO. REQUIERE  
REFRIGERACION. ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: KIT PARA 70 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0315.00

1352 05479473 4 Kit KIT DE ENSAYOS DE CPG A USARSE EN  
LA PLATAFORMA PYROMARK DE QIAGEN.  
PRESENTACION: KIT DE 200 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0315.00

1353	05479474	2	Kit	KIT DE INCLUSION DE RESINA DE BAJA VISCOSIDAD SPURR QUE PROVEE MEJOR INFILTRACION EN TEJIDOS BIOLOGICOS. EL KIT CONSTA DE NSA (FCO 450 ML) ERL (FCO 225 ML) DER (FCO 225 ML) Y DMAE (FCO 25 ML) PRESENTACION: KIT
	ene:1      abr:1 Departamento: 0315.00			
1354	05479475	1	Kit	KIT DE INCLUSION PARA MICROSCOPIA ELECTRONICA LR-WHITE. GRADO MEDIO. EL KIT CONSTA DE RESINA LR-WHITE. FCO 500 ML. Y CATALIZADOR PRESENTACION: KIT
	ene:1 Departamento: 0315.00			
1355	05479476	1	Kit	KIT DE PIROSECUENCIACION DE BRAF. KIT PARA 24 DETERMINACIONES COMPATIBLE CON LAPLATAFORMA AUTOMATIZADA DE PIROSECUENCIACION DE QIAGEN. DETERMINACION DE MUTACIONES EN CASOS DUDOSOS DE CORRESPONDER A NEOPLASIAS MALIGNAS. PRESENTACION: KIT DE 24 PRUEBAS
	ene:1 Departamento: 0315.00			
1356	05479477	1	Kit	KIT DE PIROSECUENCIACION DE EGFR. KIT PARA 24 DETERMINACIONES COMPATIBLE CON LAPLATAFORMA AUTOMATIZADA DE PIROSECUENCIACION DE QIAGEN. DETERMINACION DE MUTACIONES EN CASOS DUDOSOS DE CORRESPONDER A NEOPLASIAS MALIGNAS. PRESENTACION: KIT DE 24 PRUEBAS
	ene:1 Departamento: 0315.00			
1357	05479478	1	Kit	KIT DE PIROSECUENCIACION DE KRAS. KIT PARA 24 DETERMINACIONES COMPATIBLE CON LAPLATAFORMA AUTOMATIZADA DE PIROSECUENCIACION DE QIAGEN. DETERMINACION DE MUTACIONES EN CASOS DUDOSOS DE CORRESPONDER A NEOPLASIAS MALIGNAS. PRESENTACION: KIT DE 24 PRUEBAS
	ene:1 Departamento: 0315.00			
1358	05479479	1	Kit	KIT DE PIROSECUENCIACION DE NRAS. KIT PARA 24 DETERMINACIONES COMPATIBLE CON LAPLATAFORMA AUTOMATIZADA DE PIROSECUENCIACION DE QIAGEN. DETERMINACION DE MUTACIONES EN CASOS DUDOSOS DE CORRESPONDER A NEOPLASIAS MALIGNAS.

			PRESENTACION: KIT DE 24 PRUEBAS
ene:1			
Departamento: 0315.00			
1359	05479480	1 Kit	KIT DE PIROSECUENCIACION DE RAS EXTENSION. KIT PARA 24 DETERMINACIONES COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE PIROSECUENCIACION DE QIAGEN. DETERMINACION DE MUTACIONES EN CASOS DUDOSOS EN CASO DE CORRESPONDER A NEOPLASIAS MALIGNAS. PRESENTACION: KIT DE 24 PRUEBAS
ene:1			
Departamento: 0315.00			
1360	05479481	2 Kit	KIT DE REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA PARA AMPLIFICACION DE SECUENCIAS COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE QIAGEN PRESENTACION: KIT DE 200 PRUEBAS
ene:1 abr:1			
Departamento: 0315.00			
1361	05479482	1 Kit	KIT DE RECUPERACION ANTIGENICA DE PH ALTO.KIT PARA 70 PRUEBAS. PRESENTACION: KIT PARA 70 PRUEBAS
ene:1			
Departamento: 0315.00			
1362	05479483	1 Kit	KIT DE SOLUCION DESPARAFINADA (1A 1B 2)PARA EQUIPO AUTOMATIZADO. ENTREGAR EN LABORATORIO. PRESENTACION: KIT DE 70 PRUEBAS
ene:1			
Departamento: 0315.00			
1363	05479484	3 Kit	MOUSE HRP DETECTION. KIT DE DETECCION DE PEROXIDASA PARA PRUEBAS AUTOMATIZADAS EN PLATAFORMA ONCORE DE BIOCARE. LEVANTADO EN RATON VS HUMANA. RINDE 70 PRUEBASCONGELACION. ENTREGA EN LABORATORIO. PRESENTACION: KIT PARA 70 PRUEBAS
ene:1 abr:1 jul:1			
Departamento: 0315.00			
1364	05479485	2 Bolsa	ONCORE IMPROV REAGENT VIAL 50 PIEZAS. PRESENTACION: BOLSA CON 50 PIEZAS
ene:1 abr:1			
Departamento: 0315.00			
1365	05479486	1 Frasco	PROTEINASA K DE 25 MG RECOMBINANTE GRADO PCR LIOFILIZADO (2 UNIDADES/MG) PARA RAPIDA ELIMINACION DE PROTEINAS LIBRE DE

DNASAS Y RNASAS.

PRESENTACION: FRASCO DE 25 MG

ene:1

Departamento: 0315.00

1366 05479487 2 Kit

PYROMARK CUSTOM ASSAY (200) KIT DE CONFIGURACION DE ENSAYO DE PIROSECUENCIACION ESTANDAR. COMPATIBLE CON PLATAFORMA DE QIAGEN  
PRESENTACION: KIT DE 200 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0315.00

1367 05479488 3 Kit

PYROMARK Q24 AVVANCE CPG KIT (4 X 24). KIT DE REACCION DE HIPERMETILACION DE ADN COMPATIBLE CON PLATAFORMA AUTOMATIZADA DE QIAGEN.  
PRESENTACION: KIT DE 4 X 24 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0315.00

1368 05479489 10 Kit

PYROMARK Q24 VACUM PREPS TROUGHS (12). KIT PARA PREPARACION DE MEZCLAS A SOME TERSE A PRUEBAS DE SECUENCIACION COMPATIBLE CON PLATAFORMA DE QIAGEN  
PRESENTACION: KIT DE 360 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0315.00

1369 05479490 2 Kit

SISTEMA DE DETECCION RATON CONEJO FOSFATASA ALCALINA/ALK MAGENTA SISTEMA DE DE TECCION ROJO CONTIENE BUFFER DE SUSTRATO CROMOGENO Y ACTIVADOR MANTENER EN REFRIGERACION DE 2 A 8 GRADOS. ENTREGAR EN EL LABORATORIO.  
PRESENTACION: KIT DE 100 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0315.00

1370 05479491 2 Kit

SOLUCION DE LAVADO PARA REACCIONES DE INMUNOHISTOQUIMICA EN LA PLATAFORMA ONCO RE.  
PRESENTACION: KIT PARA 36 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0315.00

1371 05479492 25 Frasco

WASH BUFFER 1X. SOLUCION BUFFER LAVADORA. PARA PRUEBAS PREPARADAS EN EQUIPOS AUTOMATIZADOS BIOCARE. SOLUCION QUE RINDE PARA 36 PRUEBAS.  
PRESENTACION: FRASCO PARA 36 PRUEBAS

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6

Departamento: 0315.00

1372 05479493 1 Vial

|ANTICUERPO IL10 RECEPTOR ALPHA

100UG CONCENTRADO ELABORAROD  
MONOCLONAL DE RATON PARA  
DIAGNOSTICO IN VITRO REQUIERE  
REFRIGERACION ENTREGAR EN  
LABORATORIO  
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1373 05479494 1 Vial

ANTICUERPO ANTI-VEGF  
PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0418.00

1374 05479495 1 Vial

ANTICUERPO ANTI HIF-1alfa hecho en  
cabra (ANTICUERPO POLICLONAL)  
PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0418.00

1375 05479496 1 Vial

ANTICUERPO PRIMARIO POLICLONAL  
ANTI-NF-kB p65 HECHO EN CONEJO  
PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0418.00

1376 05479497 1 Vial

ANTICUERPO SECUNDARIO ALEXA FLUOR  
546 CONJUGADO HECHO EN CONEJO  
CONTRA CABRA (IgG H+L)  
PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0418.00

1377 05479498 1 Vial

ANTICUERPO SECUNDARIO DE CABRA  
ANTI-CONEJO IgG H&L (ALEXA FLUOR  
488) ENTREGAR EN REFRIGERADOR  
PRESENTACION: 1 VIAL

ene:1

Departamento: 0418.00

1378 05479499 1 Pieza

CASSETTES PARA BIOPSIA QUICKLOAD  
COLOR BLANCO  
PRESENTACION: 750/PAQUETE

ene:1

Departamento: 0418.00

1379 05479500 1 Vial

PRIMER OLIGO-DT PARA LA SINTESIS DE  
DNA COMPLEMENTARIO  
PRESENTACION: 1 VIAL

ene:1

Departamento: 0418.00

1380 05479501 3 Frasco

TISSUE-TEK. O.C.T. COMPOUND  
PRESENTACION: CAJA CON 12 FRASCOS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0418.00

1381 05479502 1 Pieza

10 X SSC SOLUTION 2 L. REACTIVO

COMPATIBLE CON LA PLATAFOMRA  
AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO  
PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE  
TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: BOTELLA DE 2 LITROS

ene:1

Departamento: 0325.00

1382 05479503 3 Pieza

ACONDICIONADOR CELULAR 1 (CELL  
CONDITIONING 1) RINDE PARA 424  
PRUEBAS (2 LITROS) COMPATIBLE CON  
LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA  
BENCHMARK GX. USADO PARA LA  
DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS  
ONCOLOGICAS. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: BOTELLA DE 2 LITROS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0325.00

1383 05479504 4 Caja

ACONDICIONADOR CELULAR 2 (CEL  
CONDITIONING 2) REACTIVO COMPATIBLE  
CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA  
BENCHMARK GX. UN LITRO RINDE PARA  
400 PRUEBAS. USADO PARA LA  
DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS  
ONCOLOGICAS. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: BOTELLA CON 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0325.00

1384 05479505 1 Pieza

BUFFER DE ALINEAMIENTO PYROMARK.  
(PYROMARK BINDING BUFFER 250 ML)  
SOLUCION QUE PERMITE EL  
ALINEAMIENTO DE SECUENCIAS  
COMPLEMENTARIAS DE LA REACCION.  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGAR EN EL LABORATORIO.  
PRESENTACION: BOTELLA DE 250 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1385 05479506 5 Caja

BUFFER DE REACCION CONCENTRADO  
(10X). KIT PARA 220 PRUEBAS  
COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA  
AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO  
PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE  
TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 220 PRUEBAS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0325.00

1386	05479507	1	Pieza	BUFFER DE UNION PYROMARK. (PYROMARK BINDING BUFFER 200 ML) SOLUCION QUE PERMITE LA UNION DE SECUENCIAS COMPLEMENTARIAS DE LA REACCION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: BOTELLA DE 200 ML	
	ene:1				
	Departamento:		0325.00		
1387	05479508	2	Caja	CARTUCHO DE PYROMARK Q24. (PYROMARK Q24 CARTRIDGE 3) KIT DE ARRANQUE DE LOS SISTEMAS DE PROSECUENCIACION CON LA PLATAFORMA DE QIAGEN. IDENTIFICACION DE PACIENTES PORTADORES DE MUTACIONES SOMATICAS EN TUMORES SOLIDOS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: CAJA	
	ene:1		abr:1		
	Departamento:		0325.00		
1388	05479509	1	Caja	DISPENSADOR PARA HIBRIDACION. ASSY FILLED DISPENSER. INFORM EBER PROBE. KIT PARA 50 PRUEBAS COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA LA DETECCION DE INFECCION POR VIRUS DE EPSTEIN BARR. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO. PRESENTACION: CAJA PARA 50 PRUEBAS	
	ene:1				
	Departamento:		0325.00		
1389	05479510	3	Pieza	ETIQUETAS (LABEL BLANK FLAP 540 ROLL). UN ROLLO DE 500 ETIQUETAS COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA IDENTIFICAR CODIGOS DE BARRA. PRESENTACION: ROLLO CON 500 ETIQUETAS	
	ene:1		abr:1	jul:1	
	Departamento:		0325.00		
1390	05479511	4	Caja	HEMATOXILINA. KIT PARA 250 PRUEBAS COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO. PRESENTACION: CAJA PARA 250 PRUEBAS	
	ene:1		abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:		0325.00		
1391	05479512	2	Caja	HYBREADY. REACTIVOS PARA	

HIBRIDACION CROMOGENICA. KIT DE 25 ML PARA 80 PRUEBAS. COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS E INFECCIONES VIRALES. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 80 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0325.00

1392 05479513 1 Caja

ISH IVIEW BLUE DETECTION KIT. KIT PARA 200 PRUEBAS COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS E HIBRIDACION CROMOGENICA. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 200 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0325.00

1393 05479514 1 Caja

ISH PROTEASE 3. KIT PARA 100 PRUEBAS COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS E HIBRIDACION CROMOGENICA IN SITU. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 100 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0325.00

1394 05479515 2 Caja

KIT DE DETECCION ULTRAVIEW AP RED DIGESTION SYSTEM. KIT PARA 100 PRUEBAS COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA LA DETECCION BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0325.00

1395 05479516 2 Caja

KIT DE DETECCION ULTRAVIEW SISH DNP. KIT PARA 100 PRUEBAS. COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS Y LA HIBRIDACION CROMOGENICA. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0325.00

1396 05479517 1 Caja KIT DE HER2 PARA HIBRIDACION.  
(INFORM HER2 DUAL ISH DNA PROBE  
COCKTAIL). KIT PARA 50 PRUEBAS  
COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA  
AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO  
PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE  
TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: CAJA

ene:1  
Departamento: 0325.00

1397 05479518 1 Caja KIT DE KAPPA PARA HIBRIDACION.  
(INFORM KAPPA PROBE). KIT PARA 50  
PRUEBAS COMPATIBLE CON LA  
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK  
GX. USADO PARA LA DETECCION DE  
KAPPA. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 50 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0325.00

1398 05479519 1 Caja KIT DE LAMBDA PARA HIBRIDACION.  
(INFORM CYTOPLASMIC LAMBDA mRNA  
PROBE) KIT PARA 50 PRUEBAS  
COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA  
AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO  
PARA LA DETECCION DE CADENAS  
LIGERAS LAMBDA. MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 50 PRUEBAS

ene:1  
Departamento: 0325.00

1399 05479520 13 Pieza LCS (LIQUID CONVERSLIP HT)  
REACTIVOS COMPATIBLE CON LA  
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK  
GX. USADO PARA LA DETECCION DE  
BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS.  
CADA BOTELLA DE 2 LITROS RINDEN 80  
PRUEBAS. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: BOTELLA CON 2 LITROS

ene:4 abr:3 jul:3 oct:3  
Departamento: 0325.00

1400 05479521 2 Pieza OLIGO DE CONTROL DE PYROMARK.  
CONTROL DE REACCION DE LA  
SECUENCIACION COMPATIBLE CON LA  
PLATAFORMA PYROMARK DE QIAGEN.

MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGAR EN EL LABORATORIO.  
PRESENTACION: PIEZA

ene:1 abr:1

Departamento: 0325.00

1401 05479522 1 Caja

PYROMARK Q24 PLATE (100).  
CONSUMIBLE DE LA REACCION DE  
SECUENCIACION COMPATIBLE CON LA  
PLATAFORMA DE QIAGEN. MATERIAL DE  
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: CAJA

ene:1

Departamento: 0325.00

1402 05479523 2 Pieza

PYROMARK WASH BUFFER CONCENTRADO  
200 ML. SOLUCION AMORTIGUADORA  
CONCENTRADO PARA LAVADO A USARSE EN  
LA PLATAFORMA DE QIAGEN. MATERIAL  
DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN  
EL DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: BOTELLA CON 200 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0325.00

1403 05479524 4 Caja

REACTIVO AZULANTE (BLUING REAGENT)  
KIT PARA 250 PRUEBAS COMPATIBLE CON  
LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA  
BENCHMARK GX. USADO PARA LA  
DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS  
ONCOLOGICAS. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 250 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0325.00

1404 05479525 2 Caja

RED COUNTERSTAIN II. KIT PARA 100  
PRUEBAS COMPATIBLE CON LA  
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK  
GX. USADO PARA LA DETECCION DE  
BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS E  
HIBRIDACION CROMOGENICA IN SITU.  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGAR EN EL LABORATORIO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0325.00

1405 05479526 4 Caja

SISTEMA DE DETECCION ULTRAVIEW  
UNIVERSAL DAB. KIT PARA 250  
PRUEBAS. COMPATIBLE CON LA  
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK  
GX. USADO PARA LA DETECCION DE  
BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS.  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: CAJA PARA 250 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0325.00

1406 05479527 2 Pieza SOLUCION DE DESNATURALIZACION DE  
PYROMARK (BOTELLA DE 500 ML)  
SOLUCION QUE DESNATURALIZA  
PROTEINAS Y PERMITE LA  
SECUENCIACION DE FRAGMENTO CORTOS  
DE ADN. MATERIAL DE CUIDADOS  
ESPECIALES ENTREGAR EN EL  
LABORATORIO.  
PRESENTACION: BOTELLA CON 500 ML

ene:1 abr:1  
Departamento: 0325.00

1407 05479528 2 Pieza SOLUCION DE PREPARACION EZ 10X (10X  
EZ PREP SOLUTION 2 LITROS). RINDE  
PARA 500 PRUEBAS COMPATIBLE CON LA  
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK  
GX. USADO PARA LA DETECCION DE  
BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS.  
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES  
ENTREGAR EN EL LABORATORIO.  
PRESENTACION: BOTELLA CON 2 LITROS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0325.00

1408 05479529 7 Pieza ULTRA VIEW SILVER WASH II.  
REACTIVOS PARA 34 PRUEBAS (2  
LITROS) COMPATIBLE CON LA  
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK  
GX. USADO PARA LA DETECCION DE  
BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS E  
HIBRIDACION CROMOGENICAS. MATERIAL  
DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN  
EL DEPARTAMENTO.  
PRESENTACION: BOTELLA DE 2 LITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1  
Departamento: 0325.00

1409 05479530 1 Frasco TRITON X100 SOLUCION GRADO BIOLOGIA  
MOLECULAR  
PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS

ene:1  
Departamento: 0106.00

1410 05479531 4 Kit 9-FLUORENILMETILCLOROFORMATO (FMOC)  
REACTIVO PARA DERIVATIZAR  
AMINOACIDOS  
PRESENTACION: KIT CON 10 AMPOLLETAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1411 05479532 2 Frasco ACIDO BORICO PARA ELECTROFORESIS  
PUREZA MAYOR AL 99.5%  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

1412 05479533 2 Vial ANTICUERPO ANTI-XBP1 POLICLONAL DE CONEJO CON UNA CONCENTRACION DE 100 MICROGRAMOS Y PESO MOLECULAR DE 29 Y 42 KILODALTONES TIENE UNA CONCENTRACION DE 100 MICROGRAMOS REQUIERE REFRIGERACION PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

1413 05479534 5 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL LEVANTADO EN CONEJO QUE RECONOCE LA PROTEINA TBX1 CRUZA CON RATON RATA Y HUMANO Y TIENE UN PESO MOLECULAR DE 43 KILODALTONES REQUIERE CONGELACION Y VIENE DILUIDO EN PBS AL 49% ACIDA DE SODIO AL 0.01% Y GLICEROL AL 50% Y BSA AL 0.05% PRESENTACION: VIA CON 100 MICROLITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1414 05479535 2 Vial ANTICUERPO MONOCLONAR DE RATON IgG1 CLONA 35928 CONTRA LA PROTEINA BDNF QUE RECONOCE DE FORMA DIMERICA EN 28 KD Y EN CONDICIONES REDUCTORAS 14 KD ES COMPATIBLE PARA TECNICAS DE ELISA Y WESTERN BLOT DEBE TENER 5% DE REACTIVIDAD CRUZADA CON NGF-BETA RECOMBINANTE VIAL DE 500 MICROGRAMOS PRESENTACION: VIAL CON 500 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

1415 05479536 4 Vial ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA UCPI PESO MOLECULAR DE MICRODALTONS Y CON UNA CONCENTRACION DE 1.3 MILIGRAMOS POR MILILITRO PRESERVADO EN ACIDA DE SODIO Y CONSTITUIDO EN PBS Y 1% BSA RECONOCE RATON Y RATA PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1416 05479537 3 Vial ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO QUE RECONOCE LA PROTEINA CITED1 EN LA REGION MEDIA ARP32705\_P050 PESO DE BANDA DE 20 KILODALTONS CRUZA CON RATON RATA HUMANO PERRO CUYO CONEJO PRESENTACION EN POLVO LIOFILIZADO CONCENTRACION DE 50 MICROGRAMOS PRESENTACION: VIAL DE 50 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

1417	05479538	2	Frasco	BUFFER DE BORATOS 0.4 NORMAL PH 10.2 FRASCO DE 100 MILILITROS PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0203.00			
1418	05479539	3	Caja	CELULAS DH5-ALPHA ELECTROCOMPETENTES PARA TRASFORMACION POR ELECTROPORACION PRESENTACION: CAJA CON 5 VIALES DE 0.1
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
1419	05479540	3	Caja	CELULAS XL1-BLU ELECTROCOMPETENTES PARA LA CLONACION DE DNA NO METILADO Y PROPAGACION DE VECTORES PLASMIDOS Y FAGO LAMDA REQUIERE CONGELACION PRESENTACION: CAJA CON 5 VIALES DE 1 ML
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
1420	05479541	2	Vial	DAPI (4-6-DIAMIDINO-2-FENILINDOL) ES UN MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AZUL QUE TINE ADN SE UNE A LAS REGIONES AT DE ADN DE DOBLE CADENA SE UTILIZA PARA LOCALIZAR EL NUCLEO DE UNA CELULA EN MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA QUE SEA COMPATIBLE PARA TECNICAS DE CITOMETRIA DE FLUJO Y TINCION CROMOSOMICA EL VIAL TIENE 10 MILIGRAMOS EL METODO DE DETECCION ES FLUORESCENTE CON UNA EXITACION-EMISION DE 358-461 NANOMETROS ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE PRESENTACION: VIAL CON 10 MILIGRAMOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0203.00			
1421	05479542	5	Vial	ENZIMA TERMOESTABLE PFU-DNA-POLIMERASA DE 90 KILODALTONS QUE REPLICA EL DNA A 75 GRADOS CENTIGRADOS PARA CATALIZAR LA POLIMERACION DE DNA DUPLEX EN DIRECCION 5-3 EN PRESENCIA DE MAGNESIO TAMBIEN POSEE ACTIVIDAD EXONUCLEASA 3-5 PARA USO EN PCR Y REACCIONES DONDE SE REQUIERE UNA SINTESIS DE ALTA FIDELIDAD PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
1422	05479543	1	Frasco	ETANOLAMINA PUREZA 99% PESO MOLECULAR 61.08 CAS 141-43-5 PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:1

Departamento: 0203.00

1423 05479544 1 Frasco FOSFATO DE SODIO DIBASICO (Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>)  
 PESO MOLECULAR 142 GRADO BIOLOGIA  
 MOLECULAR  
 PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO

ene:1

Departamento: 0203.00

1424 05479545 4 Vial IgG DE SUERO NORMAL DE CONEJO  
 CONTROL NEGATIVO VALIDADO PARA USO  
 EN INMUNOPRECIPITACION Y WESTERN  
 BLOTTIN  
 PRESENTACION: VIAL DE 250 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0203.00

1425 05479546 4 Vial IgG DE SUERO NORMAL DE RATON  
 CONTROL NEGATIVO VALIDADO PARA USO  
 EN INMUNOPRECIPITACION Y WESTERN  
 BLOTTING  
 PRESENTACION: VIAL DE 250 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0203.00

1426 05479547 4 Vial IgG POLICLONAL DE SUERO DE CABRA  
 CONTROL NEGATIVO VALIDADO PARA  
 INMUNOPRECIPITACION Y WESTERN  
 BLOTTING  
 PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0203.00

1427 05479548 2 Kit KIT CON SEIS FRASCOS DE NITROGENO  
 MOLECULAR CON 247 TW Y 18.5 PA CADA  
 FRASCO CONTIENE ROSCA COMPATIBLE  
 CON SISTEMA DE ALTO VACIO Y  
 PRESURIZACION DE EQUIPO DE ALTA  
 RESOLUCION DE ELECTROFORESIS  
 CAPILAR QIAxcel  
 PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

1428 05479549 50 Kit KIT CON VIAL PARA LA RECOLECCION DE  
 HECES QUE CONTIENE UN BUFFER DE  
 ESTABILIZACION Y BALIN PARA  
 HOMOGENIZACION DE MUESTRA PARA EL  
 ANALISIS DE PERFILES DE MICROBIOMA  
 INTESTINAL  
 PRESENTACION: KIT CON UN VIAL

ene:13 abr:13 jul:12 oct:12

Departamento: 0203.00

1429 05479550 8 Kit KIT DE ELISA PARA LA DETERMINACION  
 DE GIP EN SUERO DE RATA O CULTIVOS  
 CELULARES POR METODO COLORIMETRICO

REQUIERE REFRIGERACION  
PRESENTACION: KIT PARA 96 MUESTRAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

1430 05479551 15 Kit

KIT DE LEISA PARA LA DETERMINACION DE INSULINA DE RATON PARA 96 PRUEBAS POR METODO COLORIMETRICO Y ACEPTA MUESTRA DE PLASMA SUERO Y SOBRENADANTE DE CULTIVO CELULAR DE RATON TIENEN UNA SENSIBILIDAD DE 5 MILIUNIDADES INTERNACIONALES POR MILILITRO RANGO DE CURVA ESTANDAR DE 5 - 400 MICROUNIDADES INTERNACIONALES POR MILILITROS  
PRESENTACION: KIT PARA 96 PRUEBAS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3  
Departamento: 0203.00

1431 05479552 20 Kit

KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINAR CONCENTRACION DE PROTEINA POR METODO COLORIMETRICO INCLUYE 250 MILILITROS DE TARTRATO DE COBRE ALCALINO REACTIVO A 2 LITROS DE REACTIVO DE FOLIN REACTIVO B 5 MILILITROS DE SOLUCION DE SOLUCION SURFACTANTE REACTIVO S PARA ENSAYO DE LOWRY  
PRESENTACION: KIT

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5  
Departamento: 0203.00

1432 05479553 3 Kit

KIT DE REACTIVOS PARA UN MAXIMO DE 625 CICLOS DE SECUENCIACION POR SINTESIS EN SISTEMA MiSeQ QUE INCLUYE PLACA DE REACTIVOS PARA 600 CICLOS UN FLOW CELL Y EL TAPON DE LAVADO COMPATIBLE CON PLATAFORMA ILUMINA MiseQ  
PRESENTACION: KIT PARA 600 CICLOS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

1433 05479554 5 Kit

KIT EXTRACCION QUE ESTA DISENADO PARA LA PURIFICAR FRACCIONES DE DNA A PARTIR DE GELES DE AGAROSA EN MENOS DE 30 MINUTOS UTILIZA UNA UNICA COLUMNA DE CENTRIFUGADO DE SILICE PARA CAPTURAR Y PURIFICAR FRACCIONES DE 40 pb A 10 kb SIN LA NECESIDAD DE AJUSTE DE pH PARA SU APLICACION EN SECUENCIACION DE DNA Y PCR  
PRESENTACION: KIT PARA 50 MUESTRAS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1434 05479555 10 Kit

KIT PARA LA CUANTIFICACION DE

ACIDOS GRASOS LIBRES EN SUERO Y  
 PLASMA CRUZA CON RATON RATA Y  
 HUMANO CON UNA SENSIBILIDAD MAYOR A  
 2 MICROMOLAR Y CUANTIFICABLES POR  
 METODO COLORIMETRICO A 570  
 NANOMETROS Y POR METODO  
 FLUOROMETRICO A 535-587 NANOMETROS  
 EL KIT CONTIENE REACTIVO PARA 100  
 MUESTRAS CON REACTIVO ACS AZUL Y  
 ESTANDAR DE ACIDO PALMITICO  
 AMARILLO  
 PRESENTACION: KIT PARA 100 MUESTRAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0203.00

1435 05479556 10 Kit

KIT PARA LA CUANTIFICACION DE RNA  
 QUE CONTIENE BUFFER DE  
 ESTABILIZACION 250 MILILITROS DOS  
 FRASCOS DE ESTANDARES DE  
 CALIBRACION Y UN VIAL DE COLORANTE  
 COMPATIBLE PARA SISTEMAS DE  
 FLUOROMETRIA QUBIT  
 PRESENTACION: KIT PARA 500 REACCIONES

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0203.00

1436 05479557 10 Caja

KIT PARA LA DETERMINACION  
 ENZIMATICA COLORIMETRICA DE LA  
 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASTL)  
 SIN O CON ACTIVACION POR FOSFATO DE  
 PIRIDOXAL EN SUERO O PLASMA HUMANO  
 COMPATIBLE CON EL ANALIZADOR  
 BIOQUIMICO COBAS C111 PROPIEDAD DEL  
 INSTITUTO  
 PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0203.00

1437 05479558 10 Caja

KIT PARA LA DETERMINACION DE  
 ALBUMINA HUMANA EN SUERO O PLASMA  
 COMPATIBLE CON EL ANALIZADOR  
 BIOQUIMICO COBAS C111 PROPIEDAD DEL  
 INSTITUTO  
 PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0203.00

1438 05479559 10 Caja

KIT PARA LA DETERMINACION ENZIMATICA  
 COLORIMETRICA DE LA ALANINA  
 AMINOTRANSFERASA (ALTL) SIN O CON  
 ACTIVACION POR FOSFATO DE PIRIDOXAL  
 EN SUERO O PLASMA HUMANO COMPATIBLE  
 CON EL ANALIZADOR BIOQUIMICO COBAS  
 C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
 PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2  
 Departamento: 0203.00

1439 05479560 5 Kit

KIT PARA LA PURIFICACION DE DNA

QUE CONTIEN EL REACTIVO DE LISADO AZUL PROPORCIONANDO A GRAN ESCALA LA EXTRACCION DE DNA PLASMIDICO BASADO EN INTERCAMBIO RAPIDO DE ANIONES SIN CENTRIFUGACION CONTIENE 25 COLUMNAS QUE PUEDEN PURIFICAR DNA DE 200 MICROLITROS DE CULTIVO CELULAR DEPENDIENDO DE EL NUMERO DE COPIAS DEL PLASMIDO Y EL TAMANO DEL INSERTO  
PRESENTACION: KIT PARA 25 MUESTRAS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1440 05479561 2 Frasco L-NORVALINA FRASCO CON 1 GRAMO  
PRESENTACION: FRASCO DE 1 GRAMO  
ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

1441 05479562 2 Vial LINEA CELULAR 3T3-L1 DE FIBROBLASTO DE RATON MUS MUSCULOS CON ALTA ADHERENCIA Y ALMACENAJE EN NITROGENO LIQUIDO CON CAPACIDAD DE DIFERENCIARSE A ADIPOCITOS PROCEDENTES DE EMBRIONES DE RATON  
PRESENTACION: VIAL  
ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

1442 05479563 5 Vial MARCADOR DE ALINEAMISNTO QX DNA PARA LA CALIBRACION DE LA MIGRACION DE ELECTROFORESIS COMPATIBLE CON EQUIPO QIAxcel PARA MEDIR FRAGMENTOS EN RANGOS DE 15 A 3 KB MANEJO DE CUIDADOS ESPECIALES  
PRESENTACION: VIAL DE 1.5 MILITROS  
ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1443 05479564 3 Vial MARCADOR MITOCONDRIAL MITOTRACKER RED CMXROS-20X CON UNA CONCENTRACION DE 50 MICROGRAMOS UTILIZADO PARA TE6IR MITOCONDRIA EN CELULAS VIVAS CON UN FLUOROFORO ROJO PARA TECNICAS DE CITOMETRIA DE FLUJO Y MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA EL COORANTE ES RETENIDO CON UNA SOLUCION DE DE FIJACION PREVIA CON FORMALDEHIDO  
PRESENTACION: VILA CON 50 MICROGRAMOS  
ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

1444 05479565 5 Vial MARCADOR QX DE DNA PARA MEDIR FRAGMENTOS DE DNA CON TAMANO DE 15 A 1 KB COMPATIBLE PARA EQUIPO QIAxcel EN ELECTROFORESIS CAPILAR REQUIERE CUIDADOS ESPECIALES

ene:2      abr:1      jul:1      oct:1  
 Departamento: 0203.00  
 PRESENTACION: VIAL DE 1.5 MILILITROS

1445    05479566                    5    Vial            MARCADOR QX PARA DNA PUC-18 PARA SU  
 USO EN ELECTROFORESIS CAPILAR  
 COMPATIBLE CON EQUIPO QIAxcel  
 REQUERERE REFRIGERACION Y  
 PRESENTACION DE 1.5 MILILITROS  
 PRESENTACION: VIAL CON 1.5 MILILITROS

ene:2      abr:1      jul:1      oct:1  
 Departamento: 0203.00

1446    05479567                    2    Paquete        MEDIO DE EAGLE MODIFICADO DE  
 DULBECCO D-MEM BAJO EN GLUCOSA CON  
 GLUTAMINA SIN BICARBONATO DE SODIO  
 EN POLVO PARA MEDIO DE CULTIVO  
 CELULAR  
 PRESENTACION: PAQUETE CON 10 FRASCOS

ene:1      abr:1  
 Departamento: 0203.00

1447    05479568                    2    Paquete        MEDIO DE EAGLE MODIFICADO EN  
 DULBECCO D-MEM SIN GLUCOSA  
 GLUTAMINA BICARBONATO DE SODIO NI  
 ROJO FENOL EN POLVO PARA CULTIVO  
 CELULAR  
 PRESENTACION: PAQUETE CON 10 FRASCOS

ene:1      abr:1  
 Departamento: 0203.00

1448    05479569                    3    Frasco        PARTICULAS PARAMAGNETICAS DE OXIDO  
 DE HIERRO UNIDAS COVALENTEMENTE A  
 ESTREPTAVIDINA RECOMBINANTE CON UN  
 DIAMETRO DE 1 MICROMETRO DESIDAD DE  
 2 GRAMOS 7 CENTIMETRO CUBICO Y  
 CONCENTRACION DE 10 MILGRAMOS POR  
 MILILITRO CAPACIDAD DE UNION 55  
 MICROGRAMOS DE BIOTINA IgG DE  
 CONEJO POR MILIGRAMO DE PERLAS 3500  
 PICOMOLES BIOTINILADO FLUORESCINA  
 POR MILIGRAMO DE PERLA  
 PRESENTACION: FRASCO DE 5 MILITROS

ene:1      abr:1      jul:1  
 Departamento: 0203.00

1449    05479570                    3    Kit            POLIDETECTOR PLUS HRP W-DAB PARA  
 RATON - CONEJO PARA 1000 PRUEBAS ES  
 UNSISTEMA DE DETECCION POLIMERICA  
 DE TRES PASOS QUE PERMITE DEMOSTRAR  
 ANTIGENOS EN TEJIDO EMBEBIDO EN  
 PARAFINA EN SECCIONES DE CRIOSTATO  
 FROTOS SANGUINEO Y PREPARACIONES  
 CELULARES CONTIENEN 100 MILITROS DE  
 CADA SOLUCION ENTRE LAS QUE SE  
 ENCUENTRAN SOLUCION BLOQUEADORA DE  
 PEROXIDASA SOLUCION DE  
 POLIDETECTORA PLUS DE UNION  
 SOLICION DE PEROXIDASA DE RABANO

ANTIRATON - CONEJO UN BUFFER PARA  
DIAMINOBENCIDINA Y UNA SOLUCION  
CROMOGENA DE DIAMINOBENCIDINA  
PRESENTACION: KIT PARA 1000 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

1450 05479571 8 Caja

PRECI CONTROL HBA1C NORM CONTRO  
PARA AJUSTAR EL RANGO NORMAL DE LAS  
CONCENTRACIONES DE HEMOGLOBINA  
GLUCOSILADA HUMANA DE EQUIPO COBAS  
C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

1451 05479572 5 Kit

REACTIVO DE DIAGNOSTICO PARA LA  
DETERMINACION CUANTITATIVA INVITRO  
DE TRIGLICERIDOS EN SUERO O PLASMA  
EN SISTEMA FOTOMETRICO INCLUYE 6  
FRASCOS DE 100 ML MAS UN ESTANDAR  
DE 6 MILILITROS AMPLIA CADUCIDAD  
PRESENTACION: KIT PARA 60 REACCIONES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1452 05479573 5 Vial

REACTIVO DEXAMENTASONA EN POLVO CON  
UNA PUREZA MAYOR AL 97% PESO  
MOLECULAR DE 392.46 NUMERO DE CAS  
50-02-2 Y POTENCIA DE 4-500  
NANOGRAMOS POR MILILITRO REQUIERE  
REFRIGERACION  
PRESENTACION: VIAL CON 1 GRAMO

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1453 05479574 8 Vial

REACTIVO DX600 CON PUREZA MAYOR AL  
95% GRADO HPLC CON PESO MOLECULAR  
DE 3076.4 MOLES POR LITRO ES IN  
INHIBIDOR DE LA ENZIMA CONVERTIDORA  
DE ANGIOTENSINA 2 REQUIERE  
COGELACION Y TIENE UNA KI DE 2.8  
NANOMOLAR  
PRESENTACION: VIAL CON 0.1 MILIGRAMOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2  
Departamento: 0203.00

1454 05479575 5 Vial

REACTIVO GLICOGENO GRADO BIOLOGIA  
MOLECULAR PARAR LA PRECIPITACION  
DE ACIDOS NUCLEICOS EN UNA  
CONCENTRACION DE 20 MILIGRAMOS POR  
MILILITRO  
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1455 05479576 3 Vial

REACTIVO LIPOPROTEINA DE ALTA  
DENSIDAD HDL MARCADA CON DIL CON

UNA CONCENTRACION DE 0.5 MG-ML PARA  
ESTUDIOS DE CAPTACION INVITRO  
PRESENTACION: VIAL CON 0.5 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

1456 05479577 3 Vial

REACTIVO LIPOPROTEINA DE BAJA  
DENSIDAD LDL MARCADA CON DIL CON  
UNA CONCENTRACION DE 0.5 MG-ML PARA  
ESTUDIOS DE CAPTACION INVITRO  
REQUIERE REFRIGERACION  
PRESENTACION: VIAL CON 0.5 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

1457 05479578 3 Vial

REACTIVO LIPOPROTEINA DE BAJA  
DENSIDAD LDL OXIDADA CON SULFATO DE  
COBRE Y MARCADA CON DIL CON UNA  
CONCENTRACION DE 0.5 MG-ML PARA  
ESTUDIOS DE CAPTACION INVITRO  
PRESENTACION: VIAL CON 0.5 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

1458 05479579 3 Vial

REACTIVO SAL HIDRATADA  
PD-123-319-DITRIFLUOROACETATO CON  
UNA PUREZA MAYOR A 98% GRADO HPLC  
NUMERO DE CAS 136676-91-0 CON PESO  
MOLECULAR DE 736.66 POLVO SOLUBLE  
EN AGUA SELECTIVO ANTAGONISTA DE  
RECEPTOR AT2 REQUIERE REFRIGERACION  
PRESENTACION: VIAL CON 10 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0203.00

1459 05479580 5 Vial

REACTIVO TERMISANTAN GRADO HPLC  
PUREZA MAYOR AL 98% SOLIDO BLANCO  
CON PESO MOLECULAR 514.62 MOLES POR  
LITRO SOLUBLE EN DMSO NUMERO DE CAS  
144701-48-4  
PRESENTACION: VIAL DE 50 MILIGRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1  
Departamento: 0203.00

1460 05479581 1 Caja

SOBRES PARA PREPARA 500 MILILITRISO  
DE BUFFER DE BORATO DE SODIO 0.05  
MOLAR PH 8.5  
PRESENTACION: CAJA CON 40 SOBRES

ene:1  
Departamento: 0203.00

1461 05479582 2 Kit

SOLUCIO DE ESTANDARES DE  
AMINOACIDOS A 100 PICOMOLES SOBRE  
MICROLITRO  
PRESENTACION: KIT CON 10 AMPOLLETAS

ene:1 abr:1  
Departamento: 0203.00

1462	05479583	2	Kit	SOLUCION DE ESTANDARES DE AMINOACIDOS A 10 PICOMOLES SOBRE MICROLITRO PRESENTACION: KIT CON 10 AMPOLLETAS
	ene:1		abr:1	
	Departamento: 0203.00			
1463	05479584	2	Kit	SOLUCION DE ESTANDARES DE AMINOACIDOS A 1 NANOMOL SOBRE MICROLITRO PRESENTACION: KIT CON 10 AMPOLLETAS
	ene:1		abr:1	
	Departamento: 0203.00			
1464	05479585	2	Kit	SOLUCION DE ESTANDARES DE AMINOACIDOS A 25 PICOMOLES POR MICROLITRO PRESENTACION: KIT CON 10 AMPOLLETAS
	ene:1		abr:1	
	Departamento: 0203.00			
1465	05479586	2	Vial	VIAL CON ANGIOTENSINA-(1-7) PRESENTACION DE 25 MILIGRAMOS PARA SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA CONFORMADO POR 7 AMINOACIDOS CON MASA MOLECULAR DE 899.02 MOLES POR LITRO ES DE ORIGEN SINTETICO REQUIERE CONGELACION Y CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL CON 25 MILIGRAMOS
	ene:1		abr:1	
	Departamento: 0203.00			
1466	05479587	2	Vial	VIAL CON ANTICUERPO ANTI-GRP78-BIP POLICLONAL DE CONEJO Y CONCENTRACION DE 100 MICROGRAMOS Y PESO MOLECULAR DE 78 KILODALTONES REQUIERE REFRIGERACION PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROGRAMOS
	ene:1		abr:1	
	Departamento: 0203.00			
1467	05479588	2	Vial	VIAL CON ANTICUERPO ANTI-LDL RECEPTOR POLICLONAL DE CONEJO CON UNA CONCENTRACION DE 75 MICROGRAMOS CUYA BANDA PESO MOLECULAR DE 95 KILODALTONES REQUIERE REFRIGERACION PRESENTACION: VIAL CON 75 MICROGRAMOS
	ene:1		abr:1	
	Departamento: 0203.00			
1468	05479589	2	Vial	VIAL CON REACTIVO NOMBRADO A779 EL CUAL ES ANTAGONISTA SELECTIVO DEL RECEPTOR MAS BLOQUEA LOS EFECTOS DE LA ANGIOTENSINA-(1-7) Y ES ANTAGONISTA PEPTIDICO DE SIETE AMINOACIDOS CON MASA MOLECULAR DE 872.98 MOLES POR LITRO Y ES DE

ORIGEN SINTETICO REQUIERE  
 CONGELACION Y CUIDADOS ESPECIALES  
 PRESENTACION: VIAL DE 25 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0203.00

1469 05479590 1 Vial

d-DESTHIOBIOTIN CON PUREZA MAYOR AL  
 98 % Y PESO MOLECULAR DE 214.26  
 NUMERO DE CAS 533-48-2 REQUIERE  
 CUIDADOS ESPECIALES  
 PRESENTACION: VIAL CON 500 MILIGRAMOS

ene:1  
 Departamento: 0203.00

1470 05479591 13 Kit

OXALATO DETERMINACION CUANTITATIVA  
 EN ORINA METODO ENZIMATICO  
 COLORIMETRICO (590 NM) DE PUNTO  
 FINAL CON REACTIVO A DE OXALATOS  
 10X10 ML REACTIVO B DE OXALATOS 5x2  
 ML DILUYENTE DE MUESTRA 5x100 ML Y  
 100 TUBOS PARA PURIFICACION  
 CADUCIDAD 1 AÑO 2-8 GRADOS PRES  
 KIT CON 100 MILILITROS  
 PRESENTACION: KIT CON 100 PRUEBAS

ene:4 abr:3 jul:3 oct:3  
 Departamento: 0109.00

1471 05479592 4 KIT

REACTIVOS PARA ANALISIS DE CALCULOS  
 URINARIOS. DETERMINACION  
 CUALITATIVA. CADUCIDAD MAYOR A 15  
 MESES. KIT PARA 30 PRUEBAS  
 PRESENTACION: KIT CON 30 PRUEBAS

ene:1 abr:1 may:1 jul:1  
 Departamento: 0109.00

1472 05479593 2000 Equipo

KIT DE MEDICION DE CLORO LIBRE Y  
 CLORO TOTAL POR COLORIMETRIA.  
 PRESENTACION: KIT

ene:500 abr:500 jul:500 oct:500  
 Departamento: 0305.00

1473 05479594 2 Kit

ADAMTS13. REACTIVO PARA LA  
 DETERMINACION CUANTITATIVA DE LA  
 ACTIVIDAD DEL ANTIGENO ADAMTS13 POR  
 QUIMIOLUMINISCENCIA. CONSERVAR EN  
 CONGELACION. ENTREGAR EN  
 DEPARTAMENTO USUARIO. CADUCIDAD  
 MINIMA DE 18 MESES.  
 PRESENTACION: KIT PARA 40 PRUEBAS

ene:1 abr:1  
 Departamento: 0317.00

1474 05479595 1 Frasco

FAST RED VIOLET LB. REACTIVO  
 COLORANTE PARA LA TINCION DE LA  
 ENZIMA FOSFATASA ALCALINA EN  
 LEUCOCITOS CONSERVAR EN  
 CONGELACION. ENTREGAR EN  
 DEPARTAMENTO USUARIO.

PRESENTACION: FRASCO CON 5 G

ene:1

Departamento: 0317.00

1475 05479596 1 Vial MARCADOR DE PESO MOLECULAR AMPLI  
SIZE MOLECULAR RULER DE 250 UL 0.1  
UG /UL DNA STANDARD QUE CONTIENE  
50% DE GC. 50-2000 PB CON 10  
BANDAS. 50 APLICACIONES  
PRESENTACION: vial de 250 ul

ene:1

Departamento: 0315.00

1476 05479597 2 Frasco MEDIO RPMI-1640 CM BICARBONATO DE  
SODIO SIN GLUTAMINA LIQUIDO  
STERILIZADO POR FILTRACION  
UTILIZADO PARA CULTIVO CELULAR.  
PRESENTACION: FRASCO 500 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0315.00

1477 05479598 1 Frasco 5-BROMO-4-CLORO-3-INDOL-b-D-GLUCURO  
NIDO SAL DE SODIO. X-GLUCURONIDO.  
CAS 129541-41-9. 98 PORCIENTO DE  
PUREZA  
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MG

ene:1

Departamento: 0204.00

1478 05479599 1 Frasco ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO. CAS  
68938-01-62  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1479 05479600 1 Frasco ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO SAL DE  
SODIO DE TIMO DE TERNERA EN FIBRAS  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1480 05479601 6 Frasco ACIDO NITRICO ULTRAPURO ULTRES II  
TRAZAS DE IMPUREZAS (CA CU ZN NA)  
<10PPT FRASCO CON 1L  
PRESENTACION: FRASCO CON 1 L

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0204.00

1481 05479602 1 Frasco ACIDO PANTOTENICO. ACIDO  
D-PANTONENICO SAL HEMICALCIO. CAS  
137-08-6. 99 PORCIENTO DE PUREZA  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1482 05479603 1 Frasco AGAR PARA PRUEBA DE DNASA CON AZUL  
DE TOLUIDINA  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1483 05479604 1 Frasco CALDO LAURIL TRIPTOSA. CADUCIDAD  
MINIMA DE 3 A6OS. LA MARCA DE ESTE  
MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE  
PROBADA Y APROBADA POR EL  
LABORATORIO  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1484 05479605 1 Frasco CALDO LAURIL TRIPTOSA CON MUG.  
CADUCIDAD MINIMA DE 3 A6OS. LA  
MARCA DE ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO  
PREVIAMENTE PROBADA Y APROBADA POR  
EL LABORATORIO  
PRESENTACION: FRASCO CON 100 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1485 05479606 1 Paquete CEPA DE CLOSTRIDIUM SPOROGENES ATCC  
11437. NIVEL DE BIOSEGURIDAD 1.  
KWIK STIK PLUS. SE ENTREGA EN  
REFRIGERACION  
PRESENTACION: PAQUETE CON 2 HISOPOS

ene:1

Departamento: 0204.00

1486 05479607 1 Frasco CITRATO DE HIERRO III. CAS  
3522-50-7. GRADO TECNICO  
PRESENTACION: FRASCO CON 250 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1487 05479608 1 Frasco CLORURO DE AMONIO. CAS 12125-02-9.  
99.5 PORCIENTO DE PUREZA  
PRESENTACION: FRASCO CON 250 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1488 05479609 1 Frasco D-(-)-SALICINA 2-(HIDROXIMETIL)  
FENIL-b-D-GLUCORIANOSIDO GRADO  
REACTIVO ANALeTICO 99 PORCIENTO DE  
PUREZA NUMERO DE CAS 138-52-3  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1489 05479610 1 Frasco DIGERIDO ENZIMATICO DE HARINA DE  
SOYA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 A6OS.  
LA MARCA DE ESTE MEDIO DEBE HABER  
SIDO PREVIAMENTE PROBADA Y APROBADA  
POR EL LABORATORIO  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1490	05479611	1	Frasco	DIMETIL SULFOXIDO. DMSO. CAS 67-68-5. 99.5 PORCIENTO DE PUREZA PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
1491	05479612	1	Frasco	FORMATO DE SODIO. SAL SODICA DE ACIDO FORMICO. CAS 141-53-7. 98 PORCIENTO DE PUREZA PRESENTACION: FRASCO CON 250 G
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
1492	05479613	1	Frasco	GLUTAMATO MONOSODICO. CAS 142-47-2. 99 PORCIENTO DE PUREZA PRESENTACION: FRASCO CON 100 G
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
1493	05479614	1	Kit	KIT DE CONSUMIBLESPARA CROMATOGRAFIA QUE CONSISTE EN 6 FRASCOS C/1 LITRO C/U DE BUFFER A-1 CATALOGO 6001005.4 FRASCOS C/1 LITRO C/UDE BUFFER B-1 CATALOGO 6001006.3 FRASCOS C/1 LITRO C/U DE SOLUCION DE REGENERACION CATALOGO 6003001. 5 FRASCOS C/ 1 LITRO C/U DE SOLUCION DE DILUCION CATALOGO 6001007.5 FRASCOSC/1 LITRO C/U DE NINHIDRINA CON AGENTE REDUCTOR CATALOGO 6005007. MARCA SYKAM PRESENTACION: KIT
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
1494	05479615	1	Kit	KIT DE LIMPEZA PARA ELECTRODO ROSS. CONTIENE UNA BOTELLA DE 60 ML DE CADA SOLUCION LIMPIADORA A B C Y D. CON VASO DE PRECIPITADO Y PIPETA. CONTIENE SOLUCIONES PARA REMOVER PROTEINAS BACTERIAS LIMPIEZA GENERAL Y ACEITE Y GRASA PRESENTAR MUESTRA FISICA O CATALOGO PARA SU EVALUACION PRESENTACION: KIT CON 4 FRASCOS
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
1495	05479616	1	Paquete	KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUBSP PNEUMONIAE ATCC 10031. NIVEL DE BIOSEGURIDAD 2 PRESENTACION: PAQUETE CON 2 HISOPOS
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
1496	05479617	1	Frasco	L-CYSTEINA. AC (R) -2-AMINO-3-MERCAPTOPROPIONICO. CAS 52-90-4. 97 PORCIENTO DE PUREZA

PRESENTACION: FRASCO CON 100 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1497 05479618 1 Caja

MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO  
 PARA MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD  
 ELECTROLITICA. TRAZABLE A PTB Y  
 NIST (C=0.0001 MOL/L) CERTIPUR.  
 SOLUCION DE CLORURO DE POTASIO  
 (NOMINAL 0.015 MS/CM)  
 PRESENTACION: CAJA CON 5 FRASCOS CON 10

ene:1

Departamento: 0204.00

1498 05479619 3 Paquete

MATERIAL DE REFERENCIA CON VALORES  
 CERTIFICADOS POR EL CENAM PARA LA  
 MEDICION DE PARAMETROS  
 FISICOQUIMICOS EN ALIMENTOS  
 PRESENTACION: PAQUETE

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0204.00

1499 05479620 1 Caja

MATERIAL DE REFERENCIA CON VALORES  
 CERTIFICADOS POR EL CENAM PARA  
 MEDICION DE PH 10.0  
 PRESENTACION: CAJA CON 2 FRASCOS

ene:1

Departamento: 0204.00

1500 05479621 1 Frasco

MOLIBDATO DE AMONIO TETRAHIDRATADO  
 GRADO REACTIVO ACS MATERIA  
 INSOLUBLE <0.005% (SIO2)<0.001%  
 (CL)< 0.002% (PO4)<5PPM FRASCO CON  
 100 G  
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1501 05479622 1 Frasco

NITRATO DE PLATA 0.1 N  
 PRESENTACION: FRASCO CON 1 L

ene:1

Departamento: 0204.00

1502 05479623 1 Frasco

PIROFOSFATO DE TIAMINA. CAS  
 154-87-0. 95 PORCIENTO DE PUREZA  
 PRESENTACION: FRASCO CON 1 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1503 05479624 1 Caja

PLASMA DE CONEJO LIOFILIZADO CON  
 EDTA PARA PRUEBA DE COAGULASA.  
 CADUCIDAD MINIMA DE 1 A60  
 PRESENTACION: CAJA CON 10 VIALES

ene:1

Departamento: 0204.00

1504 05479625 1 Paquete

SOLUCION ROSS DE RELLENO PARA  
 ELECTRODO ROSS ULTRA PAQUETE DE 5  
 BOTELLAS DE 60 ML PRESENTAR MUESTRA

FISICA O CATALOGO PARA SU  
EVALUACION  
PRESENTACION: PAQUETE CON 5 FRASCOS DE

ene:1  
Departamento: 0204.00

1505 05479626 2 Frasco SOLUCION ROSS PARA ALMACENAMIENTO  
DE ELECTRODO FORMULADA PARA  
OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO Y LA VIDA  
DEL ELECTRODO PRESENTAR MUESTRA  
FISICA O CATALO PARA SU EVALUACION  
PRESENTACION: FRASCO CON 475 ML

ene:1 abr:1  
Departamento: 0204.00

1506 05479627 1 Frasco SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO.  
CAS 10034-99-8. 98 PORCIENTO DE  
PUREZA  
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1  
Departamento: 0204.00

1507 05479628 1 Frasco SULFATO DE POTASIO GRADO REACTIVO  
ANALeTICO 99 PORCIENTO DE PUREZA  
NUMERO DE CAS 7778-80-5  
PRESENTACION: FRASCO CON 250 G

ene:1  
Departamento: 0204.00

1508 05479629 1 Frasco SULFATO ESTA6OSO>95% FRASCO CON  
500G CADUCIDAD MINIMA DE 2 A6OS  
PRESENTACION: FRASCO CON 500 G

ene:1  
Departamento: 0204.00

1509 05479630 1 Frasco SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO  
GRADO REACTIVO ANALeTICO 99  
PORCIENTO DE PUREZA NUMERO DE CAS  
7782-63-0  
PRESENTACION: FRASCO CON 5 G

ene:1  
Departamento: 0204.00

1510 05479631 1 Caja SUPLEMENTO ANTIMICORBIANO DE  
NOVOBIOCINA. CADUCIDAD MINIMA DE 1  
A6O.  
PRESENTACION: CAJA CON 6 VIALES DE 10 M

ene:1  
Departamento: 0204.00

1511 05479632 1 Caja TABLETA BASICA PARA LA LIMPIEZA DEL  
EQUIPO DESIONIZADOR INTEGRAL 10  
PROPIEDAD DEL INSTITUTO  
PRESENTACIgN CAJA CON 12 TABLETAS.  
PRESENTACION: CAJA CON 12 TABLETAS

ene:1  
Departamento: 0204.00

1512	05479633	1	Frasco	TRITON X-100. 4- (1 1 3 3- TETRAMETILBUTIL) FENIL POLIETILENGLICOL. T - OCTILFENOXIPOLIETOXIETANOL POLIETILENGLICOL TERC ETER -OCTIFENIL. GRADO LABORATORIO NUMERO DE CAS 9002-93-1 PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
1513	05479634	1	Kit	BIBLIOTECA DE SONDAS DE DNA KIT CON 90 VALES PRESENTACION: Kit con 90 vales
	ene:1			
	Departamento:	0116.00		
1514	05479635	2	Kit	SET DE DEOXINUCLEOTIDOS TRIFOSFATO PRESENTACION: 4 X 10 umol
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0116.00		
1515	05479636	20	Pieza	MEDIO DE CULTIVO CELULAR F12 MEZCLA DE NUTRIENTES HAMS PRESENTACION: MIX HAMS-10X1L
	ene:5	abr:5	jul:5	oct:5
	Departamento:	0116.00		
1516	05479637	1	Kit	KIT DE IMPLEMENTACION KIT 40 RNX CODE:C-3044-40 PRESENTACION: KIT 40 RNX DOCE:C-3044-40
	ene:1			
	Departamento:	0116.00		
1517	05479638	1	Kit	KIT DE PRUEBA CEN17 PROBE KIT 40RXN CODE:3022-40 PRESENTACION: KIT 40RXN CODE:C-3044-40
	ene:1			
	Departamento:	0116.00		
1518	05479639	10	Kit	ANTICOAGULANTE LUPICO. REACTIVO PARA LA DETECCION DE ANTICOAGULANTE LUPICO EN PLASMA HUMANO QUE INCLUYA PRUEBA DE ENSAYO Y PRUEBA DE CONFIRMACION DEBE CONTENER SILICA COLOIDAL Y CLORURO DE CALCIO AL 0.025 M. PRESENTACION: KIT PARA 280 REACCIONES
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento:	0317.00		
1519	05479640	3	Kit	CONTROL NORMAL PARA ANTICOAGULANTE LUPICO. REACTIVO CONTROL NORMAL PARA USARSE EN LA DETECCION DE ANTICOAGULANTE LUPICO PRUEBA DE ENSAYO Y DE CONFIRMACION CON SILICA COLOIDAL. PRESENTACION: KIT PARA 20 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0317.00

1520 05479641 3 Kit

CONTROL POSITIVO PARA  
ANTICOAGULANTE LUPICO. REACTIVO  
CONTROL POSITIVO PARA USARSE EN LA  
DETECCION DE ANTICOAGULANTE LUPICO  
PRUEBA DE ENSAYO Y DE CONFIRMACION  
CON SILICA COLOIDAL.  
PRESENTACION: KIT PARA 20 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1  
Departamento: 0317.00

1522 05479643 1 Frasco

BASE DE CALDO TETRATIONATO MULLER  
KAUFFMANN CADUCIDAD MINIMA DE 3  
ANOS . LA MARCA DE ESTE MEDIO DEBE  
DE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADA  
Y APROBADA POR EL LABORATORIO  
PRESENTACION: FRASCO

ene:1  
Departamento: 0204.00

## **NOTAS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN:**

1. Para todos los bienes que se solicitan esteriles, el licitante ganador debe presentar en cada entrega y por cada lote, el certificado de esterilidad indicando el número de catálogo y fecha de caducidad.
2. Es necesario que todas las sustancias químicas cumplan con los estándares de calidad del INCMNSZ, por lo que se requiere que todas las marcas no conocidas sean evaluadas previamente en el laboratorio solicitante, esto aplica para todas las partidas en las cuales se indica la leyenda "*tuvo que haber sido valorado y aprobado en el laboratorio usuario con anterioridad*", esto con la finalidad de evitar vicios ocultos en aquellas sustancias químicas en los que solo se conozcan las especificaciones técnicas.
3. El licitante que resulte adjudicado deberá sin excepción entregar hoja de seguridad y certificado de análisis en español por cada lote y por cada entrega de acuerdo al calendario de entregas establecido en el pedido correspondiente, en no cumplir con este requisito implica la rescisión del pedido por incumplimiento y se aplicará la penalización correspondiente.